



## INSTELLEN U15 PLAS- MEDICIJNHORLOGE

### Belangrijk

- › Druk altijd maar één knop tegelijk in
- › Wanneer er bij het instellen binnen 5 seconden geen actie plaats vindt, zal de verlichting dimmen. De laatste instelling die is bevestigd blijft opgeslagen. Valt het horloge in stand-by? Zoek dan de betreffende instelling weer opnieuw op.

**TIP:** lees een aantal stappen vooruit zodat u wellicht in één keer de instelling(en) kunt invoeren.

### Tijd & datum instellen

1. Druk op de rechter display knop; de tijd verschijnt (wanneer er géén tijd verschijnt maar ondersteboven de letters AL, dient het horloge gedraaid te worden).
2. Met de tijd in beeld drukt u op de rechterknop en houdt deze ingedrukt tot alleen de uren zichtbaar zijn. Doormiddel van de linker- (telt af) en de rechterknop (telt op) kunt u het juiste uur instellen.
3. Bevestig het uur door de rechterknop kort ingedrukt te houden, totdat het verspringt naar de minuten. Stel de juiste minuten in, wederom met de linker- (telt af) en rechterknop (telt op).
4. Bevestig de minuten door de rechterknop kort ingedrukt te houden, totdat het verspringt naar de maanden (1-12) en stel deze in.
5. Bevestig het maandnummer weer door de rechterknop kort ingedrukt te

1. houden en vervolgens verschijnt de dag (1-7). Voor het dagnummer ziet u het teken [ ] Selecteer het juiste getal waarbij geldt: maandag = 1 en zondag = 7.
2. Nadat u deze weer bevestigt met de rechterknop verschijnt tot slot het jaartal welke u wederom op dezelfde wijze als alle voorgaande gegevens selecteert en bevestigt.

## **Alarm instellen**

*Voordat de alarmen ingesteld worden dient u eerst tijd en datum in te voeren!*

1. Druk op de linkerknop in het display en de letters AL en een klein wekkertje verschijnen.
2. Vervolgens houdt u de linkerknop ingedrukt en verschijnt; 1 - - Dit betekent dat Alarm 1 "uit" staat. U kunt dit alarm activeren door de rechterknop ingedrukt te houden (streepjes gaan knipperen) en met de linker- of rechterknop wijzigt u naar ON (alarm "aan"). Om dit te bevestigen houdt u de rechterknop ingedrukt.  
Een alarm werkt alleen als deze op ON staat.
3. Vervolgens verschijnt de alarmtijd in beeld. Eerst knipperen de uren en kunt u door middel van de linker- (telt af) en de rechterknop (telt op) het gewenste uur instellen. Deze bevestigt u door de rechterknop ingedrukt te houden.
4. Daarna beginnen de minuten te knipperen en kunt u de gewenste stand van de minuten instellen. Bevestig door de rechterknop ingedrukt te houden, waarmee Alarm 1 is ingesteld.
5. Nu verschijnt Alarm 2 welke ook kan worden ingesteld. Herhaal stappen 2, 3 & 4.  
In totaal kunt u maximaal 15 alarmen instellen.

## **Alarm wijzigen of uitzetten**

Wanneer u de alarmtijd (uren of minuten) gaat instellen werkt de linkerknop aflopend en de rechterknop oplopend. Als u alle alarmen wilt doorlopen kan dit ook door een enkele druk op zowel de linker- als rechterknop, maar is dit altijd oplopend.

1. Om de ingestelde alarmen af te lezen drukt u op de linker knop waarna "AL" en het wekkertje verschijnen. Houd vervolgens de linkerknop ingedrukt en u ziet het 'Alarmnummer' met de status (aan- of uitgeschakeld). Bijvoorbeeld: 1 ON.
2. Met zowel de linker- als de rechterknop kunt u door alle 15 alarmen lopen. Wanneer een alarm is ingesteld ziet u na bijv. 1 ON ook de bijbehorende tijd dat het alarm afgaat. Als er geen alarm is ingesteld (bijv. 2 - -) is het volgende beeld Alarm 3.
3. Alarmtijd wijzigen?

- a. Zoek de betreffende tijd van een ingesteld 'Alarmnummer' op en houd de linker- of rechterknop ingedrukt. Gaat u bijvoorbeeld Alarm 3 wijzigen; dan moet niet '3 ON' in beeld zijn, maar de tijd die bij dit alarm hoort (het beeld ná '3 ON')
  - b. De uren knipperen waarbij u de gewenste tijd kunt wijzigen.
  - c. Heeft u dit aangepast of moet de uurwaarde hetzelfde blijven, houdt dan de rechterknop ingedrukt.
  - d. Vervolgens knipperen de minuten en kunt u deze wijzigen.
  - e. Bevestig door de rechterknop ingedrukt te houden. De alarmtijd is gewijzigd en het beeld versprongen naar het volgende 'Alarmnummer'.
1. Alarm uitzetten?
- a. Zoek het betreffende 'Alarmnummer' op. Bijvoorbeeld '4 ON'.
  - b. Houdt de rechterknop ingedrukt waarna "ON" begint te knipperen.
  - c. Druk éénmaal op de linker- of rechterknop waarna het beeld verspringt naar '4 - - '.
  - d. Bevestig dit door de rechterknop ingedrukt te houden en Alarm 4 is uitgezet. Het beeld is versprongen naar het volgende 'Alarmnummer'.

### Overige functies

Rechterknop *(het cijfer hieronder staat voor het aantal drukken op de rechterknop. Achter het nummer staat de beschrijving van hetgeen wordt weergegeven in uw U15 horloge)*

1x Actuele tijd.

2x Datum (maand/dag). Na 2 seconden verschijnt ook het dagnummer.

3x STEP: aantal gezette stappen die dag (stappenteller).

4x CALO: aantal verbrande calorieën die dag.

5x dist: gelopen aantal km die dag.

6x Batterij status (1 – 100%).

Linkerknop *(het cijfer hieronder staat voor het aantal drukken op de linkerknop. Achter het nummer staat de beschrijving van hetgeen wordt weergegeven in uw U15 horloge).*

1x Menu voor alarm.

2x Tijdsnotatie aanpassen (12 of 24 uren klokweergave). Houd linkerknop in om te wijzigen (cijfer gaat knipperen) of houd ingedrukt om te bevestigen.

3x -H: Door deze functionaliteit op "on" te zetten, komt de tijd ook in beeld als u met uw pols draait (dit kan natuurlijk ook door op het rechter knopje te drukken).

➤ Houd de linker knop ingedrukt als u de H in beeld heeft. De – gaan knipperen.

➤ Met de rechter knop verandert u de – in "on".

- Door de rechter knop ingedrukt te houden is deze functionaliteit ingesteld.

#### 4x Cd: Count down functie

- Houd linke rknop ingedrukt. Naast “Cd” verschijnen dan twee horizontale streepjes.
- Middels een druk op de rechterknop verschijnt er “OF” in beeld, wat inhoudt dat de timer uitstaat.
- Druk je meerdere malen op de rechterknop\* dan komt er een 1, 2, etc. Dit staat voor het aantal minuten vanwaar de timer zal aflopen.
- Kom je bij de gewenste tijd, dan bevestig je deze door de rechterknop ingedrukt te houden. De Timer zal dan direct beginnen met aflopen, wat ook zichtbaar is in het display.
- Wanneer het horloge op stand-by stand springt kun je de timer oproepen door éénmaal op de linkerknop te drukken. \*Druk je op de linkerknop dan verschijnen de getallen/minuten 99, 98, 97 etc.
- Wanneer de timer bij 00'00 is geeft het horloge een trilalarm af. Door op een willekeurige knop te drukken stopt deze, maar begint het aftellen weer opnieuw. Door de timer uit te zetten (stap 4.2) schakel je de timerfunctie uit.

## Onderhoud

- Laad het horloge op tijd op, zodat alle instellingen bewaard blijven.

### DISCLAIMER

In geen geval zal Urifoon aansprakelijk worden gesteld voor enige bijzondere, incidentele of indirecte gevolgschade, met inbegrip van het bezit, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor verlies van eigendom, persoonlijk letsel, verlies van privacy, nalatigheid en enige andere schade, hoe dan ook veroorzaakt, zelfs als Urifoon op de hoogte is gesteld van de kans op mogelijke schade. Deze disclaimer van aansprakelijkheid geldt voor eventuele schade of letsel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die wordt veroorzaakt door een falen van de prestaties van het product. De verantwoordelijkheid voor de selectie, de veiligheid en geschiktheid van een product ligt bij de consument. Omstandigheden van de gevolgen die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van onze producten is de verantwoordelijkheid van de consument. Urifoon kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.



### Urifoon BV

Mennonietenbuurt 29  
1427 AX Amstelhoek

Telefoon: 0297 760 001  
Mail: [info@urifoon.nl](mailto:info@urifoon.nl)