




Handleiding voor het gebruik van de Aantrekhelp voor sokken van Extensso



Stap 1: Voorbereiding Plaats de aantrekhelp op uw benen met de trog naar u toe gericht. Schuif de sok volledig over de aantrekhelp tot aan de tenen. Zorg ervoor dat de hak van de sok aan de onderkant van de aantrekhelp zit.

Stap 2: Plaatsing op de grond Pak de handvatten stevig vast en leg de aantrekhelp op de grond. Dit zorgt voor stabiliteit en vergemakkelijkt het aantrekken van de sok.

Stap 3: Voetpositionering Steek uw voet tussen de aantrekhelp en de sok. Zorg ervoor dat de sok goed is gepositioneerd en klaar is om aangetrokken te worden.

Tip: Controleer of de sok goed is uitgelijnd op de aantrekhelp voordat u begint met aantrekken

Stap 4: Aantrekken Trek nu voorzichtig aan de twee koorden, naar u toe gericht. Zorg ervoor dat de tenen volledig in de sok komen. Door de juiste trekkracht uit te oefenen, wordt de sok gelijkmatig en comfortabel aangetrokken.

Belangrijk: Neem de tijd en voer de handelingen rustig uit om ongemak of schade aan de sok te voorkomen.

QR-code voor Instructievideo: Om een visuele handleiding te bekijken, kunt u eenvoudig uw mobiele telefoon gebruiken. Volg deze stappen:

1. Open de camera-app op uw mobiele telefoon.
2. Richt de camera op onderstaande QR-code.
3. Wanneer de QR-code wordt herkend, krijgt u een melding of link die u kunt openen.
4. Klik op de link om de instructievideo te bekijken voor een gedetailleerde demonstratie van het correct gebruik van de aantrekhelp voor sokken van Extensso.

Voor verdere vragen of assistentie kunt u contact opnemen met www.extensso.nl.

