



**ONZE  
KANJERS**  
Pelgrim Wol<sup>©</sup>



## Gebruiksaanwijzing:

1. Zorg dat de huid schoon en droog is.
2. Trek kleine plukjes wol uit de uiteinde van de streng, totdat u de juiste hoeveelheid hebt.
3. Wikkel of leg de wol ruim rond het te beschermen gebied heen. Niet te strak, zweet kan het laten krimpen.
4. Trek er zorgvuldig een sok overheen, zodat de wol op de juiste plaats blijft zitten.
5. Alleen nog de schoenen aan en u kunt gaan!



### Voetnootjes:

- Vergeet niet de wol uit de sokken te verwijderen voor u ze in de was stopt.
- Niet te gebruiken bij Lanoline (wolvet) allergie.
- Bij neuropathie eerst uw arts raadplegen i.v.m. verminderend gevoel.
- Alleen op de intacte huid gebruiken.