


ELEKTRISCHE BORSTPOMP

HANDLEIDING



Ontworpen door moeders. Voor moeders

Gefeliciteerd met het moederschap! Omdat dit uw eerste ervaring met een borstkolf is, kan het enige tijd duren voordat u vertrouwd raakt met het gebruik ervan.


Het is belangrijk dat u zich tijdens het proces ontspant, zelfs als u in het begin misschien niet zoveel melk kunt afkolfen als u zou willen. Uw lichaam zal zich dienovereenkomstig aanpassen, zodat u na meerdere pogingen meer melk kunt afkolfen.

LEES DIT VOOR GEBRUIK

- Beperk het gebruik tot maximaal 15 minuten per keer. Het is volkomen normaal als er in eerste instantie niet veel melk wordt afgekolfd binnen deze periode, maar bij regelmatig gebruik zal uw lichaam zich uiteindelijk aanpassen om meer melk te produceren.
- Uit onderzoek is gebleken dat u, om een optimale productie van moedermelk te bereiken, volledig ontspannen moet zijn. Het helpt je het hormoon oxytocine vrij te maken, dat je toeschietreflex voor het toeschieten van melk stimuleert. Dus leun achterover op je favoriete bank terwijl je naar je favoriete deuntjes luistert, probeer diepe ademhalingsoefeningen of laat je partner je een massage geven!
- Het apparaat wordt geleverd met een massagefunctie die u (1-3 minuten) kunt gebruiken voordat u gaat kolven. Hierdoor kun je het hormoon oxytocine vrijgeven en de melkproductie verhogen.
- Regelmatig schoonmaken. Maak alle pomponderdelen schoon die in contact zijn geweest met uw moedermelk en was uw handen voor en na gebruik.
- Kies het juiste optimale zuigniveau. Verhoog geleidelijk de zuigkracht van de borstkolf totdat deze enigszins oncomfortabel wordt, en zet hem dan een tandje lager. De pomp hervat vanaf het laatst gebruikte zuigniveau wanneer deze opnieuw wordt opgestart.
- Omdat dit een draagbare borstkolf is, moet u ervoor zorgen dat u een goede voedingsbeha gebruikt.

①

PRODUCT BESCHRIJVING




Accessoires omvatten

BH-verstelgesp x1 Type-C-kabel x1

②

CONTROLEPANEEL



Volg eerst het principe van massage en daarna diep pompen.

3 modi

Massagefunctie: 12 niveaus
(Eerst masseren om de melkproductie te stimuleren.)

Zuigfunctie: 12 niveaus
(Kies het optimale niveau, de pompmodus is ontworpen voor lage zuigkracht, diepe zuigkracht.)

Tepelcorrectie: 6 niveaus
(Massage en zuigkracht worden tegelijkertijd gebruikt, wat uitstekend is voor ingevallen tepels of voor nieuwe moeders, open melk gebruikt de 3+1-modus, 3 kortfrequente massages en 1 diepe zuigkracht.)

Zet aan / uit: Houd de aan/uit-knop ingedrukt (⏻) gedurende 3 seconden.

Modusverandering: Druk op de modustoets (⏻).

Niveauverandering: Druk op (+) en (-) om het niveau te verhogen of te verlagen.

Batterij-indicator en melkalarm

Knippert rood: batterij bijna leeg (opladen vereist)
Continu groen: batterij is volledig opgeladen (knippert groen tijdens opladen)

Melkwaarschuwing: het alarm knippert elke 10 minuten gedurende 30 seconden rood om u eraan te herinneren dat het tijd is om de melkopvangbak te verwijderen en de melk uit te schenken. De pomp schakelt elke 30 minuten automatisch uit.

③

REINIGINGSINSTRUCTIES


Voor gebruik

- ① Verwijder de pompmotor.
- ② Plaats alle siliconenonderdelen gedurende 3 tot 5 minuten in kokend water.
- ③ Was de melkcollector en de Linker met warm zeepop en spoel ze goed af.
- ④ Veeg de onderdelen af met een doek of laat ze aan de lucht drogen voor gebruik.

Na gebruik

- ① Spoel de melkcollector, het ventiel en de Linker onmiddellijk na gebruik.
- ② Plaats alle siliconenonderdelen gedurende 3 tot 5 minuten in kokend water.
- ③ Veeg de onderdelen af met een doek of laat ze aan de lucht drogen voordat u ze opbergt!
- ④ Dompel de pompmotor niet onder in water.

MONTAGE




STAP 1

Plaats de siliconen gasbeker in de linker en druk erop met uw handen om de randen stevig vast te maken en een perfecte afdichting te garanderen.

STAP 2

Installeer de klep in de onderkant van de linker en zorg ervoor dat deze in de juiste richting wordt geïnstalleerd.

④




STAP 3

Plaats de gemonteerde linker in de melkcollector.

STAP 4

Plaats het siliconen massageblaadje in de melkcollector en zorg ervoor dat deze goed is afgesloten om lekkage te voorkomen.




STAP 5

Installeer de pompmotor.

⑤


HANDLEIDING

Bij de plaatsing van de beha



Press the silicone massage petal firmly against the breast, leave no gaps and make sure your nipples are centered. Keep it upright. Be careful not to distort the position of the product and the chest, otherwise the breast pump will not have suction.

Schakel de pomp uit en verwijder deze voorzichtig




Let op: Ga niet liggen terwijl u de borstkolf gebruikt. Als u enig ongemak ervaart tijdens het kolven of als u blaren of schuurplekken op uw tepel of borst opmerkt, probeer dan het zuigniveau van de borstkolf te verlagen.

⑥

ZITPOSITIE VOOR ZUIGING


Ontspan het lichaam, ga in een comfortabele stoel zitten en leun iets naar voren (gebruik het kussen om de rug te ondersteunen). Zorg ervoor dat u de borstkolf en de melkcollector rechtop houdt.



⑦

VOOR MELK

Please keep breast pump upright, and remove the pump motor from pump body carefully. To pour the milk into the bottle, make sure the gap of milk collector is against the bottle mouth.



⑧

INSTRUCTIES VOOR HET AANPASSEN VAN DE BH GESP

Pas de lengte van de bh-bandjes aan, maak het zuigen comfortabel. Het ene uiteinde van de bh-verstelgesp hing aan de binnenkant van de gesp van de voedingsbeha. De lengte van de bh-band kan worden aangepast door de voedingsbehagesp aan het andere uiteinde van de bh-verstelgesp te hangen.




FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

PROBLEEMOPLOSSEN

Zwakke of geen zuigkracht	1. Controleer of de klep correct is geïnstalleerd. 2. Laad het apparaat op voor gebruik. 3. Controleer of het product correct is geplaatst, anders zuigt de borstkolf niet.
Tepel pijn	1. Masseer eerst en pas het comfortabele zuigniveau aan. 2. Vraag een lactatiekundige of borstvoedingsspecialist om advies.
Geen/weinig melk uitgedrukt	1. Find yourself in a comfortable position. 2. Als je al 10-15 minuten aan het kolven bent, neem dan een pauze en probeer het op het juiste moment opnieuw. 3. Zorg voor een optimaal zuigniveau tijdens gebruik. 4. Relax and try again.

Note: Please feel free to contact us if you have any product related questions.

⑨