

Wekker met trilkussen

(bed shaker)

De Stroomvoorziening;

Bijgeleverd kabeltje achter in de klok USB aansluiting Type-c bevestigen. Het andere eind in de stekker steken. De klok springt op 12.00 uur.

Let op! Stekker van het trilkussen GOED aandrukken achter in de wekker



Instellen van de tijd:

- Druk ongeveer 2 seconden op de TIME knop (achter op de klok) het Led display zal gaan knipperen om de tijd te gaan instellen.
- Druk op de HOUR knop om naar het juiste uur te gaan. (het PM lichtje zal gaan branden als u PM tijd instelt)
- Druk op de MIN knop om de minuten in te stellen.
- Druk op de TIME knop om de tijd vast te zetten.
- Zorg er bij het instellen van de tijd voor dat u zich op de juiste AM of PM tijd bevind.

OPMERKING: druk in de tijdsmodus op de TIME knop om 12 of 24 uursformaat te selecteren. Als u halverwege stopt met instellen, wacht 60 seconden om automatisch de instelling voor afsluiten te bevestigen .

Instellen van het alarm :

- Druk ongeveer 2 seconden op de ALARM knop (achter op de klok) het Led display zal gaan knipperen om de tijd te gaan instellen.
- Druk op de HOUR knop om naar het juiste uur te gaan. (het PM lichtje zal gaan branden als u PM tijd instelt)
- Druk op de MIN knop om de minuten in te stellen.
- Druk op de ALARM knop om de tijd vast te zetten.
- Zorg er bij het instellen van de tijd voor dat u zich op de juiste AM of PM tijd bevind.

OPMERKING: druk in de tijdsmodus op de TIME knop om 12 of 24 uursformaat te selecteren.

Gebruik van het alarm:

- Schuif de alarmmodus knop naar de “BEEP” positie (geluid), en er gaat een zoemergeluid af op het alarm moment. Het BEEP indicator lampje zal gaan branden
- Schuif de alarmmodus knop naar de “VIBRATION” positie (trillen), en het alarm gaat trillen op het alarm moment. Het VIBRATION indicator lampje zal gaan branden.
- Schuif de alarmmodus knop naar de “ALL” positie, en het alarm zal gaan zoemen en trillen op het alarmmoment. De indicator lampjes van BEEP en VIBRATION zullen gaan branden.
- Schuif de alarmmodus knop naar de “OFF” positie. Alle alarmen staan uit.

OPMERKING: Bij gebruik van de trilfunctie, zorg er voor dat de bed shaker is aangesloten op de klok.

- Het geluidsalarm is in te stellen op 3 standen.
1^e stand is 80.4 DB 2^e stand is 91.1 DB en 3^e stand is 100.7 DB.
- Het geluidsalarm gaat af in 3 fases van rustig naar steeds sneller.

Alarm uitschakelen en gebruik van de Snooze knop:

- Zet uw wekker in de tril en/ of geluid positie.
- Het alarm zal op de door u gekozen tijd 5 minuten afgaan.
- U kunt het alarm afzetten door de OFF knop te gebruiken.
- Door de HOUR of MIN knop bovenop de klok in te drukken stopt het alarm, en loopt de volgende dag op dezelfde tijd weer af.
- Druk op de grote SNOOZE/LIGHT knop. Uw alarm stopt en zal na 9 minuten weer opnieuw afgaan. Dit gebeurt elke keer als u deze knop gebruikt.

Nog enkele specificaties:

- Lichtgevoelige sensor die omgevingslicht detecteert. Selecteert automatisch de juiste helderheid.
- De geluid- en vibratievolumen zijn in te stellen door de knop op achterzijde klok HI/MI/LO.(hoog, midden en laag)
- Door op de SNOOZE/LIGHT knop te drukken kunt u de kleur van het nachtlampje veranderen . U heeft de keus uit 7 kleuren
- Door 2 AAA batterijen te plaatsen bent u ervan verzekerd dat bij een stroomstoring de alarmen en de tijd behouden blijven.
(De wekker loopt niet op de batterijen, maar heeft netstroom nodig)
- Mogelijkheid tot het opladen van uw telefoon in de USB aansluiting.