

# Wekker met trikkussen (bed shaker) van Geheugenhulp

## Handleiding:

### De Stroomvoorziening;

Bijgeleverd kabeltje achter in de klok USB aansluiting Type-c bevestigen. Het andere eind in een adapter (niet bijgeleverd) De klok springt op 12.00 uur.



### Instellen van de tijd:

- Druk ongeveer 2 seconden op de TIME knop ( achter op de klok) het Led display zal gaan knipperen om de tijd te gaan instellen.
- Druk op de HOUR knop om naar het juiste uur te gaan. ( het PM lichtje zal gaan branden als u PM tijd instelt)
- Druk op de MIN knop om de minuten in te stellen.
- Druk op de TIME knop om de tijd vast te zetten.
- Zorg er bij het instellen van de tijd voor dat u zich op de juiste AM of PM tijd bevind.

OPMERKING: druk in de tijdsmodus op de TIME knop om 12 of 24 uursformaat te selecteren. Als u halverwege stopt met instellen, wacht 60 seconden om automatisch de instelling voor afsluiten te bevestigen .

### Instellen van het alarm :

- Druk ongeveer 2 seconden op de ALARM knop ( achter op de klok) het Led display zal gaan knipperen om de tijd te gaan instellen.
- Druk op de HOUR knop om naar het juiste uur te gaan. ( het PM lichtje zal gaan branden als u PM tijd instelt)
- Druk op de MIN knop om de minuten in te stellen.
- Druk op de ALARM knop om de tijd vast te zetten.
- Zorg er bij het instellen van de tijd voor dat u zich op de juiste AM of PM tijd bevind.

OPMERKING: druk in de tijdsmodus op de TIME knop om 12 of 24 uursformaat te selecteren. Als u halverwege stopt met instellen, wacht 60 seconden om automatisch de instelling voor afsluiten te bevestigen .

## **Gebruik van het alarm:**

- Schuif de alarmmodus knop naar de “BEEP” positie ( geluid), en er gaat een zoemergeluid af op het alarm moment. Het BEEP indicator lampje zal gaan branden
- Schuif de alarmmodus knop naar de “VIBRATION” positie (trillen), en het alarm gaat trillen op het alarm moment. Het VIBRATION indicator lampje zal gaan branden.
- Schuif de alarmmodus knop naar de “ALL” positie, en het alarm zal gaan zoemen en trillen op het alarmmoment. De indicator lampjes van BEEP en VIBRATION zullen gaan branden.
- Schuif de alarmmodus knop naar de “OFF” positie. Alle alarmen staan uit. OPMERKING: Bij gebruik van de trilfunctie, zorg er voor dat de bed shaker is aangesloten op de klok.
- Het geluidsalarm is in te stellen op 3 standen. 1<sup>e</sup> stand is 80.4 DB  
2<sup>e</sup> stand is 91.1 DB en 3<sup>e</sup> stand is 100.7 DB.
- Het geluidsalarm gaat af in 3 fases van rustig naar steeds sneller.

### **Alarm uitschakelen en gebruik van de Snooze knop:**

- Zet uw wekker in de tril en/ of geluid positie.
- Het alarm zal op de door u gekozen tijd 5 minuten afgaan.
- U kunt het alarm afzetten door de OFF knop te gebruiken.
- Door de HOUR of MIN knop bovenop de klok in te drukken stopt het alarm, en loopt de volgende dag op dezelfde tijd weer af.
- Druk op de grote SNOOZE/LIGHT knop. Uw alarm stopt en zal na 9 minuten weer opnieuw afgaan. Dit gebeurt elke keer als u deze knop gebruikt.

## **Nog enkele specificaties:**

- Lichtgevoelige sensor die omgevingslicht detecteert. Selecteert automatisch de juiste helderheid.
- De geluid- en vibratievolumen zijn in te stellen HI/MI/LO.
- Door op de SNOOZE/LIGHT knop te drukken kunt u de kleur van het nachtlampje veranderen . U heeft de keus uit 7 kleuren
- Door 2 AAA batterijen te plaatsen bent u ervan verzekerd dat bij een stroomstoring de alarmen en de tijd behouden blijven.
- Mogelijkheid tot het opladen van uw telefoon in de USB aansluiting.