

Elvie Curve

Draagbare manuele borstkolf

De Elvie Curve is een draagbare, siliconen borstkolf met variabele zuigkracht die zorgt voor het zachte kolven van de melk en het opvangen van ingeschoten melk voor ultiem comfort en gemak.

De eenvoudigste manier om te

Kolven

Er zijn geen vervelende kleine onderdelen zodat de Elvie Curve gemakkelijk in het gebruik is. Gewoon op de siliconen buidel drukken om een natuurlijke zuigkracht op te wekken en tot 114 ml melk per keer te kolven.

Draagbaar

Je plaatst de draagbare Elvie Curve discreet in je bh waardoor jij je handen vrij hebt en je geen zorgen hoeft te maken dat hij losraakt als je je kindje voedt.

Comfortabel

De Elvie Curve van soft-touch siliconen past perfect op de borst en heeft een ventiel om het niveau van de zuigkracht te regelen waardoor zelfs het kolven van borsten met veel melk comfortabel is. De Curve kan ook gemakkelijk worden verwijderd.

Veilig en duurzaam

De Elvie Curve is vaatwasserbestendig, BPA-vrij, gemaakt van voedselveilige siliconen en is perfect voor moeder en baby.

Vrouwen die borstvoeding geven kunnen de Elvie Curve gebruiken om zachtjes melk te kolven als hun borsten te vol voelen of wanneer melk inschiet terwijl ze met de andere borst voeden of kolven. Past om de rondingen van de borst en wordt in een bh gedragen waardoor de moeder haar melk moeiteloos kan kolven, haar handen vrij heeft en zich vrij kan bewegen.

Gebruiksaanwijzing

1. Steek de buidel in het frame.
2. Plaats je tepel in het midden van het tepelgat zonder dat deze de binnenkant van de buidel raakt. Het moet prettig aanvoelen.
3. Druk op de buidel om zuigkracht op te wekken. Als de opgewekte zuigkracht onaangenaam aanvoelt, druk je op de afsluiter om deze te openen en een beetje lucht te laten ontsnappen.
4. Controleer of je tepel nog steeds in het midden zit.
5. Breng de voedingsbh in de juiste positie en trek deze over de Elvie Curve. Zorg dat de Elvie Curve stevig tegen de borst aangedrukt blijft en nauw aansluit.
6. Druk op de buidel als na verloop van tijd de zuigkracht daalt tijdens het kolven zodat de melk blijft komen. Je kunt dit door je bh heen doen. Let goed op het melkniveau om te voorkomen dat de buidel overvol raakt.



Wat is natuurlijke zuigkracht?

Natuurlijke zuigkracht is de druk die wordt opgewekt door met de hand (één of meerdere malen, naar keuze) op de siliconen borstkolf te drukken, in tegenstelling tot de voortdurend aangestuurde zuigkracht die wordt opgewekt door een standaard handkolf of elektrische kolf.

Wat zit er in de doos?

1 x frame

1 x buidel

Gebruiksaanwijzing (ML)

Elvie Curve

Hoeveelheid melk : 4 oz / 113,6 ml

Materialen : Voedselveilige siliconen en BPA-vrij plastic (PP)

Kleur : Wit

Afmetingen : EMEA : L 11,30 x B 10,6 x H 5,7 cm
VS : L 4,45 x W 4,17 x H 2,24 in

Gewicht : EMEA : 0,12kg
VS : 0,26 lbs

Garantie: 90 dagen

Logistieke specificaties

Verpakking doos maat/gewicht :

	EMEA	VS
1 Verpakking	L 12 x B 6,5 x H 13 cm 0,225 kg	L 4,72 x W 2,56 x H 5,12 in 0,496 lbs

Verpakking doos maat/gewicht :

	EMEA	États-Unis
12 eenheden in omdoos	L 39,8 x B 24,8 x H 14,2 cm 2,99 kg	L 15,67 x W 9,76 x H 5,59 in 6,59 lbs
1440 stuks 1 pallet	L 130 x B 110 x H 156 cm 400 kg	L 51,18 x W 43,30 x H 61,41 in 881,85 lbs
EAN Code	5060442520547	
Land Van	China	

MSRP € 59.99