


A line drawing of a glucose meter, showing a large rectangular display screen in the center. Below the screen, there are two circular buttons; the left one is labeled with the letter 'S' and the right one with the letter 'M'. The entire device is enclosed in an oval border.

Handleiding

Mode d'emploi

GLUCOSEMETER

STARTERSET

GLM-76

Ver. 1.2

INTRODUCTIE

Bedankt dat u gekozen heeft voor de GLM-76 bloedglucosemeter. De meter, in combinatie met de GLS-76 bloedglucoseteststrip, is ontworpen voor de kwantitatieve meting van de glucoseconcentratie in capillair volbloed. Dit kan worden uitgevoerd door personen met diabetes of door zorgprofessionals voor glucosemonitoring thuis of in zorginstellingen.

Lees deze handleiding voordat u uw GLM-76 bloedglucosemeter gebruikt. Als u vragen heeft of assistentie nodig heeft, neem dan contact met ons op of met uw lokale distributeur.



Manuel en Français

Pour une version numérique française de
ce manuel, scannez le code QR.



INHOUDSOPGAVE

Over de GLM-76 meter	4
GLM-76 bloedglucosemeter en LCD-display	6
GLS-76 bloedglucoseteststrip	8
Instellen van metereigenschappen	9
Vorbereiding op bloedafname	9
Controle van de code	11
Bloedtest uitvoeren	12
Testresultaten begrijpen	15
Geheugenfunctie	16
Controleoplossing (optioneel)	17
Meter specificaties	18
Onderhoud van de meter	19
Afvoeren van de meter	22
Meldingen en probleemoplossing	23

OVER DE GLM-76 METER

Doelmatig gebruik

De GLM-76 bloedglucosemeter is ontworpen voor de kwantitatieve meting van de glucose-concentratie in capillair volbloed. Dit kan worden uitgevoerd door personen met diabetes of door zorg-professionals voor bloedglucosemonitoring thuis of in zorginstellingen.

Het apparaat is een vrij verkrijgbaar hulpmiddel, geschikt voor zowel professioneel gebruik als thuisgebruik.

De meter is bedoeld voor kwantitatieve bloed-glucosetesten met GLS-76 bloedglucoseteststrips.

Over de meter

De GLM-76 bloedglucosemeter maakt gebruik van biosensortechnologie voor bloedglucose-monitoring, zodat u eenvoudig en comfortabel kunt testen. Er is slechts een bloedmonster van 0,8 µL nodig om de test binnen acht (8) seconden uit te voeren.

Belangrijke informatie

IVD De GLM-76 bloedglucosemeter is bedoeld voor in-vitro diagnostisch gebruik met capillair volbloed. De meter mag niet worden gebruikt voor de diagnose van diabetes of voor het testen van pasgeborenen (neonatale screening).



Let op

1. De gebruiker mag geen medische beslissingen nemen zonder eerst een medisch professional te raadplegen.
2. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u symptomen ervaart die niet overeenkomen met uw bloedglucosetestresultaten.
3. Ernstige uitdroging of overmatig vochtverlies kan leiden tot onjuiste testresultaten. Neem direct contact op met uw arts als u denkt dat u uitgedroogd bent.
4. Een zeer hoog (boven 65%) of zeer laag (onder 25%) aantal rode bloedcellen (hematocriet) kan onjuiste testresultaten veroorzaken.
5. Grote hoogte (altitude) kan de testresultaten beïnvloeden.
6. Een gebruikstemperatuur buiten het bereik van 10°C tot 40°C (50°F tot 104°F) kan de testresultaten beïnvloeden.

7. Interferenties: Acetaminofen, dopamine, L-DOPA, ibuprofen, salicylaat, bilirubine, creatinine, cholesterol, triglyceriden, urinezuur, EDTA, galactose, gentisinezuur, glutathion, hemoglobine, heparine, maltose, methyl-DOPA, tolbutamide, tolazamid, xylose pralidoximejodide en icodextrine (wanneer aanwezig in normale of therapeutische concentraties) hebben geen significante invloed op de testresultaten. Echter, abnormaal hoge concentraties van bepaalde stoffen, zoals acetaminofen, salicylaat, urinezuur en andere reducerende stoffen in het bloed, kunnen leiden tot onnauwkeurig verhoogde testresultaten.
8. Intraveneuze toediening van ascorbinezuur die resulteert in een bloedconcentratie van ascorbinezuur >3 mg/dL kan leiden tot een overschatting van de bloedglucoseresultaten.

De verpakking van de GLM-76 bloedglucosemeter bevat:

1. GLM-76 bloedglucosemeter
2. Prikpen met CE-markering
3. 50x GLS-76 teststrips
4. 50x lancetten
5. 3V lithiumbatterij
6. Gebruikershandleiding
7. Draagetui




Let op

Zorg ervoor dat alle producten die onder "Inhoud" van de doos vermeld staan, aanwezig zijn voordat u de meter in gebruik neemt. Mocht er een defect zijn in een van de producten, retourneer dan de volledige verpakking naar de plaats van aankoop.


GLM-76 BLOEDGLUCOSEMETER EN LCD-DISPLAY

Bestudeer de meter door het diagram te bekijken.


1. **DISPLAY:** Het grote, eenvoudig afleesbare scherm toont bloedglucoseresultaten, berichten, opgeslagen glucosewaarden in het geheugen, tijd en datum.
2. **"M"-KNOP:** Druk op deze knop om de geheugen-modus te openen en opgeslagen informatie te bekijken, of om waarden te verhogen in de instellingsmodus.
3. **TESTSTRIPGLEUF:** Deze houdt een teststrip of controlestrip op zijn plaats bij het uitvoeren van een bloedglucosetest of een controletest.
4. **BATTERIJRUIMTE:** Bevat één 3V lithiumbatterij. De batterij is niet geïnstalleerd bij aankoop.
5. **METERLABEL:** Label van de meter.





1. **TESTRESULTAAT**
2. **DATUM:** Maand/datum.
3. **DAY AVG:** Dit wordt weergegeven in geheugenmodus tijdens inzage van 7/14/21/28 dagen testgemiddelden.
4. **TIJD:** 24-uurs formaat.
5. **BATTERIJSYMBOL:** Dit wordt weergegeven wanneer de batterij bijna leeg is.
6. **[Hypo] [Keto]** Het "KETO"-symbool verschijnt wanneer de bloedglucoseconcentratie boven de 17,8 mmol/L (320 mg/dL) ligt. Een ketonentest wordt aanbevolen. Raadpleeg uw zorgprofessional over het testen op ketonen; het "HYPO"-symbool verschijnt wanneer de bloedglucoseconcentratie onder de 3,9 mmol/L (70 mg/dL) ligt.
7. **MG/DL & MMOL/L:** Resultaten worden weergegeven in mg/dL of mmol/L.
8.  De test kan worden aangepast en opgeslagen in drie verschillende testmodi: VOOR MAALTIJD (AC ) , NA MAALTIJD (PC ) en CONTROLEOPLOSSING TEST (QC ).
9. **888** Dit symbool toont aan dat alle cijfers goed werken.
10. **[M]** Verschijnt bij het inlezen van eerdere resultaten.
11. **CODE:** Verschijnt om het code-nummer aan te geven wanneer het klaar is voor testen. Controleer vóór de test of deze code overeenkomt met de code op het huidige teststrippotje
12.  Verschijnt wanneer de omgevingstemperatuur buiten het toegestane bereik voor testen ligt.
13.  Verschijnt wanneer de teststrip is ingevoerd en de meter klaar is voor bloedtest. Sluit het potje direct na het verwijderen van teststrips.



GLS-76 BLOEDGLUCOSETESTSTRIP



1. **MONSTERPOORT:** Breng het bloed aan op een van beide zijden van de strip.
2. **DETECTIEZONE:** Zorg ervoor dat dit gedeelte volledig met bloed is gevuld voor correcte resultaten



3. **ELEKTRODE-EINDE:** Steek dit uiteinde van de teststrip in de meter.

Belangrijke informatie

1. Gebruik geen beschadigde teststrips of teststrips die op enige manier zijn aangepast. Gebruik de teststrip direct na het uitnemen uit het busje. Sluit het busje direct en stevig af.
2. GLS-76 bloedglucoseteststrips zijn bedoeld voor in-vitro diagnostisch gebruik met capillair volbloed of controleoplossing. Resultaten zijn niet nauwkeurig bij gebruik met plasma- of serummonsters.
3. GLS-76 bloedglucoseteststrips kunnen worden beschadigd door hitte en licht. Bewaar ze in de originele, goed afgesloten verpakking. Bewaar het busje op een koele, droge plaats bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C (41°F en 86°F)
4. Niet in de koelkast bewaren.
5. Gebruik geen teststrips na de vervaldatum die op het busje staat vermeld. De houdbaarheid van teststrips is drie (3) maanden na het eerste openen van het busje. Noteer de weggooidatum op het busje bij eerste gebruik.
6. ② Slechts voor eenmalig gebruik.
7. Draag geen losse teststrips in uw draagetui.



Verschillende batches teststrips kunnen verschillende codes hebben. Dit is normaal. Plaats een teststrip altijd terwijl de glucosemeter volledig uit staat. De meter schakelt automatisch in en leest de batchcode. Controleer vervolgens of de code op het scherm overeenkomt met de code op het huidige teststrippotje.

INSTELLEN VAN METEREIGENSCHAPPEN

Datum en tijd

Wanneer de batterij voor de eerste keer wordt geplaatst of elke keer dat deze wordt vervangen, schakelt de meter automatisch over naar de instelmodus. Stel de huidige datum en tijd in voordat u begint met testen.


Datum en tijd instellen:

1. Houd de **"S"-KNOP** twee (2) seconden ingedrukt om de meter in te schakelen. De meter gaat automatisch naar de instelmodus.
2. Het jaartal knippert en er klinkt een pieptoon. Bijvoorbeeld: voor het jaar 2017 knippert het getal "17".
3. Druk op de **"S"-KNOP** om het gewenste jaartal te selecteren.
4. Druk op de **"M"-KNOP** om te bevestigen en door te gaan naar de volgende instelling.
5. Herhaal deze stappen om de maand, dag, uur en minuut in te stellen.
6. Zodra de minuten zijn ingesteld, toont de meter "OK" en schakelt vervolgens uit.

Voorbereiding op bloedafname

Te gebruiken met een lancet om een bloedmonster te verkrijgen.

1. Diepte-instelkap
2. Diepteschakelaar
3. Lancethouder
4. Spanmechanisme
5. Ontgrendelknop
6. Uitwerpknop voor lancet



Lancet

Te gebruiken met de prikpen om een bloedmonster te verkrijgen.


1. Beschermkap




Belangrijke informatie

1. Ⓢ Lancetten zijn voor eenmalig gebruik.
2. Houd de prikpen en lancetten schoon.
3. Wees voorzichtig bij het verwijderen en weggooien van gebruikte lancetten.
4. De prikpen en lancetten voldoen aan MDD 93/42/EEC. Raadpleeg de productlabels voor fabrikant-gegevens en CE-markering.


VERSTELBARE PRIKPEN




1. Verwijder de diepte-instelkap.




2. Plaats het lancet in de houder en duw het naar beneden tot het volledig vastzit.




3. Draai de beschermerschijf los, verwijder deze van het lancet.




4. Plaats de diepte-instelkap terug.




5. Stel de gewenste prikdiepte in, hoe hoger het getal, hoe dieper de prik.




6. Trek het uiteinde naar achteren tot u een klik hoort. Bij geen klik is deze al gespannen.




7. Druk de prikpen stevig tegen de zijkant van uw vinger en druk op de ontgrendelknop.



8. Verwijder voorzichtig de diepte-instelkap.



9. Duw de uitwerpknop naar voren en deponeer het gebruikte lancet in een prikbestendige container.



10. Plaats de diepte-instelkap terug.

CONTROLE VAN DE CODE

De glucosemeter leest de batchcode van de teststrip automatisch. U hoeft zelf geen code in te stellen. Verschillende batches kunnen verschillende codes hebben, bijvoorbeeld 519, 619 of 719. Dit is normaal.

1. Controleer de code op het teststrippotje wat u wilt gebruiken.
2. Zorg ervoor dat de glucosemeter volledig uitgeschakeld is.
3. Neem een teststrip uit het potje en sluit het direct goed af.
4. Plaats de teststrip in de uitgeschakelde meter.
5. De glucosemeter schakelt automatisch in en leest de code van de teststrip af en de code verschijnt kort op het display.
6. Controleer of de code op het scherm overeenkomt met de code van het huidige teststrippotje.
7. Komen de codes overeen? Dan kunt u verder met de bloedglucosetest.




Let op

Heeft u de code op het scherm gemist? Verwijder dan de teststrip en laat de glucosemeter volledig uitschakelen. Plaats vervolgens een nieuwe, ongebruikte teststrip terwijl de meter uitstaat en controleer de code opnieuw.



Komen de codes nogsteeds niet overeen? Voer dan geen meting uit en neem contact op met Mecura.


Codes van eerdere gebruikte teststrippotjes zijn niet relevant. De code op het scherm moet alleen overeenkomen met de code op het teststrippotje wat u op dit moment gebruikt.



Verschillende batches teststrips kunnen verschillende codes hebben. Dit is normaal. Plaats een teststrip altijd terwijl de glucosemeter volledig uit staat. De meter schakelt automatisch in en leest de batchcode. Controleer vervolgens of de code op het scherm overeenkomt met de code op het huidige teststrippotje.


BLOEDTEST UITVOEREN

1. Was uw handen met warm water en zeep. 2. Spoel uw handen af en droog ze volledig. 3. Warm uw vingers op om de doorbloeding te stimuleren. 4. Neem een nieuwe teststrip uit het busje. Sluit het busje direct goed af. 5. Steek de teststrip meteen in de stripgleuf zoals aangegeven. De meter schakelt automatisch in.	 A black and white photograph of a glucometer with the brand name 'mecura' visible. An arrow points to the slot on the right side of the device where a test strip is being inserted.
6. Controleer of het codenummer in de meter overeenkomt met het codenummer op het teststripbusje.	 A close-up photograph of the glucometer's LCD screen. The screen displays the number '629' in large digits, with the word 'Code' printed below it. An arrow points from the screen to a test strip container in the background, which also shows the code '629'.
7. Wanneer het  symbool knippert, is de meter klaar voor gebruik.	 A close-up photograph of the glucometer's LCD screen. It shows the time '2:00' and '3:10' at the top. The number '629' is displayed in large digits. A small battery symbol is visible on the right side of the screen, and a red box highlights it.
8. Prik in uw vinger met de lancet in de prikpen. 9. Houd de prikpen stevig tegen de zijkant van uw vinger. 10. Druk op de ontgrendelknop. 11. Masseer uw vinger zachtjes om voldoende bloed te verkrijgen. Er is slechts 0,8 µL bloed nodig voor de test.	 A line drawing illustration showing a person's hand holding a lancet. The lancet is being used to prick the side of the index finger.

9. Breng het bloedmonster aan op de rechter- of linkerzijde van de teststrip op een manier die voor u comfortabel is. Zorg ervoor dat de bloeddruppel het testbevestigingsvenster volledig verzadigt. Wanneer het bloed is aangebracht, beweegt een lijn op het display totdat de meting is voltooid.	
10. Uw resultaat verschijnt binnen acht (8) seconden en wordt automatisch opgeslagen in het geheugen van de meter. U kunt het resultaat ook in uw logboek noteren.	
11. Als de test binnen twee (2) uur na een maaltijd wordt uitgevoerd, drukt u op de "S"-KNOP om de instelling van AC (⌘) naar PC (⇐) te wijzigen (Fig. 9.2). Als het een controlevloeistof-test is, drukt u nogmaals op de "S"-KNOP om de instelling van PC (⇐) naar QC (⌘) te wijzigen (Fig. 9,1). Let op: Als een test is ingesteld op QC (⌘), wordt het resultaat niet meegenomen in de gemiddelden.	 Fig 9.1  Fig 9.2
12. Na de test verwijdert u de teststrip uit de meter. Gooi de teststrip en het lancet veilig weg in een prikbestendige container.	

13. De meter heeft een risico-indicatorfunctie:

Als **Keto** wordt weergegeven, kan uw bloedglucosewaarde hoger zijn dan 17.8 mmol/L (320 mg/dL).




14. Als **Hypo** wordt weergegeven, kan uw bloedglucosewaarde lager zijn dan 3.9 mmol/L (70 mg/dL).



15. Het meetbereik van de meter is 1.1 tot 33.3 mmol/L (20 - 600 mg/dL).

Als "HI" wordt weergegeven, is uw bloedglucosewaarde mogelijk hoger dan 33.3 mmol/L (600 mg/dL).



16. Het meetbereik van de meter is 1.1 tot 33.3 mmol/L (20 - 600 mg/dL).

Als "LO" wordt weergegeven, is uw bloedglucosewaarde mogelijk lager dan 1.1 mmol/L (20 mg/dL).



TESTRESULTATEN BEGRIJPEN

De normale bloedglucosewaarden voor een nuchtere niet-diabetische volwassene liggen tussen 3.9 en 5.6 mmol/L (70 - 100 mg/dL). Twee uur na een maaltijd is een waarde van minder dan 7.8 mmol/L (140 mg/dL) normaal. Raadpleeg uw zorgverlener om uw streefwaarden te bepalen.

Als uw bloedglucoseresultaat afwijkend hoog of laag is, of niet overeenkomt met eerdere resultaten, controleer dan het volgende:

1. Kwam het codenummer op de teststripflacon overeen met het codenummer op de meter?
2. Was het bloedmonster direct na het uitnemen van de teststrip uit de flacon aangebracht?
3. Was de hoeveelheid bloedmonster voldoende?
4. Was de flacon goed afgesloten na gebruik?
5. Waren de teststrips niet verlopen?
6. Werden de teststrips correct bewaard, uit de buurt van extreme temperaturen of hoge luchtvochtigheid?

Voer daarna een kwaliteitscontrole uit met de controlevloeistof en een nieuwe teststrip. Als de controlewaarden binnen het acceptabele bereik liggen, controleer dan opnieuw de testprocedure en herhaal de bloedglucosetest met een nieuwe teststrip.

Als uw bloedglucosewaarde nog steeds afwijkt van eerdere resultaten, trends of hoe u zich voelt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

REFERENTIES


1. Stedman, Thomas Lathrop. Stedman's Medical Dictionary, 28e editie, 2006, blz. 2082.
2. D'Orazio et al.: IFCC Recommendation on Reporting Blood Glucose Results; Clinical Chemistry 51:9 1573-1576 (2005).

GEHEUGENFUNCTIE

De GLM-76 bloedglucosemeter kan automatisch tot 180 testresultaten opslaan en berekent gemiddelde waarden over 7, 14, 21 en 28 dagen voor zowel AC- als PC-metingen. Bij het oproepen van resultaten worden de opgeslagen metingen weergegeven van nieuwste naar oudste, inclusief tijd en datum.

Opgeslagen resultaten bekijken

1. Druk op de **"M"-KNOP** tot u een pieptoon hoort om de meter in te schakelen, het laatste testresultaat wordt weergegeven. Het cijfer 12 naast **M** betekent bijvoorbeeld dat dit het 12e opgeslagen resultaat is. Druk herhaaldelijk op de **"M"-KNOP** om eerdere testresultaten te bekijken, van meest recent naar oudste.
2. Druk op de **"S"-KNOP** om de gemiddelde waarden te bekijken. Het getal 03 bij een 7-daags gemiddelde betekent dat er drie (3) AC-testresultaten zijn in de afgelopen 7 dagen. Blijf op de **"S"-KNOP** drukken om achtereenvolgens de gemiddelden van 7, 14, 21 en 28 dagen te zien.
3. Druk 2 seconden op de **"M"-KNOP** om af te sluiten, of laat de meter drie (3) minuten onaangeroerd voor automatische uitschakeling.



CONTROLEOPLOSSING (OPTIONEEL)

De controleoplossing wordt gebruikt om te controleren of de GLM-76 bloedglucosemeter en de GLS-76 teststrips correct samenwerken als systeem. U kunt de controleoplossing op twee manieren gebruiken:

1. Om de testprocedure te oefenen.
2. Om te controleren of de meter en teststrips correct functioneren.

Belangrijke informatie

1. Gebruik de controleoplossing niet na de vervaldatum op het flesje.
2. De houdbaarheid na opening is 90 dagen. Noteer de weggooiperiode op het flesje bij het eerste gebruik.
3. Bewaar de controleoplossing goed afgesloten bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C (41°F - 86°F).

EEN CONTROLETEST UITVOEREN

1. Plaats een nieuwe teststrip in de meter. De meter schakelt in en toont een code op het scherm.

Vergelijk de code op het scherm met de code op het teststripflesje. Als deze overeenkomen, kunt u doorgaan.
2. Schud de controleoplossing zachtjes, gooi de eerste druppel weg en breng vervolgens een druppel aan op de rechter- of linkerrand van de teststrip. Zorg ervoor dat het testvenster volledig verzadigd is.
3. Na acht (8) seconden verschijnt het testresultaat. Dit moet binnen het bereik op het teststripflesje vallen.



Let op

Herhaal de test als het resultaat buiten het controlebereik valt.

Als u herhaaldelijk resultaten buiten het bereik krijgt, werken de meter en teststrip mogelijk niet correct. Gebruik het systeem niet om uw bloedglucose te meten totdat u een geldig resultaat krijgt. Neem contact op met uw lokale distributeur voor hulp.

METER SPECIFICATIES

1	Meetmethode	Elektrochemische biosensor
2	Bloedmonster	0,8 µL
3	Bedrijfstemperatuur	10°C - 40°C (50°F - 104°F)
4	Relatieve luchtvochtigheid	20% - 80% RH
5	Hematocrietbereik	25% - 65%
6	Meetbereik	1,1 - 33,3 mmol/L (20 - 600 mg/dL)
7	Meetduur	Acht (8) seconden
8	Geheugencapaciteit	180 testresultaten met datum en tijd
9	Voeding	Eén 3V lithiumbatterij (CR2032)
10	Batterijduur	Ongeveer 1.000 tests
11	Testresultaat	Plasmaglucose
12	Testmonster	Capillair volbloed (alleen bij volwassenen)
13	Automatische uitschakeling	Na drie (3) minuten
14	Opslagcondities meter	Temperatuur: -25°C tot 70°C Opslagvochtigheid: 20% - 80%
15	Hoogte	Maximaal 2.750 meter (8.800 voet)

ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT

Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant om informatie over de elektromagnetische compatibiliteit van het apparaat te verstrekken aan de klant of gebruiker. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat het apparaat in een geschikte elektromagnetische omgeving wordt gebruikt, zodat het correct functioneert.

Dit product voldoet aan de emissie- en immuniteitseisen van EN/IEC 61326-2-6 en EN/IEC 61326-1.

Dit apparaat is ontworpen en getest volgens CISPR 11 klasse A. In een huishoudelijke omgeving kan het radiostoring veroorzaken. In dat geval kan het nodig zijn maatregelen te nemen om deze storing te verminderen.

Voordat het apparaat wordt gebruikt, moet de elektromagnetische omgeving worden beoordeeld.

Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van sterke elektromagnetische stralingsbronnen (bijvoorbeeld onbeschermd RF-bronnen), omdat dit de werking kan beïnvloeden.

ONDERHOUD VAN DE METER

Maak de meter schoon door deze voorzichtig af te nemen met een wattenstaafje of een doek. Gebruik geen poeders om de meter te reinigen.

Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, hoge luchtvochtigheid, direct zonlicht, schokken of stof.


BATTERIJ

De batterijduur van de GLM-76 bloedsuikermeter varieert afhankelijk van het gebruik. Zorg er daarom altijd voor dat u een reservebatterij bij de hand hebt.


De batterij gaat ongeveer achttien (18) maanden mee bij tweemaal daags testen, wat neerkomt op ongeveer 1.000 tests.

Wanneer het batterijsymbool op het scherm verschijnt, betekent dit dat de batterij bijna leeg is (fig. A). U kunt nog steeds testen, maar het is aan te raden de batterij zo snel mogelijk te vervangen.

Wanneer het batterijsymbool begint te knipperen, kan de meter geen resultaten meer weergeven en moet u de batterij direct vervangen (fig. B).



(Fig. A)



(Fig. B)



Let op

1. Elke keer dat u de batterij vervangt, schakelt de meter automatisch in en wordt u gevraagd de tijd en datum in te stellen.
2. Stel de juiste tijd en datum in voordat u verdergaat met testen.
3. Verwijder de batterij als u de meter gedurende een langere tijd niet gebruikt.

BATTERIJ VERVANGEN

1. Zorg ervoor dat de meter is uitgeschakeld. Laat de voorkant van de meter in de palm van uw hand rusten en schuif het batterijvak open.	
2. Verwijder de oude batterij en plaats de nieuwe 3V lithiumbatterij in het batterijvak met de "+"-zijde naar boven.	
3. Sluit het batterijvak. Controleer of de meter werkt. Als de meter niet inschakelt, is de batterij mogelijk verkeerd geplaatst. Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw volgens de instructies.	

REINIGEN VAN DE METER

Het verzorgen van uw GLM-76 bloedglucosemeter is eenvoudig – houd hem stofvrij. Volg de onderstaande richtlijnen om de beste prestaties te garanderen:

Wel doen:

1. Zorg ervoor dat de meter is uitgeschakeld.
2. Veeg het oppervlak van de meter voorzichtig af met een licht bevochtigde zachte doek met 75% medische alcohol.
3. Knijp overtollig vocht uit de doek voordat u het oppervlak van de meter afveegt.

Niet doen:

1. Vocht in de codechipsleuf of teststripsleuf laten komen.
2. Reinigingsmiddel direct op de meter spuiten.
3. De meter onderdompelen in water of een andere vloeistof.
4. Vloeistof in de meter gieten.

Opslag en hantering

Houd de meter stofvrij en bescherm hem tegen extreme temperaturen en hoge luchtvochtigheid.

AFVOEREN VAN DE METER


Tijdens de meting kan de meter in contact komen met bloed. Gebruikte meters kunnen daarom een risico op infectie vormen. Verwijder de batterij en gooi de meter op de juiste manier weg volgens de geldende regelgeving in uw land. Voor informatie over correcte verwijdering kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente of bevoegde autoriteit.



Deze meter valt buiten de reikwijdte van Europese Richtlijn 2012/19/EU (Richtlijn inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE).

MELDINGEN EN PROBLEEMOPLOSSING

Hieronder staan mogelijke problemen die kunnen optreden bij het uitvoeren van een test met uw GLM-76 bloedglucosemeter. Deze meldingen helpen u om bepaalde problemen te identificeren.

Neem bij vragen of andere foutmeldingen, die niet vermeld zijn, contact op met ons of uw lokale distributeur.

Weergave	Beschrijving	Actie
 The screenshot shows a complex display with multiple elements: '18 Mon 38 Day Avg' at the top, large '00.0' in the center, 'Keto' and 'Hypo' indicators, 'mg/dL' and 'mmol/L' units, and 'Code M 888' at the bottom. There are also icons for a test strip and a hand.	Display check	Als delen van het scherm niet werken, neem contact op met uw lokale distributeur
 The screenshot shows a simple display with 'mg/dL' at the top, large 'HI' in the center, and '10/18' and '8:28 AM' at the bottom.	Bloedsuikerspiegel mogelijk hoger dan 33,3 mmol/L (500 mg/dL)	Als dit niet wordt bevestigd met hoe u zich voelt, controleer dan de juiste testprocedure en voer een kwaliteitscontrole uit met de controleoplossing. Herhaal de test. Als "HI" nog steeds verschijnt, neem dan direct contact op met uw arts.

Weergave	Beschrijving	Actie
	Bloedsuikerspiegel mogelijk lager dan 1,1 mmol/L (20 mg/dL)	Als dit niet wordt bevestigd met hoe u zich voelt, controleer dan de juiste testprocedure en voer een kwaliteitscontrole uit met de controleoplossing. Herhaal de test. Als "HI" nog steeds verschijnt, neem dan direct contact op met uw arts.
	De temperatuur is boven of onder het toegestane bereik van de teststrips	De meting is mogelijk niet nauwkeurig. Verplaats u naar een ruimte met een temperatuur tussen 10°C en 40°C (50°F - 104°F). Verwarm of koel de meter niet kunstmatig.
	De batterij is bijna of volledig leeg	Vervang de batterij.

Weergave	Beschrijving	Actie
	De teststrip kan beschadigd zijn of de test is niet goed uitgevoerd	Herhaal de test met een nieuwe teststrip en volg de testprocedure correct.
	De teststrip is al eerder gebruikt	Voer de test uit met een nieuwe teststrip.
Geen reactie bij invoeren teststrip	Mogelijke oorzaken: 1. Batterij is leeg. 2. Verkeerde teststrip ingevoerd. 3. Meter defect.	Mogelijke oplossingen: 1. Vervang de batterij. 2. Plaats de teststrip correct. 3. Neem contact op voor hulp.
Geen reactie op bloedmonster	Mogelijke oorzaken: 1. Onvoldoende bloedmonster. 2. Meter defect.	Mogelijke oplossingen: 1. Herhaal de test met genoeg bloed. 2. Voer een kwaliteitscontrole uit.

SYMBOLLEN

	Voor in-vitro diagnostisch gebruik
	Lotnummer
	CE-certificering
	Temperatuurbepering/ bewaren bij
	Geautoriseerde vertegenwoordiger
	Vochtigheidsbepering/ bewaren bij
	B-toepassing

	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Let op, raadpleeg de bijgevoegde documentatie
	Fabrikant
	Afgedankte bloedglucosemeters en batterijen moeten worden weggegooid in containers die zijn gemarkeerd met WEEE. Volg de lokale voorschriften en neem de juiste beschermende maatregelen bij het weggooien van alle afvalstoffen.
	Serienummer



Manuel en Français

Pour une version numérique française de
ce manuel, scannez le code QR.





Prolinx GmbH
Brehmstr. 56, 40239
Düsseldorf, Germany



YASEE BioMedical Inc.
NO.9 Xiuyuan Road, High-tech Industrial Development Zone,
Qingdao City, Shandong, 266000, China.
Tel: 0086-532-68012808
Email: sales@yasee.org
Web: www.yasee-med.com

CE Certification **CE**
0197