



# SleepTight

## Gebruik

Het kussen is heel eenvoudig te gebruiken.

1. Ga op uw zij liggen en stop het kussen tussen uw bovenbenen net boven de knieën (zie foto's). De punt van het kussen wijst richting uw voeten.
2. Doe de band om uw bovenbeen heen, zodat het kussen tijdens het slapen op zijn plek blijft.

**Tip:** kussen goed doorluchten en de hoes regelmatig wassen.

## Wennen

Als u een lange tijd in een slechte houding heeft geslapen, moet uw lichaam wennen aan een goede houding. Soms komt het voor dat u de eerste dagen last krijgt van uw gewrichten. Dit is een normale reactie en een teken dat uw houding positief verandert.



## Specificaties

**Merk:** Sleeptight

**Inhoud:** Kniekussen + Hoes


**Materiaal:** Traagschuim

**Kleur:** Wit

**Gewicht:** 1 KG

**Afmetingen:** 25x25x15cm

**Wassen:** ALLEEN HOES 30 Grad  
(NIET IN DE DROGER)



**Vragen? Geen probleem! U kunt ons gemakkelijk bereiken via de order pagina!**