

Zeer krachtige en verplaatsbare handgreep voor douche, toilet en bad met trekvermogen tot 50 kg. - DD-1670

GEBRUIKSAANWIJZING

LET OP! - Dit product kan om hygiënische redenen niet retour worden gezonden!



1. Om de handgreep goed vast te zetten, dient u eerst met het volgende rekening te houden:
2. De houder is machinaal gefabriceerd, dus er kunnen kleine oneffenheden op het bevestigingsrubber zitten.
3. Na fabricatie is het product gecoat, d.w.z. er zit een onzichtbaar laagje op het product om uitdroging van de twee rubber nappen na het inpakken te voorkomen.

HET EERSTE DAT U MOET CONTROLEREN

- ❖ Kijk of de rubberen nappen goed schoon zijn en dat er geen kleine oneffenheden op terecht zijn gekomen, van bv. De verpakking.
- ❖ Reinig de uitsluitend volledig vlakke ondergrond waar u het product wilt aanbrengen grondig met pure **ALCOHOL 90%** dit product is in de meeste drogisterijen en/of apotheken verkrijgbaar.
- ❖ Wacht tot de ondergrond volledig droog is, dus dat de **ALCOHOL** volledig verdampt is.
- ❖ Reinig daarna de twee rubber nappen ook grondig met **ALCOHOL** d.w.z. de vlakke kanten die u tegen de muur wilt aanbrengen.
- ❖ Wacht na het reinigen van de rubber nappen ook dat deze volledig droog zijn.

BELANGRIJK:

Gebruik voor het reinigen met **ALCOHOL** uitsluitend een schoon stuk keukenpapier of toilet papier.

Gebruik **NIETS ANDERS DAN ALCOHOL** om de ondergronden te reinigen en gebruik ook steeds een nieuw stuk papier verwarm de rubbers en ondergrond voor het aanbrengen met bv. een föhn voor het beste resultaat. Maak daarna de rubbers nat met schoon water en druk ze dan 10 seconden stevig tegen de gladde ondergrond en druk dan de lipjes omlaag.

HET AANBRENGEN

- Druk de handgreep in het midden zeer stevig tegen de volledig vlakke ondergrond waar u hem wilt plaatsen en wring deze zo veel mogelijk vast.
- Druk daarna de twee plastic lippen een voor een naar beneden en blijf tijdens deze bewerking goed en stevig op de handgreep drukken.
- Probeer na ca. 3 minuten of de handgreep goed vast zit door hem vast te grijpen en te bewegen.
- Als de handgreep nog niet goed vast zit, dan moet u hetzelfde protocol opnieuw doen zoals hierboven beschreven.
- **Maak de zuignappen goed nat met water voordat u ze bevestigt!**



ONDERHOUD

Het kan gebeuren dat de handgreep na een aantal weken los gaat zitten door bv. Wisseling van de temperatuur, extreem veel vocht of lage temperatuur die van invloed kan zijn op de beide rubber nappen.

Controleer dus de handgrepen regelmatig op de bevestiging, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Wij wensen dat u veel plezier en gemak bij het gebruik van de kunststof handgreep zult ondervinden!