



— **MS|3000** —

— **MS|3000 PLUS** —

Gebruikershandleiding / Garantie

**COMFY**   
mobility

# Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Productprestaties	3
Veiligheidsinstructies	5
Gebruik en bediening	9
Batterij en lader	14
Elektrisch schema	17
Regelaar	19
Onderhoud	21
Technische ondersteuning	23
Garantie	24

*Gedetailleerde video uitleg voor Gebruik en bediening en Koppelen op afstand kunt u vinden op ons Youtube Kanaal.*

*Gedetailleerde informatie op pagina 9.*

*Voor al uw reserveonderdelen kunt u terecht op [www.ComfyGoMobility.eu](http://www.ComfyGoMobility.eu)  
Vergeet niet uw product te registreren om uw garantie te activeren, details vindt u op pagina 23.*

*Als u technische ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op met ons klantenserviceteam. Informatie over de garantie vindt u op de achterkant van de gebruikershandleiding en op pagina 23.*

***BELANGRIJKE OPMERKING!*** VOOR HET EERSTE GEBRUIK

*Zorg ervoor dat de batterij is aangesloten, en laad de batterij minstens 6 uur op*

*Scan eenvoudig de QR code met uw smartphone camera*

Register & Activate  
Your Warranty



Download  
the User Manual



# Voorwoord

- Deze handleiding bevat de bediening, montage instructies en eenvoudige storingsoplossingen voor de MS|3000 en MS|3000 PLUS.
- Deze handleiding bevat zowel tips voor het onderhoud van de scooter als methoden voor het oplossen van problemen, dus bewaar deze handleiding op een plaats waar u er bij kunt wanneer dat nodig is. Als u besluit om iemand anders uw scooter te laten gebruiken, geef dan deze handleiding ter referentie aan hen en vraag hen om de handleiding te lezen voordat ze het product gebruiken.
- De opmerkingen en illustraties in deze handleiding kunnen enigszins afwijken van uw werkelijke model, omdat we voortdurend onze componenten en ontwerp verbeteren en opwaarderen.
- Als u twijfelt over een bepaald aspect van de bediening, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer voor opheldering.
- Onjuist gebruik van dit voertuig kan leiden tot letsel. Rijden zonder aandacht te besteden aan veiligheidspunten kan zowel u als anderen schaden.
- Deze elektrische scooter is bedoeld voor mensen die slecht ter been zijn comfortabel te vervoeren of gewoon voor het plezier.



## **Warning symbol**

Volg de instructies naast dit symbool nauwkeurig op. Let goed op deze instructies, anders kan dit leiden tot lichamelijk letsel of schade aan de rolstoel of de omgeving.



# 1. Product prestaties

- Deze serie elektrische scooters wordt aangedreven door Li-ion batterijen en maakt gebruik van gelijkstroommotoren. Gebruikers kunnen de richting bepalen en de snelheid aanpassen met behulp van de bedieningselementen op het stuur. Deze scooter kan worden gebruikt bij lage snelheden, goede wegcondities en zal omgaan met een lage helling.

## **Prestatieparameters en technische specificaties, MS|3000**

<b>Totale grootte</b>	40" x 21" x 35" (1016 x 534 x 890 mm)
<b>Vouwgrootte</b>	21.5" x 14.5" x 29.5" (546 x 368 x 750 mm)
<b>Nettogewicht met batterij</b>	67 lbs. (30 kg)
<b>Max. snelheid</b>	3.7/7.5/12 mph (6/12/18 km/h)
<b>Max. laadgewicht</b>	265 lbs (120 kg)
<b>Max. belasting kinderstoel</b>	66 lbs. (30 kg)
<b>Diameter voorwiel</b>	8 inch (200 mm)
<b>Diameter achterwiel</b>	10 inch (254 mm)
<b>Accu</b>	10AH or 15AH li-ion batterij
<b>Max afstand*</b>	16 mile (25 km) / 25 mile (40 km)
<b>Motor x 2 cs</b>	DC 36V 250W x 2
<b>Lading batterij</b>	AC 100-240V, 50Hz, 1.5-5A
<b>Oplaadtijd</b>	6-8 uur
<b>Beschermingsgraad</b>	IPX3
<b>Max. veilige helling</b>	12°
<b>Draaicirkel</b>	≤1.5m
<b>Klimhoek</b>	12°
<b>Bodemvrijheid</b>	3" (7.5 cm)
<b>Optie onderdelen</b>	Kinderstoel, manden

\* varieert op basis van gewicht, helling, snelheidsfactoren

- Het werkelijke rijbereik wordt beïnvloed door de voertuigconfiguratie, de belading, de temperatuur, de windsnelheid, het wegdek, de gebruiksgewoonten en andere factoren. De gegevens in deze handleiding dienen uitsluitend ter referentie.

- De werkelijke afmetingen en het werkelijke gewicht van het product kunnen enigszins afwijken als gevolg van verschillende meetmethodes, montagetoleranties en configuraties. De gegevens in deze handleiding dienen uitsluitend ter referentie.

- De technische parameters van de MS|3000 kunnen van land tot land verschillen en de gegevens in deze handleiding dienen uitsluitend ter referentie. Voor de technische parameters van MS|3000 en MS|3000 PLUS verwijzen wij u naar de informatie verstrekt door het eigenlijke aankoopkantoor.

- Deze elektrische scooter is speciaal ontworpen voor personen met een gewicht van minder dan 130 kg (286 lbs.). Gebruik dit apparaat niet op open snelwegen.



# 1. Product Prestaties

## Prestatieparameters en technische specificaties, MS|3000 PLUS

<b>Totale grootte</b>	40" x 21" x 35" (1016 x 534 x 890 mm)
<b>Vouwgrootte</b>	21.5" x 14.5" x 29.5" (546 x 368 x 750 mm)
<b>Nettogewicht met batterij</b>	68 lbs. (31 kg)
<b>Max. snelheid</b>	3.7/7.5/12 mph (6/12/18 km/h)
<b>Max. laadgewicht</b>	265 lbs (120 kg)
<b>Voorwieldiameter</b>	8 inch (200 mm)
<b>Diameter achterwiel</b>	10 inch (254 mm)
<b>Zitvlak Breedte</b>	16" (406 mm)
<b>Accu</b>	10AH or 15AH li-ion batterij
<b>Max afstand*</b>	16 mile (25 km) / 25 mile (40 km)
<b>Motor x 2 cs</b>	DC 36V 250W x 2
<b>Lading batterij</b>	AC 100-240V, 50Hz, 1.5-5A
<b>Oplaadtijd</b>	6- 8 uur
<b>Beschermingsgraad</b>	IPX3
<b>Max. veilige helling</b>	12°
<b>Draaicirkel</b>	≤1.5m
<b>Klimhoek</b>	12°
<b>Bodemvrijheid</b>	3" (7,5 cm)
<b>Optie onderdelen</b>	Voormanden

\* varieert op basis van gewicht, helling, snelheidsfactoren



## WARNING

People with the following conditions should not operate this wheelchair:

- Unresponsive upper limbs
- Suffering from senility or dementia
- Unable to take care of themselves
- Use restricted by a medical professional

# 2. Veiligheidsinstructies

## 2.1 Belangrijkste beveiligingsfuncties

- Ingedeeld op basis van het type bescherming: Tegen elektrische schok, Inter-naal vermogen.
- Geclassificeerd op basis van het type beveiliging: Tegen elektrische schok, Type B toepassing.
- Geclassificeerd op basis van de mate van bescherming tegen inlaatvloei stof: IPX3
- Ingedeeld op basis van het veilig gebruik van in een ontvlambaar anesthesiemengsel met lucht of gas vermengd met zuurstof of lachgas ontvlambare a esthetische gassen optreedt: Niet-AP/APG type.
- Geclassificeerd op basis van de bedrijfsmodus: Continu bedrijf.
- Nominale spanning: DC 24V.
- Heeft geen beschermend effect op de toepassing van defibrillator ontladingsgedeelte.
- Geen signaaluitgang of ingangsgedeelte.
- Veiligheid van alle niet-permanente geïnstalleerde apparatuur.

## 2.2 Mededeling Rijden

- Algemene voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden
- Houd uw armen en handen te allen tijde op de stuurstang om de scooter onder controle te houden.
- Om letsel te voorkomen, oefen eerst het gebruik van deze scooter in een veilige en open omgeving, zoals een park. Oefen voorwaarts, achterwaarts, stoppen en draaien. Naarmate u vaardiger wordt en vertrouwd raakt met de besturing, kunt u de scooter in andere geschikte omgevingen gaan gebruiken.
- Zorg ervoor dat er altijd een verzorger bij u is voordat u op de weg gaat rijden en zorg ervoor dat u altijd veilig rijdt.
- Volg alle verkeersregels voor voetgangers, de scooter wordt niet beschouwd als een auto.
- Rijd alleen op de stoep en de zebrapaden. Rijd niet op de rijbaan van voertuigen.
- Rijd met constante snelheid en vermijd scherpe bochten of zigzaggen.
- Als uw model is uitgerust met een veiligheidsgordel, maak deze dan vast tijdens het gebruik.
- Zorg voor de juiste bandenspanning. Een lagere of hogere bandenspanning dan aanbevolen kan leiden tot onveilige situaties of overmatig vermogensverlies.





## 2. Veiligheidsinstructies

### Vermijd rijden in deze omstandigheden tenzij begeleid door een verzorger

- Rijden in slecht weer, zoals regen, zware mist, harde wind, sneeuw, enz. Als uw scooter nat wordt, kunnen elektronische functies beschadigd raken, dus veeg al het water onmiddellijk af.
- Rijden in suboptimale omstandigheden, zoals modderige gebieden, paden, zand, grind, enz.
- Rijden in drukke gebieden, op niet omheinde wegen, in de buurt van greppels, in de buurt van waterlichamen, of in de buurt van andere gevaarlijke gebieden.
- Het rijden over spoorrails. Als u een spoor moet oversteken, controleer dan de sporen om te zien of het veilig is om over te steken. Zet de scooter uit en ontkoppel de wielen van de motor, zodat u of uw verzorger de scooter vrij over het spoor kan duwen. Steek over in een hoek die ervoor zorgt dat uw banden niet vast komen te zitten in het spoor.
- Het vervoeren van mensen of vracht. Deze elektrische scooter is ontworpen voor gebruik door slechts één persoon. Het is niet ontworpen om extra mensen of vracht te vervoeren.

### Voorzorgsmaatregelen voor bergop en bergaf

- Vermijd het rijden op steile heuvels, oneffen oppervlakken, hoge treden, kanalen of andere steile gebieden.
- Vermijd rijden op steile hellingen, de hellingshoek moet minder dan 9 graden zijn.
- Indien mogelijk, laat de scooter vooruit rijden tijdens bergopwaarts klimmen. Het kan moeilijk zijn om een klim bergop vanuit stilstand te hervatten.
- Gebruik lage snelheden tijdens het afdalen van een helling.
- Vermijd zijwaarts rijden op steile hellingen.
- Vermijd rijden op of nabij trappen.
- Vermijd het oversteken van greppels.
- Als u een greppel moet oversteken, probeer dan in een hoek van 90° over te steken.



*Zet de scooter niet in de handmatige modus tijdens gebruik bergop of bergaf. Als de scooter defect raakt op een kruispunt, vraag dan onmiddellijk voorbijgangers om hulp. Zet de scooter in de handmatige modus door de wielen los te koppelen van de motor, duw de scooter dan naar een veilige locatie.*

## 2. Veiligheidsinstructies

### Voorzorgsmaatregelen voor zorgverleners

- Verzorgers moeten controleren of de voeten van de gebruiker in de juiste positie op de voetensteun staan.
- Verzorgers moeten controleren of de gebruiker goed in de stoel zit en of de gebruiker goed vastzit.
- Zorgverleners moeten controleren of er geen losse kledingstukken zijn die verstrikt kunnen raken in de wielen of de aandrijfmotor.
- Zorgverleners moeten voorzichtig zijn bij het duwen van de scooter en altijd op de omgeving letten om letsel te voorkomen.

### 2.3 Andere belangrijke mededelingen

#### Reparatie en Herinrichting

**Reparatie en hervorming:** Als een reparatie of modificatie noodzakelijk is, neem dan contact op met uw dealer. Pas deze scooter niet zelf aan, dit kan leiden tot letsel of storingen.

**Bescherm het milieu:** Om het milieu te beschermen, mag u de rolstoel niet achteloos weggooien en/of de accu weggooien. Neem indien nodig contact op met uw lokale dealer voor een vervangende accu.

**Houd de opslagomgeving droog:** Bewaar de scooter niet in vochtige omstandigheden, zoals in de buurt van een badkamer. Als de scooter nat wordt, veeg het water er dan onmiddellijk af.

**Iemand anders op de scooter duwen:** Als de gebruiker op de scooter zit, zorg er dan voor dat de scooter in de handmatige modus staat door de motoren uit te schakelen. Duw de scooter niet als de motoren zijn ingeschakeld.



*Vervang niet willekeurig onderdelen of materiaal. Voeg niet willekeurig gewicht toe, aangezien dit een onbalans kan veroorzaken. Gebruik geen andere voertuigen om de scooter te trekken of te duwen wanneer iemand op de scooter zit.*

*Als er abnormale geluiden uit de scooter komen, neem dan onmiddellijk contact op met de service.*

### 2.4 Levensduur van de service

- De levensduur is 5 jaar vanaf de productiedatum. Om letsel of ongelukken te voorkomen, mogen gebruikers deze scooter niet langer gebruiken dan de servicelevensduur.





## 2. Veiligheidsinstructies

### 2.5 Elektromagnetische compatibiliteit

- De scooter moet uit de buurt blijven van sterke magnetische velden en grote inductieve elektrische apparatuur, zoals radiostations, tv-stations, ondergrondse radiostations of radiostations die mobiele telefoons uitzenden. Vermijd sterke elektromagnetische velden. De elektrische scooter moet altijd elektromagnetische interferentie vermijden.

### 2.6 Compatibiliteit met andere apparaten

- Elektrische scooters mogen niet worden gebruikt in combinatie met andere apparaten. Als u een apparaat moet aansluiten, neem dan contact op met ComfyGO Mobility, zodat wij kunnen bevestigen dat de scooter niet nadelig beïnvloed zal worden.



Wanneer u de scooter gebruikt, mag u de nominale hoogte van het obstakel niet overschrijden. Wanneer u obstakels oversteekt, houd dan een lage snelheid aan en de hoek tussen de carrosserie van het voertuig en de obstakels is 90°.



Wanneer u de scooter op een oneffen ondergrond gebruikt, moet u langzamer rijden. De scooter kan niet in het water waden. Als het waterniveau de regelaar, de elektromotor of het circuit onderdompelt, kan dit leiden tot kortsluiting en schade aan het elektrische apparaat.



Plaats de scooter bij warm weer niet in de kofferbak van een auto! Bij hoge temperaturen kan het batterijpak volledig ineffectief zijn of zelfs verbranding veroorzaken!



Hoewel deze handleiding u zal helpen de MS|3000 beter te begrijpen en te gebruiken, kunnen wij niet garanderen dat alle soorten noodgevallen zijn opgenomen. Daarom raden wij u aan om voorzichtig te rijden en uw rijveiligheid te waarborgen.

## 3. Gebruik en bediening

Bezoek YouTube voor gedetailleerde uitleg over het gebruik en de werking. Zoek gewoon op "**ComfyGo MS|3000 Electric Scooter - Opvouwbare Mo-bility Scooters**" op YouTube of scan de QR-code met de camera van uw smart-phone.



[www.youtube.com/c/ComfyGO](http://www.youtube.com/c/ComfyGO)



# 3. Gebruik en bediening

## 3.1 Leren rijden

- Oefen op een veilige en lege plaats voordat u met de scooter de openbare weg op gaat.
- Er is een risico op vallen en letsel, dus draag een veiligheidshelm en beschermende kleding.
- Stap 1: Controleer of de bandenspanning voldoende is, en de remprestaties voordat u de scooter gebruikt.
- Stap 2: Steek de sleutel in de aan/uit-schakelaar op het lampje, zet deze in de "ON" positie, controleer of het aan/uit-lampje brandt.
- Stap 3: Gebruik uw rechterhand om de gashendel op het stuur in te drukken.
- Stap 4: Om te remmen of af te remmen, laat u de gashendel met uw rechterhand los en knijpt u met uw linkerhand in de remgreep. Zodra de scooter volledig tot stilstand is gekomen, draait u de sleutel in de uit-stand.
- Stap 5: Als je klaar bent met de scooter, sluit je hem aan om op te laden.
- De scooter heeft een topsnelheid van 18 km/u (12 mph). Het kan niet scherp worden gedraaid onder hoge snelheid. Als de scooter een scherpe bocht maakt, wordt hij instabiel en kan hij omslaan, waardoor de bestuurder kan vallen en andere risico's kan lopen.





# 3. Gebruik en bediening

## 3.1 Stappen voor vouwen en ontvouwen

### Vouwen (MS|3000)

- De scooter staat in een vlakke positie, en de grote rode bol aan de rechterkant wordt omhoog getrokken om succesvol op te vouwen.

Foto (1, 2, 3)

- Na het vouwen, kunt u aan de scooter trekstang trekken om te slepen. Als je hem in de auto moet zetten of vervoeren, kun je de snelkoppelingshendel van de richtingsstang openen en de losse moer draaien om hem op de laagste hoogte te zetten.

- Zorg ervoor dat het kinderzitje niet open is voordat u het opvouwt.



Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3

### Uitvouwen (MS|3000)

- Trek aan de hendel van het kleine rode bolletje hieronder om de vouwvergrendeling los te maken en trek hem heen en weer om de MS|3000 uitbreiding te voltooien. (Afbeelding 4, 5, 6)



Afbeelding 4



Afbeelding 5



Afbeelding 6



# 3. Gebruik en bediening

## 3.1 Stappen voor in- en uitklappen

### Montage en demontage van de zitting

**Montage van de zitting:** Pak de zitting op, steek eerst de gleuf achter de zitting in de beugel achter de zitting, trek de stang onder de zitting door en steek de gleuf aan de voorzijde van de zitting in de beugel voor de zitting. De kleine beugel kan naar voren en naar achteren worden versteld. Positie van de zitting.

**Demontage van de zitting:** Trek aan de stang onder de zitting en til de zitting omhoog om de zitting te verwijderen

### Opklappen (MS|3000 PLUS)

- Stop de MS 3000 PLUS op een vlakke plaats, verwijder de zitting voordat u hem inklapt en trek de grote rode bal aan de rechterkant omhoog om hem succesvol in te klappen.

- Na het opvouwen kunt u de MS 3000 PLUS aan de trekhaak trekken om hem te slepen. Als u hem in de auto wilt zetten of vervoeren, kunt u de snelontgrendelingshendel van de richtingsstang openen en de losse moer draaien om hem op de laagste hoogte te zetten. (Zie paragraaf 3.2)

### Uitvouwen (MS|3000 PLUS)

- Nadat u aan de onderste kleine rode bal hebt getrokken om het vouwslot te ontgrendelen, trekt u de achterkant weg van de voorkant om de scooter plat te maken, en installeert u vervolgens het zadel.





# 3. Gebruik en bediening

## 3.2 Richtingshendel en kinderzitje afstellen

### Stel de vracht van de richtingshendel af

- Open eerst de snelspanhendel en draai de losse moer. Stel de richtingshendel in op de juiste hoogte, afhankelijk van uw lengte. Nadat de instelling is voltooid, draait u de moer vast en vergrendelt u de snelspanhendel. (Afbeelding 7, 8, 9)
- Bij het afstellen van de stuurstang moet erop gelet worden dat de veiligheidsmarkering de lijn van de richtingsbuisverhoger niet blootstelt.



Afbeelding 7



Afbeelding 8



Afbeelding 9

### Kinderstoel openen en opklappen (Alleen voor MS|3000)

**Openen:** trek met één hand de rode bol naar achteren en til met de andere hand het zitje omhoog om het kinderzitje te openen.


(Afbeelding 10-11) **Sluiten:** Trek de rode bol naar beneden en druk met de andere hand het zitje naar beneden om het kinderzitje in te klappen. (Afbeelding 12)



Afbeelding 10



Afbeelding 11



Afbeelding 12



# 4. Batterij en oplader

## 4.1 Voorwaarden voor de oplader

De lader mag alleen worden gebruikt voor het opladen van de accu's. Gebruik uw scooter niet tijdens het opladen.

### Technische gegevens lader

Ingangsspanning: AC220V (110V)  $\pm 10\%$

Uitgangsspanning: 36V/DC Uitgangsstroom: 1,5~5A

Beschermingsniveau tegen indringing: IPX1

Voldoet aan vereiste: GB 4706.1-2005 en GB 4706.18-2005

## 4.2 Gebruik en verzorging van de lader

### BELANGRIJK:

- Een volledige oplading duurt 5 tot 8 uur, laad niet langer dan 10 uur op.
- Om de levensduur van uw accu niet te verkorten, moet u de accu ten minste één keer per maand opladen wanneer de rolstoel niet wordt gebruikt.
- Stop pas met opladen als het oplaadproces is voltooid.
- Herhaaldelijk gebruik van minder dan volledig opgeladen accu's zal de levensduur van uw accu verkorten.
- Wanneer de accu volledig is opgeladen, zal de stroomindicator groen worden. Stop niet met opladen voordat deze indicator volledig opgeladen is.
- Nadat het opladen is voltooid, moet u de stroomtoevoer uitschakelen, anders zal de batterij langzaam ontladen.
- Laad niet langer dan 10 uur op. Overladen is gevaarlijk.

### Volg deze regels om problemen met laders te voorkomen

- De lader moet tijdens het laden altijd goed geventileerd worden.
- Stel de rolstoel niet bloot aan zonlicht of een vochtige omgeving.
- Tijdens het opladen moet de temperatuur tussen 10 en 40 graden Celsius liggen.
- Bij het opladen bij temperaturen buiten dit bereik, kan de accu beschadigd raken.
- Gebruik of zit nooit op de elektrische scooter tijdens het opladen.

## 4. Batterij en lader

- De oplaadpoort bevindt zich onder het linker pedaal van de MS3000 body, en de afdekking van de oplaadpoort is geopend en de oplaadinterface is droog. (Afbeelding 13)
- Steek eerst de positioneergroef van de oplaadpoort van de charger in de oplaadpoort van het autolichaam, en sluit dan de stekker van de oplader aan op de wisselstroomcontactdoos. Na het opladen, de stekker uit het stopcontact halen, en dan de stekker die is aangesloten op de oplaadpoort van de auto uit het stopcontact halen.
- Om de veiligheid van het vervoer te waarborgen, wordt de MS|3000-batterij niet volledig opgeladen. Als gevolg van het zelfverbruik van elektriciteit tijdens de transport- en opslagcyclus, kan het voorkomen dat het apparaat bij het eerste gebruik weinig of geen stroom levert. Dit is normaal. Maakt u zich geen zorgen. Laad op volgens de oplaadmethode.
- Gebruik de MS3000 originele lader voor het opladen. Gebruik geen andere opladers voor het opladen. De firma is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen veroorzaakt door het niet gebruiken van de originele lader.
- Het opladen van de MS|3000 duurt ongeveer 5 - 8 uur (afhankelijk van de capaciteit van het batterijpak). Tijdens het opladen brandt het indicatielampje op de lader rood, wat aangeeft dat de stroom is ingeschakeld en dat er wordt opgeladen. Wanneer de indicator verandert van rood in groen, is de batterij volledig opgeladen. Stop het opladen op dit moment. De maximale oplaadtijd mag niet meer dan 10 uur bedragen. Langdurig opladen zal de levensduur en de veiligheid van de accu aantasten.
- Het is verboden de lader te demonteren, aangezien deze een hoogspanningscircuit heeft.
- Sluit de lader niet aan op de AC stroomvoorziening zonder dat de lader werkt, anders zal het de levensduur van de lader beschadigen en kunnen er andere gevaren ontstaan. Tijdens het opladen, moet de omgeving bier<sup>^</sup>.ply, geventileerd, geen vuur, geen ontvlambare of explosieve materi-als rond, en niet iets te dekken op de lader. Let erop dat er geen vloeistof of metaaldeeltjes in de lader terechtkomen, voorkom vallen en stoten, om schade te voorkomen



## 4. Batterij en lader

### 4.3 Gebruik en onderhoud van de batterij

- Onjuiste plaatsing van de batterij kan explosiegevaar veroorzaken. Gebruik alleen batterijen die bij dit toestel zijn geleverd.

Ga naar [www.ComfyGoMobility.eu](http://www.ComfyGoMobility.eu) of neem contact met ons op via [support@ComfyGoMobility.eu](mailto:support@ComfyGoMobility.eu) als u vervangende batterijen nodig hebt.


- Let er bij het plaatsen van de batterij op dat de batterijpolen correct geplaatst zijn. Raadpleeg altijd de hier gegeven laadinstructies om een optimale levensduur voor uw batterijen te handhaven.



Afbeelding 13




# 5. Elektrisch Schematisch Schema



## 6. Controleur

- LCD-instrumentenpaneel, slot, LED-koplampen en stroomindicator. Steek de sleutel in de richting van de wijzers van de klok om de aan/uit-schakelaar één keer in te schakelen, schakel anders de aan/uit-schakelaar uit, draai twee keer de wijzers van de klok in om de LED-koplampen in te schakelen.
- Claxonschakelaar, druk op de claxonknop om te claxonneren, om de passerende voetgangers en voertuigen eraan te herinneren, om sommige onnodige verkeersongelukken te vermijden.
- Draai de hendel voor de snelheidsregeling, tuimel de hendel aan de rechterhand, en stel de versnelling en vertraging in volgens de richting die wordt aangegeven in de f-figuur.
- Schakelaar voor drie versnellingen, I, II, III drie versnellingen komen respectievelijk overeen met 6/12/18km/h.
- De achteruitschakelaar "R", de ingedrukte stand is de achteruitversnelling, en de terugverende stand is de vooruitversnelling.
- Parkeersysteem (twee snelheden aanpassing van de handrem), parkeren op de manier om te voorkomen dat ongelijkmatige weg slippen.




## 6. Functie Controleur





# 6. Controleur



3-SPEED  
SHIFT SWITCH



## 7. Onderhoud

- Plaats de scooter niet bij temperaturen boven de 40 °C of bij lage temperaturen onder de -20 °C (plaats dit product of de accu bijvoorbeeld niet in een auto die blootstaat aan zomerse hitte). Steek de accu niet in het vuur. Anders kan de batterij defect raken, oververhit raken en bestaat er zelfs brandgevaar.
- Voorkom dat de batterij volledig leeg raakt en opnieuw wordt opgeladen. Probeer hem zo veel mogelijk te gebruiken. Dit zal de levensduur van de batterij aanzienlijk verlengen. Bovendien kan de accu bij gebruik bij kamertemperatuur een hogere actieradius en betere prestaties bereiken; bij gebruik in een omgeving onder 0 °C zullen de levensduur en de prestaties van de accu afnemen. Typisch is dat bij -20 °C het rijbereik misschien maar de helft of minder is bij normale temperatuur. Als de temperatuur stijgt, zal het rijbereik van de accu zich herstellen.
- Als u de scooter lange tijd niet gebruikt, laad hem dan minstens één keer per maand op om de levensduur van de accu op peil te houden. Als de accu lange tijd niet wordt opgeladen, kan deze overontladen raken en beschadigd raken. Deze schade is niet te herstellen.





## 7.Onderhoud



Het is voor niet-professionals verboden de accu naar willekeur te demonteren, anders kunnen ernstige veiligheidsongevallen door elektrische schokken of kortsluiting het gevolg zijn! Tevens kan de batterij niet naar willekeur worden verwijderd. Als u de batterij moet vervangen, neem dan contact op met ons bedrijf of de plaatselijke distributeur, wij zullen u voorzien van professionele diensten van hoge kwaliteit.





## 8. Technische Ondersteuning

Bezoek alsjeblieft <https://www.comfygomobility.eu/product-registration/>



en registreer uw product nu! Door uw ComfyGO product te registreren kunt u de garantie uitbreiden indien van toepassing op uw product. U ontvangt ook product updates en belangrijk nieuws over onze ComfyGO producten.

(Scan gewoon de QR-code met uw telefoon voor de registratielink)

- De snelste manier om ondersteuning te krijgen, e-mail naar [support@ComfyGoMobility.eu](mailto:support@ComfyGoMobility.eu)

Voor alle garantie- en retouraanvragen kunt u terecht op <https://www.comfygomobility.eu/warranty-or-return-request/> voor professionele hulp.



(Scan gewoon de QR-code met uw telefoon voor de garantielink)

### **Hier zijn een paar manieren om uw batterijen gezond te houden.**

- Houd uw batterijen op kamertemperatuur. Warmte is verreweg de grootste factor als het gaat om het verkorten van de levensduur van batterijen.
- Batterijen gaan metertijd achteruit, of ze nu gebruikt worden of niet.
- Wij stellen voor dat u na 30 keer gedeeltelijk opladen, de batterij volledig laat ontladen voordat u hem weer oplaadt. Op die manier kan de energiemeter zich herstellen.
- Als de batterij in ontladen toestand wordt achtergelaten, zullen de prestaties geleidelijk afnemen.



## 9. Garantiebeleid

- Ons doel is ervoor te zorgen dat u blij bent met uw aankoop.
- Volgens onze garantieovereenkomst hebben alle nieuwe producten een beperkte garantie. Alle batterijen hebben een garantie van zes maanden. Reserveonderdelen hebben een garantie van een jaar. De beperkte garantie omvat niet: arbeid of defecten aan het apparaat die te wijten zijn aan verkeerd gebruik of nalatigheid van de eigenaar, niet-duurzame onderdelen en onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en van tijd tot tijd vervangen moeten worden (bijvoorbeeld rubber materialen, accessoires, wielen of remmen, en plastic onderdelen). Voor alle garantieclaims zijn een bewijs van aankoop en het serienummer vereist.

### **Let er op dat deze omstandigheden niet onder uw garantie vallen:**

- Functionele problemen: Problemen in verband met normaal gebruik en veroudering, zoals oppervlaktecoating en beplating, natuurlijke verbleking van harsen
- Vervanging van verbruiksmaterialen als gevolg van slijtage, zoals banden, zekeringen, plastic onderdelen, glazen onderdelen, smeermiddelen enz.
- Eventuele kosten voor inspectie, afstelling, olie bijvullen, reiniging, enz.
- Vergoedingen voor service en onderhoud uitgevoerd door dealers zoals aangegeven door onze fabriek
- Onderhoudskosten bij eventuele niet-geautoriseerde servicecentra
- Als u nalaat de zaken regelmatig te controleren zoals gespecificeerd in deze handleiding hoofdstuk 7
- Onjuist of verkeerd onderhoud
- Als er ongeoorloofd onderhoud is uitgevoerd
- Bediening anders dan beschreven in onze handleiding of als u de scooter overbelast
- Ongeoorloofde wijzigingen aan de rolstoel
- Externe factoren zoals: roet, geneesmiddelen, vogelpoep, zure regen, rondvliegende stenen, metaalpoeder, enz.
- Natuurrampen zoals: tyfoons, overstromingen, branden, aardbevingen enz. die het toestel beschadigen.

### **Bescherm het milieu**

- Gooi deze rolstoel of zijn onderdelen en vooral de accu's niet weg. Lever ze in bij ons servicecentrum of volg de plaatselijke afvalverwerkingsvoorschriften.



**COMFYGO**  
mobility


---

*makes life easier*

[www.ComfyGoMobility.eu](http://www.ComfyGoMobility.eu)



info@ComfyGoMobility.eu



+31 208097031