



—X-9—

GEBRUIKERSHANDLEIDING /
GARANTIE

COMFYGO
mobility

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Productprestaties	3
Veiligheidsinstructies	5
Gebruik en werking	9
Accu en oplader	14
Systeemdiagnose	17
Controller	19
Onderhoudsgebieden	21
Beensteunaanpassingen	23
Rugleuning	24
Technische Ondersteuning	25
Garantie	26

Ga voor al uw behoeften aan reserveonderdelen naar
www.ComfyGoMobility.eu

Vergeet niet uw product te registreren om uw garantie te activeren,
gedetailleerde informatie vindt u op pagina.

Als u technische ondersteuning nodig heeft, neem dan
contact op met ons klantenserviceteam via
support@comfygomobility.eu of **+31 20 809 7031**.

Gedetailleerde informatie staat op de achterkant van de gebruikershandleiding
en is te vinden op pagina 25.



Voorwoord

Lees de gebruikershandleiding aandachtig door voordat u dit product gebruikt.

- **Deze handleiding bevat de werking, montagemethoden en eenvoudige storingsoplossingen.** De handleiding is van toepassing op ons model: X-9
- Deze handleiding bevat informatie over rolstoelonderhoud en methoden voor zelfcontrole. Zorg ervoor dat u deze handleiding op een veilige plaats bewaart voor toekomstig gebruik.
- De annotaties en illustraties in deze handleiding kunnen enigszins afwijken van uw daadwerkelijke model omdat we onze componenten en ons ontwerp continu verbeteren en upgraden.
- Geef deze handleiding aan alle gebruikers van deze rolstoel en zorg ervoor dat alle gebruikers begrijpen hoe ze deze rolstoel moeten bedienen.
- Neem bij onduidelijkheden of vragen over dit product of deze handleiding contact op met uw handelaar.
- Verkeerd gebruik van een voertuig kan leiden tot letsel. Onveilig rijden kan uzelf en anderen schade berokkenen.
- De elektrische rolstoel is bedoeld om mensen die slecht ter been zijn of slecht ter been zijn comfortabel te vervoeren.
- Deze elektrische rolstoel is ontworpen om slechts één person.



WAARSCHUWINGSBORD

Volg de instructies naast dit symbool nauwkeurig op.

Let op deze instructies, anders kan dit leiden tot lichamelijk letsel of schade aan de gebruiker, rolstoel of het milieu.

1. Productprestatie

- Deze serie elektrische rolstoelen wordt aangedreven door een Li-Ion accu die stroom levert aan een DC-aandrijfmotor(en). Gebruikers bepalen de richting en passen de snelheid aan met behulp van een analoge joystickcontroller. Deze rolstoel is geschikt voor gebruik bij lage snelheden, op goede wegomstandigheden en gematigde hellingen.

Prestatieparameters en technische specificaties, X-9

Totale afmetingen	36.5" x 25" x 48.5" (930x635x1235mm)
Vouwformaat	30" x 19" x 29" (780x480x730mm)
Zadelmaat*	18" x 17" (455x435mm)
Nettogewicht	86 lbs (39.5 kg) zonder batterij
Nettogewicht	92 lbs (42 kg) met batterij
Snelheid	(0.62 mph - 3.7 mph (1 - 6km/h) Max 4 mph
Zithoogte	20" (500mm)
Hoogte armleuning	9" (235mm), vanaf kussen
Hoogte rugleuning	32.5" (830mm) met hoofdsteun, vanaf kussen
Hoogte rugleuning	18" (450mm) zonder hoofdsteun, vanaf kussen
Maximaal laadgewicht	286 lbs (130 kg)
Voorwieldiameter	8 inch (200 mm)
Diameter achterwiel	12 inch (300 mm)
Batterij	12AH Li-ion / 20 AH Li-ion
Motor x 2 stuks	DC 24V / 250W X 2 stuks
Acculading	AC 220 (110V) ±10% 50-60HZ, 1.5 - 5A
Bediening	24V 35A
Max afstand**	10 mijl (15 km) / 16 mijl (25 km)
Beschermingsgraad	IPX3
Maximale veilige helling	6°
Draaicirkel	≤47 inches (≤1.2m)
Statische stabiliteit	9°
Achteruitrijbreedte	≤59 inches (≤1.5m)
Klimhoek	6°
Bandenspanning	2 kg f/m ²
Obstakel klimmen	1.5 inches (40mm)

* Zitbreedte is de afstand tussen de armleuningen

** Varieert op basis van gewicht, helling en snelheidsfactoren



1. Productprestatie

Hoofdstructuur

Deze serie elektrische rolstoelen bestaat uit twee hoofdonderdelen:

- 1) Het frame: frame, wielen, voetsteun, armleuningen, rugleuning, enz.
- 2) De elektrische: controller, motor, accu elektrische draden, enz.

Toepassingsgebied

Deze elektrische rolstoel is ontworpen voor personen met lichamelijke beperkingen die hun mobiliteit beperken. Deze rolstoel is ontworpen om personen te vervoeren die minder dan 130 kg wegen. Deze rolstoel is uitsluitend bedoeld ter vervanging van lopen en is niet bedoeld ter vervanging van een gemotoriseerd voertuig. Deze rolstoel is bedoeld voor gebruik binnen en buiten op een veilige en geschikte plaats.



WAARSCHUWING

Mensen met de volgende aandoeningen mogen de rolstoel **niet** gebruiken.

- Niet-reagerende bovenste ledematen
- Lijden aan dementie of seniliteit
- Niet voor zichzelf kunnen zorgen
- Gebruik beperkt door een medische professional



2. Veiligheidsinstructie

2.1 Belangrijkste beveiligingsfuncties

- Geclassificeerd op basis van het type bescherming: tegen elektrische schokken, interne voeding.
- Geclassificeerd op basis van het type bescherming: tegen elektrische schokken
- Type B-toepassing.
- Geclassificeerd op basis van de mate van bescherming van inlaatvloeistof: IPX3
- Geclassificeerd op basis van veilig gebruik van in een ontvlambaar anesthesiemengsel met lucht of gas vermengd met zuurstof of distikstofoxide komen ontvlambare esthetische gassen voor: Niet-AP/APG- type.
- Geclassificeerd op basis van bedrijfsmodus: continu gebruik.
- Nominale spanning: DC 24V.
- Heeft geen beschermend effect op de toepassing van de defibrillatorontladingsectie.
- Geen signaaluitgang of ingangdeel.
- Veiligheid van geïnstalleerde niet-permanente apparatuur.

2.2 Rijkennisgeving

Algemene waarschuwingen voor het rijden

- Houd uw armen en handen altijd op de armleuningen om de rolstoel goed te kunnen besturen.
- Oefen het gebruik van deze rolstoel eerst in een veilige en open omgeving, zoals een park, om letsel te voorkomen. Oefen vooruit, achteruit, stoppen en draaien. Naarmate u vaardiger wordt en vertrouwd raakt met de bedieningselementen, kunt u deze rolstoel gaan gebruiken in andere geschikte omgevingen.
- Voordat u op de weg gaat rijden, moet u ervoor zorgen dat er een verzorger bij u is en dat u te allen tijde veilig rijdt.
- Houd u aan alle verkeersregels voor voetgangers, de rolstoel wordt niet beschouwd als een auto.
- Gelieve alleen op de stoep en de zebrapaden te rijden. Rijd niet op rijstroken.
- Rijd met constante snelheden en vermijd scherpe bochten of zigzaggen.
- Maak de veiligheidsgordel vast tijdens het gebruik.
- Houd de juiste bandenspanning aan. De lagere of hogere dan de aanbevolen druk kan onveilige omstandigheden of buitensporig vermogensverlies veroorzaken.



2. Veiligheidsinstructie

- **Vermijd rijden in deze omstandigheden, tenzij vergezeld door een verzorger**
- Rijden bij slecht weer, zoals regen, zware mist, harde wind, sneeuw enz. Als uw rolstoel nat wordt, kunnen elektronische functies beschadigd raken, dus veeg al het water onmiddellijk weg.
- Rijden in suboptimale omstandigheden zoals modderige gebieden, paden, zand, grind, enz.
- Rijden in drukke gebieden, rijden op niet-omheinde wegen, in de buurt van sloten, in de buurt van watermassa's of in de buurt van andere gevaarlijke gebieden.
- Rijden over spoorrails. Als u een spoorlijn moet oversteken, inspecteer dan de sporen om te bevestigen dat het veilig is om over te steken. Schakel de rolstoel uit en ontkoppel de wielen van de motor zodat uw zorgverlener de rolstoel vrijelijk over de rails kan duwen. Steek over in een hoek die ervoor zorgt dat uw banden niet vast komen te zitten in de baan.
- Het vervoeren van mensen of vracht. Deze elektrische rolstoel is ontworpen om door enkel één persoon te worden gebruikt. Het is niet ontworpen om extra mensen of vracht te vervoeren.
- **Voorzorgsmaatregelen voor bergop en bergaf**
- Vermijd rijden op steile hellingen, oneffen oppervlakken, hoge trappen, kanalen of andere steile gebieden.
- Rijd niet op steile hellingen, het hellingsbereik moet minder dan 9 graden zijn.
- Houd de rolstoel indien mogelijk vooruit tijdens het bergopwaarts rijden. Het kan moeilijk zijn om een bergopwaartse klim te hervatten als u stilstaat.
- Gebruik lage snelheden tijdens afdalingen.
- Vermijd zijwaarts rijden op steile stukken.
- Rijd niet op of in de buurt van trappen.
- Vermijd het oversteken van sloten.
- Als je een sloot moet oversteken, probeer dan in een hoek van 90° over te steken.



Zet de rolstoel niet in de handmatige modus tijdens gebruik bergop of bergaf. Als de rolstoel op de oversteekplaats niet goed functioneert, vraag dan direct voorbijgangers om hulp. Set rolstoel naar handmatige modus door de wielen los te koppelen van de motor en duwde rolstoel vervolgens naar een veilige locatie



2. Veiligheidsinstructie

Voorzorgsmaatregelen voor zorgverleners

- Zorgverleners dienen te bevestigen dat de voeten van de gebruiker in de juiste positie op de voetensteun staan.
- Zorgverleners moeten ervoor zorgen dat de gebruiker goed in de stoel zit en dat de gebruiker goed vastzit
- Verzorgers moeten bevestigen dat er geen losse kledingstukken zijn die verstrikt kunnen raken in de wielen of de aandrijfmotor.
- Zorgverleners dienen voorzichtig te zijn bij het duwen van de rolstoel en te allen tijde rekening te houden met de omgeving om letsel te voorkomen.

2.3 Andere belangrijkemededelingen

Reparatie en Refit

Reparatie en hervorming: Als een reparatie of aanpassing nodig is, neem dan contact op met uw dealer. Pas deze rolstoel niet zelf aan, dit kan leiden tot letsel of storing.

Bescherm het milieu: Om het milieu te beschermen, mag u de rolstoel niet zomaar weggooien en/of de batterij afdanken. Neem indien nodig contact op met uw lokale dealer voor een vervangende batterij.

Houd de opslagomgeving droog: Berg de rolstoel niet op in vochtige omstandigheden, zoals in de buurt van een badkamer. Als de rolstoel nat wordt, veeg het water dan onmiddellijk weg.

Iemand anders in de rolstoel duwen: Als de gebruiker op de rolstoel zit, zorg er dan voor dat de rolstoel in de handmatige modus staat door de motoren uit te schakelen. Duw de rolstoel niet als de motoren zijn ingeschakeld.



Vervang onderdelen of materiaal niet willekeurig.

Voeg niet willekeurig gewicht toe, omdat dit een onbalans kan veroorzaken.

Gebruik geen andere voertuigen om de rolstoel te trekken of te duwen als er iemand op de rolstoel zit.

Als er abnormale geluiden uit de rolstoel komen, neem dan onmiddellijk contact op met de servicedienst.

2.4 Levensduur van de dienst

- De levensduur is 5 jaar vanaf de fabricagedatum. Om verwondingen of ongelukken te voorkomen, mogen gebruikers deze rolstoel niet langer dan de levensduur gebruiken.

2. Veiligheidsinstructie

2.5 Elektromagnetische compatibiliteit

- De rolstoel moet uit de buurt blijven van sterke magnetische velden en grote inductieve elektrische apparatuur, zoals radiostations, tv-stations, ondergrondse radiostations of radiostations die mobiele telefoons uitzenden. Vermijd sterke elektromagnetische velden. De elektrische rolstoel dient te allen tijde elektromagnetische interferentie te vermijden.

2.6 Compatibiliteit met andere apparaten


- Elektrische rolstoelen mogen niet samen met andere apparaten worden gebruikt. Als u er een apparaat op moet aansluiten, neem dan contact op met ComfyGO Mobility, zodat we kunnen bevestigen dat de rolstoel geen nadelige gevolgen zal hebben.



*Rijd **niet** met de rolstoel wanneer deze achterover ligt. Dit kan ernstig letsel veroorzaken.*

3. Gebruik en bediening

Bezoek het YouTube-kanaal voor een gedetailleerde uitleg over gebruik en bediening. Zoek eenvoudig "ComfyGO Mobility lichtgewicht opvouwbaar elektrische rolstoel (model # X-9)" op YouTube



www.youtube.com/c/ComfyGO



3. Gebruik en bediening

3.1 Aanpassingen aan de rolstoel

Uw rolstoel opvouwen

Stap 1: Verwijder de accu en trek de rode stekker uit het stopcontact. (Afbeelding 1).

Stap 2: Trek de scharnierschakelaar naar achteren en trek de hendel naar achteren (Afbeelding 2 en 3).

Stap 3: Trek het kussen met de hand omhoog en klap de rolstoel in (Afbeelding 4).



Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3



Afbeelding 4

Uw rolstoel uitvouwen

Als de rolstoel gedeeltelijk uit elkaar is, til dan beide zijhandgrepen op totdat u een klikgeluid hoort en controleer de handgreep om er zeker van te zijn dat deze goed op zijn plaats zit.

Sluit draadlijn aan

Sluit de stekker van de accubak aan op de stuurstekker (afbeelding 5).

Aanpassing van joystick

Draai de snelspansleutel los die zich onder de armleuning bevindt (afbeelding 6). Zet de controller in de juiste stand, draai de sleutel rechtsom en zet hem vast. Nadat u de controller hebt vastgezet, plaatst u de stuurkabel in de groef.



Afbeelding 5



Afbeelding 6

3. Gebruik en Bediening

Monteer en demonteer de voetensteun

Om te montage; monteer de voetensteun in de framebuis (Afbeelding 7-a) en verplaats vervolgens de vergrendeling van de buitenkant naar de vaste positie (Afbeelding 7-b).

Om te demonteren; trekt u de plastic vergrendeling naar buiten en tilt u de voetensteun op (Afbeelding 8).



Afbeelding 7-a



Afbeelding 7-b



Afbeelding 8

3. Gebruik en bediening

Installeer en demonteer de anti-tipper

Druk op de knop om de anti-tipper te installeren/demonteren (Afbeelding 11 en 12).



Afbeelding 10



Afbeelding 11

De armleuning verhogen en verlagen

Om de armleuning hoger te zetten, drukt u op de armleuningknop bij het frame van de armleuning en tilt u de armleuning op (afbeelding 13). Om de armleuning te vergrendelen, drukt u de armleuning naar beneden totdat u een klik hoort.



Afbeelding 13


3. Gebruik en Bediening

Schakelen tussen handmatige modus en elektrische modus

Handmatige modus: Trek de hendels op de linker en rechtermotoren omhoog en vergeet niet om indien nodig handmatig te remmen (Afbeelding 14 en 15).



Afbeelding 14



Afbeelding 15

Elektrische modus: Trek de hendel naar beneden op de linker en rechtermotoren (Afbeelding 16).



Afbeelding 16



Zorg er bij het veranderen van de rolstoel van handmatige modus naar elektrische modus voor dat zowel de linker als de rechter schakelaar in dezelfde modus staan. Als dit niet het geval is, kan dit leiden tot een rollover.



4. Accu en Oplader

4.1 Opladervereisten

De oplader wordt gebruikt om de accu op te laden. Probeer tijdens het opladen van de elektrische rolstoel niet de rolstoel te gebruiken. De rolstoel moet voor gebruik worden losgekoppeld van de oplader.

Lader technische gegevens

- Ingangsspanning: AC 220V (110V) $\pm 10\%$
- Uitgangsspanning: 24V/DC
- Uitgangsstroom: 2A/4A

4.2 Gebruik en onderhoud van de oplader

BELANGRIJK:

- *Stop niet met opladen totdat het laadproces is voltooid. Herhaaldelijk gebruik van een accu die niet volledig is opgeladen, verkort de levensduur van de accu. De accu moet voor gebruik volledig worden opgeladen.*
- *Wanneer de accu volledig is opgeladen, wordt de voedingsindicator groen.*
- *Onderbreek of stop het laadproces niet voordat de accu volledig is opgeladen.*
- *Wanneer het opladen is voltooid, schakelt u de voeding uit door de oplader los te koppelen. Als u het apparaat niet loskoppelt nadat het volledig is opgeladen, zal de batterij langzaam ontladen. Laad NIET langer dan 24 uur op.*
- *Overladen van de accu is gevaarlijk.*
- *Gebruikers moeten de volgende regels volgen om oplaadgevaren te voorkomen: Als de elektrische rolstoel geen oplader heeft, gebruik dan een nationale standaardoplader met een uitgangsspanning van 24V/DC 4A. Het moet tijdens het opladen goed worden geventileerd. Stel de rolstoel niet bloot aan zonlicht en een vochtige omgeving.*
- *Het temperatuurbereik van de laadomgeving is van 10°C tot 50°C (50°F tot 122°F). Als het apparaat zich buiten dit omgevingstemperatuurbereik bevindt, kan de accu onstabiel worden en mogelijk niet functioneren zoals bedoeld en kan de batterij beschadigd raken.*
- *Ventilatorgeluid van de oplader is normaal. De ventilator koelt de lader.*
- *Voorkom dat er tijdens het opladen vloeistof in de oplader komt. En plaats de oplader niet in de buurt van brandbare voorwerpen, zoals: brandstof, brandbare vloeistoffen of brandbare materialen zoals het zitkussen of de voetensteun.*



4. Accu en Oplader

Gebruik van oplader

Om de accu op te laden, sluit u de oplader aan op de elektrische aansluiting van de rolstoel en sluit u de oplader vervolgens aan op een stroomvoorziening.

Volg deze stappen om het oplaadproces te voltooien:

Stap 1: Zorg ervoor dat de elektrische rolstoel is uitgeschakeld.

Stap 2: Zorg ervoor dat de controller-aansluiting niet is geblokkeerd.

Stap 3: Zorg ervoor dat de accu en de controller-eenheid zijn aangesloten.

Stap 4: Sluit de uitgangstekker van de oplader aan op de aansluiting onder de controller.

Stap 5: Sluit de hoofdstekker van de oplader aan op de voeding. Eenmaal verbonden, zie je een rood lampje. Dit betekent dat het opladen is begonnen. Een lege accu is in 8 tot 10 uur weer volledig opgeladen. Laad de batterij NIET langer dan 24 uur op.

Stap 6: Om te voorkomen dat de levensduur van de accu wordt verkort, dient u de batterij minimaal twee keer per maand op te laden als de rolstoel niet wordt gebruikt.



Rechtstreeks opladen op de rolstoel terwijl de batterij is aangesloten op de rolstoel (apart verkrijgbaar)

Om de accu op te laden sluit u de lader aan met een netvoeding en accubakstekker. Volg de onderstaande instructies om het oplaadproces te voltooien:

Stap 1: Zorg ervoor dat de laadgroef niet geblokkeerd is.

Stap 2: Zorg ervoor dat de stroom van de elektrische rolstoel is uitgeschakeld.

Stap 3: Ontkoppel de verbindingen tussen de accubak en de controller.

Stap 4: Sluit de uitgangstekker van de oplader aan op de stekker van de accubak.

Stap 5: Sluit de stekker van de oplader aan op de voeding, het rode lampje gaat branden

4. Battery and Charger

4.3 Gebruik en onderhoud van de accu

Onjuiste vervanging van de batterij kan gevaar of explosie veroorzaken. Vervang de batterij alleen door hetzelfde batterijtype of een batterij die wordt aanbevolen door de fabrikant. Zorg ervoor dat de accupolen correct zijn. Belangrijkste punten om de levensduur van de batterij te verlengen: laad regelmatig op om de batterij vol te houden. Laad de accu volledig op als de rolstoel niet wordt gebruikt. Als de rolstoel niet wordt gebruikt, is het raadzaam om de accu twee keer per maand op te laden.



Blijf uit de buurt van vlammen tijdens het opladen van de batterij. De vlammen kunnen batterijbrand of -explosie veroorzaken.



Opladen maakt waterstof, niet roken tijdens het opladen.



Haal de stekker niet uit het stopcontact of het stopcontact als uw handen nat zijn, dit kan een elektrische schok en ernstig letsel veroorzaken.

Gebruik of zit niet op de elektrische rolstoel tijdens het opladen.

5. Systeem Diagnostiek

Als de indicatie-LED-lampjes knipperen, betekent dit dat de rolstoel afwijkingen heeft. De afwijkingen kunnen zich voordoen in de volgende onderdelen: motoren, remmen, batterij, kabelverbindingen, enz.

Gids voor het oplossen van problemen vindt u hieronder.

Raadpleeg de tabel voor audiosignaalindicatie.



5. Systeem Diagnostiek

Beschrijving van LED-licht	De betekenis van LED-licht	Uitleg & Oplossing
Alle LED-lampjes zijn gedoofd en er is geen geluid	De stroom is uitgeschakeld, de rolstoel staat in stand-by of slaapstand	Er is slecht contact met de voeding. Zekering is doorgeslagen of doorgebrand.
Alle LED-lampjes branden.	De stroom is ingeschakeld en de zelfdiagnose werkt, de elektrische rolstoel functioneert zoals bedoeld.	Er branden minder LED-lampjes, er is minder acculading over.
Het meest linkse rode LED-lampje brandt	Het acculading is extreem laag	De accu is bijna leeg. Direct opladen. De accu is defect, vervang de accu.
Twee korte pieptonen, LED-Lampjes knipperen twee keer	De linkermotor heeft een storing	De linkermotor is slecht aangesloten of losgekoppeld.
Drie korte piepjes, LED-lampjes knipperen drie keer	De linker magneetrem is defect	De linker magnetische rem is slecht aangesloten of losgekoppeld
Vier korte pieptonen, LED-lampjes knipperen vier keer	De rechtermotor is defect	De rechtermotor is slecht aangesloten of losgekoppeld.
Vijf korte piepjes, LED-lampjes knipperen vijf keer	De rechter magnetische rem is defect	De rechter magneetrem is slecht aangesloten of losgekoppeld
Zes korte piepjes, LED-lampjes knipperen zes keer	Controller bevindt zich in de status overstroombeveiliging	Controleer de remmen en controleer of het aandrijfmechanisme van de motor vastzit. Controleer de stroom met behulp van een ampèremeter. Als het geen overmatige stroom is, is de controller mogelijk defect.
Zeven korte piepjes, LED-lampjes knipperen zeven keer	Joystick werkt niet goed	Joystick wordt niet teruggezet naar het midden. Joystickconnector zit los.
Acht korte piepjes, LED-lampjes knipperen acht keer	Controller is defect	Raadpleeg uw handelaar voor onderhoud.
Negen korte piepjes, LED-lampjes knipperen negen keer	Controller is defect.	Raadpleeg het servicecentrum voor onderhoud

6. Controller

6.1 Controller Paneel



6.2 Controller Gebruik

De aan/uit-schakelaar

Druk op de aan/uit-knop, het scherm licht op en de controller wordt ingeschakeld. Druk op de aan / uit-knop, het scherm gaat uit en de controller is uitgeschakeld.



In een noodgeval kunt u de stroom direct uitschakelen door ook op de aan/uit-knop te drukken.

Slaapstand

Als de joystick langer dan 20 minuten niet wordt gebruikt, wordt de stroom automatisch uitgeschakeld en gaat het systeem naar de slaapstand. Het systeem kan opnieuw worden geactiveerd door op de aan/uit-knop te drukken.

Snelheidsaanpassing

De rijnsnelheid van de rolstoel kan worden aangepast aan de voorkeur en omstandigheden van de gebruiker. Pas de snelheid aan met behulp van de afnameknop en de toenameknoppen dienovereenkomstig.



6. Controller

De snelheid is verdeeld in vijf secties, in de volgende bereiken: 20%, 40%, 60%, 80%, 100% van de maximale snelheid.

Eerste versnelling: 20% of maximale snelheid.

Vijfde versnelling: 100% van de maximale snelheid.

Claxon

Druk op de claxonknop om de claxon te gebruiken.

Acculadingsmeter

Nadat u de stroom hebt ingeschakeld, gaat de accu-indicator branden. De acculadingsmeter geeft de resterende capaciteit van de accu aan. In deze afbeelding is de accu vol. De gebruiker moet plannen om het apparaat op te laden wanneer het stroomniveau naar geel zakt. Als u van plan bent een lange afstand te rijden, moet de accu volledig zijn opgeladen. Als er alleen een rood lampje brandt, is het acculading extreem ontoereikend, gebruikers moeten de accu zo snel mogelijk opladen.

Liggende aanpassingsknoppen

Raadpleeg de sectie Liggend om het gebruik ervan te begrijpen. (Pagina 23)

De joystick gebruiken


De bewegingsrichting van de rolstoel wordt bestuurd door de joystick. De snelheid wordt bepaald door hoe ver de joystick uit het midden wordt bewogen. Door de joystick dichterbij het midden te houden, zijn lagere snelheden mogelijk en door de joystick verder van het midden te verplaatsen, worden hogere snelheden verkregen.



Voordat u het apparaat uitschakelt, moet u ervoor zorgen dat de joystick in de middelste stand staat. Als u de stroom inschakelt of uitschakelt terwijl de joystick niet in het midden staat, geeft de controller een signaal voor een verkeerde bediening.



Laat in dit geval de joystick los in het midden en het geluid stopt. Als het waarschuwingsgeluid aanhoudt, kan dit duiden op een storing. Gebruik de rolstoel NIET en neem voor onderhoud contact op met uw dealer.



7. Onderhoudsgebieden

7.1 Uw rolstoel onderhouden

Het onderhoud van de rolstoel omvat het algemeen schoonmaken van de rolstoel, het controleren en aandraaien van alle moeren en bouten. Controleren van de wielen en bandenspanning. Controle van de accu, accukabels en accuaansluitingen. Controleer het laadniveau van de batterij. Voor verder onderhoud kunt u contact opnemen met uw dealer. Het wordt aanbevolen om eenmaal per maand een algemene onderhoudscontrole uit te voeren. Het wordt ook aanbevolen om jaarlijks contact op te nemen met uw dealer voor een volledige systeemcontrole.

7.2 Uw rolstoel schoonmaken

Reinig de rolstoel regelmatig. Reinig de onderdelen die vaak door de gebruiker worden aangeraakt (zitkussens, armleuningen, controller, enz.) met een zachte reiniger en een schone doek. Gebruik geen organische oplosmiddelen om schoon te maken. De rolstoel dient minimaal één keer per week schoongemaakt te worden. Als de rolstoel wordt gebruikt door een besmettelijke gebruiker, moet deze onmiddellijk na elk gebruik worden gereinigd en gedesinfecteerd met behulp van desinfecterende middelen.

7.3 Wielen

Controleer regelmatig de luchtdruk en de staat van de band. Als de bandenspanning lager is dan het aanbevolen niveau, pomp dan op om slijtage te verminderen en de levensduur van de batterij te verlengen. Als de diepte van het loopvlakpatroon van de band minder is dan 1 mm, vervang deze dan door nieuwe banden. Controleer regelmatig de moeren en bouten op het wiel en draai ze vast

7.4 Accu

Zorg ervoor dat de batterij regelmatig volledig wordt opgeladen. Om de levensduur van de batterij te verlengen, raden we gebruikers aan de accu volledig op te laden wanneer de batterij bijna leeg is.



7. Onderhoudsgebieden

7.5 Storing en controle rolstoel

Als er een storing optreedt terwijl de rolstoel in gebruik is, schakel dan de stroom uit voordat u gaat controleren.

Symptoom: volledige stroomuitval en alle LED-lampjes op het bedieningspaneel zijn uit.

Controleer stap:

Stap 1: Controleer of de stekker van de controller los zit.

Stap 2: Controleer of de verbinding tussen de stekker van de controller en de accubak los zit. Plaats de stekker terug (houd de stekker stevig vast bij het uittrekken van de stekker, trek de stekker NIET aan de draad om onnodige schade aan de draad te voorkomen). Als de rolstoel nog steeds niet kan opstarten of als gebruikers vragen hebben, neem dan contact op met uw handelaar.



De controller heeft een diagnosesysteem om de controller en de motor te bewaken. Elke storing van deze onderdelen wordt door de controller aangegeven. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk over de indicatie van het audiosignaal.

7.6 Onderhoud controle

Het volgende is een onderhoudschecklist. De elektrische rolstoel moet worden gecontroleerd volgens onze suggestie. Tijdens algemeen gebruik van de rolstoel wordt een deel van de zelfcontrole automatisch uitgevoerd. Voor uw weten hebben we de autocontrole-items in A-gebied vermeld.

Gebied A: Controleer voor elk gebruik of de volgende onderdelen goed werken:

1. Rugleuning
2. Armleuning
3. Controllerpositie
4. Voetsteun
5. Batterijvoeding
6. Koppelings-/afstelhendel voor omschakeling tussen handmatige modus en elektrische modus

Gebied B: Controleer maandelijks de volgende onderdelen om verlies van onderdelen of overmatige slijtage te voorkomen.

1. Schroeven
2. Remmen
3. Koppelings-/afstelhendel voor omschakeling tussen handmatige modus en elektrische modus
4. Profieldiepte van de band.
5. Connectoren voor controller en oplader.

8. Beensteunen Aanpassingen



De X-9 kan achterover leunen met behulp van de controller..

Linkerbeenverstelling vanaf controller:

1. Druk op de afstelknop van de linker voetsteun tot het lampje groen knippert om toegang te krijgen tot de afstelmodus.
2. Beweeg de controller (joystick) naar achteren of naar voren om alleen de linker voetsteun aan te passen.
3. Druk nogmaals op de knop voor het afstellen van de linker voetsteun om terug te keren naar de rijmodus.

Rechterbeenafstelling van controller:

1. Druk op de afstelknop van de linker voetsteun tot het lampje groen knippert om toegang te krijgen tot de afstelmodus.
2. Beweeg de controller (joystick) naar achteren of naar voren om alleen de rechter voetsteun aan te passen.
3. Druk nogmaals op de knop voor het afstellen van de rechter voetsteun om terug te keren naar de rijmodus

9. Leuning

Rugleuning verstelling van de controller:

1. Druk op de knop voor het verstellen van de rugleuning tot het lampje groen knippert om toegang te krijgen tot de verstelmodus.
2. Beweeg de controller (joystick) naar achteren of naar voren om alleen de rugleuning aan te passen.
3. Druk nogmaals op de knop voor het verstellen van de rugleuning om terug te keren naar de rijmodus.

Linker- en rechterbeen gelijktijdige aanpassing van controller:

1. Druk op de verbindingfunctie van de voetsteun/rugleuning en druk vervolgens op de knop voor het afstellen van de linker voetsteun en de knop voor het afstellen van de rechter voetsteun tot het lampje groen knippert om toegang te krijgen tot de afstelmodus.
2. Beweeg de controller (joystick) naar achteren of naar voren om de positie van de linker en rechter voetsteunen gelijktijdig aan te passen.
3. Druk nogmaals op de verbindingfunctie voetsteun / rugleuning om terug te keren naar de rijmodus.

Rug- en beensteunen gelijktijdig verstellen vanaf de controller:

1. Druk op de verbindingfunctie van de voetsteun/rugleuning en druk vervolgens op de knop voor het instellen van de rugleuning, de knop voor het instellen van de linker voetsteun en de knop voor het instellen van de rechter voetsteun tot het lampje groen knippert om toegang te krijgen tot de instelmodus.
2. Beweeg de controller (joystick) naar achteren of naar voren om de positie van de linker en rechter voetsteun en de zithouding van de rugleuning gelijktijdig aan te passen.
3. Druk nogmaals op de verbindingfunctie voetsteun / rugleuning om terug te keren naar de rijmodus.



10. Technische Ondersteuning



Ga naar <https://www.comfygomobility.eu/product-registration/> en registreer uw product nu! Door uw ComfyGO-product te registreren, krijgt u verlengde garanteservice, indien van toepassing op uw product. U ontvangt ook productupdates en belangrijk nieuws over onze ComfyGO-producten.

(Scan gewoon de QR-code met uw telefoon voor de registratielink)

-De snelste manier om ondersteuning te krijgen, stuur een e-mail naar info@ComfyGoMobility.eu

Alle garantie- en retouraanvragen die u kunt bezoeken voor professionele hulp: <https://www.comfygomobility.eu/warranty-or-return-request/>



(Scan gewoon de QR-code met uw telefoon voor de *registratielink*)

- **Hier zijn een paar manieren om uw batterijen gezond te houden.**
- Bewaar uw batterijen op kamertemperatuur. Warmte is verreweg de grootste factor als het gaat om het verkorten van de levensduur van de batterij.
- Batterijen gaan na verloop van tijd achteruit, of ze nu worden gebruikt of niet.
- We raden u aan om na 30 keer gedeeltelijk opladen de batterij volledig te laten ontladen voordat u deze weer oplaadt. Hierdoor kan de vermogensmeter opnieuw worden gekalibreerd.
- Geleidelijke verslechtering van de prestaties zal het gevolg zijn als de batterij in ontladen toestand wordt gelaten.



11. Garantiebeleid

- Ons doel is ervoor te zorgen dat u tevreden bent met uw aankoop.
- Volgens onze garantieovereenkomst hebben alle nieuwe producten een beperkte garantie. Alle batterijen hebben een garantie van zes maanden. Reserveonderdelen hebben een garantie van één jaar. De beperkte garantie omvat niet: arbeid of defecten aan het apparaat als gevolg van verkeerd gebruik of nalatigheid van de eigenaar, niet-duurzame onderdelen en onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en die van tijd tot tijd moeten worden vervangen (bijvoorbeeld rubberen materialen, accessoires, wielen of remmen, en kunststof onderdelen). Alle garantieclaims vereisen een aankoopbewijs en het serienummer.

- Houd er rekening mee dat uw garantie deze voorwaarden niet dekt:

- Functionele problemen: Problemen die verband houden met normaal gebruik en veroudering, zoals coating en beplating van het oppervlak, natuurlijke vervaging van harsen
- Vervanging van verbruiksmaterialen door slijtage, zoals banden, zekeringen, kunststof onderdelen, glazen onderdelen, smeermiddelen etc.
- Eventuele kosten voor inspectie, afstelling, olie bijvullen, schoonmaken etc.
- Vergoedingen voor service en onderhoud uitgevoerd door dealers zoals gespecificeerd door onze fabriek
- Onderhoudskosten bij ongeautoriseerde servicecentra
- Als u niet regelmatig de problemen controleert zoals beschreven in deze handleiding, sectie 7
- Onjuist of verkeerd onderhoud
- Als ongeautoriseerd onderhoud is uitgevoerd
- Anders bedienen dan in onze handleiding staat beschreven of als u de rolstoel overbelast
- Ongeoorloofde wijzigingen aan de rolstoel
- Externe factoren zoals: roet, farmaceutica, vogelpoep, zure regen, rondvliegende stenen, metaalpoeder, etc.
- Natuurrampen zoals: tyfonen, overstromingen, branden, aardbevingen etc. beschadigen het apparaat.

- Het milieu bescherming

- Gooi deze rolstoel of zijn onderdelen en vooral de batterijen niet weg. Breng ze in plaats daarvan terug naar ons servicecentrum of volg de lokale afval verwerkingsvoorschriften.





COMFYGO
mobility


makes life easier



www.ComfyGoMobility.eu



info@ComfyGoMobility.eu



+31 208097031