



MOPEDIA

62.07-2018

**ROLLATORS
HANDLEIDING**

RP688B-

**ROLLATORS
HANDLEIDING**

INHOUDSOPGAVE

1. CODES.....	pag.3 2.
INLEIDING.....	pagina 3 3. BEOOGD
GEBRUIK.....	pagina 3 4. CE-VERKLARING VAN
OVEREENSTEMMING.....	pagina 3 5.
WAARSCHUWINGEN.....	pagina 4 5.1 Algemene
waarschuwingen.....	pagina 4 5.2 Waarschuwingen voor
gebruik.....	pagina 4 5.3
Stabiliteitswaarschuwingen.....	pagina 4 5.4
Montagewaarschuwingen.....	pagina 5 6. VÓÓR ELK
GEBRUIK.....	pagina 5 7. MONTAGE-
INSTRUCTIES.....	pagina 5 7.1 Vóór
montage.....	bladzijde 5 8.
MONTEREN.....	pagina 5 8.1 De rollator
openen.....	pagina 5 8.2 Duwhandvatten
monteren.....	pagina 5 8.3 De hoogte van de handgrepen
aanpassen.....	pagina 5 8.4 De rollator
sluiten.....	pag.6 8.5 Lade (alleen voor RP685B en
RP690B).....	pagina 6 8.6 Opbergmand (alleen voor RP685B - RP690B –
RP691).....	pagina 6 8.7 Opbergtas (alleen voor RP685B).....pagina 6 8.8
Zadel (alleen voor RP520 - RP690B - RP691).....	pagina 6 9.
GEBRUIKSAANWIJZING.....	pagina 7 10.
REMMEN.....	pagina 7 10.1 Gebruik van de
rem.....	pagina 7 10.2 Remblokkering
(parkeerrem).....	pagina 7 10.3 De wielen
ontgrendelen.....	pagina 7 11.
ONDERHOUD.....	pagina 7 12.
REINIGING.....	pagina 7 13.
WIELVERZORGING.....	pagina 7 14. TECHNISCHE
EIGENSCHAPPEN.....	pagina 8 15. RESERVEONDERDELEN/
ACCESSOIRES.....	pagina 9 16.
GARANTIE.....	pagina 9 16.1
Reparaties.....	pagina 9 16.2
Reserveonderdelen.....	pagina 9 16.3
Vrijstellingsclausules.....	pagina 9

CE Klasse I medisch hulpmiddel

Wetgevend besluit 24/02/97 n.46 implementatie van EEG-richtlijn 93/42 en daaropvolgende wijzigingen

1. Codes

RP520 Aluminium rollator met 4 wielen en ATLANTE zitting

RP685B CRYO blauwe stalen rollator met 3 wielen

RP690B Stalen Rollator 4 wielen blauw DYONE

RP691 Stalen rollator met 4 wielen en ERA antibrachiale ondersteuning

2. Inleiding

Bedankt dat u voor de **MOPEDIA** by MORETTI SpA rollator heeft gekozen, die is ontwikkeld om mensen met bewegingsproblemen te ondersteunen, zowel binnen als buiten het huis, tijdens reizen of bij eenvoudige dagelijkse activiteiten. De productie voldoet aan de eisen die worden gesteld door de huidige Europese bepalingen inzake medische hulpmiddelen (93/42/EEG).

Deze gebruikershandleiding bevat kleine suggesties voor het juiste gebruik van het door u gekozen hulpmiddel en waardevolle adviezen voor uw veiligheid. Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig door te lezen voordat u de rollator in gebruik neemt. Neem bij twijfel contact op met uw detailhandelaar, die u correct kan helpen en adviseren.

Let op Controleer of alle onderdelen van de rollator tijdens het transport niet zijn beschadigd.

In geval van schade het product niet gebruiken en contact opnemen met de verkoper voor verdere instructies.

3. Beoogd gebruik

Deze rollator is bedoeld voor mensen die slecht ter been zijn en kan gebruikt worden als hulpmiddel om het lopen te vergemakkelijken. De rollator zorgt voor meer stabiliteit, ondersteuning en veiligheid tijdens het rijden. Het kan in ieder geval niet gebruikt worden door mensen met een zichtbaar zwakke hand- en/of armfunctie en door mensen met evenwichtsproblemen.

De rollator kan zowel buiten als binnen worden gebruikt. We raden aan om het alleen te gebruiken op oppervlakken waar alle wielen de grond raken. Niet gebruiken op rotsachtig terrein of op hellende oppervlakken, aangezien de rollator onstabiel kan zijn.

Het apparaat is niet ontworpen voor het vervoer van mensen of ander materiaal.

AANDACHT!



Het gebruik van het volgende product voor andere doeleinden dan die gedefinieerd in de volgende handleiding is verboden. MORETTI SpA wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het apparaat of door ander gebruik dan aangegeven in deze handleiding. De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan het apparaat en de volgende handleiding aan te brengen om de eigenschappen ervan te verbeteren.

4. CE-conformiteitsverklaring

MORETTI SpA verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat het product dat door MORETTI SpA zelf is vervaardigd en op de markt gebracht en dat deel uitmaakt van de rollatorfamilie, voldoet aan de toepasselijke bepalingen van Richtlijn 93/42/EEG inzake medische hulpmiddelen. Hiertoe garandeert en verklaart MORETTI SpA onder eigen verantwoordelijkheid het volgende:

1. De apparaten in kwestie voldoen aan de essentiële eisen die zijn vastgelegd in de bijlage

- 1° van Richtlijn 93/42/EEG zoals vereist door bijlage VII van bovengenoemde richtlijn.
2. De betreffende apparaten ZIJN GEEN MEETINSTRUMENTEN.
 3. De betreffende hulpmiddelen ZIJN NIET BESTEMD VOOR KLINISCH ONDERZOEKEN.
 4. De betreffende hulpmiddelen worden in een NIET-STERIELE verpakking op de markt gebracht.
 5. De betrokken toestellen moeten worden beschouwd als behorend tot klasse 1°.
 6. HET IS NIET TOEGESTAAN de betreffende apparaten te gebruiken en/of te installeren buiten het beoogde gebruik voorzien door MORETTI SpA
 7. MORETTI SpA onderhoudt en stelt deze ter beschikking van de bevoegde autoriteiten de technische documentatie waaruit de overeenstemming met Richtlijn 93/42/EEG blijkt.

5. Waarschuwingen

5.1 Algemene waarschuwingen

- Installeer of gebruik het product NIET voordat u deze handleiding heeft gelezen en begrepen. Als u de waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies niet begrijpt, raadpleeg dan een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, dealer of technisch personeel voordat u probeert het product te installeren om schade of persoonlijk letsel te voorkomen;
- De rollator mag alleen worden gebruikt door patiënten met een geschikte motoriek die een gebruik zonder risico's garandeert; • Raadpleeg uw arts of therapeut om de geschiktheid van het product, de juiste afstelling en het juiste gebruik van de rollator vast te stellen;
- Uw arts of therapeut moet u helpen de hoogte van de rollator af te stellen voor maximale ondersteuning, voor een correcte activering van de rem en voor een correcte montage in het algemeen;
- Rollators zijn niet bedoeld voor zelfrijdend gebruik.

5.2 Waarschuwingen voor

gebruik 1. Zorg er altijd voor dat de remkabel correct is bevestigd.

2. Controleer na elke hoogteverstelling altijd de goede werking van de rem om vrije en overmatige buiging van de kabel te voorkomen.
3. Het niet opvolgen van deze eenvoudige waarschuwingen kan leiden tot persoonlijk letsel.
4. De rollator mag alleen op een stevige, vlakke ondergrond worden gebruikt. Gebruik de rollator niet om trappen te beklimmen!
5. Leun altijd op beide dumbbells om het evenwicht te bewaren.
6. Besteed bijzondere aandacht aan natte, ijzige of besneeuwde oppervlakken.
7. Overbelast de rollator niet.
8. Gebruik de rollatorstoel (waar aanwezig) niet om spullen of mensen te vervoeren; de stoel is bedoeld voor de gebruikersstoel met ingeschakelde parkeerrem;
9. Alle wielen moeten te allen tijde contact maken met de vloer tijdens gebruik om een juiste balans van de rollator en maximale veiligheid te garanderen.
10. Voordat u de stoel gebruikt, moet u de parkeerrem in werking stellen.

Let op Bij gebruik van de rollator in stilstand moet de parkeerrem vergrendeld zijn

5.3 Stabiliteitswaarschuwingen

- De rollator biedt ondersteuning aan een persoon met een gewicht tot 136 kg, inclusief de zakbelasting;
- De tas/mand heeft een gewichtslimiet van 5 kg. Overbelast niet om onevenwichtigheid en risico op kantelen te voorkomen.

5.4 Waarschuwingen voor montage •

Zorg er na het monteren of openen van de rollator voor dat de zitsteun aan beide zijden vergrendeld is en controleer of de veiligheidsvoorziening in de juiste positie is vastgezet;

- Controleer of beide steunbuizen van de handgreep correct in de structuur zijn geplaatst en zijn vastgezet met de vergrendelknoppen;
- Hang niets aan het rollatorframe om vervorming van de buizen te voorkomen en om te voorkomen dat de stabiliteit ervan in gevaar komt;
- Wees voorzichtig dat vingers en/of kleding bekneld raken tijdens de openings- en sluitingsfase.

6. Vóór elk gebruik

Controleer altijd voordat u het apparaat gebruikt:

- Dat alle onderdelen van de rollator veilig vergrendeld zijn;
- Controleer of alle schroeven goed vastzitten;
- Zorg ervoor dat de stoel correct is vergrendeld (als dit niet het geval is, drukt u de zitting verder stevig richting het frame);
- Controleer of de stoelvergrendeling correct is geplaatst;
- Controleer de juiste werking van de normale rem en de parkeerrem.

7. Montage-instructies

7.1 Vóór montage

Pak het product uit en controleer of het tijdens het transport geen schade heeft opgelopen. In het geval in Indien de rollator beschadigd is, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde dealer.

8. Montage

8.1 De rollator openen

Modellen RP520 - RP690B – RP691 Open

de rollator door aan de voorkant te trekken terwijl u de achterpoten gebruikt.

— ModelRP685B

Open de rollatorstructuur en druk de verstevigingsbalk aan de voorkant naar beneden.

8.2 Duwhandvatten monteren

Steek de handvatbuizen in de structuur.

Draai de vergrendelknoppen totdat ze vergrendeld zijn.

8.3 De hoogte van de handgrepen aanpassen

Pas de hoogte van de handgrepen aan met behulp van de zijknoppen.

Draai de knop los, plaats de handgreep op de gewenste hoogte, draai de knop rechtersom om hem weer vast te zetten en draai hem goed vast. Herhaal dit voor de andere handgreep en zorg ervoor dat beide handgrepen zich op dezelfde hoogte bevinden.

**AANDACHT!**

Zorg ervoor dat het stuur in één lijn staat met de bewegingsrichting van de rollator. Als het stuur niet recht blijft staan, bestaat het risico dat de rollator omvalt of zijn stabiliteit verliest, vooral als hij met meer kracht wordt voortgeduwd.

8.4 De rollator sluiten Modellen

RP520 - RP690B – RP691

Maak gebruik van de zijstangen en beweeg de voorkant van de rollator naar achteren.

Model RP685B

Verwijder het dienblad, de mand en de tas, trek de verstevigingshendel naar binnen en vouw tenslotte de rollator in.

8.5 Lade (alleen voor RP685B en RP690B)

Het dienblad wordt alleen gebruikt om kleine voorwerpen op te plaatsen.

**AANDACHT!**

Plaats geen hete, zware of scherpe voorwerpen op de lade. Om de lade aan de structuur te bevestigen, plaatst u de steunen aan de achterkant van de lade in de speciale gaten in de zitting. (Voor RP690B-model)

8.6 Opbergmand De opbergmand

hangt aan de rollatorconstructie.

**AANDACHT!**

Gebruik de bak alleen voor kleine spullen. Overbelast de mand niet om onbalans en risico op kantelen te voorkomen.

8.7 Opbergtas (alleen voor RP685B)

De opbergtas wordt via clips aan de rollatorstructuur bevestigd.

**AANDACHT!**

Maximaal draagvermogen van de tas 5 kg. Overbelast de zak niet om onbalans en risico op kantelen te voorkomen.

8.8 Zitting (alleen voor RP520 - RP690B - RP691)

Voordat u gaat zitten, plaatst u de rollator op een vlakke, stevige ondergrond en zet u de remmen vast.

Zorg ervoor dat de vergrendeling goed vastzit en dat de rollator in een stabiele positie staat.

**AANDACHT!**

Ga zitten en verdeel uw gewicht over de hele stoel. Ga niet zitten door slechts naar één kant te duwen.

9. Hoe te gebruiken

- Begin met duwen als u rechtop zit, met beide handen op de handvatten;
- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn voordat u de rollator gebruikt om uitglijden te voorkomen;
- Loop rechtop en houd uw blik naar voren gericht en niet naar beneden;
- Duw de rollator niet te ver van uw lichaam af, hierdoor kan vallen ontstaan en onvoldoende ladingen;
- Gebruik de rollator niet om treden hoger dan 20 mm te beklimmen;
- Bij gebruik buitenshuis de voorkeur geven aan voldoende voorbereide trottoirs volgens voorschriften voor het wegnemen van architectonische barrières.

10. Remmen

De goede werking van de remmen is afhankelijk van de slijtage en het vuil dat zich op de wielen ophoopt. Controleer vóór elk gebruik de staat van de remmen en wielen.

10.1 Gebruik van de rem

Om de rollator af te remmen, trekt u de remhendels met uw vingers omhoog totdat de rollator langzamer gaat of stopt. Om de rollator verder te kunnen bewegen, laat u de remhendels los.

10.2 Remblokkering (parkeerrem)

Druk met uw handpalm de remhendels naar beneden wanneer u een "klik" hoort. Wielen zijn geblokkeerd. Til de remhendels op om deze uit de stoppositie te halen.



AANDACHT!

Wanneer de gebruiker stilstaat, moeten de remmen vergrendeld zijn.

10.3 Om de wielen te ontgrendelen

Trek beide remhendels omhoog totdat ze loslaten.

11. Onderhoud

De apparaten uit de **MOPEDIA** by Moretti SpA-lijn worden zorgvuldig gecontroleerd en zijn voorzien van de CE-markering wanneer ze op de markt worden gebracht. Voor de veiligheid van de patiënt en de arts wordt aanbevolen om de geschiktheid voor gebruik van uw rollator minimaal elke 2 jaar te laten controleren door de fabrikant of een bevoegd laboratorium. Bij reparaties mogen uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires worden gebruikt.

De levensduur van het product is afhankelijk van gebruik, onderhoud, opslag en reiniging.








































12. Netheid

Gebruik voor het reinigen van de onderdelen alleen een vochtige doek met neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die oplosmiddelen en metalen borstels of schurende of scherpe voorwerpen bevatten; deze kunnen het product beschadigen.

13. Wielonderhoud

1. Maak de wielen schoon met warm water en een neutraal schoonmaakmiddel. Droog met een schone doek.
2. Smeer de wielen regelmatig.

14. Technische kenmerken

ATLAS-serie										
Productcode	RP520									
Zittend	38x34 cm									
Structuur	Aluminium									
Afmetingen en gewichten										
Maatregelen binnen CM										
RP520	69	81 96	56	61	44	36	7,4	20	20	136 kg
Serie CRYO										
Productcode	RP685B - Blauw									
Zittend	Zonder zitten									
Structuur	Staal									
Afmetingen en gewichten										
Maatregelen binnen CM										
RP685B 56		81 96	66	33	28	7,3	20	20	136 kg	
Serie DYONE										
Productcode	RP690B - Blauw									
Zittend	38x16 cm									
Structuur	Staal									
Afmetingen en gewichten										
Maatregelen binnen CM										
RP690B 64		75 98	61	60	44	31	10	20	20	136 kg
ERA-serie										
Productcode	RP691									
Zittend	38x16 cm									
Structuur	Staal									
Afmetingen en gewichten										
Maatregelen binnen CM										
RP691	64	100 122	61	60	44	31	10	20	20	136 kg

15. Reserveonderdelen/accessoires

Voor reserveonderdelen en accessoires verwijzen wij u naar de Moretti SpA hoofdcatalogus

16. Garantie

Alle Moretti-producten hebben een garantie tegen materiaal- en fabricagefouten voor een periode van 2 (twee) jaar vanaf de verkoopdatum van het product, behoudens eventuele hieronder gespecificeerde uitsluitingen en beperkingen. Deze garantie is niet geldig in geval van verkeerd gebruik, misbruik of wijziging van het product en het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzingen. Het juiste beoogde gebruik van het product wordt aangegeven in de gebruikershandleiding.

Moretti is niet verantwoordelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade, persoonlijk letsel of iets anders veroorzaakt door of verband houdend met de installatie en/of het gebruik van de apparatuur dat niet nauwgezet voldoet aan de instructies gegeven in de installatie-, montage- en gebruikshandleidingen.

Moretti garandeert Moretti-producten niet tegen schade of defecten in de volgende omstandigheden: natuurrampen, ongeoorloofde onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, schade als gevolg van problemen met de stroomvoorziening (indien van toepassing), gebruik van onderdelen of componenten die niet door Moretti zijn geleverd, het niet naleven van de richtlijnen en instructies voor gebruik, ongeoorloofde wijzigingen, transportschade (anders dan de originele verzending van Moretti) of het niet uitvoeren van onderhoud zoals aangegeven in de handleiding.

Slijtbare onderdelen vallen niet onder deze garantie als de schade is veroorzaakt door normaal gebruik van het product.

16.1 Reparaties

Reparatie onder garantie: Indien een Moretti-product tijdens de garantieperiode materiaal- of fabricagefouten vertoont, zal Moretti samen met de klant beoordelen of het productdefect onder de garantie valt. Moretti kan, naar eigen goeddunken, het artikel onder garantie vervangen of repareren bij een gespecificeerde Moretti-dealer of op zijn hoofdkantoor. Arbeidskosten in verband met de reparatie van het product kunnen door Moretti worden betaald als wordt vastgesteld dat de reparatie binnen de reikwijdte van de garantie valt. Een reparatie of vervanging betekent niet dat de garantie wordt verlengd of verlengd.

Reparatie van een product dat niet onder de garantie valt: Een product dat niet onder de garantie valt, kan alleen voor reparatie worden geretourneerd na voorafgaande toestemming van de klantenservice van Moretti. Arbeids- en verzendkosten in verband met een reparatie die niet onder de garantie valt, zijn volledig voor rekening van de klant of wederverkoper. Voor reparaties aan producten die niet onder de garantie vallen, geldt een garantie van 6 (zes) maanden, gerekend vanaf de dag dat het gerepareerde product is ontvangen.

Niet-defecte producten: De klant wordt op de hoogte gesteld als Moretti na onderzoek en testen van een geretourneerd product concludeert dat het product niet defect is. Het product wordt teruggestuurd naar de klant en de verzendkosten als gevolg van het retourneren zijn voor zijn rekening.

16.2 Reserveonderdelen

Originele MORETTI-reserveonderdelen hebben een garantie van 6 (zes) maanden vanaf de dag waarop het reserveonderdeel is ontvangen.

16.3 Vrijstellingsclausules

Behalve zoals uitdrukkelijk gespecificeerd in deze garantie en binnen de grenzen van de wet, geeft Moretti geen andere verklaringen, garanties of voorwaarden, expliciet of impliciet, inclusief enige verklaringen, garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk en niet interferentie. Moretti garandeert niet dat het gebruik van het Moretti-product ononderbroken of foutloos zal zijn. De duur van eventuele impliciete garanties die kunnen worden opgelegd

is door de wet beperkt tot de garantieperiode, binnen de grenzen van de wet. Sommige staten of landen staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie of de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade met betrekking tot consumentenproducten. In dergelijke staten of landen zijn sommige uitsluitingen of beperkingen van deze garantie mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



GARANTIE CERTIFICAAT

Product _____

Gekocht op datum _____

Dealer _____

Via _____ **Plaats** _____

Verkocht aan _____

Via _____ **Plaats** _____



MORETTI SPA

Via Brussel, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com

GEMAAKT IN PRC

INHOUDSOPGAVE

1. CODES.....	pag.12	2.	
INLEIDING	pagina 12	3. BEOOGD	
GEBRUIK.....	pagina 12	4. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING	
EG	pagina 12	5. WAARSCHUWINGEN	pagina
13 5.1 Algemene waarschuwingen	pagina 13	5.2 Waarschuwingen voor gebruik.....	Pag.13
5.3		5.4 Waarschuwingen samenstellen.....	pag.13
5.4		6. VÓÓR	
GEBRUIK.....	pagina 13	7. MONTAGE-	
INSTRUCTIE.	pagina 14	7.1 Voordat u het product in elkaar zet	pag.14
8. MONTAGE.....	pag.14	8.1 Open de rollator	pag.14
8.2 Montage		8.3 Afstellen van de duwhandvatten	pagina 14
8.4 De rollator		8.5 Lade (alleen voor RP685B en RP690B).....	pagina 14
8.6 Mand (voor RP685B - RP690B - RP691).....	pagina	8.7 Tas (alleen voor RP685B)	pagina 15
8.8 Zadel (alleen voor RP680 - RP687 - RP690B - RP691).....	pagina 15	9. HOETE	
GEBRUIKEN	pagina 15	10	
REMMEN	pagina 15	10.1	
Remmen.....	pag.15	10.2 De wielen vergrendelen.....	Pagina 15
10.3 Om de wielen te ontgrendelen.	pagina 15	11. VERZORGING EN ONDERHOUD	pag.15
12.		REINIGING	pagina 16
13.		WIELVERZORGING	pagina 16
14. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	pagina 16	15. RESERVEONDERDELEN / ACCESSOIRES.....	pagina 17
16.		GARANTIE.....	pagina 17
16.1		Repareren.....	pagina 17
16.2		Reserveonderdelen.....	pagina 18
16.3 Vrijgestelde clauses	pagina 18		

CE I-klasse medisch hulpmiddel volgens richtlijn 93/42/EEG en latere wijzigingen

1. Codes

RP520 Aluminium rollator met 4 wielen en stoel ATLANTE
 RP685B Stalen rollator met 3 wielen CRYO
 RP690B Stalen rollator met 4 wielen – blauwe kleur DYONE
 RP691 Stalen rollator met 4 wielen en antibrachiumsteun ERA

2. Inleiding Hartelijk

dank voor uw aankoop van de rollator, **MOPEDIA** van MORETTI SpA, ontwikkeld om mensen te helpen met bewegingsproblemen naar binnen en naar buiten, tijdens reizen of in het dagelijks leven. De productie is uitgevoerd volgens de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen in overeenstemming met de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen (93/42/EEG).

Deze gebruiksaanwijzing geeft u suggesties voor een correct gebruik en voor uw veiligheid. Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Neem bij twijfel contact op met uw dealer.

Let op: Controleer alle onderdelen om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van transportschade. In geval van transportschade niet gebruiken. Neem contact op met de dealer voor verdere instructies.

3. Beoogd gebruik

Deze rollator is geschikt voor mensen met bewegingsproblemen. Kan worden gebruikt als hulp om het lopen te vergemakkelijken of zelfs als servo-ondersteund lopen. Hoe dan ook, het kan niet worden gebruikt door mensen met een duidelijk defect aan de hand of arm, zelfs niet door mensen met evenwichtsproblemen. De rollator kan zowel naar binnen als naar buiten gebruikt worden. Wij adviseren het gebruik op een vlakke ondergrond waar de wielen het land kunnen bereiken. De rollator kan niet worden gebruikt op rotsgrond of op een hellend terrein, omdat de rollator onstabiel kan zijn. Het apparaat is niet bedoeld om mensen of dingen te vervoeren.

WAARSCHUWING!



Gebruik het product niet voor een doel dat niet in deze handleiding wordt vermeld. Moretti Spa wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele gevolgen die voortkomen uit een onjuist gebruik van dit product en uit ongeoorloofde wijzigingen aan het frame van het product. De fabrikant kan het apparaat of de handleiding zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

4. Conformiteitsverklaring

Moretti SpA verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten die door Moretti SpA worden gemaakt en verhandeld en die tot het rollatorassortiment behoren, in overeenstemming zijn met de Europese richtlijn inzake medische hulpmiddelen (93/42/EEG). Moretti SpA garandeert en verklaart onder eigen verantwoordelijkheid het volgende:

1. De apparaten in kwestie voldoen aan de essentiële vereisten van de 1^o bijlagenrichtlijn 93/42/CEE zoals vastgelegd in VII^o bijlagen van bovengenoemde richtlijn.
2. De besproken apparaten ZIJN GEEN MEETINSTRUMENTEN.
3. De besproken apparaten ZIJN NIET GEMAAKT VOOR KLINISCHE SONDES.
4. De besproken apparaten worden verhandeld met NON STERILE BOX.
5. De besproken toestellen behoren tot klasse I^o.
6. Het is NIET TOEGESTAAN om apparaten te gebruiken en te installeren, behalve voor het gebruik dat wordt aangeboden door Moretti SpA. Moretti SpA plaatst technische documentatie bij de relevante autoriteiten om de conformiteit van het 92/42/EEC-apparaat te bewijzen.

7. Moretti SpA onderhoudt en verstrekt aan de autoriteiten de technische documentatie die de overeenstemming met de Europese Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen (93/42/EEG) aantoont.

5. Waarschuwingen

5.1 Algemene waarschuwingen

- Installeer of gebruik het apparaat NIET voordat u deze handleiding heeft gelezen en begrepen;
 - Als u de waarschuwingen, waarschuwingen of instructies niet begrijpt, neem dan contact op met een professionele zorgverlener of technisch personeel voordat u probeert deze apparatuur te installeren om letsel of schade te voorkomen;
- De rollator mag alleen worden gebruikt door patiënten met een geschikte motorische capaciteit die het gebruik ervan zonder risico's garandeert;
- Adviseer arts of therapeut om de juiste afstelling en het juiste gebruik te bepalen;
- Arts of therapeut moet bijdragen aan hoogteverstelling voor maximale ondersteuning, voor correcte remactivering en voor een algemene montage;
- De rollators zijn niet bedoeld om als zelfrijdend apparaat te worden gebruikt.

5.2 Waarschuwingen voor gebruik

- Zorg ervoor dat de remkabel correct is afgesteld;
- Controleer na elke hoogteverstelling de correcte werking van de rem om een vrije buiging van de kabel te voorkomen;
- Het overtreden van deze eenvoudige regels kan persoonlijke schade veroorzaken;
- De rollator mag uitsluitend op een harde, vlakke ondergrond worden gebruikt. Gebruik de rollator niet om de trap op te lopen
- Altijd op beide dumbbells leunen om het evenwicht te bewaren;
- Besteed bijzondere aandacht aan nat, ijsig of besneeuwd;
- Overbelast de rollator niet;
- Gebruik de rollatorstoel (indien aanwezig) niet om personen of eigendommen te vervoeren; de stoel is bedoeld voor gebruik door de gebruiker met ingeschakelde parkeerrem;
- Alle wielen moeten tijdens het gebruik op elk moment contact maken met de vloer om een goede werking te garanderen balanceren van de rollator en maximale veiligheid;
- De rem moet ingeschakeld zijn voordat u de stoel gebruikt.

Let op Wanneer de rollator in een stabiele positie wordt gebruikt, moet de handrem op slot staan

5.3 Stabiliteitswaarschuwingen

- De rollator kan ambulante hulp bieden bij een individuele weging tot 136 kg, INCLUSIEF de laadzak;
- De rollator heeft een gewichtsbepanking van 5 kg.

5.4 Waarschuwingen voor montage en vouwen

- Controleer of beide steunbuizen van de handgreep correct in het frame zijn geplaatst en zijn vastgezet met vergrendelknoppen die in de houder zijn vergrendeld met de vleugelmoeren en knoppen zonder beweging;
- Beide handgreepbuizen zijn veilig vergrendeld in het hoofdsteundeel met vleugelmoeren en knoppen zonder enige beweging;
- Hang niets aan het rollatorframe om vervorming van de buizen te voorkomen wanneer de rollator open staat en de stabiliteit beschadigt. Letsel kan ook worden veroorzaakt door vervormingen;
- Zorg ervoor dat vingers en/of kleding bekneld raken tijdens het openen en sluiten.

6. Vóór gebruik

Controleer altijd voordat u het apparaat gebruikt:

1. Dat alle onderdelen van de rollator veilig vergrendeld zijn; 2. Controleer of alle schroeven goed vastzitten; 3. Zorg ervoor dat de stoel goed vergrendeld is (als dat niet het geval is, druk dan niet verder met het elektrisch verstelbare stoelonderframe);
4. Controleer of de vergrendeling van de stoel correct is geplaatst; 5. Controleer de juiste werking van de rem en de reguliere rem.

7. Montage-instructie

7.1 Voordat u het product monteert

Pak het product uit en controleer of er geen schade is ontstaan tijdens het transport. Mocht de rollator beschadigd raken, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde dealer.

8. Montage

8.1 Open de rollator

RP520 - RP690B – RP691

Open de rollator door aan de voorkant van het frame te trekken door op de poten te drukken

RP685B

Open het rollatorframe en druk de verstevigingsbalk aan de voorkant naar beneden.

8.2 Montage duwhandvatten

Plaats de handvatbuizen in het frame. Draai de vergrendelknoppen totdat ze vergrendeld zijn.

8.3 Afstellen van de handgrepen

Pas de hoogte van de handgrepen aan met behulp van de zijknoppen. Draai de knop los, plaats de handgrepen op de gewenste hoogte, draai de knop met de klok mee om hem vast te draaien en maak hem weer vast. Herhaal dit voor de andere handgreep en zorg ervoor dat beide handgrepen zich op dezelfde hoogte bevinden.



WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat het handvat in één lijn staat met de bewegingsrichting van de rollator. Als het handvat niet recht blijft staan, bestaat het risico dat de rollator wiebelt of omvalt, vooral als u er harder op duwt.

8.4 De rollator inklappen

RP520 - RP690B – RP691

Maak een hendel op de zijstangen en breng de voorkant van de rollator naar achteren.

RP685B

Verwijder het dienblad, de mand, de tas, trek de verstevigde hendel naar binnen en vouw de rollator in.

8.5 Lade (alleen voor RP685B en RP690B)

Het dienblad dient alleen ter ondersteuning van kleine voorwerpen.



WAARSCHUWING! Plaats geen hete voorwerpen, scherp of zwaar op de lade. Om het dienblad aan het frame te bevestigen, steekt u de steunen aan de achterkant van het dienblad in de overeenkomstige sleuven op de stoel. (alleen voor RP690B-model)

8.6 Mand (voor RP685B - RP690B - RP691)

Het boodschappenmandje wordt aan het rollatorframe gehangen.



WAARSCHUWING! Gebruik de mand uitsluitend voor kleine artikelen. Overbelast de mand niet om onevenwichtigheden en het risico op kantelen te voorkomen

8.7 Tas (alleen voor RP685B)

De tas wordt door middel van clips aan het frame van de rollator bevestigd.



WAARSCHUWING! Maximale capaciteit voor zak 5 kg. Gebruik de tas alleen voor kleine spullen. Overbelast de zak niet om onevenwichtigheden en het risico op kantelen te voorkomen

8.8 Zitting (alleen voor RP520 - RP690B - RP691)

Voordat u gaat zitten, plaatst u de rollator op een vlakke en stevige ondergrond en zet u vervolgens de remmen vast. Zorg ervoor dat de remmen goed vergrendeld zijn en dat de rollator stabiel staat.



WAARSCHUWING! Ga zitten en verdeel uw gewicht over de stoel. Ga niet zitten door slechts aan één kant te duwen.

9. Hoe te gebruiken

- Begin met duwen als u rechtop zit, met beide handen aan het handvat;
- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn voordat u de rollator gebruikt, om uitglijden te voorkomen;
- Lopen waarbij u rechtop blijft staan, met de ogen naar voren gericht en niet naar beneden;
- Duw de rollator niet te ver van het lichaam af, dit kan vallen veroorzaken en onvoldoende belasting veroorzaken;
- Gebruik de rollator niet om treden hoger dan 20 mm te overwinnen;
- Bij gebruik buitenshuis geeft u er de voorkeur aan dat de trottoirs goed zijn voorbereid, in overeenstemming met de voorschriften voor de het verwijderen van architecturale barrières;

10. Remmen

10.1 Remmen Om

de rollator af te remmen trekt u de remhendel met uw vingers omhoog totdat de rollator langzamer gaat of stopt. Om de rollator verder te kunnen verplaatsen, laat u de remhendels los.

10.2 De wielen vergrendelen

Druk met de palm van uw hand de remhendel naar beneden, wanneer u een "klik" hoort, zijn de wielen vergrendeld.



WAARSCHUWING! Wanneer de gebruiker stilstaat, moeten de remmen vergrendeld zijn

10.3 De wielen ontgrendelen Trek

aan beide remhendels totdat ze ontgrendeld zijn

11. Verzorging en onderhoud

De apparaten **die MOPEDIA** van Moretti SpA op de markt zijn, worden zorgvuldig gecontroleerd en zijn voorzien van de CE-markering. Voor de veiligheid van de patiënt en de arts wordt aanbevolen om zich te laten controleren door de

fabrikant of door een erkend laboratorium, minimaal elke 2 jaar, de geschiktheid voor gebruik van uw rollator. Bij reparaties mogen uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires worden gebruikt. De levensduur van het product is afhankelijk van gebruik, onderhoud, opslag en reiniging.





























12. Reiniging











Gebruik voor het reinigen van onderdelen uitsluitend een vochtige doek met een neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die oplosmiddelen en metalen borstels of schurende of scherpe voorwerpen bevatten. Deze kunnen het product beschadigen.

13. Wielonderhoud

1. Maak de wielen schoon met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Droogwrijven met een schone doek.
2. Smeer de wielen regelmatig.

14. Technische kenmerken

Serie ATLAS										
Productcode	RP520									
Zitplaats	38x34 cm									
Kader	Aluminium									
Gewicht en afmetingen										
Maatregelen in CM										
RP520	69	81 96	56	61	44	36	7,4	20	20	136 kg
Serie CRYO										
Productcode	RP685B - Blauw									
Zitplaats	Zonder stoel									
Kader	Staal									
Gewicht en afmetingen										
Maatregelen in CM										
RP685B	56	81 96	66	33	28	7,3	20	20	136 kg	
Serie DYONE										
Productcode	RP690B - Blauw									
Zitplaats	38x16 cm									
Kader	Staal									
Gewicht en afmetingen										
Maatregelen in CM										
RP690B	64	75 98	61	60	44	31	10	20	20	136 kg

ERA-serie										
Productcode	RP691									
Zitplaats	38x16 cm									
Kader	Staal									
Gewicht en afmetingen										
Maatregelen in CM										
RP691	64	100 122	61	60	44	31	10	20	20	136 kg

15. Reserveonderdelen/accessoires

Voor reserveonderdelen en accessoires verwijzen wij u naar de Moretti SpA hoofdcatalogus

16. Garantie

Voor Moretti-producten geldt een garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum tegen materiaal- of fabricagefouten, met uitzondering van mogelijke uitsluiting of beperking als volgt. De garantie is niet van toepassing in het geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, misbruik of wijziging, en de garantie is niet geldig als de gebruiksinstructies niet strikt worden nageleefd.

Het juiste beoogde gebruik wordt in deze handleiding gespecificeerd.

Moretti is niet verantwoordelijk voor gevolgschade, persoonlijk letsel of wat dan ook veroorzaakt door of in verband met een foutieve installatie of oneigenlijk gebruik van het apparaat.

Moretti geeft geen garantie voor schade veroorzaakt door de volgende omstandigheden: natuurrampen, niet-geautoriseerd onderhoud of reparaties, fouten veroorzaakt door problemen met de elektriciteitsvoorziening (indien nodig), gebruik van reserveonderdelen die niet door Moretti worden gedekt, oneigenlijk gebruik, niet-geautoriseerde wijzigingen, verzending schade (anders dan de originele Moretti-verzending), of in geval van onvoldoende onderhoud zoals aangegeven in de handleiding.

De garantie dekt geen onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage tijdens het juiste gebruik van het apparaat.

16.1 Reparatie

Reparatie onder garantie: Als een Moretti-artikel tijdens de garantieperiode materiaal- of fabricagefouten vertoont, zal Moretti samen met de klant inschatten of de fout door de garantie kan worden gedekt.

Moretti zou, naar eigen goeddunken, het artikel kunnen repareren of vervangen, bij een Moretti-dealer of met een eigen basis. De arbeidskosten kunnen voor Moretti in rekening worden gebracht als de reparatie onder de garantie valt. Een reparatie of vervanging verlengt de garantie niet.

Reparatie valt niet onder garantie: Een product zonder garantie kan na toestemming van Moretti worden geretourneerd.

De arbeids- en verzendkosten voor een badlift buiten de garantie zijn voor rekening van de klant of de dealer. De reparaties hebben een garantie van 6 maanden vanaf de ontvangst van het goed.

Niet-defect toestel: De klant wordt geïnformeerd indien Moretti na retourzending en onderzoek van het toestel verklaart dat het toestel niet defect is. In dit geval wordt het product teruggestuurd naar de klant; de verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

16.2 Reserveonderdelen

De originele Moretti-reserveonderdelen hebben een garantie van 6 maanden vanaf de datum van ontvangst.

16.3 Vrijgestelde clausules

Moretti biedt geen andere verklaringen, garanties of voorwaarden, expliciet of impliciet, inclusief mogelijke verklaringen, garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel, niet-inbreuk en niet-inmenging, behalve wat uitdrukkelijk is gespecificeerd in deze garantie. Moretti garandeert niet het non-stop en foutloos gebruik. De duur van mogelijke impliciete garanties die volgens de wet kunnen worden vastgesteld, wordt beperkt door de garantieperiode, binnen de grenzen van de wet. In sommige staten of landen is het niet toegestaan om de impliciete garantie of de uitsluiting of beperking van onopzettelijke schade te beperken. In dergelijke landen zijn sommige van deze uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet van toepassing op de gebruiker. De onderhavige garantie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**GARANTIE CERTIFICAAT**

Product _____

Aankoopdatum _____

Geautoriseerde dealer _____

Straat _____ **Plaats** _____

Verkocht aan _____

Straat _____ **Plaats** _____

**MORETTI SpA****Via Brussel, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel****www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com****GEMAAKT IN PRC**

MORETTI SPA

Via Brussel, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Faxen. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com