



MOPEDIA®

BASSI DEAMBULATORI

BEDIENUNGSANLEITUNG

INDEX

1. CODICI.....	Seite 3
2. EINFÜHRUNG.....	Seite 3
3. VERWENDUNGSZWECK	Seite 3
4. EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	Seite 4
5. ALLGEMEINE WARNHINWEISE.....	Seite 4
6. VERWENDETE SYMBOLE	Seite 4
7. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG.....	Seite 5
7.1 Höhenverstellung.....	Seite 5
8. VOR JEDEM GEBRAUCH	Seite 5
9. WARNHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH	Seite 5
10. MONTAGEANLEITUNG RP729X.....	Seite 5
11. VERWENDUNGSMODALITÄT.....	Seite
12. WARTUNG.....	Seite 7
13. REINIGUNG UND DESINFEKTION.....	Seite 7
13.1 Polizei	Seite 7
13.2 Desinfektion.....	Seite 7
14. ENTSORGUNGSBEDINGUNGEN	Seite 8
15. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN.....	Seite 8
15.1 Ersatzteile und Zubehör.....	Seite 10
16. GARANTIE.....	Seite 10
17. REPARATUR.....	Seite 11
17.1 Reparaturen im Rahmen der Garantie	Seite 11
17.2 Reparatur eines Produkts, das nicht unter die Garantie fällt	Seite 11
17.3 Fehlerfreie Produkte.....	Seite 11
18. RICAMBI.....	Seite 11
19. AUSNAHMEKLAUSELN	Seite 11



Gesetzesdekret Nr. 46 vom 24.02.97 zur Umsetzung der EWG-Richtlinie 93/42 und nachfolgender Änderungen

1. CODES

Deambuler mit vier Punkten

RP729S-ML Feste, höhenverstellbare Gehhilfe **RP730S-ML** Klappbare

Gehhilfe mit 1 Knopf – höhenverstellbar **RP731** Verstellbare, klappbare Gehhilfe für Kinder **RP747** Klappbare, höhenverstellbare Doppelstützgehilfe **RP749M-L** Klappbare feste/oszillierende Doppelfunktionsgehilfe – höhenverstellbar

Gehhilfen mit zwei Rädern und zwei Spitzen

RP734 Höhenverstellbarer Klapprollator mit 2 Schwenkrädern

RP735S-ML Höhenverstellbarer Klapprollator mit 2 festen Rädern

RP736 Höhenverstellbarer Gehhilfe für Kinder mit Rädern

RP737 Höhenverstellbarer Klapprollator mit 2 Spitzen und Selbstarretierungssystem

RP744 Höhenverstellbarer Klapprollator mit 2 Schwenkrädern

RP745 Höhenverstellbarer Klapprollator mit 2 festen Rädern

Vierrädrige Gehhilfen

RP733S-ML Klappbarer Gehhilfe mit verstellbarer Höhe und drehbaren Rädern

RP738 Höhenverstellbarer Klapprollator mit 2 Rädern und Selbstarretierungssystem

RP741 Höhenverstellbarer Klapprollator, 4 Lenkräder, davon 2 mit Bremse

RP748 Abnehmbarer Gehwagen mit einstellbarer Höhe, 2 Lenkräder mit Bremse und 2 Lenkräder

RP742 Höhenverstellbarer Klapprollator mit Handbremse

RP743 Höhenverstellbarer Klapprollator mit 2 Zwillingrädern mit Reibungsrotation

2. EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Hilfsmittel aus der Linie MOPEDIA by Moretti entschieden haben. Moretti-Gehhilfen wurden so konzipiert und hergestellt, dass sie alle Ihre Anforderungen an eine praktische, korrekte und sichere Verwendung erfüllen. Dieses Handbuch enthält kleine Anregungen für den richtigen Gebrauch des von Ihnen gewählten Gerätes und wertvolle Hinweise für Ihre Sicherheit. Wir empfehlen Ihnen, die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen, bevor Sie das Gerät verwenden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, der Ihnen weiterhelfen und Sie richtig beraten kann.

3. VERWENDUNGSZWECK

Die Gehhilfen MOPEDIA von Moretti sind zweiarmlige Hilfsmittel, die zur Unterstützung und/oder Förderung der Mobilität von Menschen mit Gehbehinderungen geeignet sind.

AUFMERKSAMKEIT!



- Die Verwendung des folgenden Geräts für andere als die hierin definierten Zwecke ist verboten Handbuch.
- Moretti SpA lehnt jede Haftung für Schäden ab, die aus unsachgemäßer Verwendung des Produkts resultieren. Gerät nicht verwenden oder anders als in diesem Handbuch beschrieben verwenden.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen am Gerät und im Folgenden vorzunehmen. Handbuch ohne Vorankündigung zu lesen, um die Eigenschaften zu verbessern.

4. CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Moretti SpA

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das von Moretti SpA selbst hergestellte und in Verkehr gebrachte Produkt den geltenden Bestimmungen der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte und späteren Änderungen entspricht. Zu diesem Zweck garantiert und erklärt Moretti SpA in alleiniger Verantwortung Folgendes:

1. Die betreffenden Geräte erfüllen die grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang I der Richtlinie 93/42/EWG gemäß Anhang VII der oben genannten Richtlinie.
2. Bei den betreffenden Geräten **handelt es sich NICHT um Messgeräte.**
3. Die betreffenden Geräte **SIND NICHT FÜR KLINISCHE UNTERSUCHUNGEN BESTIMMT.**
4. Die betreffenden Geräte werden in **UNSTERILEN Verpackungen vermarktet.**
5. Die betreffenden Geräte sind der Klasse I zuzuordnen.
6. **Es ist nicht gestattet**, die betreffenden Geräte außerhalb des Zielortes zu verwenden und/oder zu installieren der von Moretti SpA vorgesehenen Nutzung.
7. Moretti SpA führt die technischen Unterlagen, die die Einhaltung der Richtlinie 93/42/EWG und nachfolgender Änderungen belegen, und stellt sie den zuständigen Behörden zur Verfügung.

5. ALLGEMEINE WARNHINWEISE •

Informationen zur korrekten Verwendung des Geräts finden Sie in diesem Handbuch. • Für die korrekte Verwendung des Geräts konsultieren Sie stets Ihren Arzt oder Therapeuten. • Überprüfen Sie, ob das Produkt unversehrt an Sie geliefert wird, und halten Sie es von der Verpackung fern Wärmequellen.

• Die Nutzungsdauer des Gerätes wird durch den Verschleiß nicht reparierbarer und/oder austauschbarer Teile bestimmt. • Achten Sie stets auf die Anwesenheit von Kindern.

6. VERWENDETE SYMBOLE



Produktcode



Eindeutige Kennung des Geräts



CE-Kennzeichnung



Hersteller



Produktionslos



Lesen Sie das Handbuch für Anweisungen



Medizinisches Gerät



Entsorgungsbedingungen



Entsorgung

7. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

MOPEDIA-Gehhilfen bestehen aus leichtem eloxiertem Aluminium, sind faltbar oder abnehmbar (außer RP729), haben gepolsterte Griffe und/oder rutschfeste Spitzen sowie feste oder drehbare Räder. Alle 2,5 cm höhenverstellbar. Die oben genannten Geräte erleichtern die Bewegung von Personen mit eingeschränktem statischen und/oder dynamischen Gleichgewicht, indem sie die Breite der Stützbasis vergrößern.

Sie bieten Unterstützung bei Schwäche und/oder Paresen der unteren Gliedmaßen. Sie tragen dazu bei, einen Teil des Gewichts einer Person auf die Arme zu verlagern, wenn eine Begrenzung der Belastung einer oder beider unterer Gliedmaßen erforderlich ist.



7.1 Höhenverstellung

Drücken Sie den Federknopf, entfernen Sie den Lauf und bringen Sie ihn entsprechend der gewünschten Höhe und der subjektiven Manövrierfähigkeit des Patienten in die Löcher. Setzen Sie den Riegel wieder in das Loch ein, um den Lauf zu verriegeln, und stellen Sie sicher, dass der Riegel richtig eingesetzt ist, bevor Sie das Gerät selbst verwenden. Stellen Sie sicher, dass alle vier Beine auf gleicher Höhe sind.

8. VOR JEDEM GEBRAUCH

- Überprüfen Sie immer, ob die Bremsen funktionieren, bevor Sie den Gehwagen benutzen, sofern vorhanden;
- Benutzen Sie den Gehwagen nicht, wenn er beschädigt ist oder Fehlfunktionen aufweist; • Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen an den Händler.
- Benutzer müssen sich auf Fußgängerwegen und nicht auf stark befahrenen Straßen bewegen;
- Berücksichtigen Sie die Möglichkeit einer Verletzung durch Einklemmen; Vermeiden Sie es, Ihre Finger zwischen die beweglichen Teile des Gehwagens zu stecken. Seien Sie beim Schließen und Öffnen des Gehwagens besonders vorsichtig.

9. WARNHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH


Dieses Gerät sorgt für mehr Stabilität, Halt und Sicherheit beim Fahren. Auf jeden Fall kann es nicht von Personen mit sichtbar schwacher Hand- und/oder Armfunktion und auch von Personen mit Gleichgewichtsproblemen verwendet werden. Der Gehwagen kann sowohl draußen als auch drinnen verwendet werden. Wir empfehlen die Verwendung nur auf Flächen, bei denen alle vier Beine den Boden berühren. Es darf nicht auf felsigem Gelände oder auf geneigten Flächen verwendet werden, da die Gehhilfe sonst instabil sein könnte. Das Gerät ist nicht für den Transport von Personen oder anderem Material bestimmt.

- Auf nassen und rutschigen Oberflächen mit Vorsicht verwenden;
- Überschreiten Sie nicht das maximale Patientengewicht, das auf dem Produktetikett und im Kapitel angegeben ist technische Eigenschaften dieses Handbuchs;
- Vermeiden Sie die Verwendung an Hängen mit einer Neigung von mehr als 10 (Grad) und das Drehen der behinderten Person auf einer schiefen Ebene muss von einem Bediener unterstützt werden;
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität und Robustheit des Produkts sowie den Zustand der Messleitungen Stütze und Räder. Ersetzen Sie sie, sobald sie abgenutzt sind.
- Wenn Sie Zweifel an der Verwendung, Einstellung oder Wartung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an der Einzelhändler;
- Um Risiken zu vermeiden, bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

10. RP729X MONTAGEANLEITUNG

Liste der Einzelteile

1. Stützrahmen (1 Stück)
2. Beine (2 Stück)
3. Gebogenes Rohr (1 Stück)
4. Montagesatz (1 Stück)




Zu. Öffnen Sie den Bausatz und beginnen Sie mit der Montage, indem Sie den Stützrahmen (1) nehmen.

B. Montieren Sie die Beine (2) mit den Unterlegscheiben (f) und den kurzen Schrauben (c) am Tragerahmen (1). Ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig fest.

C. Montieren Sie das gebogene Rohr (3) mit den Sattelscheiben an der Vorderseite des Tragerahmens (1). (g), lange Schrauben (d) und Mutter mit Unterlegscheibe (e). Ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig fest.

D. Montieren Sie das gebogene Rohr (3) mit den Sattelscheiben (f) und den Schrauben am Tragerahmen (1). Gerüst (c). Ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig fest.

Und. Ziehen Sie alle Schrauben gut fest, der Gehwagen ist nun einsatzbereit. (Siehe Foto unten)



11. ANWENDUNG

Hinweis: Beachten Sie die Sicherheitswarnungen in dieser Bedienungsanleitung. Nutzen Sie den Gehwagen als Gehhilfe.

Benutzen Sie dazu die beiden Griffe und schieben Sie die Gehhilfe nach vorne, so erhalten Sie eine praktische und zuverlässige Unterstützung beim Gehen.




Bei ausgestrecktem Arm sollte sich der Griff des Gehwagens auf Handgelenkshöhe befinden. Während Ihre Hand auf dem Griff ruht, sollte Ihr Ellenbogen gebeugt sein 20° - 30° .

AUFMERKSAMKEIT!



Bei Vorhandensein von Elektrokabeln auf dem Boden, nassen Böden, Teppichen, Spielzeug oder anderen Hindernissen, Möbeln, Stufen und unebenen Böden. Benutzen Sie keine Gehhilfe, um Treppen hoch oder runter oder auf Rolltreppen zu gehen.



1. Um den Patienten vom Rollstuhl auf die Gehhilfe zu übertragen, stellen Sie sicher, dass die Räder des Rollstuhls und der Gehhilfe (falls vorhanden) blockiert sind.



AUFMERKSAMKEIT!

Für den Transfer und die ersten Schritte bitten Sie einen Operator um Hilfe.



2. a) Gehhilfen mit Tipps: Um mit der Gehhilfe zu gehen, heben Sie sie an und stellen Sie sie bequem vor sich hin. Achten Sie dabei darauf, dass alle vier Beine auf dem Boden aufliegen. Gehen Sie vorsichtig und Schritt für Schritt.

b) Gehhilfen mit Rädern: Um mit der Gehhilfe zu gehen,

schieben Sie sie bequem vor sich her und achten Sie darauf, dass alle vier Beine, auch die mit Rädern, auf dem Boden aufliegen. Gehen Sie vorsichtig und Schritt für Schritt.

Hinweis: Der Gehwagen muss immer an den Griffen gehalten werden.



AUFMERKSAMKEIT!

Schieben Sie den Gehwagen nicht zu weit von Ihrem Körper weg. Dies kann zu Stürzen und Fehlbelastungen führen.

12. WARTUNG

Die Geräte der MOPEDIA by Moretti-Linie werden beim Inverkehrbringen sorgfältig geprüft und tragen das CE-Zeichen. Zur Sicherheit des Patienten und des Arztes wird empfohlen, die Gebrauchstauglichkeit Ihres Produkts mindestens alle 2 Jahre beim Hersteller oder einem autorisierten Labor überprüfen zu lassen. Unter periodischer Inspektion versteht man eine Prüfung folgender Teile:

- Die tragende Struktur des Gehwagens und die Verbindungsteile;
- Überprüfen Sie die Montage und Funktionsfähigkeit der Räder mit der entsprechenden Bremse, sofern vorhanden;
- Überprüfen Sie alle Schweißpunkte;
- Überprüfen Sie den Verschleiß der Spitzen, sofern vorhanden.

Bei Reparaturen dürfen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwendet werden.

13. REINIGUNG UND DESINFEKTION

13.1 Reinigung

Verwenden Sie zum Entfernen von Staub nur ein feuchtes Tuch, zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit neutraler Seife. Vor Gebrauch gut trocknen.

Verwenden Sie Wasser mit einer Temperatur von nicht mehr als 30 °C. Benutzen Sie keine Wasser- und/oder Dampfstrahlwaschmaschinen.

13.2 Desinfektion

Wenn eine Desinfektion des Produkts erforderlich ist, verwenden Sie ein handelsübliches Desinfektionsmittel.



















Hinweis: Vermeiden Sie unbedingt die Verwendung von säurehaltigen, alkalischen oder Lösungsmittelhaltigen Produkten wie Aceton oder Verdünnern.

























14. ENTSORGUNGSBEDINGUNGEN











Wenn Sie das Gerät entsorgen möchten, verwenden Sie niemals die normalen kommunalen Entsorgungssysteme für feste Abfälle. Stattdessen wird empfohlen, das Gerät über die üblichen kommunalen Wertstoffhöfe für die geplante Verwertung der verwendeten Materialien zu entsorgen.

15. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Codes	Umfang max	H alle 2,5 cm verstellbar	Spitzen/Räder	Base*	Base**
RP731 (Kinder)	60 kg	Um 53 Uhr 62,5 cm	4 Tipps		-
RP736 (Kinder)	60 kg	41 bis 60 cm	2 Räder und 2 Tipps		-
RP729S	110 kg	65 bis 75 cm	4 Tipps		
RP729M		76 bis 86 cm			
RP729L		86 bis 96 cm			
RP730S	130 kg	68 bis 78 cm	4 Tipps		
RP730M		77 bis 87 cm			
RP730L		83 bis 101 cm			
RP749M	130 kg	Und 77,5 a 87,5 cm	4 Tipps		
RP749L		Und 83,5 a 101,5 cm			

Codes	Umfang max	H alle 2,5 cm verstellbar	Spitzen/Räder	Base*	Base**
RP747 130 kg		71 bis 89 cm	4 Tipps		
RP735S 130 kg		68,5 bis 78,5 cm	2 Räder und 2 Tipps		
RP735M 130 kg Da 76 bis 86 cm			2 Räder und 2 Tipps		
RP735L 130 kg Da 83 bis 101 cm			2 Räder und 2 Tipps		
RP745 130 kg		Im Jahr 84 a 102 cm	2 Räder und 2 Tipps		
RP737 130 kg		Im Jahr 84 a 102 cm	2 Räder und 2 Tipps		
RP734 130 kg		84 x 102 cm	2 Räder und 2 Tipps		
RP744 130 kg		Im Jahr 84 a 102 cm	2 Räder und 2 Tipps		
RP738 130 kg		Im Jahr 84 a 102 cm	4 Räder		
RP733S 130 kg Da 70 bis 80 cm			4 Räder		
RP733M 130 kg Da 78 bis 88 cm			4 Räder		
RP733L 130 kg		84 x 102 cm	4 Räder		





















Codes	Umfang max	H alle 2,5 cm verstellbar	Spitzen/Räder	Base*	Base**
RP741	100 kg Von	86 bis 96 cm	4 Räder, 2 mit Bremse		
RP743 120 kg		85 bis 103 cm	4 Räder, 2 mit Reibungsdrehung		
RP742	130 kg	86 bis 103 cm	4 Räder mit Bremse		
RP748	130 kg Von	77 bis 92 cm	4 Räder mit Bremse		

*Maße gemessen bei niedrigster Höheneinstellung.

** Maße gemessen bei höchster Höhenverstellung.

Die Maße können um ± 1 cm variieren

15.1 Ersatzteile und Zubehör

 <p>RV7052 Beine mit System selbsthemmend - Paar</p>	 <p>RV7053 Räder mit Reibungsrotation - Paar</p>	 <p>RV7053G Räder Zwillinge mit Drehung gerieben Ø 10cm - Paar</p>	 <p>RV7054-5 RV7054-8 Räder Pirouetten drehen mit 5 oder 8 Löchern - Paar</p>	 <p>RV7055-5 RV7055-8 Feste Räder mit 5 oder 8 Löchern - Paar</p>
 <p>RV7056-5 RV7056-8 Volle Beine mit 5 oder 8 Löchern - Paar</p>	 <p>RV7051S Räder Pirouetten drehen 5 Löcher - Paar</p>	 <p>RV7051F Räder Pirouetten drehen mit Bremse 5 Löcher - Paar</p>	 <p>RV7121-8 Räder Pirouetten drehen 8 für Ø 10cm - Paar</p>	 <p>RV7154-8 Lenkräder 8 Löcher Ø 12cm - Paar</p>
 <p>RV7155-8 Feste Räder 8 Fori Ø 12cm - Paar</p>	 <p>RV7015 Räder Schwenkleuchten Ø 8 cm - Paar</p>	 <p>RV7016 Lenkräder mit Bremse Ø 8 cm</p>	 <p>RV7035 Tipps - Paar für RP729</p>	 <p>RV7030 ø28mm Graue Farbspitzen Paar</p>
 <p>RV7031 ø28mm schwarze Farbspitzen Paar</p>	 <p>RV7045 Müll für ambulant auf eine Taste</p>	 <p>RV7046 Müll für ambulant mit zwei Knöpfen</p>	 <p>RV7114 Unterstützung verzweigt - Paar</p>	
 <p>RP758 Sitz pro RP748</p>				

16. GARANTIE

Für alle Moretti-Produkte gilt eine Garantie für Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von 2 (zwei) Jahren ab Verkaufsdatum des Produkts, vorbehaltlich der unten aufgeführten Ausschlüsse und Einschränkungen. Diese Garantie erlischt bei unsachgemäßer Verwendung, Missbrauch oder Veränderung des Produkts sowie bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung. Der richtige Verwendungszweck des Produkts ist in der Bedienungsanleitung angegeben. Moretti ist nicht verantwortlich für daraus resultierende Schäden, Personenschäden oder sonstige Schäden, die durch die Installation und/oder Verwendung des Geräts verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen, wenn die Anweisungen in den Installations-, Montage- und Gebrauchshandbüchern nicht genau befolgt werden. Moretti übernimmt keine Garantie für Moretti-Produkte gegen Schäden oder Mängel unter den folgenden Bedingungen: Naturkatastrophen, unbefugte Wartungs- oder Reparaturarbeiten, Schäden aufgrund von Stromversorgungsproblemen (sofern zutreffend), Verwendung von Teilen oder Komponenten, die nicht von Moretti geliefert wurden, Nichteinhaltung der Richtlinien und Gebrauchsanweisungen, nicht autorisierte Änderungen, Transportschäden (außer bei der Originallieferung von Moretti) oder Nichtdurchführung der im Handbuch angegebenen Wartung. Tragbare Komponenten fallen nicht unter diese Garantie, wenn der Schaden durch den normalen Gebrauch des Produkts verursacht wird.

17. REPARATUR

17.1 Reparatur im Rahmen der Garantie

Für den Fall, dass ein Moretti-Produkt während der Garantiezeit Material- oder Herstellungsfehler aufweist, prüft Moretti gemeinsam mit dem Kunden, ob der Produktfehler durch die Garantie abgedeckt ist. Moretti kann den Artikel im Rahmen der Garantie nach eigenem Ermessen bei einem bestimmten Moretti-Händler oder in dessen Hauptsitz ersetzen oder reparieren. Die mit der Reparatur des Produkts verbundenen Arbeitskosten können von Moretti übernommen werden, wenn festgestellt wird, dass die Reparatur im Rahmen der Garantie liegt. Durch eine Reparatur oder einen Austausch wird die Garantie weder erneuert noch verlängert.

17.2 Reparatur eines Produkts, das nicht unter die Garantie fällt

Ein Produkt, das nicht unter die Garantie fällt, kann nur nach vorheriger Genehmigung des Moretti-Kundendienstes zur Reparatur zurückgesandt werden. Arbeits- und Versandkosten im Zusammenhang mit einer Reparatur, die nicht unter die Garantie fällt, gehen vollständig zu Lasten des Kunden oder Wiederverkäufers. Für Reparaturen an Produkten, die nicht unter die Garantie fallen, gilt eine Garantie von 6 (sechs) Monaten ab dem Tag des Erhalts des reparierten Produkts.

17.3 Fehlerfreie Produkte

Der Kunde wird benachrichtigt, wenn Moretti nach Prüfung und Prüfung eines zurückgegebenen Produkts zu dem Schluss kommt, dass das Produkt nicht fehlerhaft ist. Das Produkt wird an den Kunden zurückgesendet und die durch die Rücksendung anfallenden Versandkosten trägt dieser.

18. ERSATZTEILE

Für Original-Moretti-Ersatzteile gilt eine Garantie von 6 (sechs) Monaten ab Erhalt der Ersatz.

19. AUSNAHMEKLAUSELN

Sofern in dieser Garantie nicht ausdrücklich anders angegeben und im Rahmen des Gesetzes gibt Moretti keine weiteren Zusicherungen, Gewährleistungen oder Bedingungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, einschließlich etwaiger Zusicherungen, Gewährleistungen oder Bedingungen der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck, Nichtverletzung und Nichtverletzung Interferenz. Moretti gewährleistet nicht, dass die Nutzung des Moretti-Produkts ununterbrochen oder fehlerfrei erfolgt. Die Dauer etwaiger stillschweigender Garantien, die gesetzlich auferlegt werden können, ist im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auf die Gewährleistungsfrist beschränkt. Einige Staaten oder Länder erlauben keine Beschränkungen der Dauer einer stillschweigenden Garantie oder

den Ausschluss oder die Beschränkung von zufälligen oder Folgeschäden im Zusammenhang mit Verbraucherprodukten. In solchen Staaten und Ländern gelten einige Ausschlüsse oder Einschränkungen dieser Garantie möglicherweise nicht für Sie.



GEWÄHRLEISTUNGSZERTIFIKAT

Produkt _____

Gekauft am Datum _____

Händler _____

Über _____ Standort _____

Verkauft an _____

Über _____ Standort _____



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com E-Mail: info@morettispa.com

HERGESTELLT IN DER VOLKSREPUBLIK CHINA



MOPEDIA®

WANDERER

BEDIENUNGSANLEITUNG

INDEX

1. CODES	Seite 15
2. EINFÜHRUNG.....	Seite 15
3. VERWENDUNGSZWECK.....	Seite 15
4. EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	Seite 15
5. ALLGEMEINE WARNUNG.....	Seite 16
6. SYMBOLE.....	Seite 16
7. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	Seite 16
7.1 So stellen Sie die Höhe ein	Seite 17
8. VOR DER VERWENDUNG	Seite 17
9. WARNHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH	Seite 17
10. MONTAGEANLEITUNG RP729X.....	Seite 17
11. ANWENDUNG	Seite 18
12. WARTUNG	Seite 19
13. REINIGUNG UND DESINFEKTION.....	Seite 19
13.1 Reinigung	Seite 19
13.2 Desinfektion.....	Seite 19
14. ENTSORGUNGSBEDINGUNGEN	Seite 19
15. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	Seite 19
15.1 Ersatzteile und Zubehör	Seite 22
16. GARANTIE	Seite 22
17. REPARATUR	Seite 23
17.1 Garantiereparatur.....	Seite 23
17.2 Reparaturen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.....	Seite 23
17.3 Mangelfreies Gerät.....	Seite 23
18. ERSATZTEILE.....	Seite 23
19. AUSNAHMEKLAUSELN.....	Seite 23



gemäß Richtlinie 93/42/EWG und weiteren Änderungen

1. CODES**Wanderer mit 4 Tipps****RP729S-ML** Feste Gehhilfe, höhenverstellbar **RP730S-ML**Klappbare Gehhilfe, höhenverstellbar **RP731** Klappbare Gehhilfe,höhenverstellbar, Kindermodell **RP747** Klappbare Gehhilfe, höhenverstellbar,Doppelhandgriff **RP749M-L** Faltbare Gehhilfe, höhenverstellbar, Doppelfunktion**Gehhilfen mit zwei Lenkrollen und zwei Spitzen****RP734** Zusammenklappbarer, höhenverstellbarer Gehhilfe, 2 Lenkrollen und 2 Spitzen**RP735S-ML** Klappbarer Gehwagen mit einstellbarer Höhe, 2 Bockrollen und 2 Spitzen**RP736** Klappbarer Gehhilfe, höhenverstellbar, 2 Rollen, Kindermodell**RP737** Klappbarer, höhenverstellbarer Gehhilfe, 2 Bockrollen und 2 Spitzen**RP744** Zusammenklappbarer, höhenverstellbarer Gehhilfe, 2 Lenkrollen und 2 Spitzen**RP745** Klappbarer, höhenverstellbarer Gehhilfe, 2 Bockrollen und 2 Spitzen**Gehhilfen mit vier Rollen****RP733S-ML** Klappbarer Gehhilfe, höhenverstellbar, 4 Lenkrollen**RP738** Zusammenklappbarer, höhenverstellbarer Gehhilfe, 2 selbstarretierende Rollen und 2 Lenkrollen**RP741** Klappbarer, höhenverstellbarer Gehwagen, 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellern**RP748** Zerlegbarer, höhenverstellbarer Gehwagen, 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Lenkrollen**RP742** Zusammenklappbarer Gehwagen mit Handbremse**RP743** Klappbarer, höhenverstellbarer Gehwagen, 2 selbstarretierende Doppelrollen, 2 drehbar Rollen**2. EINFÜHRUNG**

Vielen Dank, dass Sie sich für den Gehhilfen MOPEDIA von Moretti SpA entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung enthält einige Vorschläge für die korrekte Verwendung des von Ihnen ausgewählten Produkts und gibt einige wertvolle Ratschläge für Ihre Sicherheit. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um Rat und Hilfe zu erhalten.

3. VERWENDUNGSZWECK

Die Gehhilfen Mopedia von Moretti sind zweiarmlige Geräte und für Menschen mit Bewegungseinschränkungen gedacht.

WARNUNG!

- Benutzen Sie das Produkt nicht für einen Zweck, der nicht in dieser Anleitung angegeben ist;
- Moretti SpA lehnt jede Verantwortung für etwaige Folgen ab, die sich aus einer unsachgemäßen Verwendung von ergeben dieses Produkts und durch unbefugte Änderungen am Rahmen des Produkts;
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, die hierin enthaltenen Informationen zu ändern Dokument ohne vorherige Ankündigung.

4. EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Moretti SpA erklärt hiermit in eigener Verantwortung, dass die von Moretti SpA hergestellten und verkauften Produkte, die zur Kategorie Gehhilfen gehören, den Vorschriften entsprechen mit den geltenden Bestimmungen der Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG und darüber hinaus Modifikationen. Zu diesem Zweck garantiert und erklärt Moretti SpA in eigener Verantwortung Folgendes

Verantwortung: 1.

Die betreffenden Geräte erfüllen die grundlegenden Anforderungen des Anhangs I der Richtlinie 93/42/EWG gemäß Anhang VII der oben genannten Richtlinie;

2. Bei den betreffenden Geräten **handelt es sich NICHT um Messgeräte**; 3. Die betreffenden Geräte **SIND NICHT FÜR KLINISCHE UNTERSUCHUNGEN BESTIMMT**. 4. Die betreffenden Geräte werden in **NICHT STERILER** Verpackung verkauft; 5. Die betreffenden Geräte sollten als zur Klasse I gehörend betrachtet werden; 6. Verwenden/installieren Sie die betreffenden Geräte **NICHT für andere als die von Moretti SpA ausdrücklich angegebenen Zwecke**. 7. Moretti SpA

verwaltet und übermittelt die Dokumentation, die die Konformität mit der Richtlinie bescheinigt 93/42/EWG an die zuständigen Behörden und weitere Änderungen.

5. ALLGEMEINE WARNHINWEISE

- **LESEN** Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. • Beraten Sie sich mit Ihrem Arzt oder Therapeuten, um die richtige Einstellung und den richtigen Gebrauch zu bestimmen des Wanderers;
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig geliefert wird und halten Sie es von Wärmequellen fern. • **LEBENSDAUER** – die Nutzungsdauer des Geräts wird durch den Verschleiß der Teile bestimmt; • Erlauben Sie Kindern **NICHT**, mit dem Gerät zu spielen oder es zu bedienen.

6. SYMBOLE



Produktcode



Eindeutige Geräteidentifikation



CE-Kennzeichnung



Hersteller



Chargenlos



Lesen Sie die Bedienungsanleitung



Medizinisches Gerät



Entsorgungsbedingungen



Entsorgung

7. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Die Gehhilfen MOPEDIA sind aus leichtem, eloxiertem Aluminiumrohr mit Polsterung gefertigt. Griffe, rutschfeste Gummispitzen und/oder Lenkrollen und/oder Bockrollen. Sie sind alle 2,5 cm höhenverstellbar. Diese Geräte erleichtern die Bewegung von Personen mit eingeschränktem statischen und/oder dynamischen Gleichgewicht und erhöhen die Amplitude zur Stützbasis. Sie bieten Unterstützung bei Schwäche und/oder Lähmungen der unteren Gliedmaßen. Hilft, einen Teil des Gewichts auf die Arme zu übertragen

der Person, bei der eine Begrenzung der Belastung einer oder beider unterer Gliedmaßen erforderlich ist.



7.1 So stellen Sie die Höhe ein

Um die Höhe einzustellen, drücken Sie den Druckknopf und schieben Sie den Stock auf die gewünschte Höhe. Stellen Sie sicher, dass der Druckknopf nach Abschluss vollständig durch das gewünschte Loch ragt. Wiederholen Sie den beschriebenen Vorgang für jedes Bein. Überprüfen Sie abschließend, ob alle vier Beine die gleiche Höhe haben.

8. VOR DER VERWENDUNG

- Überprüfen Sie immer, ob die Bremsen funktionieren, bevor Sie den Gehwagen benutzen, sofern vorhanden; • Benutzen Sie den Gehwagen nicht, wenn er beschädigt ist oder eine Fehlfunktion aufweist. Bitte wenden Sie sich zur Reparatur an den Händler.
- Prüfen Sie, ob der Rahmen beschädigt ist, um eine sichere Nutzung für Personen und Sachen zu gewährleisten;
- Benutzer müssen sich auf Fußgängerwegen und nicht auf stark befahrenen Straßen fortbewegen.
- Achten Sie auf die Möglichkeit einer Verletzung durch Einklemmen; Vermeiden Sie es, Ihre Finger dazwischen zu stecken die beweglichen Teile des Gehwagens. Achten Sie darauf, den Gehwagen zu schließen und zu öffnen.

9. WARNHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH


Dieses Gerät sorgt für mehr Stabilität, Halt und Sicherheit beim Bewegen. Auf jeden Fall kann es nicht von Personen mit sichtbar schwacher Hand- und/oder Armfunktionalität und auch nicht von Personen mit Gleichgewichtsproblemen verwendet werden. Der Rollator kann sowohl draußen als auch drinnen verwendet werden. Wir empfehlen die Verwendung nur auf Flächen, bei denen alle vier Beine den Boden berühren. Es sollte nicht auf felsigem Gelände oder auf geneigten Flächen verwendet werden, da der Gehwagen instabil werden kann. Das Gerät ist nicht für den Transport von Personen oder anderem Material bestimmt

- Seien Sie besonders vorsichtig auf nassen und rutschigen Oberflächen;
- NICHT bei Patienten verwenden, deren Gewicht das auf dem Produktetikett und in der Anleitung angegebene Gewicht überschreitet
Kapitel „Technische Merkmale“ des vorliegenden Handbuchs;
- Vermeiden Sie die Verwendung an Hängen mit einer Neigung von mehr als 10 Grad und wenden Sie sich beim Bergauf- oder Bergabfahren nur dann um, wenn der Behinderte von einem Bediener unterstützt wird
- Vermeiden Sie es, das Gerät längere Zeit mit Wasser in Kontakt zu lassen; • Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität und den guten Zustand der Gummispitzen.
Ersetzen Sie sie, sobald sie abgenutzt sind.
- Bei Zweifeln bezüglich der Verwendung, Einstellung oder Wartung wenden Sie sich an Ihren Händler;
- Halten Sie es von Kindern fern, um mögliche Risiken zu vermeiden.


10. MONTAGEANLEITUNG RP729X

Liste der Einzelteile

1. Hauptrahmen (1 Stück)
2. Beine (2 Stück)
3. Gebogenes Rohr (1 Stück)
4. Montagesatz (1 Stück)



- A. Öffnen Sie den Bausatz und beginnen Sie mit der Montage anhand des Hauptrahmens (1).
- B. Montieren Sie am Hauptrahmen (1): die Beine (2), die Sattelscheiben (f) und das Unterteil Schrauben (c). Ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig fest.
- C. Montieren Sie an der Vorderseite des Hauptrahmens (1): das gebogene Rohr (2) mit Sattelscheiben (g), die langen Schrauben (d), Muttern und Unterlegscheiben (e). Ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig fest.
- D. Montieren Sie am Hauptrahmen (1): das gebogene Rohr (2) mit den Sattelscheiben (f) und das kurze Schrauben (c). Ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig fest.
- e. Ziehen Sie alle Schrauben fest, der Gehwagen ist nun einsatzbereit. (Sehen Sie sich das Bild unten an)



11. ANWENDUNG

Hinweis: Beachten Sie die Sicherheitshinweise in diesem Handbuch. Nutzen Sie den Gehwagen als Gehhilfe.

Benutzen Sie dazu die beiden Griffe und schieben Sie das Hilfsmittel nach vorne, um eine bequeme und zuverlässige Unterstützung beim Gehen zu erhalten.



Wenn Ihr Arm nach unten ausgestreckt ist, sollten sich die Handgriffe auf der Höhe Ihres Handgelenks befinden.
Wenn Sie Ihre Hand auf den Handgriff legen, sollte Ihr Ellenbogen um 20° – 30° gebeugt sein.



WARNUNG!

- Achten Sie auf elektrische Leitungen, nasse Oberflächen, Teppiche, Spielzeug oder Schmutz, Möbel, kleine Stufen und Lücken im Boden. Benutzen Sie den Gehwagen nicht auf Treppen oder Rolltreppen.



1. Um den Patienten vom Rollstuhl auf die Gehhilfe zu übertragen, stellen Sie sicher, dass die Rollen des Rollstuhls und der Gehhilfe (falls vorhanden) blockiert sind.



WARNUNG!

- Für den Transfer und die ersten Schritte holen Sie sich die Hilfe eines Operators.



2. a) Gehhilfen mit Tipps: Heben Sie sie zum Gehen an und stellen Sie sie bequem vor sich hin. Achten Sie dabei darauf, dass alle vier Beine auf dem Boden stehen. Gehen Sie vorsichtig und Schritt für Schritt.

- b) Gehhilfen mit Rollen: Schieben Sie sie zum Gehen bequem vor sich her und stellen Sie sicher, dass alle vier Beine, auch das mit Rollen, auf dem Boden stehen. Gehen Sie vorsichtig und Schritt für Schritt.

Hinweis: Der Gehwagen muss immer an den Griffen gehalten werden.



Schieben Sie die Gehhilfe nicht zu weit vom Körper weg. Dies kann zu Stürzen und Fehlbelastungen führen.

12. WARTUNG

Die Mopedia-Geräte von MORETTI werden nach Markteinführung sorgfältig geprüft und mit dem EG-Zeichen versehen. Zur Sicherheit von Patient und Arzt empfehlen wir, das Gerät alle 2 Jahre vom Hersteller oder einem autorisierten Labor überprüfen zu lassen. Unter periodischer Inspektion verstehen wir eine Prüfung folgender Teile:

- Das Gehgestell und die Verbindungsteile;
 - Überprüfen Sie die Montage und Funktion der Rollen mit Bremse;
 - Überprüfen Sie alle Schweißpunkte;
 - Prüfen Sie den Verschleiß der Spitzen, sofern vorhanden;
- Im Reparaturfall dürfen nur zugelassene Teile und Zubehör verwendet werden.

13. REINIGUNG UND DESINFEKTION

13.1 Reinigung

Verwenden Sie zum Entfernen von Staub nur ein feuchtes Tuch, zum Entfernen hartnäckigerer Verschmutzungen verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit milder Seife. Vor Gebrauch gründlich trocknen. Verwenden Sie niemals Wasser mit einer Temperatur über 30 °C. Benutzen Sie niemals eine Wasserstrahl- oder Dampfwaschmaschine.

13.2 Desinfektion

Wenn Sie das Gerät desinfizieren müssen, verwenden Sie einen handelsüblichen Desinfektionsreiniger.









Hinweis: Verwenden Sie niemals Säuren, Laugen oder Lösungsmittel wie Aceton.























14. ENTSORGUNGSBEDINGUNGEN























Benutzen Sie bei der Entsorgung des Geräts nicht den normalen Müllcontainer. Wir empfehlen, das Gerät in den dafür vorgesehenen Entsorgungsstellen zum Recycling zu entsorgen.

15. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Codes	Maximale Benutzerzahl Gewicht	Alle 2,5 cm höhenverstellbar	Spitzen/Rollen	Base*	Base**
RP731 (Kinder)	60 kg	Von 53 bis 62,5 cm	4 Tipps		-
RP736 (Kinder)	60 kg	Von 41 bis 60 cm	2 Spitzen und 2 Rollen		-
RP729S	110 kg	Von 65 bis 75 cm	4 Tipps		
RP729M		Von 76 bis 86 cm			
RP729L		Von 86 bis 96 cm			

Codes	Maximales Benutzergewicht	Alle 2,5 cm höhenverstellbar	Spitzen/Rollen	Base*	Base**
RP730S	130 kg	Von 68 bis 78 cm	4 Tipps		
RP730M		Von 77 bis 87 cm			
RP730L		Von 83 bis 101 cm			
RP749M	130 kg	Von 77,5 bis 87,5 cm	4 Tipps		
RP749L		Von 83,5 bis 101,5 cm			
RP747	130 kg	Von 71 bis 89 cm	4 Tipps		
RP735S	130 kg	Von 68,5 bis 78,5 cm	2 Tipps und 2 Rollen		
RP735M	130 kg	Von 76 bis 86 cm	2 Spitzen und 2 Rollen		
RP735L	130 kg	Von 83 bis 101 cm	2 Spitzen und 2 Rollen		
RP745	130 kg	Von 84 bis 102 cm	2 Spitzen und 2 Rollen		
RP737	130 kg	Von 84 bis 102 cm	2 Spitzen und 2 Rollen		


Codes	Maximale Benutzerzahl Gewicht	Alle 2,5 cm höhenverstellbar	Spitzen/Rollen	Base*	Base**
RP734	130 kg	Von 84 bis 102 cm	2 Spitzen und 2 Rollen		
RP744	130 kg	Von 84 bis 102 cm	2 Spitzen und 2 Rollen		
RP738	130 kg	Von 84 bis 102 cm	4 Rollen		
RP733S	130 kg	Von 70 bis 80 cm	4 Rollen		
RP733M	130 kg	Von 78 bis 88 cm	4 Rollen		
RP733L	130 kg	Von 84 bis 102 cm	4 Rollen		
RP741	100 kg	Von 86 bis 96 cm	4 Rollen, 2 mit Bremse		
RP743	120 kg	Von 85 bis 103 cm	4 Rollen, davon 2 mit Gleitbremse		
RP742	130 kg	Von 86 bis 103 cm	4 Rollen mit Bremse		
RP748	130 kg	Von 77 bis 92 cm	4 Rollen mit Bremse		

*Maße gemessen an der unteren Höhenverstellung.

**Maße gemessen bei der höheren Höhenverstellung.

Die Maße können sich um ± 1 cm ändern

15.1 Ersatzteile und Zubehör



16. GARANTIE

Moretti-Produkte unterliegen für einen Zeitraum von (zwei) 2 Jahren ab Kaufdatum einer Garantie gegen Material- oder Herstellungsfehler, vorbehaltlich der unten aufgeführten Einschränkungen und Ausschlüsse. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch oder Modifikation des Produkts verursacht wurden, und die Garantie erlischt, wenn die Gebrauchsanweisung nicht strikt befolgt wird.

In dieser Anleitung wird der bestimmungsgemäße Gebrauch des Gerätes beschrieben. Moretti ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch Personenschäden oder anderweitig durch falsche Installation oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen oder damit in Zusammenhang stehen. Moretti Moretti übernimmt keine Garantie für die Produkte gegen Schäden oder Mängel unter den folgenden Bedingungen: Naturkatastrophe, nicht autorisierte Wartung oder Reparatur, Schäden aufgrund von Stromversorgungsproblemen (sofern vorhanden), Verwendung von Ersatzteilen, die nicht von Moretti geliefert wurden, unsachgemäße Verwendung, nicht autorisierte Änderungen, Transportschäden (außer Originallieferung durch Moretti) oder im Falle unzureichender Wartung gemäß den Angaben im Handbuch.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Komponenten, die bei ordnungsgemäßer Verwendung des Geräts einem Verschleiß unterliegen.

17. REPARATUR

17.1 Garantiereparatur

Für den Fall, dass ein Moretti-Produkt während der Garantiezeit Material- oder Herstellungsfehler aufweist, bestätigt Moretti mit dem Kunden, ob der Fehler von der Garantie abgedeckt werden kann.

Moretti kann den unter die Garantie fallenden Artikel nach eigenem Ermessen bei einem Moretti-Händler oder am Moretti-Standort reparieren oder ersetzen. Die Arbeitskosten für die Reparatur können Moretti in Rechnung gestellt werden, wenn die Reparatur durch die Garantie abgedeckt ist. Durch Reparatur oder Austausch wird die Garantie nicht erneuert oder verlängert

17.2 Reparaturen, die nicht unter die Garantie fallen

Ein Produkt, das nicht unter die Garantie fällt, kann nur nach vorheriger Genehmigung des Moretti-Kundendienstes zur Reparatur zurückgegeben werden. Die Arbeits- und Versandkosten für eine Reparatur, die nicht unter die Garantie fällt, gehen vollständig zu Lasten des Kunden bzw. Händlers. Für Reparaturen von Produkten, die nicht unter die Garantie fallen, gilt eine Garantie von sechs (6) Monaten ab dem Datum, an dem Sie das reparierte Produkt erhalten.

17.3 Mangelfreies Gerät

Der Kunde wird benachrichtigt, wenn Moretti nach Prüfung und Prüfung des zurückgegebenen Produkts behauptet, dass das Produkt nicht fehlerhaft ist. In diesem Fall wird die Ware an den Kunden zurückgesandt, sämtliche Versandkosten trägt der Kunde.

18. ERSATZTEILE

Für die Originalersatzteile von Moretti gilt eine Garantie von 6 (sechs) Monaten ab Erhaltsdatum.

19. AUSNAHMEKLAUSELN

Sofern in dieser Garantie nicht ausdrücklich anders angegeben und im Rahmen des Gesetzes bietet Moretti keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen, Gewährleistungen oder Bedingungen, einschließlich Zusicherungen, Gewährleistungen oder Bedingungen der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck, der Nichtverletzung von Rechten Dritter usw. Interferenz. Moretti gewährleistet nicht, dass die Nutzung des Moretti-Produkts ununterbrochen oder fehlerfrei erfolgt. Die Dauer stillschweigender Garantien, die gesetzlich vorgeschrieben sind, ist im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auf die Garantiezeit beschränkt. Einige Staaten gestatten keine Beschränkung der Dauer einer stillschweigenden Garantie oder den Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden im Zusammenhang mit Produkten für Verbraucher. In solchen Staaten oder Ländern gelten bestimmte Haftungsausschlüsse und Einschränkungen dieser Garantie möglicherweise nicht für Sie. Diese Garantie kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



GEWÄHRLEISTUNGSZERTIFIKAT

Produkt _____

Gekauft am (Datum) _____

Einzelhändler _____

Adresse _____ Ort/Stadt _____

Verkauft an _____

Adresse _____ Ort/Ort _____



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com E-Mail: info@morettispa.com

MORETTI S. PA

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com