



Roestvrijstalen handgrepen



Bevestigings- en onderhoudsinstructies

Dit bestand kan als PDF worden bekeken en gedownload op www.aidapt.co.uk. Klanten met een visuele beperking kunnen een gratis PDF Reader (zoals adobe.com/reader) gebruiken om in te zoomen en de tekstgrootte te vergroten voor een betere leesbaarheid.

INLEIDING Dank u

voor uw beslissing om een keuze te maken uit het Aidapt roestvrijstalen handgrepenassortiment. Deze serie is vervaardigd uit de beste materialen en componenten die beschikbaar zijn. Bij correcte installatie en gebruik zijn ze ontworpen voor jarenlang betrouwbaar en probleemloos gebruik. Controleer uw product vóór gebruik op zichtbare schade. Als u schade constateert of een defect vermoedt, neem dan contact op met uw leverancier.

Let op. Deze apparatuur moet door een bevoegd persoon worden geïnstalleerd en brengt indien nodig risico's met zich mee beoordeling wordt uitgevoerd.

CODE	STIJL	LENGTE	FINISH
VY470B	Recht	300mm	Geborsteld
VY470P	Recht	300mm	gepolijst
VY471B	Recht	450mm	Geborsteld
VY471P	Recht	450mm	gepolijst
VY472B	Recht	600mm	Geborsteld
VY472P	Recht	600mm	gepolijst
VY473B	Recht	900mm	Geborsteld
VY473P	Recht	900mm	gepolijst
VY474B	T-Bar	355mm	Geborsteld
VY474P	T-Bar	355mm	Gepolijst
VY475B	T-Bar	480mm	Geborsteld
VY475P	T-Bar	480mm	Gepolijst
VY476B	T-Bar	620mm	Geborsteld
VY476P	T-Bar	620mm	Gepolijst
VY477B	Gebogen	355 mm	Geborsteld
VY477P	Gebogen	355 mm	Gepolijst
VY478B	Gebogen	480 mm	Geborsteld
VY478P	Gebogen	480 mm	Gepolijst
VY479B	Gebogen	620 mm	Geborsteld
VY479P	Gebogen	620 mm	Gepolijst

De maximale belasting van de handgrepen bedraagt 200 kg en is gebaseerd op veilige bevestigingen voor een dergelijke gewichtslimiet.

Bevestigingen zijn NIET inbegrepen.

Zorg ervoor dat de bevestigingen en hun montage in staat zijn de opgegeven gewichten te dragen.

VOOR GEBRUIK

- Verwijder voorzichtig al het verpakkingsmateriaal. Vermijd het gebruik van messen of andere scherpe instrumenten, omdat dit het oppervlak van het product kan beschadigen.
- Controleer het product op zichtbare schade. Als u schade opmerkt of een defect vermoedt, gebruik uw product dan niet, aangezien dit uw veiligheid in gevaar kan brengen, maar neem contact op met uw leverancier voor ondersteuning.

BEVESTIGING GREPEN

Controleer eerst de ondergrond waar u uw beugel wilt bevestigen en zorg ervoor dat deze stevig is. Controleer ook op welk type ondergrond u de montage wilt uitvoeren, bijvoorbeeld baksteen/blokhout of beton



Boor nooit door voorgespannen beton om een handgreep te installeren

Controleer altijd het type bevestiging dat u op deze ondergrond gaat gebruiken op hun compatibiliteit.



Wij raden aan dat voor gezonde stenen en blokken een minimale schroeflengte van 50 mm x maat 10 wordt gebruikt met een geschikte plug en schroeven, in overeenstemming met de richtlijnen van de fabrikant van het bevestigingsmateriaal.

Het wordt aanbevolen om roestvrijstalen schroeven te gebruiken om de kans op roesten te voorkomen.

GIPSPLAAT (NOPTYPE) DRAAIBANK EN GIPS

Wanneer u probeert te bevestigen op een gipsplaat of op een draaibank en gips, raden wij u aan de positie van de stijlen te controleren en ze te overspannen met een geschikte houten plaat met een minimale dikte van 40 mm x 150 mm hoog, waardoor de plaat aan de stijlen wordt bevestigd. Nadat u de stevigheid van de noppen hebt gecontroleerd (met behulp van een geschikte verzonken schroef), bevestigt u uw handgreep aan de houten plaat.



Installeer nooit een handgreep rechtstreeks op gipsplaat, MDF (vezelplaat van gemiddelde dichtheid), spaanplaat of ander composietmateriaal. Dit brengt de veiligheid van de gebruiker ernstig in gevaar.



Gebruik altijd alle schroefgaten in de handgreep.

ELEKTRICITEIT

Controleer altijd op verborgen kabels bij het installeren van handgrepen.

SCHOONMAAK

Onze handgrepen moeten worden schoongemaakt met een niet-schurend schoonmaakmiddel of een mild schoonmaakmiddel met een zachte doek. Gebruik uitsluitend een mild reinigings- of desinfectiemiddel; gebruik nooit een schuurmiddel. Zorg er altijd voor dat u alle apparatuur droog veegt en de verbindingen behandelt met een waterdispergeermiddel zoals WD40.

HERUITGIFTE

Als u dit product opnieuw uitbrengt of op het punt staat dit product opnieuw uit te brengen, controleer dan zorgvuldig alle onderdelen op hun veiligheid.

Bij twijfel mag u het apparaat niet opnieuw uitgeven of gebruiken, maar moet u onmiddellijk contact opnemen met uw leverancier voor serviceondersteuning.

VERZORGING & ONDERHOUD

Voer regelmatig een veiligheidscontrole van het product uit als u zich zorgen maakt.

BELANGRIJKE INFORMATIE De

informatie in dit instructieboekje mag niet worden opgevat als onderdeel van of als vaststelling van enige contractuele of andere verbintenis door Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd of haar agenten of haar dochterondernemingen en er wordt geen garantie of verklaring gegeven met betrekking tot de informatie. .

Gebruik uw gezond verstand en neem geen onnodige risico's bij het gebruik van dit product; als gebruiker moet u de aansprakelijkheid aanvaarden voor de veiligheid bij het gebruik van het product.

Aarzel niet om contact op te nemen met de persoon die dit product aan u heeft uitgegeven of met de fabrikant (hieronder beschreven) als u vragen heeft over de montage/het gebruik van uw product.