



MOPEDIA®

02/09-2016

**KISSEN
BEDIENUNGSANLEITUNG**

01/13xx

**KISSEN
BEDIENUNGSANLEITUNG**

Index

1. Kodizes.....	Seite 3
2. Einführung	Seite 3
3. Verwendungszweck.....	Seite 3
4. CE-Konformitätserklärung.....	Seite 3
5. Allgemeine Warnungen.....	Seite 4
6. Allgemeine Beschreibung.....	Seite 4
6.1 Aufblasbare Kissen.....	Seite 4
6.2 Aufblasbare Kissen aus Memory-Schaum (Polyurethan)	Seite 4
7. Vor jedem Gebrauch	Seite 4
8. Warnhinweise für den Gebrauch	Seite 4
9. Wartung	Seite 5
10. Polizei.....	Seite 5
11. ENTSORGUNGSBEDINGUNGEN	Seite 5
12. Technische Eigenschaften.....	Seite 6
13. Garantie.....	Seite 6
13.1 Ausnahmeklauseln.....	Seite 6

Pantone 7452C
Pantone 431C

Pantone 7452C
Pantone 431C

Medizinprodukt der Klasse I

Gesetzesdekret Nr. 46 vom 24.02.97 zur Umsetzung der EWG-Richtlinie 93/42
und spätere Änderungen

1. Codes

Das aufblasbare PVC-Kissen **ST330-40 hat einen Durchmesser von 40 cm**

Das aufblasbare PVC-Kissen **ST330-42 hat einen Durchmesser von 42,5**

cm. Das aufblasbare PVC-Kissen ST330-45 hat einen Durchmesser von 45 cm

ST332-44 rundes Memory-Schaum-Kissen mit einem Durchmesser von 44 cm

ST335-41 ovales Kissen aus Memory-Schaum, 41 x 32 x 8 h cm. ST335-48 ovales

Kissen aus Memory-Schaum, 48 x 38 x 8 h cm

ST336 Cuscino ad U aus Memory-Schaum 41 x 51 x 6,5h cm

ST355 Cuscino Antiprostata aus Memory-Schaum 44 x 37,5 x 7,5 h cm

2. Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Kissen aus der **Linie MOPEDIA** by Moretti entschieden haben. Die aufblasbaren und Memory-Schaum-Kissen von Moretti wurden so konzipiert und hergestellt, dass sie alle Ihre Anforderungen an eine praktische, korrekte und sichere Verwendung erfüllen. Dieses Handbuch enthält kleine Anregungen für den richtigen Gebrauch des von Ihnen gewählten Gerätes und wertvolle Hinweise für Ihre Sicherheit. Wir empfehlen Ihnen, die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen, bevor Sie das Gerät verwenden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, der Ihnen weiterhelfen und Sie richtig beraten kann.

3. Verwendungszweck

Gerät zur Entlastung des Patienten während der Sitzung bei postoperativen Beschwerden, Dekubitus, Hämorrhoiden und entzündeter Prostata.

AUFMERKSAMKEIT!



- Die Verwendung des folgenden Geräts für andere als die in dieser Anleitung beschriebenen Zwecke ist verboten.
- Moretti SpA lehnt jede Haftung für Schäden ab, die aus unsachgemäßer oder nicht in diesem Handbuch angegebener Verwendung des Geräts resultieren
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Gerät und an der folgenden Anleitung vorzunehmen, um dessen Eigenschaften zu verbessern

4. CE-Konformitätserklärung

Moretti SpA erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das von Moretti SpA selbst hergestellte und in Verkehr gebrachte Produkt den geltenden Bestimmungen der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte und späteren Änderungen entspricht. Zu diesem Zweck garantiert und erklärt Moretti SpA in alleiniger Verantwortung Folgendes:

1. Die betreffenden Geräte erfüllen die erforderlichen grundlegenden Anforderungen

aus Anhang I der Richtlinie 93/42/EWG gemäß Anhang VII der oben genannten Richtlinie.

- Bei den betreffenden Geräten **handelt es sich NICHT um Messgeräte.**
- Die betreffenden Geräte **SIND NICHT FÜR UNTERSUCHUNGEN GEDACHT KLINIK**
- Die betreffenden Geräte werden in Paketen vermarktet **NICHT STERIL**
- Die betreffenden Geräte gelten als Eigentum der Klasse I
- Es ist nicht gestattet**, die betreffenden Geräte außerhalb des von Moretti SpA vorgesehenen Verwendungszwecks zu verwenden und/oder zu installieren
- Moretti SpA führt die technischen Unterlagen, die die Einhaltung der Richtlinie 93/42/EWG und nachfolgender Änderungen belegen, und stellt sie den zuständigen Behörden zur Verfügung

5. Allgemeine Warnhinweise

- Informationen zur korrekten Verwendung des Geräts finden Sie in diesem Dokument Handbuch
- Überprüfen Sie, ob das Produkt unversehrt geliefert wird, und bewahren Sie es verpackt auf von Wärmequellen fernhalten
- Die Nutzungsdauer des Gerätes wird bestimmt durch den Verschleiß nicht reparierbar und/oder austauschbar
- Achten Sie stets auf die Anwesenheit von Kindern.

6. Allgemeine Beschreibung

6.1 Aufblasbare Kissen

Aufblasbares PVC-Kissen mit Aufblaspumpe, nützlich zur Linderung bei postoperativen Beschwerden, Dekubitus und Hämorrhoiden. Kann auf Stühlen, Kinderwagen und jeder anderen ebenen Fläche verwendet werden.

6.2 Cuscini aus Memory-Schaum

Kissen aus geformtem, flammhemmendem Polyurethanschaum mit hoher Dichte, entwickelt zur Linderung von Schmerzen im Zusammenhang mit Langzeitaufenthalten im Krankenhaus, nach der Geburt, nach Operationen und bei Hämorrhoiden. Auch nützlich, um Ermüdungserscheinungen bei langen Autofahrten vorzubeugen. Kann auf jeder ebenen Fläche verwendet werden, um Verspannungen im Rektalbereich zu lösen. Komplett abnehmbarer Bezug mit Polyesterfutter.

7. Vor jedem Gebrauch

Überprüfen Sie immer den Verschleißzustand der Teile, um eine sichere Nutzung des Geräts für Personen und Sachen zu gewährleisten

8. Warnhinweise zur Verwendung

- Vermeiden Sie es, das Gerät im Freien und in Kontakt mit Wasser zu lassen über einen längeren Zeitraum.

Pantone 7452C
Pantone 431C

Pantone 7452C
Pantone 431C

- Wenn Sie Zweifel an der Verwendung oder Wartung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an uns.
Wenden Sie sich an den Händler
- Um Risiken zu vermeiden, halten Sie das Gerät fern von Reichweite von Kindern.

9. Wartung

Die Geräte der **MOPEDIA by Moretti-Linie** werden beim Inverkehrbringen **sorgfältig geprüft und tragen das CE-Zeichen**. Zur Sicherheit des Patienten und des Arztes wird empfohlen, die Gebrauchstauglichkeit Ihres Produktes mindestens alle 2 Jahre beim Hersteller oder einem autorisierten Labor überprüfen zu lassen. Bei Reparaturen dürfen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwendet werden.

10. Sauberkeit

Waschanleitung für das Futter, sofern vorhanden:



Maximale Temperatur: 30°C

Nicht bleichen

Nicht bügeln (keinen Dampf verwenden)

Nicht chemisch reinigen, keine lösungsmittelhaltigen Fleckentferner verwenden

Nicht im Trockner trocknen

Hinweis: Das Memory Foam-Kissen kann nicht gewaschen werden

- Aufblasbares Kissen

Verwenden Sie zum Entfernen von Staub nur ein feuchtes Tuch, zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit neutraler Seife. Vor Gebrauch gut trocknen.

Hinweis: Vermeiden Sie unbedingt die Verwendung von säurehaltigen, alkalischen oder lösungsmittelhaltigen Produkten wie Aceton oder Verdüner.

11. Entsorgungsbedingungen

11.1 Allgemeine Entsorgungsbedingungen



Verwenden Sie bei der Entsorgung des Geräts niemals die normalen kommunalen Entsorgungssysteme für feste Abfälle. Stattdessen wird empfohlen, das Gerät über die üblichen kommunalen Wertstoffhöfe für die geplante Verwertung der verwendeten Materialien zu entsorgen.

12. Technische Eigenschaften

CODE	MATERIAL	MASSNAHMEN
ST330-40	PVC	ø 40 cm
ST330-42	PVC	ø 42,5 cm
ST330-45	PVC	ø 45 cm
ST332-44	Memory-Schaum (Polyuretano)	ø 44 cm
ST335-41	Memory-Schaum (Polyuretano)	41 x 32 x 8h cm
ST335-48	Memory-Schaum (Polyuretano)	48 x 38 x 8h cm
ST336	Memory-Schaum (Polyuretano)	41 x 51 x 6,5 cm
ST355	Memory-Schaum (Polyuretano)	44 x 37,5 x 7,5 cm

Hinweis: Der verwendete Memory-Schaum ist feuerfest und entspricht der Norm EN1021

13. Garantie

Für alle Moretti-Produkte gilt eine Garantie für Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von 2 (zwei) Jahren ab Verkaufsdatum des Produkts, vorbehaltlich der unten aufgeführten Ausschlüsse und Einschränkungen. Diese Garantie erlischt bei unsachgemäßer Verwendung, Missbrauch oder Veränderung des Produkts sowie bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung. Der richtige Verwendungszweck des Produkts ist in der Bedienungsanleitung angegeben. Moretti ist nicht verantwortlich für daraus resultierende Schäden, Personenschäden oder sonstige Schäden, die durch die Installation und/oder Verwendung des Geräts verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen, wenn die Anweisungen in den Installations-, Montage- und Gebrauchshandbüchern nicht genau befolgt werden. Moretti übernimmt keine Garantie für Moretti-Produkte gegen Schäden oder Mängel unter den folgenden Bedingungen: Naturkatastrophen, unbefugte Wartungs- oder Reparaturarbeiten, Schäden aufgrund von Stromversorgungsproblemen (sofern zutreffend), Verwendung von Teilen oder Komponenten, die nicht von Moretti geliefert wurden, Nichteinhaltung der Richtlinien und Gebrauchsanweisungen, nicht autorisierte Änderungen, Transportschäden (außer bei der Originallieferung von Moretti) oder Nichtdurchführung der im Handbuch angegebenen Wartung.

Tragbare Komponenten fallen nicht unter diese Garantie, wenn der Schaden durch den normalen Gebrauch des Produkts verursacht wird.

13.1 Ausnahmeklauseln

Sofern in dieser Garantie nicht ausdrücklich anders angegeben und im Rahmen des Gesetzes gibt Moretti keine weiteren Zusicherungen, Gewährleistungen oder Bedingungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, einschließlich etwaiger Zusicherungen, Gewährleistungen oder Bedingungen der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck, Nichtverletzung und Nichtverletzung Interferenz. Moretti gewährleistet nicht, dass die Nutzung des Moretti-Produkts ununterbrochen oder fehlerfrei erfolgt. Die Dauer etwaiger stillschweigender Garantien, die gesetzlich auferlegt werden können, ist im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auf die Gewährleistungsfrist beschränkt. In einigen Staaten oder Ländern ist eine Beschränkung der Dauer einer stillschweigenden Garantie oder der Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden in Bezug auf Verbraucherprodukte nicht zulässig. In solchen Staaten oder Ländern gelten einige Ausschlüsse oder Einschränkungen dieser Garantie möglicherweise nicht für Sie. Diese Garantie kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Pantone 7452C
Pantone 431C

Pantone 7452C
Pantone 431C



Pantone 7452C
Pantone 431C

Pantone 7452C
Pantone 431C

GEWÄHRLEISTUNGSZERTIFIKAT

Produkt _____

Gekauft am Datum _____

Händler _____

Über _____ **Standort** _____

Verkauft an _____

Über _____ **Standort** _____



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com **E-Mail:** info@morettispa.com

Index

1. Codes	Seite 9
2. Einführung	Seite 9
3. Verwendungszweck	Seite 9
4. EG-Konformitätserklärung	Seite 9
5. Allgemeine Warnungen	Seite 10
6. Allgemeine Beschreibung	Seite 10
6.1 Ringkissen aufblasen	Seite 10
6.2 Memory-Schaum-Kissen.....	Seite 10
7. Vor dem Gebrauch	Seite 10
8. Warnhinweise für den Gebrauch	Seite 10
9. Wartung	Seite 11
10. Reinigung	Seite 11
11. Entsorgungszustand	Seite
12. Technische Merkmale	Seite 11
13. Garantie	Seite 12
13.1 Ausnahmeklauseln	Seite 12

Pantone 7452C
 Pantone 431C

 Pantone 7452C
 Pantone 431C

Medizinprodukt der Klasse I

gemäß Richtlinie 93/42/EWG und weiteren Änderungen

1. Codes

- ST330-40** aufblasbares PVC-Ringkissen **ø 40 cm**
ST330-42 aufblasbares PVC-Ringkissen **ø 42,5 cm** **ST330-45**
 aufblasbares PVC-Ringkissen **ø 45 cm**
ST332-44 rundes Memory-Schaum-Kissen **ø 44 cm**
ST335-41 Memory-Schaum-Kissen **41 x 32 x 8 h cm**
ST335-48 Memory-Schaum-Kissen **48 x 38 x 8 h cm**
ST336 U-förmiges Memory-Schaum-Kissen **41 x 51 x 6,5 h cm**
ST335 Memory-Foram-Kissen ohne Prostata, **44 x 37,5 x 7,5 cm**

2. Einführung

Vielen Dank für den Kauf eines **MOPEDIA**- Kissens von Moretti SpA. Die aufblasbaren Ringkissen und Memory-Schaum-Kissen sind so konzipiert und gefertigt, dass sie alle Ihre Anforderungen an eine praktische, ordnungsgemäße und sichere Verwendung erfüllen. Diese Bedienungsanleitung gibt einige Anregungen für den richtigen Umgang mit dem von Ihnen gewählten Produkt und gibt wertvolle Hinweise für Ihre Sicherheit. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um Rat und Hilfe zu erhalten.

3. Verwendungszweck

Die Mopedia by Moretti-Kissen werden verwendet, um dem Patienten während der Sitzung Linderung zu verschaffen, wenn er nach einer Operation oder nach der Geburt Schmerzen, Druckstellen, Hämorrhoiden und Prostata hat.

WARNUNGEN!

- Benutzen Sie das Produkt nicht für einen Zweck, der nicht in dieser Anleitung angegeben ist.
- Moretti SpA lehnt jegliche Verantwortung dafür ab Folgen, die sich aus einer unsachgemäßen Verwendung dieses Produkts und einer unbefugten Änderung des Produktrahmens ergeben
- Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderungen vor Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung.

4. EG-Konformitätserklärung

Moretti SpA erklärt hiermit in eigener Verantwortung, dass die von Moretti SpA hergestellten und verkauften Produkte, die zur Kategorie der Gehhilfen gehören, den geltenden Bestimmungen der Richtlinie 93/42/EG über Medizinprodukte entsprechen.

EWG und weitere Modifikationen.

Zu diesem Zweck garantiert und erklärt Moretti SpA in eigener Verantwortung Folgendes:

1. Die betreffenden Geräte erfüllen die grundlegenden Anforderungen des Anhangs I der Richtlinie 93/42/EWG

gemäß Anhang VII der oben genannten Richtlinie

- Bei den betreffenden Geräten **handelt es sich NICHT um Messgeräte**
- Die betreffenden Geräte **SIND NICHT FÜR KLINISCHE UNTERSUCHUNGEN BESTIMMT**

- Die betreffenden Geräte werden in **NICHT STERILER** Verpackung **verkauft**
- Die betreffenden Geräte sollten als zur Klasse I gehörend betrachtet werden
- Verwenden/installieren Sie die betreffenden Geräte **NICHT für andere Zwecke** als von Moretti SpA ausdrücklich angegeben
- Moretti SpA verwaltet und übermittelt die Dokumentation
Bescheinigung der Konformität mit der Richtlinie 93/42/EWG an die zuständigen Behörden und weitere Änderungen

5. Allgemeine Warnhinweise

- **LESEN** Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig geliefert wird und bewahren Sie es verpackt auf von Wärmequellen fernhalten
- **LEBENSDAUER** – Die Nutzungsdauer des Geräts wird durch den Verschleiß der Teile bestimmt
- Erlauben Sie Kindern **NICHT**, mit dem Gerät zu spielen oder es zu bedienen

6. Allgemeine Beschreibung

6.1 Ringkissen aufblasen

Aufblasbare Ringkissen mit Pumpe zum Aufblasen sind hilfreich, um Schmerzen nach Operationen und nach der Geburt, Druckgeschwüren und Hämorrhoiden zu lindern. Es kann auf Stühlen, Rollstühlen und jeder anderen ebenen Fläche verwendet werden.

6.2 Memory-Schaum-Kissen

Kissen aus feuerfestem Polyurethan-Formschaum hoher Dichte zur Linderung von Schmerzen im Zusammenhang mit der Langzeitpflege, nach der Geburt, nach Operationen und bei Hämorrhoiden. Auch nützlich, um Ermüdungserscheinungen bei langen Autofahrten vorzubeugen. Kann auf jeder ebenen Fläche verwendet werden, um die Belastung des Rektalbereichs zu verringern. Komplette abnehmbare Bezug mit Polyesterfutter.

7. Vor dem Gebrauch

Überprüfen Sie immer den Verschleißzustand der Teile, um sicherzustellen, dass der Betrieb völlig sicher für Personen und Sachwerte ist

8. Warnhinweise zur Verwendung

- Vermeiden Sie es, das Gerät längere Zeit mit Wasser in Kontakt zu lassen. Bei Zweifeln bezüglich der Verwendung, Einstellung oder Wartung wenden Sie sich an Ihren Händler
- Halten Sie es von Kindern fern, um mögliche Risiken zu vermeiden.

9. Wartung

Die **MOPEDIA**-Geräte von MORETTI werden nach Markteinführung sorgfältig geprüft und mit dem CE-Zeichen versehen. Für Patienten und Ärzte

Pantone 7452C
 Pantone 431C

 Pantone 7452C
 Pantone 431C

Um die Sicherheit zu gewährleisten, empfehlen wir, das Gerät alle 2 Jahre vom Hersteller oder einem autorisierten Labor überprüfen zu lassen.

10. Reinigung

Waschhinweis für Bezug, sofern vorhanden:



Maximale Temperatur: 30°C

Nicht bleichen

Nicht bügeln (keinen Dampf verwenden)

Nicht chemisch reinigen, keine Fleckentferner mit Lösungsmitteln verwenden

Nicht im Trockner trocknen

Hinweis: Der Schaum kann nicht gewaschen werden

- Aufblasendes Kissen

Verwenden Sie zum Entfernen von Staub nur ein feuchtes Tuch. Bei Schmutz ist es schwieriger, ein feuchtes Tuch mit milder Seife zu verwenden. Vor Gebrauch gründlich trocknen.

11. Entsorgungsbedingungen

11.1 Allgemeine Entsorgungsbedingungen

Bei der Entsorgung nicht den Einwurfbehälter für Siedlungsabfälle verwenden. Wir empfehlen, den Badestuhl zum Recycling in den entsprechenden Entsorgungsbereichen zu entsorgen.

12. Technische Merkmale

CODES	MATERIAL	GRÖSSE
ST330-40	PVC	ø 40 cm
ST330-42	PVC	ø 42,5 cm
ST330-45	PVC	ø 45 cm
ST332-44	Memory-Schaum (Polyuretan)	ø 44 cm
ST335-41	Memory-Schaum (Polyuretan)	41 x 32 x 8h cm
ST335-48	Memory-Schaum (Polyuretan)	48 x 38 x 8h cm
ST336	Memory-Schaum (Polyuretan)	41 x 51 x 6,5 cm
ST355	Memory-Schaum (Polyuretan)	44 x 37,5 x 7,5 cm

Hinweis: Der verwendete Memory-Schaum ist feuerbeständig und entspricht der Norm EN1021

13. Garantie

Moretti-Produkte unterliegen für einen Zeitraum von (zwei) 2 Jahren ab Kaufdatum einer Garantie gegen Material- oder Herstellungsfehler, vorbehaltlich der unten aufgeführten Einschränkungen und Ausschlüsse. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch oder Modifikation des Produkts verursacht wurden, und die Garantie erlischt, wenn die Gebrauchsanweisung nicht strikt befolgt wird. In dieser Anleitung wird der bestimmungsgemäße Gebrauch des Gerätes beschrieben. Moretti ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch Personenschäden oder anderweitig durch falsche Installation oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen oder damit in Zusammenhang stehen. Moretti Moretti übernimmt keine Garantie für die Produkte gegen Schäden oder Mängel unter den folgenden Bedingungen: Naturkatastrophe, nicht autorisierte Wartung oder Reparatur, Schäden aufgrund von Stromversorgungsproblemen (sofern vorhanden), Verwendung von Ersatzteilen, die nicht von Moretti geliefert wurden, unsachgemäße Verwendung, nicht autorisierte Änderungen, Transportschäden (außer bei Originallieferung durch Moretti) oder bei unzureichender Wartung gemäß den Angaben im Handbuch. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Komponenten, die bei ordnungsgemäßer Verwendung des Geräts einem Verschleiß unterliegen.

13.1 Ausnahmeklauseln

Sofern in dieser Garantie nicht ausdrücklich anders angegeben und im Rahmen des Gesetzes bietet Moretti keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen, Gewährleistungen oder Bedingungen, einschließlich Zusicherungen, Gewährleistungen oder Bedingungen der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck, der Nichtverletzung von Rechten Dritter usw. Interferenz. Moretti gewährleistet nicht, dass die Nutzung des Moretti-Produkts ununterbrochen oder fehlerfrei erfolgt. Die Dauer stillschweigender Garantien, die gesetzlich vorgeschrieben sind, ist im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auf die Garantiezeit beschränkt. Einige Staaten gestatten keine Beschränkung der Dauer einer stillschweigenden Garantie oder den Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden im Zusammenhang mit Produkten für Verbraucher. In solchen Staaten oder Ländern gelten bestimmte Haftungsausschlüsse und Einschränkungen dieser Garantie möglicherweise nicht für Sie. Diese Garantie kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Pantone 7452C
Pantone 431C



GEWÄHRLEISTUNGSZERTIFIKAT

Produkt _____

Gekauft am (Datum) _____

Einzelhändler _____

Adresse _____ **Ort/Stadt** _____

Verkauft an _____

Adresse _____ **Ort/Ort** _____



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com E-Mail: info@morettispa.com



Via Bruxelles, 3 - Melegnano
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11

Fax. +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com