



MOPEDIA

**MULTIFUNCTIONELE STOELN VOOR BADKAMER
HANDLEIDING**

**MULTIFUNCTIONELE STOELN VOOR BADKAMER
HANDLEIDING**

1. INLEIDING.....	Pagina 3
2. BEOOGD GEBRUIK.....	Pagina 3
3. CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING.....	Pagina 3
4. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN	Pagina 3
5. ALGEMENE BESCHRIJVING	Pagina 3
5.1 Multifunctionele badkamerstoelen.....	Pagina 3
6. VÓÓR ELK GEBRUIK.....	pagina 4
7. VÓÓR DE MONTAGE	pagina 4
8. MONTAGE	pagina 4
9. SEDUTA.....	pagina 4
9.1 Zet de arMLEUNINGEN omhoog (alleen RP783)	pagina 4
9.2 De arMLEUNINGEN neerlaten (alleen RP783).....	pagina 4
10. WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK	pagina 5
11. GEBRUIKSMODALITEIT	p.5
12. ONDERHOUD	pagina 5
13. REINIGING EN DESINFECTIE.....	pagina .5
13.1 Politie	pagina 5
13.2 Desinfectie	pagina 6
14. VOORWAARDEN VOOR VERWIJDERING	pagina 6
14.1 Algemene verwijderingsvoorwaarden	pagina 6
15. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.....	pagina 6
16. RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES	pagina 6
17. GARANTIES	pagina 7
18. REPARATIES	pagina 7
18.1	pagina 7
18.2.....	pagina 7
18.3.....	pagina 7
19. RICAMBI.....	pagina 7
20. VRIJSTELLINGSCLAUSULEN	pagina 7

CE Wetgevend besluit Klasse I medische hulpmiddelen 24/02/97 n.46
implementatie van EEG-richtlijn 93/42 en daaropvolgende wijzigingen

1. INLEIDING

Bedankt dat u voor een hulpmiddel uit de **MOPEDIA** by Moretti-lijn hebt gekozen. De multifunctionele badkamerstoelen van Moretti zijn ontworpen en vervaardigd om aan al uw behoeften voor praktisch, correct en veilig gebruik te voldoen. Deze handleiding bevat kleine suggesties voor het juiste gebruik van het door u gekozen apparaat en waardevol advies voor uw veiligheid. Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Neem bij twijfel contact op met uw detailhandelaar, die u correct kan helpen en adviseren.

2. BEOOGD GEBRUIK

De multifunctionele badkamerstoelen **MOPEDIA** van Moretti fungeren als hulpmiddel bij het douchen en baden en zijn geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. Ze omvatten vier functies in één: stabiliserende toiletbril, toiletbril, toiletstoel en douchestoel.

AANDACHT!



- Het gebruik van het volgende apparaat voor andere doeleinden dan die gedefinieerd in deze handleiding is verboden.
- Moretti SpA wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van het apparaat of uit ander gebruik dan aangegeven in deze handleiding.
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het apparaat en de volgende zaken handleiding zonder voorafgaande kennisgeving om de kenmerken ervan te verbeteren

3. CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Moretti SpA verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat het door Moretti SpA zelf vervaardigde en op de markt gebrachte product voldoet aan de toepasselijke bepalingen van Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen en daaropvolgende wijzigingen. Hiertoe garandeert en verklaart Moretti SpA onder eigen verantwoordelijkheid het volgende:

1. De hulpmiddelen in kwestie voldoen aan de essentiële eisen van bijlage I van Richtlijn 93/42/EEG, zoals vereist door bijlage VII van bovengenoemde richtlijn
2. De betreffende apparaten **ZIJN GEEN MEETINSTRUMENTEN**
3. De betreffende hulpmiddelen **ZIJN NIET BESTEMD VOOR KLINISCH ONDERZOEKEN**
4. De betreffende hulpmiddelen worden in een **NIET-STERIELE verpakking op de markt gebracht**
5. De betreffende apparaten moeten worden beschouwd als behorend tot klasse I
6. **HET IS NIET TOEGESTAAN** de betreffende apparaten te gebruiken en/of te installeren buiten het beoogde gebruik voorzien door Moretti SpA
7. Moretti SpA onderhoudt de technische documentatie waaruit de naleving van Richtlijn 93/42/EEG en latere wijzigingen blijkt, en stelt deze ter beschikking aan de bevoegde autoriteiten

4. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

- Raadpleeg deze handleiding voor het juiste gebruik van het apparaat
- Raadpleeg voor correct gebruik van het apparaat altijd uw arts of therapeut
- Controleer of het product intact wordt afgeleverd en houd het verpakt uit de buurt van warmtebronnen
- De levensduur van het apparaat wordt bepaald door de slijtage van niet-repareerbare en/of vervangbare onderdelen
- Let altijd op de aanwezigheid van kinderen.

5. ALGEMENE BESCHRIJVING

5.1 Multifunctionele badkamerstoelen

RP780 Vast model

RP781 Opvouwbaar model

RP782 Afneembaar model op wielen

RP783 Model met opklapbare armlenningen De

multifunctionele badkamerstoelen van **MOPEDIA** zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium (RP783 is in (foto voor illustratieve doeleinden)

staal), met comfortabele PVC-zitting en antislip rubberen punten (met uitzondering van het RP782-model uitgerust met zwenkwielen). In hoogte verstelbaar iedere 2,5 cm. Ze omvatten vier functies in één: stabiliserende toiletbril, toiletbril, toiletstoel en douchestoel. Verkrijgbaar in vaste, opvouwbare en afneembare versies op wielen.

6. VÓÓR ELK GEBRUIK

- Controleer altijd de staat van slijtage van de onderdelen om een volledig veilig gebruik van het apparaat voor mensen en dingen te garanderen
- Controleer de juiste plaatsing van de knop in het gat en de montage van het apparaat

7. VOOR DE MONTAGE

Pak het product uit en controleer of het tijdens het transport geen schade heeft opgelopen. Indien het product beschadigd is, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde dealer.

8. MONTAGE

RP780 Plaats de toilethouder in het product dat al gemonteerd wordt geleverd
zorg ervoor dat de steun goed aansluit op de achterste horizontale balk.

RP781 Verbreed de zijdelen van de structuur en til het deel met de toiletsteun al op
gemonteerd en bevestig de twee uiteinden aan de zijdelen.

RP782 Verbreed de zijdelen van de structuur, til het deel op met de WC-steun al gemonteerd
en bevestig de twee uiteinden aan de zijdelen. Plaats de toiletsteun en zorg ervoor dat de steun goed aansluit op de achterste horizontale balk.



RP783 Plaats de toiletsteun en zorg ervoor dat deze goed past
ondersteunen met de achterste horizontale balk. Steek de rugleuningstang met de voorkant naar boven in de
daarvoor bestemde gaten in de achterste geleiders en blokkeer deze met de veiligheidsclips.



(figuur 1)



(Fig. 2)

9. SESSIE

Druk op de veiligheidsclip om de hoogte van de stoelen aan te passen door het interne deel van de poot te verwijderen en deze naar de gaten te brengen op basis van de gewenste hoogte.
Controleer of alle vier de poten op dezelfde hoogte zijn afgesteld.

9.1 Zet de armleuningen omhoog (alleen RP783)

Draai de armleuningen naar boven tot de veiligheidsvergrendelingspositie van de juiste clips. (figuur 1)

9.2 Armleuningen neerlaten (alleen RP783)

Druk de veiligheidsclips naar binnen en draai vervolgens de armleuningen naar beneden. (Fig. 2)

OPMERKINGEN Voordat u gaat zitten:

- Plaats het product op een vlakke en stevige ondergrond en vergrendel, indien aanwezig, de wielremmen
- Zorg ervoor dat de vergrendeling goed vastzit en dat het product stabiel staat

10. WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK

- Wees voorzichtig bij gebruik op natte en gladde oppervlakken
- Overschrijd niet het maximale patiëntgewicht dat op het productlabel en in het hoofdstuk staat vermeld technische kenmerken van deze handleiding
- De stoel mag uitsluitend op een stevige, vlakke ondergrond gebruikt worden. Gebruik de stoel niet op trappen, klimmen of dalen
- Gebruik de stoel niet op een andere manier dan aangegeven in deze handleiding. Het daalt iedere aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik van de stoel
- Laat het apparaat niet gedurende een bepaalde periode buiten en in contact met water liggen van langere tijd
- Controleer periodiek de stabiliteit en robuustheid van het product, evenals de staat van de steunpunten en wielen. Vervang ze zodra ze versleten zijn. • Als u twijfels heeft over het gebruik, de afstelling of het onderhoud van het product, neem dan contact op met uw dealer
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen om risico's te voorkomen

11. HOE TE GEBRUIKEN

- Ga zitten en verdeel uw gewicht over de gehele zitting. Ga niet zitten door slechts naar één kant te duwen
- Leun altijd op beide armléningen om op te staan en het evenwicht te bewaren
- Als de stoel wordt gebruikt door mensen met bijzondere motorische problemen, help hen dan altijd met het gaan zitten en opstaan uit de stoel



AANDACHT!

Verplaats het hulpmiddel niet terwijl de patiënt zit

12. ONDERHOUD

Bij het op de markt brengen **worden** de apparaten uit de **MOPEDIA by Moretti** lijn zorgvuldig gecontroleerd en voorzien van de **CE-markering**. Voor de veiligheid van de patiënt en de arts wordt aanbevolen om de geschiktheid voor gebruik van uw product minimaal elke 2 jaar te laten controleren door de fabrikant of een bevoegd laboratorium.

Onder periodieke inspectie wordt verstaan een onderzoek van de volgende onderdelen:

- De draagconstructie van de stoel en verbindingdelen
- Controleer montage en werking van de wielen met relatieve rem
- Controleer alle soldeerpunten
- Controleer de slijtage van de punten indien aanwezig.

Bij reparaties mogen uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires worden gebruikt.

13. REINIGING EN DESINFECTIE

13.1 Reiniging

Gebruik voor het reinigen van het product uitsluitend een in water gedrenkte doek en droog deze af met een schone, droge doek of met warm water en neutrale zeep.



AANDACHT!

Gebruik geen schurende middelen, zuren, alcohol, schoonmaakmiddelen op chloorbasis, desinfectiemiddelen en aceton, omdat deze stoffen slijtage van de kunststof onderdelen en roest van de metalen oppervlakken veroorzaken.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van materialen die het oppervlak van het product kunnen aantasten of door chemische bijtende stoffen die tijdens het reinigen worden gebruikt.

13.2 Desinfectie

Ontsmet het product indien nodig met een milde desinfecterende reiniger.





14. VOORWAARDEN VOOR VERWIJDERING

14.1 Algemene verwijderingsvoorwaarden Gebruik



bij het weggooien van het apparaat nooit de normale gemeentelijke afvalverwerkingsystemen. In plaats daarvan wordt aanbevolen om het apparaat af te voeren via de gemeentelijke recyclingcentra voor de geplande recycling van de gebruikte materialen.

15. TECHNISCHE KENMERKEN

Codes	Max. capaciteit	Hoogte	armleuning	Zithoogte	Baseren	Gebruikte materialen
RP780	130 kg		Da 66 tot 76 cm	Da 45 tot 55 cm		Aluminium buisvormige structuur
RP781			Da 64 tot 74 cm	Da 46 tot 56 cm		Aluminium buisvormige structuur
RP782			Da 64 tot 74 cm	Da 47 tot 57 cm		Aluminium buisvormige structuur
RP783			Da 60 tot 78 cm	Da 40 tot 58 cm		Stalen buisvormige structuur

De afmetingen hebben een tolerantie van ± 1 cm

16. RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES



RV7058-4

Commode stoelzitting en hoes

RP780 - RP781

RP782

Gatafmetingen:
20,5x24cm



RV7058-5

Commode stoelzitting en hoes

RP783



RV7069-1

Emmer, handvat en deksel voor comfortabele stoel
RP78x



RV7024

ÿ 29 mm
Tips voor
RP78x
4 stukken



RV7051

Zwenwielen voor RP782
paar

17. GARANTIE

Alle Moretti-producten hebben een garantie tegen materiaal- en fabricagefouten voor een periode van 2 (twee) jaar vanaf de verkoopdatum van het product, behoudens eventuele hieronder gespecificeerde uitsluitingen en beperkingen. Deze garantie is niet geldig in geval van verkeerd gebruik, misbruik of wijziging van het product en het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzingen. Het juiste beoogde gebruik van het product wordt aangegeven in de gebruikershandleiding.

Moretti is niet verantwoordelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade, persoonlijk letsel of iets anders veroorzaakt door of verband houdend met de installatie en/of het gebruik van de apparatuur dat niet nauwgezet voldoet aan de instructies gegeven in de installatie-, montage- en gebruikshandleidingen.

Moretti garandeert Moretti-producten niet tegen schade of defecten in de volgende omstandigheden: natuurrampen, ongeoorloofde onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, schade als gevolg van problemen met de stroomvoorziening (indien van toepassing), gebruik van onderdelen of componenten die niet door Moretti zijn geleverd, het niet naleven van de richtlijnen en instructies voor gebruik, ongeoorloofde wijzigingen, transportschade (anders dan de originele verzending van Moretti) of het niet uitvoeren van onderhoud zoals aangegeven in de handleiding. Slijtbare onderdelen vallen niet onder deze garantie als de schade is veroorzaakt door normaal gebruik van het product.

18. REPARATIES

18.1 Reparatie onder garantie: Indien een Moretti product tijdens de garantieperiode materiaal- of fabricagefouten vertoont, zal Moretti samen met de klant beoordelen of het productdefect onder de garantie valt. Moretti kan, naar eigen goeddunken, het artikel onder garantie vervangen of repareren bij een gespecificeerde Moretti-dealer of op zijn hoofdkantoor. Arbeidskosten in verband met de reparatie van het product kunnen door Moretti worden betaald als wordt vastgesteld dat de reparatie binnen de reikwijdte van de garantie valt. Een reparatie of vervanging betekent niet dat de garantie wordt verlengd of verlengd.

18.2 Reparatie van een product dat niet onder de garantie valt: Een product dat niet onder de garantie valt, kan alleen voor reparatie worden geretourneerd na voorafgaande toestemming van de klantenservice van Moretti. Arbeids- en verzendkosten in verband met een reparatie die niet onder de garantie valt, zijn volledig voor rekening van de klant of wederverkoper. Voor reparaties aan producten die niet onder de garantie vallen, geldt een garantie van 6 (zes) maanden, gerekend vanaf de dag dat het gerepareerde product is ontvangen.

18.3 Niet-defecte producten: De klant wordt op de hoogte gesteld indien Moretti na onderzoek en testen van een geretourneerd product concludeert dat het product niet defect is. Het product wordt teruggestuurd naar de klant en de verzendkosten als gevolg van het retourneren zijn voor zijn rekening.

19. RESERVEONDERDELEN

Originale Moretti-reserveonderdelen hebben een garantie van 6 (zes) maanden vanaf de dag waarop het reserveonderdeel is ontvangen.

20. VRIJSTELLINGSCLAUSULEN

Behalve zoals uitdrukkelijk gespecificeerd in deze garantie en binnen de grenzen van de wet, geeft Moretti geen andere verklaringen, garanties of voorwaarden, expliciet of impliciet, inclusief enige verklaringen, garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk en niet-interferentie. Moretti garandeert niet dat het gebruik van het Moretti-product ononderbroken of foutloos zal zijn. De duur van eventuele impliciete garanties die door de wet kunnen worden opgelegd, is beperkt tot de garantieperiode, binnen de grenzen van de wet. Sommige staten of landen staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie of de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade met betrekking tot consumentenproducten. In dergelijke staten of landen zijn sommige uitsluitingen of beperkingen van deze garantie mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



GARANTIE CERTIFICAAT

Product _____

Gekocht op datum _____

Dealer _____

Via _____ **Plaats** _____

Verkocht aan _____

Via _____ **Plaats** _____



MORETTI SPA

Via Brussel, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com

GEMAAKT IN PRC

1. INLEIDING	pagina 10
2. BEOOGD GEBRUIK.....	pagina 10
3. EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING	pag.10
4. ALGEMENE WAARSCHUWING	pagina 10
5. ALGEMENE BESCHRIJVING.....	pagina 10
5.1 Multifunctionele stoelen voor badkamer	pag.10
6. VÓÓR GEBRUIK.....	pagina 11
7. VÓÓR DE MONTAGE	pag.11
8. MONTAGE-INSTRUCTIE	P . 11
9. ZITTING.....	pagina 11
9.1 De armleniging optillen (alleen voor RP763).....	pag.11
9.2 Naar onderarmen (alleen voor RP763)	pag.11
10. WAARSCHUWINGEN GEBRUIKEN	pagina 12
11. HOE TE GEBRUIKEN	pag.12
12. ONDERHOUD	pagina 12
13. REINIGING EN DESINFECTIE	pagina 12
13.1 Reiniging	pagina 12
13.2 Desinfectie	pagina 12
14. VOORWAARDEN VOOR VERWIJDERING	pag.13
14.1 Algemene verwijderingsvoorwaarden.....	pag.13
15. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.....	pagina 13
16. RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES	pag.13
17. GARANTIE	pagina 14
18. REPARATIES	pagina 14
18.1 Reparatie onder garantie	pagina 14
18.2 Reparatie die niet onder de garantie valt	pag.14
18.3 Niet-defect apparaat	pag.14
19. RESERVEONDERDELEN	pagina 14
20. VRIJGESTELDE CLAUSULES	pag.14

10 NEDERLANDS

 I-klasse medisch hulpmiddel volgens Richtlijn 93/42/EEG en verdere wijzigingen

1. INLEIDING

Hartelijk dank voor uw aankoop van een **MOPEDIA** multifunctionele badkamerstoel Moretti SpA. Deze gebruikershandleiding biedt enkele suggesties voor het juiste gebruik van het door u gekozen product en geeft waardevol advies voor uw veiligheid. Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw verkoper voor advies en hulp.

2. BEOOGD GEBRUIK

De multifunctionele stoelen voor badkamer **MOPEDIA** van Moretti zijn bedoeld om te worden gebruikt als hulpmiddel in de douche en badkamer voor mensen die slecht ter been zijn. Ze omvatten vier functies in één: een stabilisator voor het opstijgen van water, ondersteuning voor water, toiletstoel en douchestoel.

VOORZICHTIGHEID!



- Gebruik het product niet voor een doel dat niet in deze handleiding wordt aangegeven. • Moretti SpA wijst alle verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen af die het gevolg zijn van onjuist gebruik van dit product en van ongeoorloofde wijzigingen aan het frame van het product
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om de opgenomen informatie te wijzigen in dit document zonder voorafgaande kennisgeving.

3. EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Moretti SpA verklaart hierbij, onder zijn eigen exclusieve verantwoordelijkheid, dat de producten die door Moretti SpA worden vervaardigd en verkocht en die tot de categorie suikerriethulpmiddelen behoren, voldoen aan de toepasselijke bepalingen zoals uiteengezet in de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG en verdere wijzigingen.

Hier toe garandeert en verklaart Moretti SpA het volgende, onder eigen verantwoordelijkheid:

1. De apparaten in kwestie voldoen aan de essentiële eisen van bijlage I van richtlijn 93/42/EEG, zoals voorgeschreven door bijlage VII van bovengenoemde richtlijn
2. De betreffende apparaten **ZIJN GEEN MEETAPPARATEN**
3. De betreffende hulpmiddelen **ZIJN NIET BEDOELD VOOR KLINISCH ONDERZOEK**
4. De betreffende hulpmiddelen worden verkocht in een **NIET-STERIELE** verpakking
5. De apparaten in kwestie moeten worden beschouwd als behorend tot klasse I
6. Gebruik/installeer de betreffende apparaten **NIET voor andere doeleinden** dan uitdrukkelijk aangegeven door Moretti SpA
7. Moretti SpA onderhoudt en overlegt de documentatie die de conformiteit met Richtlijn 93/42/EEG certificeert aan de bevoegde autoriteiten en verdere wijzigingen

4. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

- **LEES** zorgvuldig de gehele handleiding voordat u het apparaat gebruikt. • Raadpleeg voor een correct gebruik van het apparaat altijd uw arts of therapeut
- Zorg ervoor dat het product compleet geleverd wordt en houd het verpakt uit de buurt van warmtebronnen
- **LEVENSDUUR** - de gebruiksduur van het apparaat wordt bepaald door de slijtage van de onderdelen
- Laat kinderen **NIET** met het apparaat spelen of het bedienen

5. ALGEMENE BESCHRIJVING 5.1

Multifunctionele stoelen voor badkamer

RP780 Vast model

RP781 Opvouwbaar model

RP782 Demontabel model met zwenkwielen

RP783 Stalen frame met opvouwbaar armleuning

De multifunctionele stoelen voor de badkamer **MOPEDIA** zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium (RP763 is staal), met een comfortabele stoel van PVC en antislip rubberen punten (behalve model RP762 uitgerust met zwenkwielen). In hoogte verstelbaar iedere 2,5 cm. Ze omvatten vier functies in één: een stabilisator voor het opstijgen van water, ondersteuning voor water, toiletstoel en douchestoel. Verkrijgbaar vast model, opklapbaar en demontabel met zwenkwielen.

6. VOOR GEBRUIK

- Controleer altijd of er onderdelen versleten zijn, zodat u er zeker van kunt zijn dat het apparaat volledig wordt gebruikt veiligheid voor personen en goederen
- Controleer de juiste montage van het apparaat

7. VOOR DE MONTAGE

Pak het product uit en controleer of er geen schade is ontstaan tijdens het transport. Mocht het product beschadigd zijn, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde dealer.

8. MONTAGE-INSTRUCTIE

RP780 Plaats de toiletsteun in het product dat al gemonteerd wordt geleverd, en zorg ervoor dat de steun correct past met de horizontale achterbalk.

RP781 Open de zijkanten van het frame, til het onderdeel op met de toiletsteun al gemonteerd en bevestig de twee uiteinden aan de laterale delen. Installeer vervolgens de achterbalk.

RP782 Steek de twee horizontale balken in de steunen van de zijdelen en maak ze blokkeren dankzij de veiligheidsclips. Plaats de toiletsteun en let erop dat deze goed aansluit op de horizontale achterbalk.



RP783 Plaats de toiletsteun en let erop dat deze goed aansluit op de horizontale achterbalk.

Steek de rugleuningsstang naar boven in de gaten van de achterste rails en blokkeer hem dankzij de veiligheidsclips.



(fig.1) (fig.2)



9. ZITPLAATS

Druk op de veiligheidsclip om de hoogte van de stoelen aan te passen door het binnenste deel van de poot te verwijderen en de gaten op de gewenste hoogte te brengen. Controleer of alle vier de poten op dezelfde hoogte zijn afgesteld.

9.1 Armleuning optillen (alleen voor RP763)

Draai de armleuning omhoog en plaats deze in de veiligheidsclips. (figuur 1)

9.2 Naar onderarmen (alleen voor RP763)

Druk de veiligheidsclips naar binnen en draai de armleuning naar beneden. (Fig. 2)

(Foto alleen ter illustratie)

12 NEDERLANDS

OPMERKING Voordat u gaat zitten:

- Plaats het product op een vlakke en stevige ondergrond en vergrendel, indien aanwezig, de remmen van de zwenkwielen
- Zorg ervoor dat de vergrendeling goed vastzit en dat het product in een stabiele positie staat

10. WAARSCHUWINGEN GEBRUIKEN

- Wees voorzichtig op natte en gladde oppervlakken
- NIET gebruiken bij een patiënt die het in het product aangegeven gewicht overschrijdt label en in het hoofdstuk met technische kenmerken van deze handleiding
- De stoel mag alleen op een harde, vlakke ondergrond worden gebruikt. Gebruik de stoel niet op trappen, hellingen of hellingen
- Gebruik de stoel niet op een andere manier dan beschreven in deze handleiding. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor oneigenlijk gebruik van de stoel
- Laat het apparaat niet gedurende langere tijd in contact met water. • Controleer regelmatig de stabiliteit en hardheid van het product, evenals de status van de tips en zwenkwielen. Eenmaal versleten vervangen
- Neem bij twijfel over gebruik, afstelling of onderhoud contact op met uw dealer
- Houd het uit de buurt van kinderen om mogelijke risico's te vermijden

11. HOE TE GEBRUIKEN

- Ga zitten met uw gewicht op de zitting. Ga niet zitten door slechts aan één kant te duwen
- Altijd op beide armen leunen om op te staan en uw evenwicht te bewaren
- Bij gebruik van de stoel door mensen met bewegingsproblemen, help hen altijd bij het zitten of bij het opstaan uit de stoel



VOORZICHTIGHEID!

Verplaats het hulpmiddel niet terwijl de patiënt zit

12. ONDERHOUD

De **MOPEDIA**- apparaten van MORETTI worden zorgvuldig gecontroleerd en voorzien van een EG-keurmerk zodra ze op de markt zijn gebracht. Voor de veiligheid van patiënt en arts raden wij aan om het apparaat elke 2 jaar te laten controleren door de fabrikant of door een geautoriseerd laboratorium.

Onder periodieke keuring wordt verstaan een onderzoek van de volgende onderdelen:

- Het frame van de stoel en verbindingdelen
 - Controleer de montage en werking van de wielen met rem
 - Controleer alle laspunten
 - Controleer de slijtage van de tips, indien aanwezig
- Gebruik bij reparatie uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires.

13. REINIGING EN DESINFECTIE

13.1 Reiniging

Gebruik voor het reinigen van het hulpmiddel en de structuur een oplossing van alcohol en neutrale zeep (in gelijke delen) gemengd met water.



WAARSCHUWING!

Gebruik geen schurende stoffen, zuren, alcohol, schoonmaakmiddelen op chloorbasis, ontsmettingsmiddelen en aceton bij het reinigen, omdat deze stoffen de slijtage van de kunststofoppervlakken en het roesten van metalen oppervlakken veroorzaken

Het productiebedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat door gebruik materialen die het productoppervlak kunnen beschadigen of bijtende chemicaliën tijdens het reinigen.

13.2 Desinfectie

Als u het product moet desinfecteren, gebruik dan een gangbaar desinfecterend neutraal reinigingsmiddel.





14. VOORWAARDEN VOOR VERWIJDERING



14.1 Algemene voorwaarden voor

verwijdering Gebruik bij verwijdering de inwerpcontainer voor gemeentelijk afval niet. Wij raden aan om de badstoel op de daarvoor bestemde afvalplaatsen af te voeren voor recycling.

15. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Codes	Maximaal gebruikersgewicht	In hoogte verstelbare armleuning	In hoogte verstelbare zitting	Baseren	Gebruikte materiaal
RP780	130 kg	Van 66 tot 76 cm	Van 45 tot 55 cm		Aluminium frame
RP781		Vanaf 64 tot 74 cm	Vanaf 46 tot 56 cm		Aluminium frame
RP782		Van 64 tot 74 cm	Van 47 tot 57 cm		Aluminium frame
RP783		Van 60 tot 78 cm	Van 40 tot 58 cm		Stalen frame

De maten hebben een tolerantie van ± 1 cm

16. RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES



RV7058-4

Reservezitting
en hoes voor
toiletstoel
**RP781-RP781-
RP782**
Afmetingen gat:
20,5x24cm



RV7058-5

Reservezitting
en hoes voor
toiletstoel
RP783



RV7069-1

Emmer, haak
en deksel
voor toiletstoel
RP78x



RV7024

ÿ 29 mm
Tips voor
toiletstoel
RP78x
4 stuks



RV7051

Zwenkwielen voor
RP782
paren

17. GARANTIE

Voor Moretti-producten geldt een garantie tegen materiaal- of fabricagefouten voor een periode van (twee) 2 jaar vanaf de aankoopdatum, met inachtneming van de hieronder gespecificeerde beperkingen en uitsluitingen.

De garantie is niet van toepassing in geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, misbruik of wijziging van het product, en de garantie is niet geldig als de gebruiksinstructies niet strikt worden gevolgd. Het juiste beoogde gebruik van het apparaat wordt in deze handleiding gespecificeerd. Moretti is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van persoonlijk letsel of anderszins veroorzaakt door of in verband met verkeerde installatie of oneigenlijk gebruik.

Moretti garandeert de producten niet tegen schade of defecten in de volgende omstandigheden: natuurrampen, niet-geautoriseerd onderhoud of reparatie, schade als gevolg van problemen met de stroomvoorziening (waar aanwezig) gebruik van reserveonderdelen die niet door Moretti zijn geleverd, oneigenlijk gebruik, niet-geautoriseerde wijzigingen, transportschade (anders dan originele verzending door Moretti), of in geval van onvoldoende onderhoud zoals aangegeven in de handleiding. De garantie dekt geen onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage tijdens het juiste gebruik van het apparaat.

18. REPARATIES

18.1 Reparatie onder garantie

In het geval dat een product van Moretti tijdens de garantieperiode materiaal- of fabricagefouten vertoont, zal Moretti met de klant bevestigen of het defect onder de garantie valt.

Moretti kan het artikel onder garantie naar eigen goeddunken repareren of vervangen bij een Moretti-dealer of op een Moretti-locatie. De arbeidskosten voor de reparatie kunnen aan Moretti in rekening worden gebracht als de reparatie onder de garantie valt. Reparatie of vervanging betekent niet dat de garantie wordt verlengd of verlengd.

18.2 Reparatie valt niet onder de garantie

Een product dat niet onder de garantie valt, kan alleen worden geretourneerd voor reparatie na voorafgaande toestemming van de Moretti-klantenservice. De arbeids- en verzendkosten voor een reparatie die niet onder de garantie valt, zijn volledig voor rekening van de klant of dealer. Voor reparaties van producten die niet onder de garantie vallen, geldt een garantie van zes (6) maanden vanaf de datum waarop u het gerepareerde product ontvangt.

18.3 Niet-defect apparaat

De klant wordt op de hoogte gesteld indien Moretti, na het geretourneerde product te hebben onderzocht en getest, beweert dat het product niet defect is. In dit geval wordt het goed teruggestuurd naar de klant, alle verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

19. RESERVEONDERDELEN

De originele Moretti-reserveonderdelen hebben een garantie van 6 (zes) maanden vanaf de datum van ontvangst.

20. VRIJGESTELDE CLAUSULES

Tenzij uitdrukkelijk gespecificeerd in deze garantie en binnen de grenzen van de wet, biedt Moretti geen enkele verklaring, garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, inclusief enige verklaring, garantie of voorwaarde van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk en interferentie. Moretti garandeert niet dat het gebruik van het product Moretti ononderbroken of foutloos zal zijn. De duur van eventuele impliciete garanties die door de wet kunnen worden opgelegd, is beperkt tot de garantieperiode, binnen de grenzen van de wet. Sommige staten staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie, noch op de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade in verband met producten voor consumenten. In dergelijke staten of landen zijn bepaalde disclaimers en beperkingen van deze garantie mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



GARANTIE CERTIFICAAT

Product _____

Gekocht op (datum) _____

Detailhandelaar _____

Adres _____ Woonplaats _____

Verkocht aan _____

Adres _____ Plaats/stad _____



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11 www.morettispa.com e-

mail: info@morettispa.com GEMAAKT IN PRC

MORETTI S. PA

Via Brussel, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Faxen. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com