



Haltegriffe aus Edelstahl



Montage- und Wartungsanweisungen

Diese Datei kann unter www.aidapt.co.uk angesehen und als PDF heruntergeladen werden. Kunden mit Sehbehinderung können einen kostenlosen PDF-Reader (z. B. adobe.com/reader) verwenden, um den Text zu vergrößern und für eine bessere Lesbarkeit zu vergrößern.

EINFÜHRUNG Vielen

Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Aidapt-Haltegriffsortiments aus Edelstahl entschieden haben. Dieses Sortiment wird aus den besten verfügbaren Materialien und Komponenten hergestellt. Bei korrekter Installation und Verwendung sind sie für einen zuverlässigen, störungsfreien Betrieb über viele Jahre hinweg ausgelegt. Bitte überprüfen Sie Ihr Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Wenn Sie einen Schaden feststellen oder einen Fehler vermuten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

NB. Dieses Gerät muss von einer sachkundigen Person installiert werden und ist ggf. einem Risiko ausgesetzt erfolgt eine Begutachtung.

CODE	STIL	LÄNGE	BEENDEN
VY470B	Gerade	300mm	Gebürstet
VY470P	Gerade	300mm	Poliert
VY471B	Gerade	450mm	Gebürstet
VY471P	Gerade	450mm	Poliert
VY472B	Gerade	600mm	Gebürstet
VY472P	Gerade	600mm	Poliert
VY473B	Gerade	900mm	Gebürstet
VY473P	Gerade	900mm	Poliert
VY474B	T-Bar	355mm	Gebürstet
VY474P	T-Bar	355mm	Poliert
VY475B	T-Bar	480mm	Gebürstet
VY475P	T-Bar	480mm	Poliert
VY476B	T-Bar	620mm	Gebürstet
VY476P	T-Bar	620mm	Poliert
VY477B	Gebogen	355mm	Gebürstet
VY477P	Gebogen	355mm	Poliert
VY478B	Gebogen	480mm	Gebürstet
VY478P	Gebogen	480mm	Poliert
VY479B	Gebogen	620mm	Gebürstet
VY479P	Gebogen	620mm	Poliert

Die maximale Belastung der Haltegriffe beträgt 200 kg und basiert auf sicheren Befestigungen für eine solche Gewichtsbeschränkung.

Befestigungsmaterial ist NICHT im Lieferumfang enthalten.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Befestigungen und deren Montage für die angegebenen Gewichte geeignet sind.

VOR GEBRAUCH

- Entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungen. Vermeiden Sie die Verwendung von Messern oder anderen scharfen Instrumenten, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen können.
- Überprüfen Sie das Produkt auf sichtbare Schäden. Wenn Sie Schäden feststellen oder einen Fehler vermuten, verwenden Sie Ihr Produkt nicht, da dies Ihre Sicherheit gefährden könnte. Wenden Sie sich jedoch an Ihren Lieferanten, um Unterstützung zu erhalten.

BEFESTIGUNG DER HALTESTANGEN

Überprüfen Sie zunächst den Untergrund, auf dem Sie Ihren Haltegriff befestigen möchten, und stellen Sie sicher, dass er stabil ist. Überprüfen Sie auch die Art des Untergrunds, auf dem Sie die Befestigung vornehmen möchten, z. B. Ziegel/Holzblöcke oder Beton



Bohren Sie niemals durch Spannbeton, um einen Haltegriff zu installieren

Überprüfen Sie immer die Art der Befestigung, die Sie auf diesem Untergrund verwenden möchten, auf deren Kompatibilität.



Wir empfehlen, für solide Ziegel und Blöcke eine Mindestdraubenslänge von 50 mm x Größe 10 mit einem geeigneten Dübel und Schrauben gemäß den Richtlinien des Befestigungsherstellers zu verwenden.

Es wird empfohlen, Edelstahlschrauben zu verwenden, um Rostgefahr zu vermeiden.

GIPSBRETT (BOLZENTYP) DREHMASCHINE UND GIPS

Wenn Sie versuchen, die Befestigung an einem Gipskartonständer oder einer Drehbank und einem Gipskarton vorzunehmen, empfehlen wir Ihnen, die Position der Ständer zu überprüfen und sie mit einer geeigneten Holzplatte mit einer Mindestdicke von 40 mm x 150 mm Höhe zu überspannen und die Platte an den Ständern zu befestigen. Nachdem Sie die Festigkeit der Bolzen sichergestellt haben (mit einer geeigneten Senkschraube), befestigen Sie Ihren Haltegriff an der Holzplatte.



Montieren Sie niemals einen Haltegriff direkt auf Gipskartonplatten, MDF (mitteldichte Faserplatten), Spanplatten oder anderen Verbundmaterialien. Dadurch wird die Sicherheit des Benutzers ernsthaft gefährdet.



Benutzen Sie stets alle im Haltegriff vorgesehenen Schraubenlöcher.

ELEKTRIZITÄT

Achten Sie bei der Installation von Haltegriffen immer auf verdeckte Kabel.

REINIGUNG

Unsere Haltegriffe sollten mit einem nicht scheuernden Reiniger oder einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie nur ein mildes Reinigungs- oder Desinfektionsmittel; Verwenden Sie niemals Scheuermittel. Stellen Sie immer sicher, dass Sie alle Geräte trocken wischen und die Gelenke mit einem wasserdispergierenden Mittel wie WD40 behandeln.

NEUAUSGABE

Wenn Sie dieses Produkt neu ausstellen oder im Begriff sind, dieses Produkt erneut auszugeben, überprüfen Sie bitte sorgfältig alle Komponenten auf ihre Sicherheit.

Bitte geben Sie das Produkt im Zweifelsfall nicht erneut aus oder verwenden Sie es nicht erneut, sondern wenden Sie sich umgehend an Ihren Lieferanten, um Serviceunterstützung zu erhalten.

PFLEGE & WARTUNG

Bitte führen Sie in regelmäßigen Abständen oder bei Bedenken eine Sicherheitsüberprüfung des Produkts durch.

WICHTIGE INFORMATIONEN Die

in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen dürfen nicht als Teil einer vertraglichen oder sonstigen Verpflichtung von Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd oder ihren Vertretern oder Tochtergesellschaften angesehen werden oder diese begründen, und es wird keine Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Informationen gegeben .

Bitte lassen Sie Ihren gesunden Menschenverstand walten und gehen Sie bei der Verwendung dieses Produkts keine unnötigen Risiken ein. Als Benutzer müssen Sie die Verantwortung für die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts übernehmen.

Bitte zögern Sie nicht, sich an die Person zu wenden, die Ihnen dieses Produkt ausgehändigt hat, oder an den Hersteller (siehe unten), wenn Sie Fragen zur Montage/Verwendung Ihres Produkts haben.