

Handleiding voor gebruik van het 'Kiss of Life' Reanimatiemasker

Deze handleiding biedt gedetailleerde instructies voor het correcte gebruik van het 'Kiss of Life' reanimatiemasker. Het masker is ontworpen om veilige en hygiënische mond-op-mondbeademing te faciliteren tijdens reanimatie (CPR).

Vorbereiding voor Gebruik

1. **Controleer de verpakking:** Zorg ervoor dat de verpakking van het masker onbeschadigd is. Een beschadigde verpakking kan wijzen op een gecompromitteerd masker.
2. **Open de verpakking:** Doe dit voorzichtig om het masker niet te beschadigen.
3. **Inspecteer het masker:** Controleer het masker op scheuren of defecten, vooral rond het éénrichtingsventiel.

Plaatsing van het Masker

1. **Positioneer de patiënt:** Zorg ervoor dat de patiënt op de rug ligt op een stevige ondergrond.
2. **Open de luchtweg:** Kantel het hoofd van de patiënt naar achteren en lift de kin om de luchtweg te openen.
3. **Plaats het masker:** Bedek de mond en neus van de patiënt volledig met het masker. Zorg dat er een goede afdichting is rondom het gezicht.

Uitvoeren van beademing

1. **Adem in en blaas uit:** Adem normaal in en plaats uw mond op het ventiel van het masker. Blaas stevig uit om lucht in de longen van de patiënt te krijgen.
2. **Observeer de borstkas:** Kijk of de borstkas van de patiënt omhoogkomt, wat aangeeft dat de lucht de longen bereikt.
3. **Herhaal de beademing:** Volg de aanbevolen frequentie voor beademingen, meestal één ademhaling elke 5-6 seconden.

Na gebruik

1. **Verwijder het Masker:** Doe dit voorzichtig om contact met lichaamsvloeistoffen te vermijden.
2. **Veilige Verwijdering:** Gooi het masker weg in een daarvoor bestemde afvalcontainer. Raak uw gezicht niet aan voordat u uw handen hebt gewassen of ontsmet.
3. **Handhygiëne:** Was uw handen grondig met zeep en water of gebruik een handontsmettingsmiddel.

Opslag en onderhoud

1. **Bewaar ongebruikte maskers correct:** Bewaar reserve maskers in hun originele, ongeopende verpakking op een droge, schone plaats, weg van extreme temperaturen en direct zonlicht.
2. **Controleer de voorraad:** Controleer regelmatig de staat van de reserve maskers.

Conclusie Het correct gebruiken en onderhouden van een 'Kiss of Life' reanimatiemasker is cruciaal voor effectieve en veilige hulpverlening. Deze handleiding dient als een basisgids; het is echter altijd aan te raden om regelmatig getraind te worden in reanimatietechnieken en het gebruik van dergelijke hulpmiddelen.

Heeft u vragen of hulp nodig?

Wij staan klaar om u te helpen! Voor meer informatie, hulp bij uw 'Kiss of Life' reanimatiemasker, of als u vragen heeft over reanimatietechnieken, neem dan gerust contact met ons op.

Bezoek onze website: www.kissoflife.nl

Of stuur ons een e-mail: info@kissoflife.nl

Ons team van deskundigen is toegewijd aan het bieden van ondersteuning en begeleiding om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke hulp kunt bieden in noodsituaties.