

Handleiding

Instructies voor het Gebruik van HESSEL Oorreiniger:

Vorbereiding: Zorg ervoor dat je in een comfortabele positie zit of staat voordat je begint. Kies een goed verlichte ruimte waar je gemakkelijk toegang hebt tot een spiegel.

Inspecteer de Oorreiniger: Controleer de HESSEL Oorreiniger op eventuele beschadigingen of vuil voor gebruik. Reinig de oorreiniger indien nodig met water en milde zeep en laat deze volledig drogen voordat je begint.

Plaatsing van de Oorreiniger: Houd de HESSEL Oorreiniger stevig vast tussen je duim en wijsvinger. Plaats het siliconen kopje voorzichtig in je gehoorgang. Let op dat je de oorreiniger niet te ver in je oor steekt om beschadiging van het trommelvlies te voorkomen.

Zachte Rotatie: Draai de oorreiniger zachtjes rond terwijl je deze langzaam heen en weer beweegt in je gehoorgang. Door deze zachte rotatie wordt oorsmeer losgemaakt en naar buiten geduwd voor verwijdering.

Vermijd Duwen: Vermijd het uitoefenen van te veel druk tijdens het gebruik van de oorreiniger. Het doel is om oorsmeer voorzichtig te verwijderen zonder je gehoorgang te beschadigen. Laat de oorreiniger het werk doen.

Inspecteer en Herhaal Indien Nodig: Na het reinigen, inspecteer het siliconen kopje van de oorreiniger op eventuele ophoping van oorsmeer. Indien nodig, herhaal het proces voor een grondige reiniging.

Reinig de Oorreiniger: Spoel de HESSEL Oorreiniger af met water en milde zeep om eventuele resten oorsmeer te verwijderen. Zorg ervoor dat de oorreiniger volledig droog is voordat je deze opbergt.

Gebruik met Voorzorg: Gebruik de HESSEL Oorreiniger niet als je last hebt van oorpijn, een oorinfectie of andere oorproblemen. Raadpleeg in dat geval een arts voor advies.

Met deze eenvoudige instructies kun je veilig en effectief gebruikmaken van de HESSEL Oorreiniger voor een fris en helder gehoor. Geniet van een schone en gezonde gehoorgang met HESSEL.

