

## **Handleiding voor het gebruik van Anti Blarenwol.**

Gefeliciteerd met uw aankoop van Anti Blarenwol. Deze handleiding is bedoeld om u te helpen bij het juiste gebruik van onze Anti Blarenwol en om ervoor te zorgen dat u comfortabel kunt wandelen zonder ongemakken. Volg de onderstaande instructies zorgvuldig op voor een optimale ervaring.

### **Wat is Anti Blarenwol?**

Dolor Stridor Anti Blarenwol is een natuurlijk product dat speciaal is ontwikkeld voor wandelaars. Het bestaat uit een mengsel van 100% Merino schapenwol zonder chemische toevoegingen. Deze wol biedt bescherming, demping en verzachting bij wandelgerelateerde ongemakken zoals blaren, drukplekken en wrijving.

### **Benodigde materialen:**

Anti Blarenwol. - Schaar (indien nodig) - Stapsgewijze instructies:

### **Vorbereiding:**

Zorg ervoor dat het betreffende gebied op uw voeten of tenen schoon en droog is voordat u Anti Blarenwol aanbrengt.

Knippen van de Anti Blarenwol (indien nodig):

Gebruik een schaar om de wol op maat te knippen, afhankelijk van het gebied waarop u het wilt aanbrengen.

Knip kleine stukjes Wol af, zodat ze gemakkelijk kunnen worden aangebracht op de gewenste plekken.

### **Aanbrengen van de Anti Blarenwol:**

Neem een stukje Wol en maak het een beetje losser door er zachtjes aan te trekken.

Plaats de Wol op de drukpunten, blaar-gevoelige zones of wrijvingsgebieden op uw voeten.

Druk de Wol voorzichtig aan om ervoor te zorgen dat het stevig op zijn plaats blijft zitten.

### **Comfortabel wandelen:**

Anti Blarenwol biedt demping en bescherming aan uw voeten tijdens het wandelen.

Geniet van het comfort en de verlichting van ongemakken zoals blaren en drukpunten.

Verwijderen van de Anti Blarenwol:

Als u klaar bent met wandelen, kunt u de Wol eenvoudig verwijderen door het voorzichtig los te maken van uw huid.

Eventuele resten van Wol kunnen worden verwijderd met water en zeep.

### **Bewaren van de Anti Blarenwol:**

Bewaar de resterende Wol op een koele, droge plaats, beschermd tegen vocht en direct zonlicht.

Zorg ervoor dat de verpakking goed gesloten blijft om de kwaliteit van de Anti Blarenwol te behouden.

### **Let op:**

Anti Blarenwol is bedoeld voor uitwendig gebruik en moet niet worden ingeslikt.

Raadpleeg een medische professional als u ernstige voetproblemen ervaart die niet worden verlicht door het gebruik van Anti Blarenwol.

Volg de instructies en aanbevelingen van de fabrikant voor specifieke richtlijnen met betrekking tot het gebruik van.

