

Bijsluiter: Anti Snurk Apparaat Stop Intelligente Snurk Polsband Horloge

Dit Anti Snurk Apparaat is bedoeld voor gebruik als hulpmiddel bij het verminderen van snurkgerelateerde slaapproblemen. Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

Gebruiksaanwijzing:

- Bevestig de polsband van het Anti Snurk Apparaat om uw pols voordat u gaat slapen.
- Zorg ervoor dat de sensor op het horloge goed contact maakt met uw huid.
- Schakel het apparaat in door op de aan/uit-knop te drukken.
- Het Anti Snurk Apparaat detecteert automatisch snurkgeluiden en begint met het uitvoeren van corrigerende maatregelen.
- Draag het apparaat gedurende de hele nacht voor optimale resultaten.
- Het apparaat schakelt automatisch uit na 8 uur gebruik.

Waarschuwingen:

- Gebruik het Anti Snurk Apparaat niet als u last heeft van ernstige ademhalingsproblemen tijdens de slaap, zoals slaapapneu, zonder eerst een arts te raadplegen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de 18 jaar.
- Als u allergisch bent voor materialen zoals rubber of plastic, raadpleeg dan eerst uw arts voordat u dit product gebruikt.
- Stop met het gebruik van het Anti Snurk Apparaat als u huidirritatie of andere ongewenste reacties ervaart, en neem contact op met een arts.

Opslag:

- Bewaar het Anti Snurk Apparaat op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en vocht.
- Houd het product buiten het bereik van kinderen.

Bijwerkingen:

- Mogelijke bijwerkingen zijn onder meer lichte huidirritatie of roodheid op de plaats waar de polsband in contact komt met de huid. Deze bijwerkingen zijn meestal mild en van voorbijgaande aard.

Raadpleeg bij ernstige of aanhoudende bijwerkingen uw arts.

Neem voor meer informatie over het Anti Snurk Apparaat Stop Intelligente Snurk Polsband Horloge contact op met de fabrikant of leverancier.