

FineMart



Het EMS Vlinder Trigger Point Therapy Device is ontworpen om spierspanning te verlichten en de bloedsomloop te verbeteren door middel van elektrische spierstimulatie (EMS). Hier is hoe het werkt:

1. Plaatsing van de pads: Bevestig de elektrodepads van het apparaat op de gewenste spiergroepen. Zorg ervoor dat de huid droog en schoon is voordat u de pads aanbrengt.
2. Instellingen aanpassen: Schakel het apparaat in en selecteer de gewenste intensiteit en modus. Het EMS Vlinder-apparaat biedt verschillende modi en intensiteitsniveaus, zodat u kunt aanpassen aan uw comfortniveau en specifieke behoeften.
3. Stimulatie ervaren: Zodra het apparaat is ingesteld, begint het elektrische impulsen naar de spieren te sturen, wat resulteert in contracties en ontspanningen. Dit helpt bij het loslaten van knopen, verbeteren van de bloedsomloop en verminderen van spierspanning.
4. Genieten van de voordelen: Regelmatig gebruik van het EMS Vlinder-apparaat kan helpen bij het verlichten van spierpijn, het bevorderen van ontspanning en het verbeteren van uw algehele welzijn.

Instructies:

1. Ontdek de transparante film op de gelpleister.
2. Bevestig het instrument op het gebied waar u wilt masseren.
3. Druk op de knop "+" om deze in te schakelen.
4. Druk op de knop "M" om de gewenste modus te selecteren.
5. Pas de massage-intensiteit aan die bij u past. Blijf op "+" drukken om de intensiteit te verhogen en op "-" om de intensiteit te verlagen.
6. Om uit te schakelen, drukt u op de knop "-" totdat het lampje uitgaat.

gebruik het maximaal 15 minuten per persoon per keer.

