

Handleiding CkeyiN Elektrische Puls Hals Massager

Belangrijke veiligheidsinstructies:

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat je de massager gebruikt.

Gebruik de massager niet tijdens het autorijden of tijdens activiteiten die je volledige aandacht vereisen.

Gebruik de massager niet op open wonden, huiduitslag, geïrriteerde, gezwollen of ontstoken gebieden, of op lichaamsdelen met implantaten.

Raadpleeg een arts voordat je de massager gebruikt als je zwanger bent, een pacemaker hebt of gezondheidsproblemen hebt.

Gebruik de massager niet in vochtige omgevingen en vermijd blootstelling aan water.

Inhoud van de verpakking:

1 x CkeyiN Elektrische Puls Hals Massager

1 x Afstandsbediening

1 x Instructiehandleiding

1 x Stroomkabel

1 x Pulse patch

1 x Interfacekabel

Specificaties:

Materiaal: ABS

Vermogen: 4-6W

Voltage: 5V

Hot moxibustion temperatuur: 38 ~ 42 °C

Oplaadtijd: 2,5 uur

Batterijduur: ongeveer een week bij dagelijks gebruik van 15 minuten

Aanpassingsmogelijkheden: 15 versnellingen van de sterkte

Massage modi: acupunctuur, bonzen, kneden, automatische modus, verwarmingsmodus

Lengte stroomsnoer: 66,5 cm

Afmetingen: 40 * 145 (L * B)

Gewicht: 188 g

Gebruiksaanwijzing:

Sluit de massager aan op de stroomkabel en laad deze volledig op voordat je hem voor de eerste keer gebruikt. Het opladen duurt ongeveer 2,5 uur.

Bevestig de pulse patch aan het gewenste massagegebied op je nek.

Zet de massager aan door de aan/uit-knop ingedrukt te houden. Gebruik de afstandsbediening om de modus en intensiteit van de massage aan te passen.

Kies uit de verschillende massageopties (acupunctuur, bonzen, kneden, automatische modus, verwarmingsmodus) en pas de intensiteit aan naar jouw voorkeur met behulp van de afstandsbediening.

Plaats de massager om je nek met het ergonomische ontwerp passend bij de cervicale wervel en nek.

Gebruik de massager niet langer dan 15 minuten per sessie. Schakel de massager na gebruik uit.

Onderhoudsinstructies:

Maak de massager schoon met een droge doek. Gebruik geen water of schoonmaakmiddelen.
Berg de massager op een droge en veilige plaats op, buiten bereik van kinderen.

Waarschuwingen:

Stop onmiddellijk met het gebruik van de massager als je ongemak, pijn of irritatie ervaart.
Gebruik de massager niet terwijl je slaapt.

Raadpleeg een arts als je twijfels hebt over het gebruik van de massager.