

Handleiding Eeltverwijderaar



Lees deze handleiding goed door voordat de eeltverwijderaar gebruikt wordt.

Attentiepunten

- 1: Houd het product uit het zicht van kinderen.
- 2: Bij gebruik voor kinderen dient dit uitsluitend gebruikt te worden bij aanwezigheid van volwassenen.
- 3: Dit product mag niet worden gebruikt in speciale omgevingen zoals bijtende of explosieve gassen.
- 4: Demonteer, repareer of wijzig het product niet zelf.
- 5: Bewaar het apparaat niet op een plaats die wordt blootgesteld aan direct zonlicht of in een te warme of vochtige omgeving.
- 6: Houd tijdens het opladen uit de buurt van water. Haal de stekker uit het stopcontact nadat het opladen is voltooid.
- 7: Dompel het product niet langdurig onder in water. Spoel het apparaat af onder stromend water.
- 8: Het product is alleen geschikt voor eelt, harde en dikke dode huid. Gebruik dit product niet op de normale huid.
- 9: Om hygiënische redenen wordt aanbevolen om één rolkop voor één persoon te gebruiken. Bij voorkeur niet delen met anderen.
- 10: Gebruik dit product na overleg met uw arts als u huid- of andere medische problemen heeft.
- 11: Blijf tijdens het gebruik niet langer dan 3 seconden op een gebied, beweeg regelmatig om het te gebruiken.
- 12: Gebruik het niet als de huid rood, geïrriteerd of geïnfecteerd is.
- 13: Gebruik dit product niet op wonden.

Componenten

- A: Aan/uitknop
- B: Turbo mode
- C: LED weergave
- D: USB oplaadpunt
- E: Rollerkopstuk verwisselknop
- F: Rollerkopstuk
- G: Schoonmaakborsteltje
- H: USB oplaadkabel
- I: Beschermhoesje



Opladen

Attentiepunt: Laad het apparaat bij het eerste gebruik volledig op voordat het gebruikt wordt.

De eeltverwijderaar heeft een oplaadpunt onderaan (zie figuur hiernaast) waarmee het apparaat opgeladen kan worden. Er zal een lampje branden als de eeltverwijderaar oplaadt. Na ongeveer (max.) drie uren zal het apparaat volledig opgeladen zijn en het lichtje zal vanzelf uitgaan. Voor extra zekerheid haal de stekker na het opladen uit het oplaadpunt.

Gebruik

Kopstuk verwisselen

1) Vervang de rolkop als volgt: kies de geschikte rolkop op basis van de ruwheid van de huid en het verwachte effect. Om de rolkop te vervangen, zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en verwijder de rolkop door op de vervangknop aan de zijkant van het apparaat te drukken. Trek de rolkop voorzichtig weg van het apparaat.

2) Plaats de nieuwe rolkop in het apparaat door de pinnen aan de zijkanten van de rolkop in te drukken en de kop in het apparaat te steken. Hierna zal er een 'klik' geluid gehoord worden wat betekent dat de rolkop goed bevestigd is. Controleer vóór gebruik of de rolkop stevig op het apparaat is bevestigd.

Eelt verwijderen

Dit product is ontworpen voor de droge en ruwe hand-, voet- of hielhuid en zou niet voor andere delen van het lichaam gebruikt moeten worden

- 1: Zorg ervoor dat het apparaat genoeg accu heeft voordat gestart wordt.
- 2: Reinig of verzacht de huid en droog de huid vervolgens om het beste resultaat te garanderen. Gebruik dit product niet als er een wond of bloeding op uw huid zit.
- 3: Gebruik de rolkop voorzichtig voor gedurende 2-3 seconden op het droge en ruwe huidgebied en ga zo verder naar een ander huidgebied. Druk niet te strak, laat de rolkop zachtjes over de huid glijden. Als te strak geduwd wordt, stopt het product met werken.
- 4: Tijdens het gebruik kunt u stoppen en controleren of u tevreden bent met de staat van de eeltverwijdering. Als dit niet het geval is, kunt u nog eens 2-3 seconden op dit zelfde gedeelte blijven totdat u het gewenste effect ziet.
- 5: Spoel de huid af of gebruik een natte handdoek om de huid opnieuw te reinigen.
- 6: Schakel na gebruik het apparaat uit en reinig het apparaat op tijd. Bewaar dit product op een droge, geventileerde en koele plaats

3 verschillende rolkoppen

Fijne rolkop: geschikt voor eelt op de handen, gespannen dode huid en meer delicate huidverzorging



Reguliere rolkop: geschikt voor nieuw gevormde eelt en normale huidverzorging



Grove rolkop: geschikt voor hardnekkig dik eelt en dode huid



Technische parameters

Opladen vermogen: 5V
Oplaadtijd: 2-3 uren
Gebruikstijd: 3 uren

Vragen/opmerkingen?

Bereik ons via:

- Klantenservice bol
- Rechtstreeks onze eigen mail: info@louzella.com