

Calmenta

XXL voetenbad



CE

Beste lezer,

Bedankt voor het aanschaffen van het Calmenta XXL Voetenbad.

Het Calmenta XXL voetenbad is voorzien van automatisch roterende massagerollers, een infrarood- en een bubbelmassagesysteem. Doordat de warmte, de infraroodstraling en de massage zorgt dat jouw bloedsomloop verbetert, herstelt het lichaam sneller. Een sessie is goed voor het verbeteren van doorbloeding, bevordering van celregeneratie, revitalisering en activering van de voeten, los maken van verkrampte spieren, verlichten van vermoeidheid, bevorderen van de nachtrust, verminderen van stress en pijn. Genezingsprocessen in het lichaam worden gestimuleerd. Ideaal voor sporters of mensen met voet- en beenklachten!

Niet alleen je voeten en benen komen tot rust en raken vrij van klachten. Ontspan en ontstress van de dagelijkse druk.

⚠ Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor de verzorging van uw voeten. Gebruik het apparaat niet voor een doel anders dan waarvoor het bedoeld is.

Inhoudsopgave

1. Technische gegevens	pag. 4
2. Inhoud verpakking	pag. 4
3. Waarschuwing	pag. 5-7
4. Toepassing	pag. 8
5. Gebruik	pag. 9-10
6. Opslag en onderhoud	pag. 11
7. Garantie	pag. 12

1. Technische gegevens

Model	XXL voetenbad KW610
Water inhoud	12 liter
Gewicht	4,8KG
Temperatuur instelling	35 °C - 48°C
Maat voetenbad	40x35x28cm
Vermogen	500W
Materiaal	ABS
Netaansluiting	220-230V, 50Hz

2. Inhoud verpakking

Let op bij het uitpakken van de verpakking dat alle onderdelen aanwezig zijn.

- Voetenbad
- De handleiding
- Afstandsbediening
- Wieltjes voor onder het voetenbad

⚠ Voor gebruik lezen ⚠

3. ⚠ Belangrijke waarschuwingen ⚠

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 10 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, wanneer zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Houd kinderen bij gebruik van dit apparaat onder toezicht.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden.
- Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen.
Verstikkingsgevaar.
- Als de netkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze door de fabrikant, diens klantenservice of de verkoper van het product worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Gebruik alleen de meegeleverde netvoeding adapter.
- Gebruik het apparaat in twijfelgevallen niet en neem contact op met de verkoper of met de klantenservice van Calmenta.
- Gebruik het apparaat niet meer wanneer hieruit water lekt.
- Het apparaat heeft een heet oppervlak. Personen die niet gevoelig zijn voor hitte moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van dit apparaat.
- Wikkel het snoer niet strak om het bad.
- Gebruik het voetbad niet in de badkamer of douche of vlak bij een wastafel met water.
- Bedien het bad alleen met droge handen.
- Zorg dat het bad alleen gebruikt wordt door mensen die deze instructies kunnen lezen en begrijpen.
- Stel vóór gebruik vast of het apparaat en de accessoires geen zichtbare schade vertonen.
- Open in geen geval de behuizing.
- Gebruik het bad niet als het apparaat of het snoer beschadigd is. Breng in dat geval het bad terug voor reparatie.

- Probeer het apparaat niet zelf te wijzigen of te repareren. Zijn er beschadigingen of werkt het apparaat niet of niet naar behoren, neem dan zo snel mogelijk contact met de verkoper op of de klantenservice van Calmenta.
- Door ondeskundige reparaties kunnen er voor de gebruiker aanzienlijke gevaren ontstaan.
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het in deze gebruiksaanwijzing aangegeven doel. De verkoper of fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade die door ondeskundig of lichtzinnig gebruik is ontstaan.
- Schakel het apparaat direct uit wanneer er tijdens het gebruik een storing mocht optreden, en haal de stekker uit het stopcontact.
- Niet aan het netsnoer trekken, het niet verdraaien of dubbelknikken. Geen naalden of scherpe voorwerpen erin steken.
- Let erop dat het netsnoer niet over scherpe of puntige voorwerpen wordt gelegd of getrokken.
- Steek de stekker in een stopcontact dat is beschermd tegen vocht, nattigheid en spatwater.

Waarschuwing: elektrisch apparaat

Zoals elk elektrisch apparaat moet ook dit voetbad voorzichtig en omzichtig worden gebruikt, om het risico van een elektrische schok te vermijden.

Gebruik het apparaat:

- alleen met de op het apparaat vermelde netspanning;
- nooit als het apparaat of toebehoren zichtbare schade heeft;
- niet tijdens onweer.

- Schakel het apparaat in het geval van defecten direct uit en ontkoppel deze van de stroomaansluiting.
- Trek niet aan de stroomkabel om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Houd of draag het apparaat nooit aan de stroomkabel.
- Houd afstand tussen de kabels en warme oppervlakken.

- U mag het voetenbad nooit op het elektriciteitsnet aansluiten wanneer uw voeten al in het water zijn.
- Bij een beschadiging van het apparaat kan dit tot levensgevaarlijke elektrische schokken leiden.
- Let erop dat de stekker en de kabel niet met water of andere vloeistoffen in contact komen.
- Dompel het apparaat nooit onder water. Grijp in geen enkelgeval naar een apparaat wat in het water is gevallen. Haal direct de stekker uit het stopcontact

Gebruik het apparaat:

- uitsluitend binnenshuis in droge ruimten (bijv. nooit in de badkamer, sauna);
- uitsluitend met droge handen.

Waarschuwing: brandgevaar

Bij niet vakkundig gebruik volgens de beschikbare gebruiksaanwijzing bestaat eventueel brandgevaar!

Gebruik het massageapparaat daarom:

- nooit onder een afdekking, bijv. een deken of een kussen;
- nooit in de buurt van benzine of andere licht ontvlambare stoffen.

4. Toepassing

- Na ieder gebruik en voor iedere reiniging moet het apparaat worden uitgeschakeld.
- Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact, voordat u het wilt verplaatsen of reinigen.
- Bescherm het apparaat tegen hoge temperaturen.
- Ga niet in het voetenbad staan.
- Het apparaat mag tijdens het vullen niet op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
- Zorg dat de kabel struikelvrij neergelegd wordt.

5. Gebruik

Het apparaat beschikt over 5 knoppen.

- 1) Aan/uit van het apparaat
- 2) Temperatuur instellen
- 3) Massage rollers activeren en uitzetten
- 4) Bruiswerking en infraroodlicht regeling
- 5) Timer

⚠ Let op: gebruik het apparaat niet zonder water en ga niet in het voetenbad staan.

Aan/uit van het apparaat

Druk op on/off-knop om het apparaat aan en uit te schakelen.

Temperatuur instellen

De temperatuur van het voetenbad kunt u gemakkelijk bedienen door de toets "temperature setting" te gebruiken. U kunt kiezen tussen 35 en 48 graden.

Massage rollers

Het apparaat bevat 4 automatische massagerollers en 2 verticale 3D massagerollers. De rollers kunt u activeren en weer uitschakelen. Dit doet u door te drukken op de knop "Massage". De rollers zullen beginnen te draaien. Om de massage rollers weer uit te schakelen, drukt u nogmaals op de "Massage" toets.

Bruiswerking en infraroodlicht regeling

Op moment van inschakelen, start automatisch de bruiswerking en infraroodlicht. Om de bruismassage (met infraroodlicht) weer uit te schakelen, drukt u één keer op de "Bubble Red Light"-knop. Om alleen de bruismassage in te stellen, drukt u eenmaal op de "Bubble red light"-knop. Indien u nogmaals drukt, zal ook het infraroodlicht worden geactiveerd. Let op: De druk van de bruiswerking is zeer laag.

Het voetenbad is bedoeld voor de ultieme massage van de voeten en is voornamelijk gericht op massage.

Timer

U kan kiezen uit een sessie van 10, 20, 30, 40, 50, 60 minuten. Wij raden aan nooit langer dan 60 minuten het voetenbad te gebruiken om oververhitting te voorkomen.

Afstandsbediening

De afstandsbediening heeft exact dezelfde gebruikshandleiding als het display op het apparaat.

6. Opslag en onderhoud

⚠ Haal de stekker na gebruik altijd uit het stopcontact.

Reiniging

- Na gebruik spoelt u het apparaat met leidingwater uit.
- U kunt het bubbelmassage voetenbad met een mild huishoudelijk schoonmaakmiddel (niet-schuimend) uitwassen, zoals neutrale azijn.
- Niet in de was doen of chemisch reinigen.

Opslagtips

- Bewaar het product in een koele, droge plaats.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Bewaar het product niet in een vochtige omgeving.

Afvalverwerking

Houd u bij het afdanken van materiaal aan de plaatselijke voorschriften. Verwijder het apparaat volgens de richtlijn 2002/96/EG met betrekking tot elektrisch en elektronisch afval – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bij vragen kunt u zich tot de voor de opslag van afval verantwoordelijke gemeentelijke instantie wenden.

7. Garanties

Calmenta geeft 2 jaar beperkte garantie vanaf de aankoopdatum.

Er kan alleen aanspraak op garantie worden gemaakt als de koper:

- Een kopie van de factuur/aankoopbon bezit.
- Als het product in originele staat is.

Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn:

- Slijtage die veroorzaakt is door normaal gebruik of verbruik van het product.
- Met dit product meegeleverde toebehoren die bij correct gebruik slijten of verbruikt worden (bijvoorbeeld batterijen, accu's, manchetten, afdichtingen, elektroden, lampen, opzetstukken en inhalatortoebehoren).
- Producten die oneigenlijk en/of anders dan vermeld in de bepalingen van de gebruiksaanwijzing gebruikt, gereinigd, opgeborgen of onderhouden zijn en producten die door de koper of door een niet door Calmenta geautoriseerd servicecenter geopend, gerepareerd of omgebouwd zijn.
- Schade die tijdens het transport tussen fabrikant en klant en/of tussen servicecenter en klant ontstaan.
- Producten die als B-stockartikelen of als gebruikte artikelen gekocht zijn.
- Gevolgschade die op een gebrek van dit product berust (voor dit geval kunnen echter aanspraken uit productaansprakelijkheid of uit andere dwingende wettelijke aansprakelijkheid bepalingen bestaan).

Neem contact met ons op via info@calmenta.nl als er problemen zijn met uw product.