

Handleiding voor de Wax Therapie Machine van Smart-Shop

Inleiding: De Wax Therapie Machine van Smart-Shop is ontworpen om een zijdezachte, gezonde huid te creëren met een stralende gloed. Deze handleiding begeleidt je stap voor stap bij het gebruik van de machine voor optimale resultaten.

Voordelen:

- Creëer zijdezachte handen en voeten met de Wax Therapie Machine.
- Verwarm de was voor een ultieme spa-ervaring.
- Ideaal voor thuisgebruik met een eenvoudige bediening.
- Geschikt voor haarverwijdering spa behandelingen.
- Ontspannende behandeling voor gezicht, handen, voeten en haarverwijdering.

Stap 1: Voorbereiding: Plaats de Wax Therapie Machine op een vlakke ondergrond in een goed geventileerde ruimte. Zorg ervoor dat de machine is uitgeschakeld en dat het deksel open is.

Stap 2: Vullen van de Machine: Voeg de paraffinewas toe aan de machine volgens de instructies in de handleiding. Sluit het deksel stevig om te voorkomen dat er warmte ontsnapt tijdens het verwarmingsproces.

Stap 3: Instellen van de Temperatuur: Sluit de machine aan op een stopcontact en stel de temperatuur in op het gewenste niveau, tot maximaal 70 °C. Wacht tot de was volledig gesmolten en op de juiste temperatuur is voordat je verder gaat.

Stap 4: Aanbrengen van de Was: Dompel het gewenste huidgebied in de gesmolten was of gebruik een speciale applicator om de was gelijkmatig aan te brengen. Laat een randje vrij rond de huid om te voorkomen dat de was aan de randen blijft plakken.

Stap 5: Behandelingstijd: Laat de was op de huid afkoelen en stollen gedurende de aanbevolen tijd, meestal enkele minuten. Ontspan en geniet van de warme, verzachtende sensatie op je huid.

Stap 6: Verwijderen van de Was: Zodra de was volledig gestold is, verwijder je deze voorzichtig door aan een rand te trekken. De was moet gemakkelijk loskomen en een gladde, zachte huid achterlaten.

Stap 7: Nazorg: Gebruik een vochtinbrengende lotion om de gehydrateerde huid te verzorgen en te beschermen na de behandeling. Herhaal de behandeling indien nodig voor blijvende resultaten.

Veiligheidsinstructies:

- Controleer altijd de temperatuur van de was voordat je deze op de huid aanbrengt.
- Gebruik de machine niet op gebroken of geïrriteerde huid.
- Raadpleeg een arts voordat je de machine gebruikt als je medicijnen gebruikt die de huid beïnvloeden.

Met deze eenvoudige stappen en de Wax Therapie Machine van Smart-Shop geniet je snel van zijdezachte handen en voeten waar je trots op kunt zijn!