

Handleiding voor de Yurda Massage Gun

Bedankt voor het kiezen van de Yurda Massage Gun, vervaardigd door YURDA TRDAES BV. Deze handleiding bevat alle informatie die je nodig hebt om optimaal gebruik te maken van je massage gun. Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@yurda.nl.

Inhoudsopgave:

1. Inleiding
2. Veiligheidsinstructies
3. Inhoud van de Verpakking
4. In elkaar zetten van de Massage Gun
5. Gebruik van de Massage Gun
6. Onderhoud en Schoonmaak
7. Probleemoplossing
8. Garantie-informatie

1. Inleiding:

De Yurda Massage Gun biedt een geavanceerde oplossing voor spierherstel en ontspanning. Deze handleiding helpt je bij het veilig en effectief gebruiken van je massage gun.

2. Veiligheidsinstructies:

- Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat je de massage gun gebruikt.
- Houd de massage gun buiten bereik van kinderen.
- Gebruik de massage gun niet op open wonden, gezwollen of ontstoken gebieden.
- Stop met het gebruik van de massage gun als je pijn of ongemak ervaart.
- Raadpleeg een arts voordat je de massage gun gebruikt als je gezondheidsproblemen hebt.

3. Inhoud van de Verpakking:

- Yurda Massage Gun
- Opzetstukken (6 stuks)
- Oplader
- Handleiding

4. In elkaar zetten van de Massage Gun:

- Plaats het gewenste opzetstuk stevig op de massage gun.
- Zorg ervoor dat de massage gun volledig is opgeladen voordat je deze gebruikt.

5. Gebruik van de Massage Gun:

- Druk op de aan/uit-knop om de massage gun in te schakelen.

- Gebruik de knoppen om de snelheid aan te passen naar jouw voorkeur.
- Plaats de massage gun op het gewenste spiergebied en beweeg langzaam in de richting van de spiervezels.
- Gebruik de massage gun niet langer dan 15 minuten per sessie.

6. Onderhoud en Schoonmaak:

- Schakel de massage gun uit en haal de oplader uit het stopcontact voordat je gaat schoonmaken.
- Gebruik een vochtige doek om de massage gun schoon te maken. Gebruik geen alcohol of oplosmiddelen.
- Bewaar de massage gun op een koele, droge plaats.

7. Probleemoplossing:

- Als de massage gun niet goed werkt, controleer dan of deze volledig is opgeladen en of de opzetstukken correct zijn geplaatst.
- Neem contact op met onze klantenservice als je problemen blijft ervaren.

8. Garantie-informatie:

YURDA TRDAES BV biedt een garantieperiode van 12 maanden op de Yurda Massage Gun. Neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie over garantieclaims.

Bedankt voor het lezen van onze handleiding. Wij wensen je veel plezier met je Yurda Massage Gun!