

Voorhoofd
Snelgids

Hoe de voorhoofdthermometer gebruiken?

- 1** Zet de thermometer aan door op de aan-knop te drukken.
(Tip: De weergave "Lo" betekent dat de gemeten temperatuur laag is)
- 2** Plaats de thermometer aan de slaap van het voorhoofd op een afstand tussen 0 en 3cm.
- 3** Druk op de aan-knop voor 1 à 2 seconde.
- 4** U kunt de temperatuur nu aflezen.
- 5** Als het wenkbrauwgebied bedekt is met haar, zweet of vuil, maak het gebied dan vooraf schoon om de leesnauwkeurigheid te verbeteren.
- 6** Controleer altijd of de lens schoon is.

Hoe de ruimte/objecten meten?

- 1** Zet de thermometer af (indien nodig).
- 2** Klik op de "M/mute"-knop voor 3 seconden, tot je  ziet.
- 3** Druk vervolgens op de aan-knop.
- 4** Hou de thermometer 1-3 cm van het object.
- 5** Klik 1 seconde op de aan-knop om te meten.
- 6** Bij het horen van een piep, kan je de meting aflezen.
- 7** Houd er rekening mee dat de kamertemperatuur alleen als referentie dient.
- 8** Gelieve de thermometer niet uit te lijnen met een warmte- of koude bron, zoals airconditioners, kachels, lampen etc. De werkelijke temperatuur kan hierdoor verschillen van de temperatuur aangegeven door de thermometer.



De normale lichaamstemperatuur is verschillend per locatie. Daarom moeten de meetresultaten van verschillende plaatsen niet direct met elkaar worden vergeleken.

Hoe de thermometer reinigen?

- Reinig het omhulsel van de thermometer met een licht vochtig zacht doek en droog het geheel zachtjes af met een stuk tissuepapier. Let erop dat u geen krassen maakt op het oppervlak van het optische filter en het digitale beeldscherm.



Let op:

- Gebruik alleen wattenstaafjes gedrenkt in watervrije ethanol om de optische filter te reinigen.
- Houd de optische filter uit de buurt van water tijdens het reinigingsproces.
- De optische filter kan krassen krijgen als het wordt gereinigd met een stuk tissuepapier, wat resulteert in onnauwkeurige metingen.
- Laat de optische filter niet in contact komen met harde voorwerpen.
- Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen, verdunningsmiddelen of benzine voor het reinigen.
- Dompel nooit een deel van de thermometer onder in vloeistof en laet geen vloeistof in het apparaat komen.

Hoe het geluid van de thermometer af/aan zetten?

- Zet de thermometer aan door op de aan-knop te drukken.
- Als de thermometer aanstaat, houdt u de toets "M/Mute" gedurende 2 à 3 seconden ingedrukt om over te schakelen van stilte naar lude modus.



Hoe switch ik van °C/°F?

- 1 Open het batterijklepje.
- 2 Gebruik de schakelaar om de °C/°F te wijzigen.



Hoe de opgeslagen metingen controleren?

- 1 Zet de thermometer aan door op de aan-knop te drukken.
- 2 Druk op de toets "M/Mute" om naar de geheugenmodus te gaan.
- 3 Druk nogmaals op deze knop om de 35 geheugensets te controleren.

Als er geen waarde is opgeslagen geweest, dan wordt "---MT" weergegeven.