

Gebruik dermaroller 0.3 mm

In tegenstelling tot de langere naalden, kun je de titatium dermaroller 0.3 mm dagelijks gebruiken voor een betere opname van huidverzorgingsproducten. Deze kleine naalden helpen je niet om nieuw collageen op te bouwen, maar de huid wordt er wel beter van, omdat jouw huidverzorgingsproducten beter worden opgenomen.

Reinigen dermaroller 0.3 mm

Het goed reinigen van de dermaroller is essentieel als je het veilig wilt doen. Daarom een aantal belangrijke punten met informatie hierover.

Wat heb je nodig om de dermaroller schoon te maken?

- 80% alcohol
- Een dermaroller houder of een andere kleine cup
- Heet stromend water
- Papieren doekje

Goed schoonmaken

Voordat je de dermaroller gebruikt, moet je deze besprenkelen met 80% alcohol. Zodra je de dermaroller gebruikt hebt, moet je deze eveneens desinfecteren.

Hoe doe je dat?

- Bespray de rollerkop of giet de 80% alcohol in de dermaroller opslagcontainer of in een andere schone cup. Het hoofd van de dermaroller moet helemaal worden bedekt / besprayed met alcohol.
- Laat de alcohol zeker 2 minuten intrekken en verdampen.
- Laat de dermaroller daarna drogen op een papieren doekje of keukenrol.

Berg de dermaroller daarna netjes op in de opbergdoos of container. Je moet deze reiniging na elke behandeling doen.

Let op: plaats de dermaroller nooit in kokend water of in een vaatwasser. Dit kan de naalden permanent beschadigen.