

TM&DY

Groot Verwarmingskussen

Gebruiksaanwijzing

Lees deze instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstig gebruik

VERPAKKINGSINHOUD

1 x Warmtekussen

1x Gebruiksaanwijzing

1x Afstandsbediening

VOORZORGS INSTRUCTIES

De voorzorgs instructies in dit hoofdstuk en in deze handleiding worden aangeduid met specifieke symbolen. Begrijp deze symbolen en hun definities voordat u deze apparatuur bedient. De definitie van deze symbolen is als volgt:

Teksten met een "LET OP"-indicator geven uitleg over mogelijke veiligheidsovertredingen die licht tot matig letsel of schade aan apparatuur kunnen veroorzaken.

Teksten met een "WAARSCHUWING"-indicator geven uitleg over mogelijke veiligheidsovertredingen die mogelijk ernstig letsel en schade aan apparatuur kunnen veroorzaken.

Teksten met een "GEVAAR"-indicator geven uitleg over mogelijke veiligheidsovertredingen die dreigende gevaarlijke situaties zijn die de dood of ernstig letsel tot gevolg kunnen hebben.

Tekst met een "Explosiegevaar"-indicator geeft uitleg over mogelijke veiligheidsovertredingen als deze apparatuur wordt gebruikt in de aanwezigheid van ontvlambare anesthetica.

OPMERKING: Door deze handleiding heen staan "OPMERKINGEN". Dit is nuttige informatie voor het specifieke gebied of de functie die wordt beschreven

LET OP: Brandwond of huidletsel

De voorzorgs instructies in dit hoofdstuk en overal in deze handleiding worden aangeduid met specifieke symbolen. Begrijp deze symbolen en hun definities voordat u deze apparatuur bedient. De definitie van deze symbolen is als volgt:

NIET gebruiken als de warmtefolie nat is

NIET proberen het product te drogen door het aan te sluiten op de voeding.

NIET gebruiken tijdens het slapen, en NIET op de verwarmingsdeken zitten of hem platdrukken.

NIET aan het snoer trekken en het snoer NIET als handvat gebruiken.

NIET gebruiken bij baby's of kleine kinderen, het kan alleen gebruikt worden bij kinderen vanaf 8 jaar als ze instructies hebben gekregen over hoe ze het product veilig kunnen gebruiken.

NIET chemisch reinigen om schade aan de verwarmingselementen te voorkomen en aanbevolen wordt om het met de hand te wassen met water van minder dan 40 °C (104 °F).

Plaats de controller NIET onder water. Als de voedingskabel vuil wordt, veeg deze dan af met een zachte doek en reinig het oppervlak met een neutraal reinigingsmiddel.

Haal voor het reinigen eerst de stekker uit het stopcontact.

Voor opslag en gebruik, NIET overmatig vouwen of draaien, anders kunnen de verwarmingsdraden beschadigd raken.

Gooi de wikkel weg als de binnenbekleding tekenen van beschadiging vertoont.

Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van de wrap op niet-commerciële personen.

PRODUCTSPECIFICATIES

Model	FY-HW2550
Naam	Verwarmingskussen
Ingangsspanning (AC)	AC 220-240V 50Hz
Nominaal energieverbruik	135W
Temperatuur niveau	10 niveaus (1-10)
Timer	45 / 90 / 120 minuten
Afmetingen product	24 (L) * 39 (B) inch/60 * 100cm
Materiaal	Flanel + Niet-geweven stof

BEDIENING

Hoe gebruik je de TM&DY Verwarmingsdeken:

1. Sluit de regelaar aan op de verwarmingskussen;
2. Steek de stekker in een 220-240 volt stopcontact;
3. Druk op de startknop van de controller en stel de temperatuur in op de hoogste stand om de verwarmingskussen op te warmen;
4. Leg de verwarmingskussen op je rug wanneer je voelt dat de temperatuur goed is en kies een voor jou ideaal niveau;
5. De standaard timerinstelling van de verwarmingsdeken is 45 / 90 / 120 minuten. Wanneer de tijd bereikt is, stopt de verwarmingsdeken met werken en gaat het indicatielampje uit. Als u het wilt gebruiken, druk dan opnieuw op de "ON/OFF" knop.

1. Dompel de controller of het netsnoer niet onder in water.
2. Gebruik het product alleen met de meegeleverde controller.

1. Om de verwarmingsdeken te gebruiken, steek je de stekker in het stopcontact, het digitale scherm geeft 1 tot 10 temperatuurniveaus weer. Na één seconde wordt het digitale scherm zwart en is de verwarmingsdeken succesvol aangesloten op de stroomvoorziening.

OPMERKING: Als de indicator blijft knipperen op de positie van niveau 1, betekent dit dat de regelaar defect is of dat de voedingsaansluiting los zit.

2. Druk op de "ON/OFF"-knop om de verwarmingsdeken aan te zetten, en druk op de rechter temperatuurknop om de gewenste temperatuur te selecteren van niveau 1,2,3,4,5,6,7,8,9 tot 10, druk op de rechter temperatuurknop om het temperatuurniveau aan te passen tot 10 en blijf op de knop drukken, de temperatuur wordt van niveau 1 tot 10.

3. Druk op de "Timer knop" om de gewenste timer te selecteren van 45, 90, tot 120 minuten, druk op de linker Timer knop om de timer in te stellen tot 120 en ga door met het instellen van de timer van 45, 90, tot 120 minuten. Het systeem bevestigt uw keuze, de verwarmingsdeken wordt automatisch uitgeschakeld na de geselecteerde timer.

1. 10 Verwarmingsinstellingen 113 °F -158 °F/(45°C-70°C) en 3 tijdsinstellingen 45 / 90 / 120 minuten.

2. Sluit het product voor gebruik aan op de voeding en kies eerst het hoogste niveau om het product op te warmen, kies dan na 30-60 minuten het gewenste niveau.

3. De warmtedeken is 24 x 39 inch en biedt een volledige en comfortabele bedekking langs de contouren van nek, schouders en rug. Het levert doordringende kalmerende warmte om cumulatieve vermoeidheid en stijfheid te verlichten.

4. Gebruik geen bleekmiddel of wringer. Spreid het plat uit en gebruik het pas als het volledig droog is

NOTE

1. Het wordt niet aanbevolen om de verwarmingsdeken met het hoogste niveau lang te gebruiken;
2. Haal de stekker uit het stopcontact als je het apparaat niet gebruikt;
3. Machinewas of handwas in lauw/koud water met een mild wasmiddel Goed naspoelen;
4. NIET bleken. Gebruik GEEN oplosmiddelen zoals thinner of benzine;

MEERDERE DOELEINDEN

Rug	Benen
Buik	Heupen