

bodivis



Klantenservice:
0086 10 8249 0239

Lees deze instructies zorgvuldig door

Partner van Vigor Lifestyle

01 | Voorbereiding



— Het plaatsen van batterijen

Open de deksel en plaats de 4 AAA batterijen



— App

Europese en Amerikaanse klanten:
Zoek bodivis in de Apple App Store of Google Play.

Aziatische klanten:
Zoek bodivis in de Apple App Store of Google Play.
U kunt ook de QR code scannen om de app te downloaden

02 | Verbinding maken met de lichaamscompositie weegschaal

- + Open de App, registreer en log in met Twitter, Facebook of uw email adres. Verbind uw mobiele telefoon met de weegschaal en vul uw gegevens in met behulp van de App. Na het volgen van deze stappen kunt u uw meetgeschiedenis bekijken.
- + De persoonlijke informatie zal gebruikt worden voor het meten. Om de precisie van de resultaten te garanderen vragen wij u om de juiste informatie in te vullen

03 | Gebruik



- + Plaats de lichaamscompositie weegschaal op een harde en vlakke grond
- + Ga met blote voeten op de weegschaal staan zoals afgebeeld staat op de figuren. Zorg ervoor dat uw voeten goed contact maken met de geleidende platen.
- + Zodra het gewicht op de display gestabiliseerd is zal de meting beginnen. Zodra YES op het scherm verschijnt betekent het dat de meting klaar is. Stap van de weegschaal af en bekijk de resultaten in de App.

ErrF

Dit betekent dat de weegschaal niet kan meten als ErrF op het ledscherm verschijnt. Neem contact op met de klantenservice

ErrE

Dit betekent dat er een communicatiefout is als ErrE op het scherm verschijnt

O-Ld

Als O-Ld op het scherm verschijnt betekent het dat het gewicht buiten de het gewichtsbereik van de weegschaal ligt.

Lo

Als Lo op het scherm verschijnt betekent het dat de batterijen bijna leeg zijn en vervangen moeten worden.

04 | Eenheden instellen

U kunt de gewichtseenheid instellen door op de knop te drukken aan de achterzijde van de weegschaal. Kilogram of pond kan gekozen worden.



05 | Parameter



Afmeting
320*320*23 mm



Netto
gewicht
2 kg



Werkzame
temperaturen
5 ° C~40°C



Energiebron
4 AAA batteries



Maximale RF output kracht
0dBm



Gewichtsbereik
5 kg~150 kg



Draadloze
verbinding
Bluetooth 4.0
or above



Minimale
besturings-
systeem
vereiste
Android4.4
iOS10.0 or above



Gewichtseenh
eid
Kg/lb



Frequentiebereik
2400MHz-2483.5MHz

06 | Dienst na verkoop

De garantieperiode is 1 jaar. Als de weegschaal kapot is, neem dan contact op met de distributeur, verkoper, of neem direct contact met ons op. Als de garantieperiode voorbij is zullen er kosten verbonden zijn volgens de 'dienst na verkoop' regelingen.

Graag de weegschaal niet zelf uit elkaar halen

Garantie geldt niet voor de volgende gevallen:

- + Producten zonder factuur, of gewijzigde factuur
- + Defect door incorrect gebruik
- + Producten die gerepareerd zijn zonder onze toestemming

07 | Inhoud

Serienummer	Naam	Hoeveelheid
1	Lichaamscompositie weegschaal	1
2	Gebruikersaanwijzing	1

Attentie

- + Kalibratie is vereist voor nieuwe weegschalen, verplaatste weegschalen en weegschalen met nieuwe batterijen
- + Kalibratie: Plaats de weegschaal op een harde en vlakke grond, stap op de schaal met één voet en stap onmiddellijk van de schaal af wanneer er licht brandt. Wacht totdat 0.0 verschijnt op het scherm en weer verdwijnt (stap niet op de weegschaal voordat 0.0 verdwijnt). Herhaal deze stap tweemaal om zeker te zijn van stabiele data.
- + Mensen met een pacemaker of andere metalen apparaten mogen niet gebruik maken van de weegschaal om zeker te zijn van stabiele data.
- + Zwangere vrouwen mogen geen gebruik maken hiervan
Geschikte leeftijden: 7~99 jaar

Manufacturer: Tongfang Health Technology (Beijing) Co., Ltd.

Address: Room 501, building 24th, Beiqing Road No. 68, Haidian District, Beijing, P. R. China.

Website: www.bodivis.com.cn