



## **EM06 MASSAGEPISTOOL GEBRUIKERSHANDLEIDING**

### **PAGINA.1**

#### **Productdetails:**

Productnaam: Fascia-stimulator, pistoolvormig

Model: EM06

Werkspanning: 12V

Uitgangsvermogen: 12W

### **PAGINA.2**

#### **Product Layout:**

1.Mainframe

2.Batterij-indicator

3.Batterij-schakelaar

4. Oplaadpoort

5. Stroomindicator: wanneer het digitale display aan de rechterkant van het LCD-scherm 99 toont, betekent dit dat de stroom vol is, het aantal verandert geleidelijk in 80,60, 40, wat betekent dat de stroom daalt, wanneer het display nummer 20 is, is de batterij bijna leeg en moet deze worden opgeladen.

6.Versnellingsindicator: het nummer aan de linkerkant van het scherm geeft het onderstel van de machine aan. Voor versnelling 01 is de puls-frequentie 1200 tpm, als u één versnelling toevoegt, neemt de frequentie toe tot 400 tpm, de hoogste graad is 06 en de topsnelheid is 3200 tpm.

7.Verhogen of verlagen schakelaar: De +, - knop onderaan het scherm is de versnellings-schakelaar en de versnellings-schakelaar, zodra u op + knop klikt, de versnelling plus één, zodra u op - knop klikt, de versnelling min één, als u blijft drukken + of - knop vijf seconden ingedrukt, de fascia-stimulator stopt, klik op de + opnieuw op de knop en de fascia-stimulator start opnieuw.

8. Batterij: spanning 12V

## PAGE.3

### Gebbruiksaanwijzing:

1. Wanneer u de batterij schakelaar in de "AAN" -positie zet, licht de batterij-indicator op, het scherm licht op, de twee cijfers aan de rechterkant van het scherm vertegenwoordigen het batterijvermogen, 99 / 80/60/40/20 geeft het vermogen aan van vol naar laag.
2. Selecteer, afhankelijk van de behoeften van verschillende delen van de massage, de juiste massagekop om in het ronde gat voor de fascia-stimulator te steken.
3. Klik op de + knop onderaan het scherm en de fascia-stimulator begint te lopen, het nummer linksboven op de scherm vertegenwoordigt de versnellings positie, elke klik; + knop, verhoog de versnellings positie met één versnelling, 01 snelheid is 1200 tpm, elke extra versnelling verhoogt de snelheid met 400 tpm, de hoogste versnelling is 06 versnellingen en de snelheid is 3200 tpm. Zodra u op - knop klikt, wordt de machine min één versnelling .In elke versnelling positie (01-06), lang indrukken + of -vijf seconden ingedrukt houdt, stopt de fascia-stimulator met werken.
4. Nadat de massage is voltooid, zet u de batterij schakelaar uit naar de "UIT" -positie en wordt het scherm uitgeschakeld.
5. Om de machine te beschermen, stopt de fascia-stimulator automatisch als deze langer dan 10 minuten continu draait, of als de perskracht te groot is, zet hem dan weer aan als u hem wilt blijven gebruiken.

### Gebbruiksaanwijzing van de batterij:

wanneer de batterij leeg is, heeft deze 2-3 uur nodig om volledig op te laden. De werktijd van de batterij wordt bepaald door de versnelling positie. De batterij-aan-indicator licht op wanneer de batterij wordt opgeladen, deze verandert van rood naar groen. Voor uw veiligheid mag u de machine nooit inschakelen wanneer de batterij wordt opgeladen .

### Veiligheidsinstructies:

Om het risico op elektrische schokken, brand en persoonlijk letsel te verminderen, moet dit product worden gebruikt in overeenstemming met de volgende instructies.

1. Alleen toegestaan voor volwassenen.
2. Dit apparaat kan het oppervlak van de huid niet direct masseren om letsel aan de huid te voorkomen, het massage gebied moet worden gedragen na het dragen van droge en schone kleding of een schone en droge handdoek, u moet voorzichtig drukken en bewegen, de massage tijd van hetzelfde deel kan niet langer zijn dan 60 s.
3. Gebruik hoge snelheid en hoge druk alleen voor zachte weefsel delen van het lichaam zonder pijn en ongemak te veroorzaken, gebruik geen hoge snelheid en hoge druk op het hoofd en eventuele botdelen van het lichaam.
4. Kies volgens de massage behoeften van verschillende onderdelen de juiste massagekop.
5. Frequent gebruik van hoge snelheid hoge druk om druk uit te oefenen op hetzelfde deel zal schaafwonden veroorzaken, als u zich pijnlijk en ongemakkelijk voelt, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
6. Vinger, haar of een deel van het lichaam, blijf uit de buurt van de telescopische staaf van het apparaat en het waterafvoergat van de motor om beknelling .
7. Plaats niets in het koellichaam van de motor.
8. De apparatuur mag niet in het water worden verspreid, laat het water uit het kogelgat van de motor nooit in de apparatuur komen.
9. Gooi dit apparaat niet weg en misbruik het niet.
10. Gebruik alleen de originele oplader om op te laden.
11. Controleer uw apparaat en batterij zorgvuldig voor elk gebruik.
12. Breng geen persoonlijke wijzigingen aan de apparatuur aan.
13. Laat het apparaat niet draaien en laad het apparaat niet op in een onbemande staat.

### Onderhoud:

1. Veeg het oppervlak van het apparaat af met een licht vochtige handdoek en droog het af met een zachte doek.

2. Als u het apparaat voor langere tijd opbergt of op reis gaat, scheidt u het van de batterij en plaatst u het in de originele hoes van het apparaat.

**Waarschuwing:**

1. Blijf niet in het water, houd de machine uit de buurt van vloeistoffen en warmtebronnen om ervoor te zorgen dat de koelgaten van de motor vrij zijn van stof en vuil.
2. Verwijder de schroeven niet zelf.
3. Schakel het apparaat na een uur gebruik uit en gebruik het na een half uur rust.
4. Verwijder de oplader van de batterij na het opladen en gebruik het apparaat niet tijdens het opladen.
5. Het gebruik van dit apparaat voor het gewonde deel van het lichaam is verboden zonder overleg met de arts.

**Disclaimer:**

lees de handleiding zorgvuldig voordat u deze apparatuur gebruikt, gebruik deze apparatuur correct in overeenstemming met de instructies. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies voor de klant veroorzaakt door onjuist gebruik van deze apparatuur, zoals uitgelegd. gebruik dit apparaat zonder toestemming van uw arts in geval van: zwangerschap, diabetes en complicaties, neuropathie of schade aan het netvlies, slijtage van een pacemaker, onlangs een operatie ondergaan, migraine, uitpuilende schijf of spinale ontsteking, recentelijk heeft u een spiraaltje gehad of heeft u gezondheidsproblemen. U moet eerst uw arts raadplegen en gebruiken met toestemming van uw arts.

**PAGINA.5**

We bestuderen de effecten van het apparaat op specifieke medische aandoeningen, hierdoor kunnen de bovenstaande taboe symptomen niet gedetailleerd genoeg zijn, als u zich niet lekker voelt, stop dan met het gebruik, volg het advies van een arts of fysiotherapeut.

**Garantie-instructies:**

We bieden garantie voor batterij, motor, controller van 6 maanden, garantie op andere slijtdelen van drie maanden.

Behalve tijdens:

1. Schade aan deze apparatuur veroorzaakt door door de mens veroorzaakte onjuiste bediening of transport.
2. Ongeoorloofde verwijdering en reparatie van deze apparatuur.
3. Heeft de gebruiksaanwijzing niet gevolgd.
4. Overbelast gebruik van deze productontwerp parameter.
5. Schade als gevolg van de ongewoon slechte opslag- of onderhoud omgeving van de klant.
6. Geen bewijs van aankoopdatum kunnen overleggen.

**PAGINA.6**

**Product Garantiekaart**

Klantnaam:		Geslacht:		Leeftijd:	
Adres:					
Productnaam en model:				Telefoonnummer:	
Plaats van aankoop:				Datum van aankoop:	
Telefoonnummer agentschap:				Naam	
fabrikant:				Telefoonnummer:	

Waar heeft u over het product gehoord?

- Speciaalzaak     Markt     Supermarkt hypermarkt     Medisch systeem

familieleden geïntroduceerd

Krant

Telefoon

Overig

## CERTIFICERING

Productnaam:

Model:

Inspecteurs:

Fabricagedatum: