

# TechNow Massage Gun

## Nederlandse Handleiding



## Inhoud

1. Veiligheidswaarschuwingen
2. Gebruiksaanwijzingen
3. Gebruik
4. Functies van de knoppen
5. Overig

## Veiligheidswaarschuwingen

- Lees eerst alle veiligheidswaarschuwingen en de instructies. Het niet opvolgen van de veiligheidswaarschuwingen en de instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat.
  - Bewaar de veiligheidswaarschuwingen en de instructies zodat u deze later kunt raadplegen.
  - Om het risico van een elektrische schok, brand en persoonlijk letsel te verkleinen, moet dit product worden gebruikt in overeenstemming met de volgende instructies.
  - Het apparaat is enkel geschikt voor huishoudelijk gebruik. Het apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik.
  - Het gebruik van dit apparaat door kinderen of personen met een lichamelijke, zintuiglijke, geestelijke of motorische handicap of een gebrek aan ervaring en kennis, kan gevaren opleveren. Degenen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid moeten duidelijke instructies geven of toezicht houden op het gebruik van het apparaat.
  - Bij misselijkheid, duizeligheid of een ander lichamenlijk ongemak, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van dit apparaat en een arts raadplegen.
- Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Het apparaat is niet geschikt voor gebruik buitenshuis.
  - Gebruik het apparaat alleen in een omgeving met een omgevingstemperatuur tussen 10°C en 35°C. Sla het apparaat alleen op in een omgeving met een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 45°C.
  - Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving en sla het daar niet in op. De luchtvochtigheid mag nooit hoger zijn dan 80%.
  - Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
  - Gebruik het apparaat niet wanneer onderdelen daarvan beschadigd of defect zijn. Neem in dat geval eerst contact op met de verkoper.
  - Houd uw haar, sieraden en andere voorwerpen uit de buurt van de bewegende onderdelen.
  - Om beklemming te voorkomen dient u uw vingers, haar en andere lichaamsdelen uit de buurt van de as en de achterkant van de massagekop te houden.
  - Houd de koelgaten aan de achterkant van de motor vrij van blokkades en steek geen voorwerpen in de koelgaten.
  - Zorg ervoor dat het apparaat door slechts één persoon tegelijk wordt gebruikt.
  - Open het apparaat niet zonder overleg met uw dealer.
  - Gebruik het apparaat alleen op een droog en schoon oppervlak van het

lichaam door het per gebied ongeveer 60 seconden licht aan te drukken en over het lichaam te bewegen.

- Gebruik de massage gun alleen op het beoogde zachte weefsel van het lichaam, zodat er geen pijn of ongemak wordt veroorzaakt.
- Gebruik het apparaat niet op het hoofd, harde lichaamsdelen of botten.
- Gebruik het apparaat niet als je moe bent, medicatie hebt ingenomen of alcohol hebt genuttigd.

## **Gebruiksaanwijzingen**

- Laad de batterij maximaal 3,5 uur volledig op voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
- Om de batterij op te laden, sluit u het DC-uiteinde van de meegeleverde adapter aan op de oplaadpoort van de batterij en steekt u de stekker van de kabel in het stopcontact.
- De led-lampjes knipperen om het batterijniveau aan te geven en om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen.
- Als de oplader is aangesloten, knipperen de led-lampjes op het apparaat om het batterijniveau en de oplaadstatus aan te geven.
- Wanneer alle led-lampjes stoppen met knipperen en blijven branden, is de batterij volledig opgeladen.
- De batterij kan op elk moment en op elk niveau worden opgeladen.
- Wij raden u aan de batterij niet volledig te ontladen tot het rode led-niveau.
- Wanneer het batterijpercentage lager is dan 20%, branden de rij led-lampjes

aan de onderkant van het apparaat rood.

- Wanneer het batterijpercentage lager is dan 10%, wordt in het venster van het power-display EI weergegeven, om aan te geven dat het apparaat opgeladen dient te worden.
- Wij ontraden u het om het apparaat te gebruiken tijdens het opladen!

## **Gebruik**

- Schakel het apparaat in door de schakelaar aan de onderkant van de batterij in de AAN-stand te zetten wanneer deze in de UIT-stand staat.
- Masseer het gewenste lichaamsdeel met de gewenste snelheid en de benodigde druk.
- Klaar met gebruik? Laat het apparaat niet onbeheerd achter. Schakel het apparaat uit door aan de schakelaar aan de onderkant van de batterij in de UIT-stand te zetten wanneer deze in de AAN-stand staat

## **Functies van de knoppen**

- Schakelaar: Zet het apparaat aan of uit door gebruik te maken van de schakelaar aan de onderzijde.
- Touchscreen:
  - Aan/uit knop: Druk op de knop om de massagefunctie te starten of te beëindigen.
  - +/- knop: Druk op de + knop om de snelheid van het apparaat te verhogen, tot maximaal 30. Druk de – knop om de snelheid te verlagen.

## **Overig**

- Gebruik een licht vochtige doek om het apparaat te reinigen en droog het af met een zachte doek.
- Kies de juiste massagekop volgens de massagebehoefte van de verschillende delen van het lichaam.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Gebruik de massage gun niet in combinatie met zalven, lotion en massageolie.