

## Handleiding Femmezz IPL ontharingsapparaat



### Wat is IPL Ontharing?

IPL staat voor 'Intense Pulsed Light'. IPL Ontharing behandelt het lichaam op een veilige manier met behulp van lichtflitsen. Het apparaat genereert felle lichtflitsen die de haarzakjes verdoven. Hierdoor stopt de haargroei tijdelijk. Herhaal je de behandeling regelmatig, dan blijf je zelfs langdurig glad.

IPL Lichtontharing kan worden toegepast op de volgende lichaamsdelen:

- Benen
- Armen
- Oksels
- Buik
- Rug

### Voor wie is IPL Ontharing geschikt?

Lichtflitsen bereiken het haarzakje alleen als jouw huid over de juiste factoren beschikt. Helaas is ontharing middels IPL niet voor ieder huidtype geschikt. Het gebruik van de IPL is geschikt voor de volgende haarkleuren wel/niet geschikt:

- ✓ Zwart, donkerbruin, bruin, donkerblond
- ✗ Wit, grijs, lichtblond en rood

Daarnaast speelt ook de huidskleur van een persoon een belangrijke rol. Niet voor elke huidskleur is lichtontharing geschikt:

- ✓ Wit, blank, lichtbruin, middelbruin en donkerbruin
- ✗ Zeer donkerbruin en zwart

Huidskleur \ Haarkleur	Wit	Beige	Lichtbruin	Middelbruin	Donkerbruin	Zwart
	1	2	3	4	5	6
Zwart	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Donkerbruin	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Bruin	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Donkerblond	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Lichtblond	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Rood	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Wit / grijs	✗	✗	✗	✗	✗	✗

### **Goed om te weten**

Het ontharingsproces kan enkele maanden in beslag nemen. Hierdoor zal u niet direct het effect merken van de lichtontharing. Wij raden u aan om regelmatig uw lichaam te behandelen om zo het optimale resultaat te behalen.

Na het gebruik van een lichtontharingsapparaat kan het voorkomen dat de huid licht geïrriteerd is. Dit wordt normaalgesproken binnen een paar minuten tot uur minder en zal uiteindelijk verdwijnen. Mocht u langere tijd last hebben van huidirritaties, dan raden wij u aan om contact op te nemen met een specialist en/of huisarts.

Lees de onderstaande gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens u het lichtontharingsapparaat gaat gebruiken.

### **LET OP!**

Een IPL-apparaat genereert extreem felle lichtflitsen. Richt het apparaat nooit op het gezicht van uzelf of anderen. Het wordt aangeraden om uw ogen te beschermen bij gebruik van het apparaat. Dit kan u doen door bijvoorbeeld een veiligheidsbril met een donkere tint te dragen.

GoodRey™ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van het gebruik van het ontharingsapparaat.

### **Gebruiksaanwijzing**

1. Het oppervlakte dat u definitief wilt ontharen, scheert u eerst met een scheermes. Hierna maakt u het gebied dat u wilt ontharen goed schoon en droog.
2. Het apparaat sluit u aan op het netstroom middels de meegeleverde adapter. Wanneer deze is aangesloten, zal het apparaat aan gaan.
3. Het apparaat zal eerst op "OFF" staan, wanneer u de aan knop indrukt zal deze aangaan. Het apparaat maakt een licht blazend geluid. Met de aanknop kan u ook de intensiteit en snelheid van de lichtflitsen reguleren. Het wordt aangeraden om rustig te beginnen en uw lichaam te laten wennen aan de lichtflitsen.
4. Nu kunt u beginnen met ontharen. Allereerst richt u het apparaat op het gebied dat u wilt ontharen. Wanneer u het apparaat op het gewenste gebied heeft toegebracht, kan u middels de knop aan de voorkant de lichtflitsen activeren.