

Daglicht lamp JSK-22

Beste gebruiker,
lees de handleiding
zorgvuldig door en
bewaar deze



**Vivid
Green**®



Inhoud

1

Jouw groene aankoop!

2

Product informatie

3

Bedankt

Bedankt voor jouw groene aankoop!

1

Vivid Green is opgezet vanuit een maatschappelijk verantwoord doel waarin duurzaamheid voorop staat. Wij zijn dan ook steeds weer opzoek naar nieuwe duurzame en innovatieve oplossingen voor het grote vraagstuk van nu; hoe kunnen wij ons steentje bijdragen aan het milieu?

Duurzaam ondernemen kun je zien als een grote puzzel met honderden verschillende en omvangrijke stukjes. Elke stap op zichzelf lijkt misschien klein, maar heeft juist een grote impact op het uiteindelijke geheel. In ons eentje komen we misschien niet zo ver, maar samen staan we in de strijd voor duurzaamheid sterk; als consument maak jij het grootste verschil!

Hoe draagt Vivid Green zijn steentje bij aan een beter milieu? Door bijvoorbeeld al onze handleidingen (ja, echt allemaal!) digitaal aan te leveren. Onnodig gebruik van papier levert niet alleen verspilling en milieubelasting op, maar draagt ook bij aan de continue cyclus van bomenkap. Elke keer dat jij dus de keuze voor een digitaal bestand maakt blijft er ergens een stukje natuur bespaard!



**Samen
met jou een
duurzamere
wereld**



**Vivid
Green®**

Product informatie

2

LET OP:

1. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water om elektrocutie te voorkomen.
2. Nauwlettend toezicht wordt aanbevolen als deze lampen worden gebruikt door of in de buurt van kinderen of anderen die de noodzaak van deze voorzorgsmaatregelen niet begrijpen.
3. Gebruik geen lampen in de nabijheid van brandbare of brandbare dampen, zoals spuitbussen, of waar zuurstof wordt toegediend.
4. Om het risico van schokken of persoonlijk letsel te voorkomen bij het reinigen van de lamp, moet u ervoor zorgen dat u de lamp hebt uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact hebt gehaald en voldoende tijd hebt gegeven om de lamp af te laten koelen.
5. Verkort of knip het netsnoer niet.
6. Bepaalde medicijnen (bijv. Antidepressiva) en gediagnosticeerde psychische aandoeningen kunnen gevoeligheid voor licht veroorzaken, dit kan leiden tot ongemak, hyperactiviteit of hypomanie. Raadpleeg uw arts voordat u dit product gebruikt.
7. Als u een reeds bestaande oogafwijking heeft of het risico loopt om leeftijdsgebonden maculaire degeneratie of andere oogafwijkingen te ontwikkelen, is het raadzaam uw arts te raadplegen voordat u dit product gebruikt.
8. Sommige mensen ervaren lichtgevoeligheid voor therapie met fel licht of bij overmatige blootstelling aan therapie met fel licht. Stop het gebruik onmiddellijk als u enig ongemak ervaart.

3000K
tot
6500K

10.000
Lux

Timer

Warm en
koud licht



Alert bij gebruik

- Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Plaats dit product niet op plaatsen die zijn blootgesteld aan direct zonlicht of in de buurt van warmteafgevend producten. Plaats dit product niet bovenop andere apparaten die warmte uitstralen. Bescherm het netsnoer van dit product, in al zijn onderdelen, tegen enigerlei beschadiging.
- Gebruik dit product niet als het op enige wijze is beschadigd. Het netsnoer of de stekker zijn bijvoorbeeld beschadigd; vloeistof is gemorst op een van de oppervlakken; voorwerpen zijn op dit product gevallen; het product zelf is beschadigd door externe krachten zoals stoten of vallen, blootgesteld aan regen of vocht.
- Demonteer dit product niet. Deze lamp bevat geen onderdelen voor reparatie.
- Gebruik alleen de stekkeradapter, het snoer en de connector die bij uw LED-therapielamp zijn geleverd. Als er andere voedingsbronnen, stekkers, adapters, snoeren en connectoren worden gebruikt, kan uw product of de stroomtoevoer beschadigd raken.
- Dit product kan storing veroorzaken bij radio's, draadloze telefoons of andere apparaten die een draadloze afstandsbediening gebruiken, zoals televisietoestellen. Als er interferentie optreedt, plaats het product dan uit de buurt van die apparaten en sluit het aan op een ander stopcontact, uit het zicht van de ontvanger van de afstandsbediening.
- Haal de stekker van dit product uit het stopcontact tijdens onweer of als het lange tijd in gebruik is geweest. Plaats dit product niet in stoffige ruimtes; vochtig / vochtig; gebrek aan ventilatie; zijn plaatsen waar constante trillingen voorkomen.

- Plaats dit product niet in stoffige ruimtes; vochtig / vochtig; gebrek aan ventilatie; zijn plaatsen waar constante trillingen voorkomen.
- Dit product mag niet worden gebruikt met lichtdimmers, timers, bewegingsdetectoren, spanningstransformatoren of verlengsnoeren.
- Laat dit product tijdens gebruik niet onbeheerd achter.
- Dek dit product nooit af en plaats er nooit iets op wanneer het in werking is.
- Laat het netsnoer van dit product niet over voorwerpen of de bovenkant ervan lopen en plaats deze altijd achter dit product.
- Gebruik geen oplosmiddelen of reinigingsmiddelen die schurende materialen bevatten, of reinigingsmiddelen op basis van ammoniak op dit product.
- Na het schoonmaken van de lamp moet al het vocht goed worden weggeveegd en volledig worden gedroogd voordat de lamp op de stroomvoorziening wordt aangesloten.


Functies

De daglichtlamp heeft verschillende eigenschappen en voordelen.

- Levert natuurlijk licht in uw huis, kantoor of slaapkamer.
- Boost lichaamenergie, wordt alerter en productiever.
- Tot wel 10000 LUX, helder en Full Spectrum-licht.
- Compacte vorm met houder voor gemakkelijke plaatsing.
- Licht van 3000K tot 6500K.
- Verschillende timerinstellingen voor een sessie op maat.

Voordelen

De therapielamp biedt een breedspectrum aan lichttherapie, die alle fotoreceptoren van het oog stimuleert: Kegels, staafjes en melanopsine. De lamp werkt met fotonisch licht dat primair de kegels van het oog stimuleert en scotopisch licht, dat op zijn beurt vooral de staafjes stimuleert. Dit product verkleint de pupil, ontspant het oog en geeft een comfortabel gevoel van rust. Melanopsine helpt de dagelijkse cycli van het lichaam in te stellen en ze terug te brengen in hun natuurlijke orde getriggerd door het volledige spectrum van licht.



Voor het maken van een inschatting of u gevoelig bent voor lichttherapie kan deze pre-test worden gedaan voordat u dit product voor het eerst gebruikt:

Stap 1: Schakel de lamp in en plaats deze ongeveer 45 cm van uw gezicht (kijk niet rechtstreeks in de lamp).


Stap 2: Laat de lamp ongeveer 10 minuten werken en schakel hem uit. Als het licht ongemak heeft veroorzaakt, stop dan met het gebruik en raadpleeg indien nodig een arts. Als u geen ongemak heeft ondervonden, kunt u overwegen om de afstand tot de lamp geleidelijk te verkleinen en tegelijkertijd de gebruiksduur te verlengen. Dit zal resulteren in meer lichtintensiteit en een groter effect. Voor uw eerste sessies moet u de mate van ongemak in de gaten houden en dienovereenkomstig zowel de tijd waarvoor u het product gebruikt als de locatie en nabijheid aanpassen.

Gebruiksaanwijzing


Het gebruik van dit product bestaat uit dichtbij de lichttherapielamp zitten met je ogen open. Terwijl je georiënteerd blijft naar het licht toe, neem gerust deel aan andere activiteiten, zoals lezen, schrijven, hobby's, knutselen, naaien, borduren, make-up aanbrengen of aan je computer of bureau werken.

- Steek het uiteinde van de voedingsaansluiting van de AC / DC-adapter in de aansluiting voor het netsnoer aan de achterkant van de lamp. Sluit vervolgens de AC / DC-adapter aan op een stopcontact.

Opmerking: laat het netsnoer van dit product niet over het apparaat lopen en plaats er geen voorwerpen op. Plaats deze altijd achter dit product.



- Raak de knop in de rechtsonder om de daglichtlamp aan of uit te zetten
- De therapielamp moet zo dicht als 15 centimeter, maar binnen 60 centimeter van uw gezicht worden geplaatst en moet enigszins uit het midden zijn (rechts weergegeven).




Opmerking: Kijk niet rechtstreeks in de lamp.

- Overweeg om de lamp 's ochtends op de hoge stand en 's middags op de lage stand te gebruiken.

3 knoppen

kleurtemperatuur, lichtintensiteit en timer.



- Om uw lichtintensiteit te kiezen:
Druk op en houd de -knop in totdat het gewenste lichtniveau is bereikt van 2000 tot 10000 lux (10 cm afstand).
- Kleurtemperatuur kiezen:
2 levels: Druk op de -knop en kies uit de kleurtemperatuur 3000k-6500k.
Druk en houd in de -knop tot de gewenste kleurtemperatuur is bereikt, deze loopt van 3000k-6500k, warm licht naar wit (koud) licht.
- Tijd selecteren; druk de -knop om de tijd te selecteren: 15min, 30min, 45min en 60min.

Opmerking: het licht blijft aan staan als u niet op de timer schakelaar klikt.

Advies

Gebruik dit product 30 Minuten tot 1 uur per dag.

Meerdere studies hebben aangetoond dat wit licht, in een bereik van 2.500 tot 12.000 LUX (een meting van de lichtintensiteit), positieve effecten hebben op klachten die gepaard gaan met een winterdip.

Blootstelling heeft een andere invloed op mensen. We hebben allemaal verschillende reacties op onze omgeving. Het is belangrijk om een afstand en een schema vast te stellen die voor u comfortabel zijn. We raden u aan de lamp regelmatig en elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip te gebruiken. Het is niet nodig om continu voor de lamp te zitten. Je kunt de tijd verdelen in verschillende mini-sessies. Blijf de lichttherapielamp dagelijks gebruiken om een verbetering in uw humeur en activiteitsniveau te voelen. Als u zich traag en sloom voelt, breng dan meer tijd door met het licht, ga er dichterbij zitten of verhoog de lichtintensiteit. Als u een soort nervositeit voelt, alsof u te veel koffie heeft gedronken, is het misschien tijd om het apparaat uit te schakelen of de intensiteit van het licht te verminderen.

Verzorging

Uw product is gemaakt van hoogwaardige materialen die met minimale zorg vele jaren meegaan. U kunt de lamp af en toe schoonmaken met een mild, niet-schurend schoonmaakmiddel en een zachte doek. Zorg er bij het schoonmaken altijd voor dat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact hebt gehaald en voldoende tijd gegeven om de unit af te koelen.

Waarschuwing: Om het risico van schokken of persoonlijk letsel te voorkomen bij het reinigen van uw product, moet u ervoor zorgen dat het apparaat is uitgeschakeld en van alle voedingsbronnen is losgekoppeld, zodat het product voldoende tijd heeft om af te koelen.

Let op: Maak alleen schoon met een zachte, droge doek - gebruik geen oplosmiddelen of reinigingsmiddelen die schuurmiddelen of ammoniak bevatten. Na het reinigen van dit product, moet al het vocht op de juiste manier worden weggeveegd en volledig worden gedroogd voordat het wordt aangesloten op de stroomvoorziening.

Probleemoplossen

- Zorg ervoor dat alle stroomaansluitingen, snoeren en stekkers volledig en stevig zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat, of probeer een ander apparaat dat niet op een dimmer is aangesloten.

Technische specificaties

Model:	ISK-22
Size:	160*140*10mm
Adapter:	Input:110-240V,Output:5V/2A-2.4A
Power:	10.3W
Light Intensity:	Stepless:2000-10000lux(4 inch 10CM)
Color Temperature:	Stepless:3000k-6500k
Timer:	15 min,30 min,45 min,60 min



**Trees For All heeft al
5 miljoen bomen en
struiken geplant**



Bedankt!

3

Vivid Green streeft naar een betere wereld aan de hand van drie milieubewuste kernwaardes, namelijk; zo weinig mogelijk papierverspilling, een ecologisch verantwoord verpakkingsproces en ondersteuning van onze partnerstichting Trees For All.

Jouw aankoop én gebruik van een digitale handleiding helpt ons in ons streven naar minimale vervuiling en helpt jou tegelijkertijd bij het verkleinen van jouw ecologische voetafdruk.

Wij wensen je veel plezier bij het gebruik van jouw nieuwe artikel en staan voor je klaar bij al jouw vragen of voor extra informatie.



Lampe de lumino thérapie JSK-22

Chers utilisateurs, avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et conservez-le pour référence future





Contenu

1

Merci pour votre achat écologique!

2

Information produit

3

Dernier mot



Merci pour votre achat écologique!

1

Vivid Green a été créé à partir d'un objectif socialement responsable dans lequel la durabilité passe avant tout. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles solutions durables et innovantes pour répondre à la grande question d'aujourd'hui: comment pouvons-nous contribuer à l'environnement?

Entreprendre durablement peut être considérée comme un grand puzzle avec des centaines de pièces différentes. Chaque étape en soi peut sembler petite, mais elle a un impact majeur sur l'ensemble final. Nous n'irons peut-être pas aussi loin seuls, mais ensemble, nous sommes forts dans la lutte pour la durabilité; en tant que consommateurs, vous faites la plus grande différence!

Comment Vivid Green contribue-t-il à un meilleur environnement?

Par exemple, en livrant numériquement tous nos manuels (oui, vraiment tous !). L'utilisation inutile de papier n'entraîne pas seulement des déchets et un impact sur l'environnement, mais contribue également au cycle continu de l'abattage des arbres. Ainsi, chaque fois que vous choisissez pour un fichier numérique, un morceau de nature est sauvegardé quelque part!



**Ensemble
un monde
plus durable
avec vous**



Information produit

2

ATTENTION:

1. Pour éviter l'électrocution, n'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
2. Une surveillance est recommandée si ces lampes sont utilisées par ou à proximité d'enfants ou d'autres personnes qui ne comprennent pas la nécessité de ces précautions.
3. N'utilisez pas de lampes à proximité de vapeurs inflammables ou combustibles, comme les aérosols, ou dans les endroits où l'on administre de l'oxygène.
4. Pour éviter tout risque de choc ou de blessure lors du nettoyage de la lampe, assurez-vous d'avoir éteint la lampe, de l'avoir débranchée de la prise murale et d'avoir laissé suffisamment de temps à la lampe pour refroidir.
5. Ne pas raccourcir ou couper le cordon d'alimentation.
6. Certains médicaments (par exemple, les antidépresseurs) et les maladies mentales diagnostiquées peuvent provoquer une sensibilité à la lumière, qui peut entraîner un malaise, une hyperactivité ou une hypomanie. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit.
7. Si vous souffrez d'un problème oculaire préexistante ou si vous risquez de développer une dégénérescence maculaire liée à l'âge ou d'autres troubles oculaires, il est recommandé de consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit.
8. Certaines personnes souffrent de photosensibilité à la luminothérapie ou d'une exposition excessive à la luminothérapie. Cessez immédiatement de l'utiliser si vous ressentez un malaise.

3000K
-
6500K

10.000
Lux

Minuteur

Lumière
chaude et
froide



Alert

- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Ne pas placer ce produit dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à proximité de produits émettant de la chaleur. Ne placez pas ce produit sur d'autres dispositifs émettant de la chaleur. Protégez le cordon d'alimentation de ce produit, dans toutes ses parties, contre les dommages de toute nature.
- N'utilisez pas ce produit s'il est endommagé de quelque manière que ce soit. Le cordon d'alimentation ou la prise par exemple; du liquide a été renversé sur l'une des surfaces ; des objets sont tombés sur ce produit ; le produit lui-même a été endommagé par des forces extérieures telles que les bosses ou les chutes, l'exposition à la pluie ou à l'humidité, etc.
- Ne pas démonter ce produit. Cette lampe ne contient aucune pièce à réparer.
- Utilisez uniquement l'adaptateur, le cordon et le connecteur fournis avec votre lampe de thérapie LED. L'utilisation d'autres sources d'alimentation, de prises, d'adaptateurs, de cordons et de connecteurs peut endommager votre produit ou le bloc d'alimentation.
- Ce produit peut causer des interférences avec les radios, les téléphones sans fil ou d'autres appareils. qui utilisent une télécommande sans fil, comme les téléviseurs. En cas d'interférence, placez le produit loin de ces appareils et éteignez-les. Connectez la lampe à une autre prise de courant, hors de vue du récepteur de la télécommande.
- Débranchez ce produit pendant un orage ou s'il ne va pas être utilisé pendant une longue période.

- Ne pas placer ce produit dans un endroit poussiéreux ; humide / mouillé ; défaut à la ventilation ; se sont des lieux où se produisent des vibrations constantes.
- Ce produit ne doit pas être utilisé avec des gradateurs de lumière, des minuteries, des détecteurs de mouvement, des transformateurs de tension ou des rallonges électriques.
- Ne laissez pas ce produit sans surveillance pendant son utilisation.
- Ne jamais couvrir ce produit ou y placer quoi que ce soit pendant qu'il est en fonctionnement.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation de ce produit passer sur des objets ou sur le dessus du produit. Placez-le toujours derrière le produit.
- N'utilisez pas de solvants ou de produits de nettoyage contenant des matières abrasives, ou des agents nettoyants à base d'ammoniac sur ce produit.
- Après avoir nettoyé la lampe, toute l'humidité doit être soigneusement essuyée et complètement séchée avant de brancher la lampe sur l'alimentation électrique.


Caractéristiques

- Fournit de la lumière naturelle dans votre maison, bureau, chambre ou appartement.
- Augmente l'énergie lumineuse et pour être plus alerte et plus productif.
- Jusqu'à 10 000 LUX de lumière à spectre complet.
- Permet une session personnalisée, avec une lumière de 3000K à 6500K et différents réglages de la minuterie.



Avantages

La lampe de thérapie offre un large spectre de l'uminothérapie, couvrant tous les photorécepteurs de l'œil : cônes, bâtonnets et mélanopsine. La lampe fonctionne avec une lumière photopique qui stimule principalement les cônes de l'œil et la lumière scotopique, qui à son tour stimule principalement les bâtonnets. Ce produit réduit la taille de la pupille, détend l'œil et donne une agréable sensation de repos. La mélanopsine aide à fixer les cycles quotidiens de l'organisme et à les ramener à leur état initial. Un ordre naturel déclenché par le spectre complet de la lumière.



Pour estimer si vous êtes sensible à la l'uminothérapie, ce pré-test peut être effectué avant la première utilisation de ce produit:

Étape 1: Allumez la lampe et placez-la à environ 45 cm de votre visage (ne regardez pas directement dans la lampe).

Étape 2: Laissez la lampe fonctionner pendant environ 10 minutes et éteignez-la. Si la lumière a provoqué une gêne, cessez de l'utiliser et consultez un médecin si nécessaire. Si vous n'avez ressenti aucune gêne, envisagez de réduire progressivement la distance qui vous sépare de la lampe tout en augmentant la durée d'utilisation. Il en résultera une plus grande intensité lumineuse et un plus grand effet. Avant vos premières séances, vous devez contrôler le degré d'inconfort et ajuster en conséquence tant la durée d'utilisation du produit que son emplacement et sa proximité.


Mode d'emploi

L'utilisation de ce produit consiste à s'asseoir près de la lampe de l'uminothérapie avec les yeux ouverts. Tout en restant orienté vers la lumière, n'hésitez pas à participer à d'autres activités, comme la lecture, l'écriture, les loisirs, l'artisanat, la couture, la broderie, le maquillage ou le travail sur votre ordinateur ou votre bureau.


- Branchez l'extrémité du connecteur d'alimentation de l'adaptateur CA / CC dans la prise du cordon d'alimentation à l'arrière de la lampe. Branchez ensuite l'adaptateur CA / CC dans une prise électrique.

Remarque: Ne laissez pas le cordon d'alimentation sur l'appareil et ne placez aucun objet sur celui-ci. Placez-le toujours derrière ce produit.





- Appuyez sur le bouton situé sur le côté de la lampe à lumière du jour pour l'allumer ou l'éteindre.
- La lampe de thérapie doit être placée à 15 centimètres près, mais à moins de 60 centimètres de votre visage et doit être légèrement décentrée (à droite).




Note: Ne regardez pas directement dans la lampe.

- Pensez à utiliser la lampe en position haute le matin et en position basse l'après-midi.

3 boutons

Couleur de température, minuterie et intensité lumineuse.



- Pour choisir votre intensité lumineuse: Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le niveau de lumière souhaité soit atteint de 2000 à 12000 lux (distance de 15 cm).
- Sélectionnez la température de la couleur: 2 niveaux : appuyez sur le bouton et choisissez la température de couleur 3000k ou 6500k. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la température de couleur souhaitée soit atteinte, elle va de 3000k-6500k, de la lumière chaude à la lumière blanche (froide).
- Sélectionnez l'heure ; appuyez sur le bouton pour sélectionner l'heure : 15min, 30min, 45min et 60min.

Remarque : la lumière restera allumée si vous n'appuyez pas sur l'interrupteur à minuterie.

Conseils

30 minutes à 1h par jour.

Plusieurs études ont démontré que la lumière blanche, dans une gamme de 2 500 à 12 000 LUX (une mesure de l'intensité lumineuse), a des effets positifs sur les plaintes associées à une dépression hivernale.

L'exposition a un effet différent sur les personnes. Nous avons tous des réactions différentes à notre environnement. Il est important d'établir une distance et un horaire qui vous conviennent. Nous vous recommandons d'utiliser la lampe régulièrement et chaque jour à peu près à la même heure. Il n'est pas nécessaire de s'asseoir continuellement devant la lampe. Vous pouvez diviser le temps en plusieurs petites sessions. Continuez à utiliser la lampe de luminothérapie quotidiennement pour ressentir une amélioration de votre humeur et de votre niveau d'activité. Si vous vous sentez lent et léthargique, passez plus de temps devant la lumière, asseyez-vous plus près d'elle ou augmentez l'intensité lumineuse. Si vous ressentez une certaine nervosité, comme si vous aviez bu trop de café, il est peut-être temps d'éteindre la machine ou de réduire l'intensité de la lumière.

Soins et nettoyage

Votre produit est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité qui dureront de nombreuses années avec un minimum de soins. Vous pouvez nettoyer la lampe de temps en temps avec un produit de nettoyage doux et non abrasif et un chiffon doux. Lors du nettoyage, assurez-vous toujours que vous avez coupé l'alimentation et débranché l'appareil de la prise murale et que vous avez laissé suffisamment de temps à l'appareil pour refroidir.

Avertissement: Pour éviter tout risque de choc ou de blessure lors du nettoyage de votre produit, assurez-vous que l'appareil est éteint et déconnecté de toute source d'alimentation afin de laisser suffisamment de temps au produit pour refroidir.

Attention: Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et sec - n'utilisez pas de solvants ou de produits de nettoyage contenant des abrasifs ou de l'ammoniac.

Après avoir nettoyé le produit, toute l'humidité doit être correctement essuyée et complètement séchée avant de le brancher sur l'alimentation électrique.

Dépannage

- Assurez-vous que toutes les connexions électriques, les cordons et les prises sont entièrement et fermement branchés.
- Assurez-vous qu'il y a du courant à la prise de courant, ou essayez un autre appareil qui n'est pas connecté à un variateur d'intensité.

Données techniques

Model:	ISK-22
Size:	160*140*10mm
Adapter:	Input:110-240V,Output:5V/2A-2.4A
Power:	10.3W
Light Intensity:	Stepless:2000-10000lux(4 inch 10CM)
Color Temperature:	Stepless:3000k-6500k
Timer:	15 min,30 min,45 min,60 min






**Trees For All
a déjà planté 5
millions d'arbres et**

Merci!

3

Vivid Green s'efforce de rendre le monde meilleur grâce à trois valeurs fondamentales respectueuses de l'environnement: la réduction des déchets de papier, un processus d'emballage écologiquement responsable et le soutien de notre fondation partenaire Trees For All.

L'achat et l'utilisation d'un manuel digitale nous aidera dans nos efforts pour réduire la pollution et, en même temps, vous aidera à réduire votre empreinte carbone.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de l'utilisation de votre nouvel article et nous sommes à votre disposition pour toutes vos questions ou pour des informations complémentaires.

