

Bediening van uw Professionele Infrarood Thermometer lichaamstemperatuur:

Infrarood thermometers zijn gevoelig voor plotselinge veranderingen in omgevingstemperatuur. Klopt de temperatuurmeting duidelijk niet? Wacht dan 15 minuten in de ruimte waar u uw temperatuur wilt gaan meten zodat de thermometer en uzelf zich kunnen aanpassen aan de omgevingstemperatuur.

Thermometer functie instellen, voorhoofd of omgevingstemperatuur: met de MODE knop kiest u welke functie u wilt gebruiken, het smiley icoontje geeft aan dat u de lichaamstemperatuur meet en het huis icoontje geeft aan dat u de omgevingstemperatuur (of objecten) meet.

Voor het meten van uw lichaamstemperatuur drukt u op "SCAN". Hou de thermometer 2-10 cm van uw voorhoofd af en druk op SCAN; na 1 seconde geeft de thermometer uw lichaamstemperatuur weer. Is de lichaamstemperatuur normaal? Dan blijft het scherm groen, bij verhoging wordt het scherm oranje en bij rood heeft u koorts. De pieptoon klinkt 1 keer bij een juiste temperatuur en 2 keer bij een afwijkende temperatuur (te hoog of te laag). Schakel indien nodig een arts in.

Hou de MODE knop een aantal seconden ingedrukt om het koortsalarm aan of uit te zetten.

Hou in standby modus het MEMO knopje 2 seconden ingedrukt om het geheugen van de laatste 32 metingen te bekijken.

Klik kort op het MEMO knopje om te wisselen tussen Celsius en Fahrenheit.

Voor een meting van objecttemperatuur drukt u op "SCAN" op een afstand van 2-10 cm van het object.

Gebruiksaanwijzingen:

- Hou de thermometer uit de buurt van mobiele telefoons, consoles en uw televisie.
- Sta stil tijdens het meten van uw temperatuur of ga even liggen.
- Drink geen alcohol voordat u uw lichaamstemperatuur gaat meten.
- Doe geen lichamelijke oefeningen voor uw meting.
- Hou de thermometer zo veel mogelijk weg van mobiele telefoons en andere elektromagnetische velden.
- Gebruik geen chemische substanties om de thermometer schoon te maken.
- Hou de thermometer zoveel mogelijk uit direct zonlicht en uit de buurt van water.
- Laat de thermometer niet vallen. -Gebruik de thermometer niet als de sensor beschadigd is.
- Speel niet met de knoppen op de thermometer; hou niet meerdere knoppen tegelijk ingedrukt.
- Gebruik de thermometer niet in hete, of vochtige ruimtes.
- Meet uw temperatuur niet als u net gegeten hebt.
- Raadpleeg bij twijfel over uw gezondheid altijd een arts.