

STATCH

HANDLEIDING

TANDENBLEEK SET

INHOUD VAN DE TANDENBLEEKSET



1x LED licht bleker



1x Kleurenindicator om de tandenkleur te bepalen



3x Gevulde pennen met gel



1x Handleiding



Mondstuk

STATCH

BEGINNEN MET BLEKEN



Verwijder het plastic tussen de twee batterijen van het LED licht.



Poets je tanden en spoel je mond met water.



Breng de gel aan op de boven en onderste gedeelte van het mondstuk.



Bevestig de led licht bleker op het mondstuk. Activeer de tandenbleker door het aan te zetten.



Plaats het mondstuk in je mond en bijt erop. Laat je tanden 30 minuten bleken.



Spoel je mond met water en maak het mondstuk schoon.

HOE GEBRUIK IK DE TANDENBLEEK SET?

1. Spoel het mondstuk met water en poets je tanden voor gebruik.
2. Bepaal aan de hand van de kleurenindicator de tandkleur die je nu hebt.
3. Verwijder het plastic tussen de twee batterijen van het LED licht en plaats het mondstuk op het led licht!
4. Verwijder het plastic kopje van de gelpen door te draaien. Breng het gel aan in het mondstuk en op je tanden, dit geldt voor je boven en ondertanden. Breng niet te veel gel aan, meer gel leidt niet naar een snelle/beter resultaat. Gebruik 0,5ml-0,7ml per keer. TIP: Gebruik het gel alleen voor het mondstukje en je tanden! Gebruik het niet voor je lippen, dit zal een brandend effect hebben dat vanzelf weer weggaat als je het afwast met water.
5. Plaats het mondstukje in je mond en bijt erop. Activeer de tandenbleker vervolgens door het aan te zetten.
6. De tandenbleker zal met 10 minuten automatisch uit gaan, klik op de aan knop om het bleken voort te zetten!
7. Bleek je tanden 30 minuten, na het bleken kun je gerust water drinken, maar wacht 30 minuten met het eten en drinken van andere drankjes nadat je klaar bent!

INGREDIËNTEN VAN HET GEL

Glycerol, Propyleenglycol, gedeïoniseerd water, natriumbicarbonaat, xanthaangom, aloë-bladsap, carbomeer, menthol, citroenzuur, natriumchloriet, granaatappelzaad, kamille bloem

OPBERGEN VAN DE TANDENBLEEKSET

Voorkom dat de tandenbleekset op warme/ koude plekken komt te liggen. Bewaar het op kamer temperatuur. Bewaar het gel in de koelkast!

HOUDBAARHEID VAN HET GEL

12 maanden

VOORWAARDEN

- Gebruik de tandenbleker niet als je jonger bent dan 18 jaar.
- Gebruik de tandenbleker niet als je gevoelige tanden hebt.
- Het product is gemaakt om alleen je tanden te bleken.
- De tandenbleker maakt alleen je tanden wit en geen vullingen en kronen.
- Gebruik de tandenbleker niet als je zwanger bent of borstvoeding geeft.
- Gebruik de tandenbleker niet als je allergisch bent voor de ingrediënten (zie kop: ingrediënten).
- Hou kinderen weg van de tandenbleker.

De tandenbleek set van STATCH zal ervoor zorgen dat je weer mooie witte tanden krijgt na 5-7 behandelingen van 30 minuten! Onze tandenbleekset is getest op 200 vrijwilligers met het resultaat dat 95,6% zeer tevreden is met het resultaat. Het resultaat van 6-8 tinten wittere tanden na de 5-7 behandelingen van 30 minuten! De overige 4,4% kwam uit op een resultaat van 4-6 tinten wittere tanden.

WANNEER KAN IK HET BESTE DE TANDENBLEEKSET GEBRUIKEN?

Wij raden je de tandenbleekset in de avond na het eten te gebruiken. De reden hiervoor is, is dat je dan minder kleurstoffen binnen krijgt. Kleurstoffen hebben effect op je tanden. Om optimaal resultaat te behalen met de tandenbleek set is het dus verstandig om het pas te gebruiken nadat je geen kleurstoffen meer binnen krijgt!