

Handleiding sonische elektrische tandenborstel

Het gebruik van de sonische elektrische tandenborstel van Fleeck is zeer eenvoudig. In de volgende 5 stappen leggen we je uit hoe je dit product op een veilige wijze kunt gebruiken en maximaal resultaat kunt behalen.

Stap 1: Haal de sonische tanden borstel uit de verpakking.

Stap 2: Plaats de opzetborstel op de houder en kies de gewenste poetstand uit de 5 verschillende standen (CLEAN, WHITE, SENSITIVE, MASSAGE en GUM CARE). Dit kun je doen door op de aan/uit knop te drukken.

Stap 3: Poets je tanden zoals je gewend bent voor 2 minuten.

Stap 4: Spoel de borstel na gebruik af met water.

Stap 5: Geniet van een schoon en fris gebit!



F L E E C K

FEEL GOOD · ON FLEECK