

SANBO[®]

European Handcrafted Products



RoHS



SANBO MEDISCHE MASSAGE GUN

Handleiding

GS1: 8719327307144



RoHS CE



SANBO

Inhoudsopgave

3. Inhoudsopgave
4. Intro
5. Veiligheids en gezondheidsvoorschriften
6. Onderhoud
7. Productspecificaties
8. Uitleg sanbo medische massage gun
9. Uitleg massage koppen
10. Contact

SANBO

Intro

Bedankt voor uw vertrouwen in SANBO! Wij zijn een merk dat alleen producten verkoopt die in Europa gemaakt zijn, hierdoor kunnen wij van SANBO een betere prijs/kwaliteit leveren en bent u verzekerd van onze 100% kwaliteitsgarantie. Voor het beste resultaat is het belangrijk deze handleiding goed door te nemen! Informeer als u twijfelt of u dit product kunt gebruiken bij uw persoonlijke begeleider of fysiotherapeut!

SANBO

Belangrijk!

Om het risico van, elektrische schokken, letsel en brand te verkleinen, dient u alle instructies en waarschuwingstips in deze handleiding zorgvuldig te lezen voordat u dit product gebruikt.

Waarschuwing!

1. Het is niet toegestaan om het product door minderjarigen te gebruiken in verband met schadelijk letsel.
2. Raadpleeg ten alle tijden uw arts voor dat u het product gebruikt met een spierblessure.
3. Het is verboden om het artikel te gebruiken om een niet droge en of schone huid.
4. Het is verboden om het apparaat boven uw nek te gebruiken of op plekken met weinig spierweefsel
5. Het is verboden om het apparaat te gebruiken op plekken met veel bot en weinig spierweefsel.
6. Gebruik het apparaat niet op blauwe plekken of op plekken met een lichte pijn.
7. Dompel het product niet onder water.
8. Plaats het apparaat niet in het vuur, of bij plekken waar er zich ontstekingsgevaar bevind.
9. Het is verboden om het product opzettelijk te laten vallen.
10. Zorg ervoor dat uw haar niet in aanmerking komt met de kop van het apparaat, omdat deze bekneld kan raken.

Gezondheidsvoorschriften

Dit apparaat mag in geen van de volgende gevallen NIET gebruikt worden.

- Zonder voorafgaande toestemming van uw arts of fysio
- Wanneer u zwanger bent
- Wanneer u last heeft van netvliesletsel
- Wanneer u gebruik maakt van een pacemaker
- Wanneer u recent een operatie heeft ondergaan
- Wanneer u last heeft van epilepsie
- Wanneer u last heeft van migraine
- Wanneer u last heeft van gezondheidsproblemen

SANBO

Onderhoud Sanbo medische massage gun

1. Houd het apparaat uit de buurt van vloeistoffen en warmtebronnen.
2. Koppel de oplader van de stroombron wanneer uw klaar bent met het opladen van uw apparaat.
3. Gebruik het apparaat volgens de instructies
4. Gebruik alleen de originele oplader om het apparaat op te laden.
5. Controleer het apparaat zorgvuldig voor dat u het gebruikt.
6. Laad het apparaat voor het eerste gebruik een paar uur op. Zodat het apparaat volledig is opgeladen
7. Gebruik altijd de originele oplader om het apparaat op te laden
8. De LED-lampjes op het apparaat knipperen regelmatig om het batterijvermogen aan te geven.
9. De batterij kan op elk moment worden opgeladen, gebruik het apparaat niet tijdens het opladen.
10. Onder het batterijniveau 25% moet het apparaat opgeladen worden.
11. Reinig het apparaat met een handdoek en maakt het droog met een zachte doek.
12. Indien u gaat reizen met het artikel, stop het apparaat altijd in de meegeleverde koffer.
13. Als het apparaat lange tijd niet is gebruikt, zorg dat het apparaat elk half jaar wordt opgeladen.
14. Als het product wordt vervoerd zorg dat het product stevig vast staat, in verband met hevige trillingen.

SANBO

Productspecificaties



1. Motor van de Sanbo medische massage gun.
2. Sanbo medische massage gun motor aandrijving
3. Sanbo medische massage gun kophouder voor opzetstukken (verwisselbaar)
4. Sanbo medische massage gun batterij.
5. Sanbo medische massage gun LCD scherm, voor instellen krachtniveau massage gun.
6. Sanbo medische massage gun handvat. Lichtgewicht en gemaakt van siliconen handig in gebruik.
7. Sanbo medische massage gun oplaadport.

SANBO

Uitleg Sanbo medische massage gun



1. Fitness stand, beschikt over 9 snelheidsniveaus. Geschikt voor fitness en sportmassages
2. Medische stand, beschikt over 2 snelheidsniveaus. Geschikt voor blessures of therapie in overleg met uw arts of fysio
3. ON/OFF, De aan en uit knop voor de Sanbo medische massage gun.
4. Snelheidsniveau, de weergave op welk snelheidsniveau de Sanbo medische massage gun werkt.
5. Batterij niveau, het batterij level van de Sanbo medische massage gun.

SANBO

Massage koppen uitleg

| Onderdeel | Naam | Functie |
|---|------------------|--------------------------|
|  | Vork | Wervelkom |
|  | Kleine bol | Grote Spiergroepen |
|  | Smalle duim | Gewrichtsdelen |
|  | Luchtkussend kop | Voor lichte blessures |
|  | Platte kop | Voor het gehele lichaam |
|  | Gouden vinger | Gevoelige Gewrichtsdelen |

SANBO

Contact

Voor vragen over een van onze artikelen, ontbrekende onderdelen of ondervindende problemen, kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice van SANBO. Wij staan u graag te woord en zullen samen met u er alles aan doen om het probleem te verhelpen.

E: Info@sanbo.nl

*'s-Hertogenbosch Noord-Brabant
Nederland*