

Zoluko Massagekussen

Handleiding – Nederlands



Bedankt voor het kiezen van een product uit het Zoluko assortiment! Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig om een goede en veilige werking van het product te garanderen. Volg altijd deze instructies voor veilig gebruik. Als je vragen hebt over het product of problemen ondervindt, neem dan contact met ons op via e-mail: info@zoluko.nl



RoHS CE

Disclaimer: De handleiding is eigendom van Zoluko en mag ten allertijden enkel gebruikt worden ter ondersteuning van het massagekussen. De content mag niet worden gekopieerd of gebruikt worden voor andere commerciële doeleinden. Voor vragen kan je contact opnemen met info@zoluko.nl

GEBRUIKSAANWIJZING

- Sluit voor gebruik van het Zoluko® massagekussen de adapter aan op het stopcontact of plaats de Auto AC-adapter in het stroomnet
- Plaats het massagekussen op de gewenste plek tegen het lichaam
- Zorg ervoor dat het massagekussen wordt aangedrukt voor maximaal resultaat
- Schakel het massagekussen in door op de 'on/off' knop te drukken
- Kies de gewenste massagestand:
1x drukken is Shiatsu rotatie naar buiten i.c.m. infrarood
2x drukken is Shiatsu rotatie naar binnen i.c.m. infrarood
3x drukken schakelt infrarood uit
4x drukken schakelt het massagekussen uit
- Het Shiatsu massagekussen wisselt automatisch van draairichting
- Het Zoluko® massagekussen is te gebruiken voor het hele lichaam, zoals hieronder is afgebeeld:



NECK



WAIST



ABDOM



LEG



ARM



CALF

TECHNISCHE GEGEVENS

WEBSITE: WWW.ZOLUKO.NL

E-MAIL: INFO@ZOLUKO.NL

- Technische gegevens
- Nominale spanning: DC12v
- Ingangsstroom: 2,5-2,0
- Nominaal vermogen: 20W
- Nominale frequentie: 50 Hz
- Aantal massageballen: 8, 4 per zijde

HET ZOLUKO® MASSAGEKUSSEN IS GESCHIKT VOOR DE VOLGENDE PERSONEN:

- Personen die langdurig in dezelfde positie zitten of staan
- Zenuwachtige en/of gespannen personen
- Personen die last hebben van slaapstoornissen
- Personen met stijve spieren
- Personen met spierpijn
- Personen met hoofdpijn of duizeligheid
- Personen met vastzittend bindweefsel

WAARSCHUWING

Lees alle instructies volledig en bewaar alle instructies voor toekomstig gebruik.

1. Niet geschikt voor kinderen
2. Niet gebruiken tijdens het rijden
3. Niet gebruiken als je zwanger bent
4. Niet gebruiken als je een van de volgende gezondheidsproblemen hebt: warmtegevoeligheid, circulatiestoornis, spatader, kneuzingen, huid-irritatie beschadigde huid, spier-, weefsel- of aderontsteking, letsel of open wonden.
5. Stop onmiddellijk en raadpleeg uw arts als je pijn of ongemak ervaart tijdens de massage

6. Gebruik niet als je een van de volgende medische aandoeningen van toepassing zijn: pacemaker, kunstmatige gewrichten, elektronische implantaten
7. Gebruik dit product niet als je oliën of lotions op uw huid heeft aangebracht
8. Schakel het product uit en koppel het los van het stroomnet na gebruik
9. Neem voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat je tijdens gebruik niet in slaap valt
10. Draag dit product niet aan het netsnoer
11. Maak dit product nooit schoon tenzij het is losgekoppeld. Gebruik een doek die met een heel klein beetje water is bevochtigd om schoon te maken.
12. Sluit deze productzak pas aan als deze helemaal droog is.
13. Gebruik het product niet onder een deken of kussen. Overmatige verwarming kan optreden, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.
14. Gebruik dit product nooit ergens in de buurt van water
15. Gebruik dit product nooit ergens in een hoge luchtvochtigheid
16. Dompel deze producten om welke reden dan ook niet onder in andere vloeistoffen
17. Dit apparaat is alleen geschikt voor persoonlijk huishoudelijk gebruik. Commercieel of professioneel gebruik maakt de garantie ongeldig. De leverancier kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor letsel of schade als het apparaat is gebruikt voor iets anders dan het beoogde gebruik
18. Dit apparaat moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
19. Koppel dit apparaat altijd los van de stroomtoevoer als er geen toezicht is.
20. Laat dit apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten
21. Laat geen kabels of snoeren rusten in een positie die struikel- of trekgevaaren kan veroorzaken.
22. Plaats het netsnoer niet in de buurt van verhitte oppervlakken

23. Gebruik het apparaat niet als het is gevallen of op enigerlei wijze is beschadigd
24. Controleer het netsnoer en de stekker regelmatig op schade. Als het netsnoer of de stekker beschadigd is, moet deze worden gerepareerd door de fabrikant of een gekwalificeerde professional.
25. Gebruik alleen originele onderdelen als dit apparaat gerepareerd of onderhouden moet worden
26. Als het apparaat op welke manier dan ook begint te storen, moet u de stekker uit het stopcontact halen en onmiddellijk stoppen met het gebruik ervan
27. Probeer het product op geen enkele manier te inspecteren of te openen
28. Bedien of gebruik het apparaat nooit met natte handen
29. Vermijd gebruik voor het slapengaan, de massage kan een stimulerend effect hebben en kan uw slaap vertragen
30. Bewaar alle bij dit apparaat geleverde verpakking buiten het bereik van kinderen

BELANGRIJK:

In geval van een storing, mag je zelf geen reparaties uitvoeren dan komen alle garantie-aanspraken te vervallen.