

Handleiding voor de Fairywill Elektrische Sonische Tandeborstel FW-507

Gefeliciteerd met je aankoop van de Fairywill Elektrische Sonische Tandeborstel FW-507! Hier vind je alles wat je moet weten om optimaal gebruik te maken van dit product.

Inhoud van de Doos:

Fairywill Elektrische Sonische Tandeborstel FW-507

Vier vervangende borstelkoppen

USB-oplaadkabel

Gebruiksaanwijzing

Instructies voor Gebruik:

Opladen van de Tandeborstel:

Sluit de USB-oplaadkabel aan op een stroombron (computer, adapter, powerbank).

Verbind de oplaadpoort op de tandeborstel met de USB-kabel.

Een volledige oplaadcyclus duurt ongeveer 4 uur en gaat tot 30 dagen mee bij normaal gebruik.

Borstelkop Installeren:

Druk stevig op de borstelkop en schuif deze op de aandrijfas tot hij vastklikt.

Om de borstelkop te verwijderen, trek je deze recht naar buiten.

Aan- en Uitzetten:

Druk op de aan/uit-knop om de tandeborstel in te schakelen. Druk nogmaals om deze uit te schakelen.

Gebruiksaanwijzing:

Breng tandpasta aan op de vochtige borstelkop.

Plaats de borstelkop tegen je tanden en zet de tandeborstel aan.

Beweeg de borstelkop zachtjes over alle tandoppervlakken gedurende minstens 2 minuten.

Spoel je mond en de borstelkop na gebruik.

Functies van de Tandeborstel:

IPX7 Waterdicht: Gebruik de tandeborstel veilig in de douche of bad.

40000 Slagen per Minuut: Voor een grondige reiniging van tanden en tandvlees.

Zachte Borstelharen: Geschikt voor gevoelige tanden en tandvlees.

Het Bleken van Tandent: Helpt vlekken te verwijderen voor wittere tanden.

USB-Opladen: Gebruik de meegeleverde kabel voor eenvoudig opladen.

Veelgestelde Vragen:

Is de tandeborstel waterdicht?

Ja, de tandeborstel is IPX7 waterdicht en veilig te gebruiken onder de douche of in bad.

Hoeveel slagen per minuut maakt de tandeborstel?

De tandeborstel maakt 40000 slagen per minuut voor een grondige reiniging.

Zijn de borstelharen zacht?

Ja, de borstelharen zijn zacht en geschikt voor gevoelige tanden en tandvlees.
Kan de tandenborstel helpen bij het bleken van tanden?

Ja, het helpt bij het verwijderen van vlekken voor wittere tanden.
Wordt de tandenborstel geleverd met vervangende koppen?

Ja, vier vervangende koppen worden meegeleverd.
Voor verdere vragen of ondersteuning kun je altijd contact opnemen met onze klantenservice.