

Handleiding

Draadloos Massagekussen



Specificaties

Batterijcapaciteit	2000mAh
Oplaadtijd	90 minuten
Vermogen	20W
Voeding	12.6V/1A
Automatische uitschakeling	Na 15 minuten
Materiaal	PU-leer
Aantal massageknoppen	4
Oververhittingsbeveiliging	Ja
Gewicht	1 kg

Inhoud

- 1 x Comfore Massagekussen
- 1 x Adapter/Oplaadkabel
- 1 x Handleiding





Waarschuwingen & Veiligheidsinstructies

- Laadt het massagekussen alleen op met de originele lader.
- Raadpleeg een fysiotherapeut of een dokter bij enige twijfel over het product.
- Stop geen voorwerpen of andere spullen tussen de roterende massageknoppen.
- Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Niet onderdompelen of wassen met water.
- Blauwe plekken kunnen het gevolg zijn van verkeerd gebruik. Stop direct op het moment dat het gebruik pijn doet of oncomfortabel aanvoelt.
- Gebruik het massagekussen niet op het hoofd of op andere harde of zwakke gedeelten van het lichaam
- Bekijk en onderzoek het massagekussen eerst op eventuele schade voor gebruik
- Het massagekussen mag niet in aanraking komen met vloeibare middelen of warmtebronnen.
- Verwijder zelf geen vastzittende onderdelen.
- Gebruik het massageapparaat niet, of overleg eerst met uw arts als: Er een zwangerschap is vastgesteld, u een pacemaker, kunstmatige gewrichten of elektronische implantaten heeft, u aan één of meerdere van de volgende kwalen of bezwaren lijdt: storingen van de bloedsomloop, spataders, open wonden, kneuzingen, gescheurde huid, aderontstekingen.
- We raden aan om het massagekussen alleen te gebruiken als u 16 jaar of ouder bent.

Garantie

Wij verlenen 1 jaar garantie op het massagekussen. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. **Let op**, de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop van op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schaden door derden.