



LIROMA

Handleiding LED500

Rood- & nabij-infrarood lichttherapie



Jouw specialist in lichttherapie.
#fitmetlicht



- Het product pag. 3
- Inhoud verpakking pag. 4
- Gebruiksaanwijzing pag. 5-6
- Waarschuwingen pag. 7-8
- Specificaties pag. 9
- Garantie en services pag. 10



Het product

De LED500 voordelen:

- Straalt diep door in de huid
- Combinatie rood- en (nabij) infrarood lichttherapie
- Bevat IR-A straling NIR-infrarood (korte golf)
- Voorzien van 4 spectrums: 630 & 660nm - 830 & 850nm
- LED licht, hierdoor zuinig in verbruik
- Verlicht spier- en gewrichtspijn
- Verbeterd spierprestaties tijdens sporten
- Sneller herstel na een training
- Sneller herstel van littekens
- Hoger collageenniveau (anti-aging)
- Bevordering van haargroei
- Bevordering bloedsomloop
- Vermindering van huidklachten- en aandoeningen
- Bevordert genezing
- Verbeterd de huid
- Verlicht stress
- Celvernieuwing

Lichttherapie lampen hebben als doel de mitochondriën door het hele lichaam te beïnvloeden. Mitochondriën zijn de energieproducerende eenheden van onze cellen. Het verbeteren van de mitochondriale functie zal de algehele gezondheid van je lichaam verbeteren. Door de LED's te richten op specifieke zeer therapeutische golflengten (uitgedrukt in: nm), wordt maximale opname van de straling bereikt.

In totaal straalt de lamp vier verschillende golflengtes uit en twee soorten licht, namelijk: nabij-infrarood en rood licht. Onderzoek heeft uitgewezen dat de combinatie van deze specifieke licht frequenties bijzonder weldadig zijn voor het menselijk lichaam. Elk specifieke golflengte zorgt voor een andere werking. Rood licht bereikt een diepte die andere vormen van licht, zoals UV, blauw of groen licht niet kunnen bereiken en heeft een therapeutisch en helend effect op de huid. Hoe korter de golflengtes binnen het infrarood spectrum, hoe dieper de straling doorwerkt in het lichaam. Nabij-infrarood licht (korte golf) is nauwelijks zichtbaar voor het blote oog, maar heeft de meest penetrerende werking en bereikt hiermee gemakkelijker de dieper gelegen weefsels, spieren en gewrichten. Een combinatie hiervan in één lamp is dan natuurlijk ook een geweldige ontwikkeling!

De lamp is ideaal voor het gezicht, maar is niet alleen voor het gezicht werkzaam. Elk lichaamsdeel kan je behandelen. De LED500 is een zeer krachtige lamp.

NIR (nabij-infrarood)

830 & 850 nm

RED (zichtbaar rood licht)

630 & 660 nm





- De lamp
- Adapter
- Afstandsbediening
- Beschermbril
- Ophangstelsel (zilver)
- Katrolhanger
- Deurhanger (zilver)



Belangrijk!

- Ideale gebruiksfrequentie tussen 3-7 keer per week, maximaal eenmaal per dag per lichaamsdeel.
- Stelregel: Hoe dicht de lamp op de huid gericht staat, hoe korter de behandelingsduur wordt aanbevolen. Aanbevolen behandelingsduur 5 tot 20 minuten op een afstand van maximaal 90 cm.
- Voorbeeld aanbevolen behandeling: 12 minuten op 30 cm afstand.
- Gebruik de lamp maximaal 20 minuten. Houd hierbij rekening met de afstand. Wil je de lamp 20 minuten gebruiken, vergroot dan de afstand.
- Kijk niet in de lamp en gebruik de beschermbril.
- Zorg ervoor dat het lichaamsdeel wordt behandeld volledig blootgesteld wordt aan de straling van de lamp en niet bedekt is met kleding.
- Let op: De lamp straalt geen warmte uit! De lamp is enkel ontwikkeld voor LED-therapie.
- Stel de lamp in, zet daarna de beschermingsbril op. Probeer hierbij zo min mogelijk recht in de lamp te kijken.
- **Raadpleeg altijd eerst een arts voor gebruik in geval van contra-indicaties, medische aandoeningen of bij twijfel.**



1. Haal de lamp uit de verpakking.
2. De standaard zit vast aan de lamp, deze hoeft alleen nog maar uitgeklappt te worden en in de gewenste stand geplaatst te worden.
3. Zet de lamp in de gewenste stand door de voet te bewegen.
4. Koppel de adapter aan de lamp en steek de stekker in het stopcontact.
5. Aan de achterkant van de lamp zit de rode AAN-/UIT-knop. Zet de lamp aan.
6. Kies nu voor een infraroodbehandeling, een roodlichtbehandeling of beide behandelingen tegelijkertijd door op de RED-/NIR-stand te klikken aan de zijkant van de lamp. De RED-stand is rood lichttherapie en de NIR-stand is infraroodtherapie. Linksboven in het display zal het lampje van de gekozen behandeling branden. Heeft u voor beide behandelingen tegelijkertijd gekozen? Dan zal zowel het groene als het rode lampje gaan branden.
7. Stel daarna de behandelingsduur in door op het pijltje (naar boven wijzend) aan de zijkant van de lamp te klikken. Elke klik is een stap van 1 minuut.
8. U kunt ook de meegeleverde afstandsbediening gebruiken om het programma in te stellen.

De lamp liever ophangen?

Draai de vier schroefjes los van de steun op de achterkant van de lamp. Doe dit met een schroevendraaier.

Verbind het ophangstelsel met de lamp, door de twee uiteinden van het ophangstelsel op de twee zilveren schroeven te draaien bovenop de lamp. Koppel de katrol door de twee karabijnhaken met elkaar te verbinden.

Schuif de deurhanger bovenop de deur. Bevestig nu het ophangstelsel aan de deurhanger. De lengte van het touw kan korter of langer gemaakt worden.



- Gebruik dit apparaat niet bij baby's.
- Laat slapende, mensen met een handicap of bewusteloze personen het apparaat niet gebruiken.
- Gebruik het apparaat niet langer dan 20 minuten in één therapiesessie.
- Gebruik het apparaat niet op open en verse wonden.
- Gebruik het apparaat niet in combinatie met smeersels, zalven of balsems die warmte producerende ingrediënten bevatten. Een huidverbranding kan hiervan het gevolg zijn.
- Probeer het apparaat niet zelf te wijzigen of te repareren. Zijn er beschadigingen of werkt het apparaat niet of niet naar behoren, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via info@liroma.nl.
- Dit apparaat is een elektrisch apparaat. Om elektrische schokken en andere elektrische gevaren te voorkomen, dient u zich aan de volgende instructies te houden.
- Was het product of delen van het product niet met water of andere vloeibare middelen.
- Laat uw apparaat niet in water of andere vloeistoffen vallen en plaats het niet op een plek waar het in water of andere vloeistoffen kan vallen.
- Niet blootstellen aan stromend water.
- Als uw apparaat in contact komt met of ondergedompeld raakt in water of een andere vloeistof, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Als het apparaat in de buurt van water wordt gebruikt, raden we aan een stopcontact te gebruiken dat is beveiligd met een aardlekschakelaar.
- Raak het apparaat of de stekkers niet aan met natte handen.
- Gebruik of raak het apparaat niet aan met een natte of vochtige huid.
- Trek of til het apparaat niet op aan de snoer.
- Gebruik het apparaat niet als de snoer beschadigd is.
- Gebruik het apparaat niet op of in de buurt van verwarmde oppervlakten.
- Gebruik het apparaat niet in gebieden waar het kan worden blootgesteld aan ontvlambare of brandbare producten of dampen. Er kan een brandexplosie op treden.
- Bewaar uw apparaat niet bij hoge temperaturen van meer dan 140 graden.



- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Continu gebruik van een beschadigd apparaat kan een elektrische schok of letsel tot gevolg hebben.
- Gebruik geen verlengsnoeren, tenzij ze zijn ontworpen om het totale vermogen van het apparaat dat wordt gevoed te dragen.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact door direct aan de snoer te trekken. Pak de stekker zelf vast, niet de snoer, wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Dit apparaat is niet geschikt te gebruiken voor personen met lichamelijke, neuro sensorische of geestelijke beperkingen of bij gebrek aan ervaring en/of verstand van zaken.
- Gebruik de lamp niet in combinatie met in het lichaam geïmplanteerde elektronische apparaten, zoals: kunsthart, kunstlongen, etc. Raadpleeg bij twijfel eerst uw arts.
- Gebruik de lamp niet bij zwangere vrouwen, mensen met een ernstige hartaandoeningen, ernstig zieke patiënten en andere spoedeisende patiënten. Raadpleeg bij twijfel eerst uw arts.
- Medicijnen, cosmetische of voedingsmiddelen kunnen bij bepaalde omstandigheden tot overgevoeligheid of allergische reactie van de huid leiden. Stop de behandeling als u hier last van krijgt.
- Open het apparaat in geen enkel geval. Probeer nooit om het toestel zelf te repareren. Hierbij kunnen letsels ontstaan. Uw garantie vervalt, indien u toch het apparaat opent of repareert. Zijn er beschadigingen of werkt het apparaat niet naar behoren, neem dan zo snel mogelijk contact op met de verkoper of via info@liroma.nl.

Gebruik dit product niet:

- Zonder eerst uw arts te raadplegen, indien u aan. Ernstige ziekten, zoals hartkwalen, acute ontstekingen, trombose, bloedstollingsziekten, bijniersuppressie, systemische lupus erythematosus of kwaadaardige ziekten lijdt.
- Als u overgevoelig bent voor infraroodlicht of als u oedeem hebt.
- Indien u lijdt aan een aandoening die verband houdt met demyelinisatie van de zenuwen, zoals carpaletunnelsyndroom, multiple sclerose en lunaris neuropathie.
- Als u een elektrisch implantaat hebt.
- Als u zwanger bent.
- Ook het gebruik van bepaalde medicijnen of plaatextracten die lichtgevoeligheid veroorzaken zijn niet combineerbaar met de lichttherapie. (Voorbeelden: antibiotica, antidepressiva, Roacutane, MTX, antischimmelmiddel en st. Janskruid).



Specificaties

Model	LED500	Ingangsspanning	AC100 240V
Power	85% 5@AC110V 81W 5% AC220V	Uitgangsspanning	1A@ AC110V 0.8A @
Power per LED	5W	LED aantal	60
Golflengte	630 & 660 nm 830 & 850 nm	Product gewicht	2,1 kg
Afmeting	298 x 182 x 60 mm		



Liroma verleent onder de hierna genoemde voorwaarden en in de hierna beschreven omvang garantie van dit product.

De hierna genoemde garantievoorwaarden laten de wettelijke garantieverplichtingen van de verkoper uit de koopovereenkomst met de koper onverlet.

De garantie geldt bovendien onverminderd de dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen.

Liroma garandeert de probleemloze werking en de volledigheid van dit product. De garantieperiode bedraagt 1 jaar vanaf het moment van aankoop van het nieuwe, ongebruikte product door de koper.

Als dit product tijdens de garantieperiode onvolledig of wat betreft de werking gebrekkig overeenkomstig de volgende bepalingen blijkt te zijn, zal Liroma overeenkomstig deze garantievoorwaarden een gratis vervangende levering of reparatie verzorgen.

Als de koper een garantieclaim wil indienen, neemt hij eerst contact op met de lokale verkoper.

Er kan alleen aanspraak op garantie worden gemaakt als de koper:
Een kopie van de factuur/aankoopbon bezit;
Als het product in originele staat is.

Reparaties of complete vervanging verlengen in geen geval de garantieperiode.

Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn:

- Slijtage die veroorzaakt is door normaal gebruik of verbruik van het product.
- Met dit product meegeleverde toebehoren die bij correct gebruik slijten of verbruikt worden (bijvoorbeeld batterijen, accu's, afdichtingen, elektroden, lampen en opzetstukken).
- Producten die oneigenlijk en/of anders dan vermeld inderdaad e bepalingen in de gebruiksaanwijzing gebruikt, gereinigd, opgeborgen of onderhouden zijn en producten die door de koper of door een niet door Liroma geautoriseerd servicecenter geopend, gerepareerd of omgebouwd zijn.
- Schade die tijdens het transport tussen fabrikant en klant en/of tussen servicecenter en klant ontstaan.
- Producten die als B-stockartikelen of als gebruikte artikelen gekocht zijn.
- Gevolgschade die op een gebrek van dit product berust (voor dit geval kunnen echter aanspraken uit productaansprakelijkheid of uit andere dwingende wettelijke aansprakelijkheid bepalingen bestaan).




Liroma wil dat haar klanten zich gezond, fit en ontspannen voelen.

Om dit te bereiken, heeft Liroma een breed assortiment van lichttherapie producten van hoogwaardige kwaliteit. Onze producten helpen bij klachten, zoals: vermoeidheid, winterdip, slechte doorbloeding, pijn in spieren en gewrichten, pijn door onderliggende ziekten, slechte nachtrust, huidproblemen, stress, verstoord bioritme en veel andere kwaaltjes. Onze producten zijn gericht op zowel de mentale als de fysieke gesteldheid.

Vragen? Neem gerust contact op via info@liroma.nl.







Handbuch LED500

Rotes und NIR-Infrarot-Lichttherapie



-
- Das Produkt S. 3
 - Verpackungsinhalt S. 4
 - Gebrauchsanweisung S. 5-6
 - Warnhinweise S. 7-8
 - Technische Daten S. 9
 - Garantie und Serviceleistungen S. 10



Das Produkt

Die Vorteile von LED500:

- Strahlt tief in die Haut
- Kombination aus Rot- und (Nah-)Infrarotlichttherapie
- Enthält IR-A-Strahlung NIR-Infrarot (Kurzwellen)
- Ausgestattet mit 4 Spektren: 630 & 660nm - 830 & 850nm
- LED-Licht, daher sparsam im Verbrauch
- Lindert Muskel- und Gelenkschmerzen
- Verbessert die Muskelleistung während des Trainings
- Schnellere Erholung nach dem Training
- Schnellere Heilung von Narben
- Höherer Kollagengehalt (Anti-Aging)
- Förderung des Haarwachstums
- Förderung der Blutzirkulation
- Verringerung von Hautbeschwerden und -störungen
- Fördert die Heilung
- Verbessert die Haut
- Entlastung von Stress
- Zellerneuerung

Lichttherapielampen zielen darauf ab, die Mitochondrien im gesamten Körper zu beeinflussen. Mitochondrien sind die energieproduzierenden Einheiten unserer Zellen. Die Verbesserung der Mitochondrienfunktion wird die allgemeine Gesundheit Ihres Körpers verbessern. Durch die Fokussierung der LEDs auf bestimmte hochtherapeutische Wellenlängen (ausgedrückt in: nm) wird eine maximale Absorption der Strahlung erreicht.

Insgesamt strahlt die Lampe vier verschiedene Wellenlängen und zwei Arten von Licht aus, nämlich Nahinfrarot und Rotlicht. Die Forschung hat gezeigt, dass die Kombination dieser spezifischen Lichtfrequenzen besonders vorteilhaft für den menschlichen Körper ist. Jede spezifische Wellenlänge hat eine andere Wirkung. Rotes Licht erreicht eine Tiefe, die andere Lichtformen wie UV, blaues oder grünes Licht nicht erreichen können, und hat eine therapeutische und heilende Wirkung auf die Haut. Je kürzer die Wellenlängen innerhalb des Infrarotspektrums sind, desto tiefer dringt die Strahlung in den Körper ein. Nahinfrarotlicht (Kurzwellen) ist mit bloßem Auge kaum sichtbar, hat aber die stärkste Durchdringungswirkung und erreicht daher leichter tiefere liegende Gewebe, Muskeln und Gelenke. Die Kombination dieser beiden Lichtquellen in einer Lampe ist daher eine großartige Entwicklung!

Die Lampe ist ideal für das Gesicht, aber nicht nur für das Gesicht. Jeder Körperteil kann behandelt werden. Die LED500 ist eine sehr leistungsstarke Lampe.

NIR (Nah-Infrarot)

830 & 850 nm

RED (Sichtbares Rotlicht)

630 & 660 nm





- Die Lampe
- Adapter
- Fernsteuerung
- Schutzbrille
- Aufhängesystem (silber)
- Aufhängung für Flaschenzug
- Türaufhänger (silber)



Wichtig!

- Ideale Anwendungshäufigkeit zwischen 3-7 Mal pro Woche, maximal einmal täglich pro Körperteil.
- Faustregel: Je näher die Lampe an der Haut ist, desto kürzer sollte die Behandlungsdauer sein. Empfohlene Behandlungsdauer 5 bis 20 Minuten bei einem maximalen Abstand von 90 cm.
- Beispiel für eine empfohlene Behandlungsdauer: 12 Minuten bei einem Abstand von 30 cm.
- Verwenden Sie die Lampe maximal 20 Minuten lang. Achten Sie auf den Abstand. Wenn Sie die Lampe 20 Minuten lang verwenden möchten, vergrößern Sie den Abstand.
- Schauen Sie nicht in die Lampe und tragen Sie eine Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass der zu behandelnde Körperteil der Strahlung der Lampe vollständig ausgesetzt ist und nicht durch Kleidung verdeckt wird.
- Hinweis: Die Lampe strahlt keine Wärme ab! Die Lampe ist nur für die LED-Therapie ausgelegt.
- Stellen Sie die Lampe ein, setzen Sie dann die Schutzbrille auf. Versuchen Sie, nicht direkt in die Lampe zu schauen.
- Konsultieren Sie bei Kontraindikationen, medizinischen Beschwerden oder Zweifeln immer einen Arzt vor der Anwendung.



1. Nehmen Sie die Lampe aus ihrer Verpackung.
2. Der Ständer ist an der Leuchte befestigt, er muss nur ausgeklappt und in die gewünschte Position gebracht werden.
3. Bringen Sie die Leuchte in die gewünschte Position, indem Sie den Ständer verschieben.
4. Schließen Sie den Adapter an die Lampe an und stecken Sie ihn in die Steckdose.
5. Auf der Rückseite der Lampe befindet sich die rote ON/OFF-Taste. Schalten Sie die Lampe ein.
6. Wählen Sie nun eine Infrarot-Behandlung, eine Rotlicht-Behandlung oder beide Behandlungen gleichzeitig, indem Sie auf den RED/NIR-Modus an der Seite der Lampe klicken. Der RED-Modus ist eine Rotlichttherapie und der NIR-Modus eine Infrarottherapie. Oben links auf dem Display leuchtet das Licht der gewählten Behandlung auf. Haben Sie sich für beide Behandlungen gleichzeitig entschieden? Dann leuchten sowohl das grüne als auch das rote Licht auf.
7. Stellen Sie dann die Behandlungsdauer ein, indem Sie auf den Pfeil (nach oben zeigend) an der Seite der Lampe klicken. Jeder Klick entspricht einem 1-Minuten-Schritt.
8. Sie können auch die mitgelieferte Fernbedienung verwenden, um das Programm einzustellen.

Möchten Sie die Lampe lieber aufhängen?

Lösen Sie die vier Schrauben an der Halterung auf der Rückseite der Lampe. Verwenden Sie dazu einen Schraubendreher.

Verbinden Sie das Aufhängungssystem mit der Lampe, indem Sie die beiden Enden des Aufhängungssystems auf die beiden silbernen Schrauben auf der Oberseite der Lampe drehen. Verbinden Sie den Flaschenzug, indem Sie die beiden Karabinerhaken miteinander verbinden.

Schieben Sie den Türaufhänger oben auf die Tür. Befestigen Sie nun das Aufhängesystem an der Türaufhängung. Die Länge des Seils kann kürzer oder länger gemacht werden.



- Verwenden Sie dieses Gerät nicht bei Säuglingen.
- Erlauben Sie schlafenden, behinderten oder bewusstlosen Personen nicht, das Gerät zu benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 20 Minuten in einer Therapiesitzung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf offenen und frischen Wunden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Kombination mit Salben, Salben oder Balsamen, die wärmeerzeugende Bestandteile enthalten. Dies kann zu einer Hautverbrennung führen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu modifizieren oder zu reparieren. Wenn es beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte so schnell wie möglich an info@liroma.nl.
- Dieses Gerät ist ein elektrischer Apparat. Um Stromschläge und andere elektrische Gefahren zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.
- Waschen Sie das Gerät oder Teile des Geräts nicht mit Wasser oder anderen flüssigen Medien.
- Lassen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen und stellen Sie es nicht an einen Ort, an dem es in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen könnte.
- Setzen Sie das Gerät nicht fließendem Wasser aus.
- Wenn Ihr Gerät mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit in Berührung kommt oder in diese eingetaucht wird, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Wenn das Gerät in der Nähe von Wasser verwendet wird, empfehlen wir die Verwendung einer durch einen Fehlerstromschutzschalter geschützten Steckdose.
- Berühren Sie das Gerät oder die Stecker nicht mit nassen Händen.
- Benutzen oder berühren Sie das Gerät nicht mit nasser oder feuchter Haut.
- Ziehen oder heben Sie das Gerät nicht am Kabel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von erhitzten Oberflächen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen es entflammbar oder brennbar ist oder Dämpfen ausgesetzt sein könnte. Es kann zu einer Brandexplosion kommen.
- Lagern Sie Ihr Gerät nicht bei Temperaturen über 140 Grad.



- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Die weitere Verwendung eines beschädigten Geräts kann zu einem elektrischen Schlag oder zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, die nicht für die Gesamtleistung des zu versorgenden Geräts ausgelegt sind.
- Ziehen Sie den Stecker nicht durch direktes Ziehen am Kabel heraus. Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel, sondern am Stecker selbst aus der Steckdose.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen mit körperlichen, neurosensorischen oder geistigen Behinderungen oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Verständnis geeignet.
- Verwenden Sie die Lampe nicht in Verbindung mit elektronischen Geräten, die in den Körper implantiert sind, wie z. B.: künstliches Herz, künstliche Lungen usw. Im Zweifelsfall konsultieren Sie bitte zuerst Ihren Arzt.
- Verwenden Sie die Lampe nicht bei schwangeren Frauen, Menschen mit schweren Herzerkrankungen, Schwerkranken und anderen Notfallpatienten. Konsultieren Sie im Zweifelsfall zuerst Ihren Arzt.
- Medikamente, Kosmetika oder Lebensmittel können unter bestimmten Bedingungen Überempfindlichkeitsreaktionen oder allergische Reaktionen der Haut hervorrufen. Brechen Sie die Behandlung ab, wenn Sie dies stört.
- Öffnen Sie das Gerät unter keinen Umständen. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Dies kann zu Verletzungen führen. Durch das Öffnen oder Reparieren des Geräts erlischt Ihre Garantie. Wenn das Gerät beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich so schnell wie möglich an den Verkäufer oder an info@liroma.nl.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht:

- Ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Arzt, wenn Sie an folgenden Krankheiten leiden. Schwere Erkrankungen, wie z. B. Herzerkrankungen, akute Entzündungen, Thrombosen, Blutgerinnungsstörungen, Nebennierenunterdrückung, systemischer Lupus erythematodes oder bösartige Erkrankungen leidet.
- Wenn Sie überempfindlich gegen Infrarotlicht sind oder Ödeme haben.
- Wenn Sie an einer Erkrankung leiden, die mit einer Demyelinisierung der Nerven verbunden ist, wie z. B. Karpaltunnelsyndrom, Multiple Sklerose und Lunaris Neuropathie.
- Wenn Sie ein elektrisches Implantat haben.
- Wenn Sie schwanger sind.
- Auch die Verwendung bestimmter Medikamente oder Plattenextrakte, die Lichtempfindlichkeit verursachen, sind nicht mit der Lichttherapie vereinbar. (Beispiele: Antibiotika, Antidepressiva, Roacutan, MTX, Antimykotika und Johanniskraut).



Technische Daten

Model	LED500	Eingangsspannung	AC100 240V
Power	85% 5@AC110V 81W 5% AC220V	Ausgangsspannung	1A@ AC110V 0.8A
Power per LED	5W	LED Anzahl	60
Wellenlänge	630 & 660 nm 830 & 850 nm	Gewicht des Produkts	2,1 kg
Abmessungen	298 x 182 x 60 mm		



Liroma gewährt für dieses Produkt eine Garantie unter den nachfolgend beschriebenen Bedingungen und in dem beschriebenen Umfang.

Die nachstehenden Garantiebedingungen lassen die gesetzlichen Gewährleistungspflichten des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Käufer unberührt.

Im Übrigen gilt die Garantie unbeschadet zwingender gesetzlicher Haftungsvorschriften.

Liroma gewährleistet die einwandfreie Funktion und Vollständigkeit dieses Produktes. Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr ab dem Zeitpunkt des Kaufs des neuen, unbenutzten Produkts durch den Käufer.

Sollte sich dieses Produkt während der Garantiezeit als unvollständig oder funktionsuntüchtig im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen erweisen, wird Liroma eine kostenlose Ersatzlieferung oder Reparatur nach Maßgabe dieser Garantiebedingungen vornehmen.

Wenn der Käufer einen Garantieanspruch geltend machen möchte, sollte er sich zunächst an den örtlichen Händler wenden.

Ein Garantieanspruch kann nur geltend gemacht werden, wenn der Käufer: eine Kopie der Rechnung/des Kaufbelegs hat; wenn sich das Produkt im Originalzustand befindet.

Reparaturen oder vollständiger Ersatz verlängern die Garantiezeit in keinem Fall.

Ausdrücklich ausgeschlossen von dieser Garantie sind:

- Verschleiß und Abnutzung durch normalen Gebrauch oder Verbrauch des Produkts.
- Mit diesem Produkt geliefertes Zubehör, das sich bei ordnungsgemäßigem Gebrauch abnutzt oder verbraucht (z. B. Batterien, Akkus, Dichtungen, Elektroden, Lampen und Zubehörteile).
- Produkte, die unsachgemäß und/oder entgegen der Gebrauchsanweisung verwendet, gereinigt, gelagert oder gewartet wurden, sowie Produkte, die vom Käufer oder von einer nicht von Liroma autorisierten Servicestelle geöffnet, repariert oder umgebaut wurden.
- Schäden, die während des Transports zwischen Hersteller und Kunde und/oder zwischen Servicezentrum und Kunde entstanden sind.



Liroma möchte, dass sich seine Kunden gesund, fit und entspannt fühlen. Um dies zu erreichen, verfügt Liroma über ein breites Sortiment an hochwertigen Lichttherapieprodukten. Unsere Produkte helfen bei Beschwerden wie: Müdigkeit, Wintermüdigkeit, Kreislaufschwäche, Muskel- und Gelenkschmerzen, Schmerzen aufgrund von Grunderkrankungen, Schlafstörungen, Hautproblemen, Stress, gestörtem Biorhythmus und vielen anderen Beschwerden. Unsere Produkte zielen sowohl auf geistige als auch auf körperliche Zustände ab.

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns unter info@liroma.nl.



LIR**MA**