

# Handleiding U – Brush

Stap 1: Stel de Automatische geheugenfunctie in. Bij vervolg gebruik is dit niet meer nodig door de geheugenfunctie. ( hoe dit werkt staat in de instructies )

Stap 2: Plaats uw tandpasta op de zachte silicone borstel.

Stap 3: Plaats de U – Brush in uw mond.

Stap 4: Zet de U - brush aan. En laat deze gedurende 2 minuten zijn werk doen.

( hoe dit werkt staat in de instructies )

Stap 5: Neem de U – Brush uit en spoel deze af.

Stap 6: Plaats de schone U- Brush in het oplaad station ( Wanneer nodig )