

## **Opschroefbare polijstkoppen voor Nr.1 Tandepolijster**

### **Rubberen opzetstukken voor tandpolijster.**

**De rubberen polijstcup is geschikt voor het reinigen en polijsten van natuurlijke tanden. Ze zijn ideaal voor het verwijderen van tandplak en vlekken van de tanden. ook voor de tandenbleeksalon voordat u met de tandenbleek behandeling begint.**

**100 stuks in doos.**

Dit artikel kan gebruikt worden in combinatie met de Nr.1 Tandepolijster welke:

**De gebruiksvriendelijke Tandepolijster gebruikt professionele technologie om tandplak en oppervlakkige vlekken van kofe, thee en tabak te verwijderen en om de vorming van tandplak tegen te gaan. De polisher heeft een speciale kop die draaiende bewegingen maakt. Verbeter het aanzicht van je tanden met de Nr.1 Tandpolijster**

De tandepolijster kan ook thuis worden gebruikt.

Gebruiksaanwijzing:

1. Plaats een kleine hoeveelheid polijstpasta op en in het polijstkopje. Om de effectiviteit te vergroten kun je ook tijdens het polijsten extra polijstpasta op de tanden smeren.
  2. Als de Tandepolijster aan is gezet plaats je het ronddraaiende polijstkopje rustig op het gebied van je gebit dat je wilt polijsten.
  3. Polijst elk gebied enkele seconden
  4. De Tandepolijster heeft een automatisch veiligheidssysteem dat het polijsten stopzet als teveel druk wordt uitgeoefend
  5. Veeg het product schoon als je klaar bent met polijsten. Verwijder hierna het polijstkopje en reinig deze onder de kraan. De polijsthouder mag NIET worden ondergedompeld.
- Effectief polijsten dankzij de roterende polijstkopjes!