



4 verschillende opzetstukken

Ovale Zuiger: Verminderen van rimpels

Scrub Zuiger: Verwijderen van dode & vette huid

Kleine Cirkel Zuiger: Voor gevoelige huid

Grote Cirkel Zuiger: Verwijderen mee-eters en puisten



Aan / uit knop met LED indicator

Handvat met perfecte grip



USB oplaadbaar



1. Haal het product uit de verpakking. Verwijder plastic en overige verpakkingsmaterialen.



2. Laad indien nodig de mee-eter verwijderaar op met de USB.



3. Klik eenvoudig de gewenste opzetkop op de mee-eter verwijderaar.



4. Zet de mee-eter verwijderaar aan met de aan/uit knop.

5. Gebruik het apparaat voor mee-eters en onzuivere huid.

6. Zet na gebruik de mee-eter verwijderaar uit met de aan/uit knop.

7. Na het schoonmaken berg je het apparaat weer op in de verpakking.



4

Verschillende opzetstukken



Veilig in gebruik



Makkelijk mee te nemen



Eenvoudig schoon te maken