

## Handleiding voor de Fairywill 507 Elektrische Tandborstel

Gefeliciteerd met uw aankoop van de Fairywill 507 Elektrische Tandborstel! Deze handleiding zal u door de kenmerken, gebruiksinstructies en onderhoudstips leiden om de beste prestaties van uw nieuwe tandenborstel te garanderen.

Inhoud van de verpakking:

Fairywill 507 Elektrische Tandborstel

USB-Oplaadkabel

Opzetborstels

Kenmerken:

Ultrasone reinigingstechnologie

5 reinigingsmodi

2-minuten timer met intervalpauzes elke 30 seconden

IPX7 waterdicht

USB-oplaadbaar

Tot 30 dagen batterijduur na volledige oplading

Eerste gebruik:

Laad uw tandenborstel op door de USB-kabel aan te sluiten. Een volledige lading duurt ongeveer 4 uur.

Bevestig een opzetborstel stevig op de tandenborstel.

Bevochtig de borstelkop en breng tandpasta aan.

Hoe te gebruiken:

Kies de gewenste reinigingsmodus door op de aan/uit-knop te drukken. Elke druk op de knop schakelt naar een andere modus.

Plaats de borstelkop tegen uw tanden en beweeg langzaam langs de buiten- en binnenkant van uw tanden en kauwvlakken.

De tandenborstel pauzeert elke 30 seconden om aan te geven dat het tijd is om naar het volgende kwadrant van uw mond te gaan. Na 2 minuten schakelt de tandenborstel automatisch uit.

Onderhoud:

Spoel de borstelkop na elk gebruik af onder stromend water.

Laat de tandenborstel en opzetborstel aan de lucht drogen voordat u deze weer opbergt.

Vervang de opzetborstel elke 3 maanden of eerder als de borstelharen tekenen van slijtage vertonen.

Reinig de tandenborstel regelmatig met een vochtige doek om ophoping van tandpasta of vuil te voorkomen.

Veiligheidstips:

Gebruik de tandenborstel niet als deze beschadigd is.

Laad de tandenborstel niet op in de buurt van water.

Verwijder de USB-kabel altijd voorzichtig om schade te voorkomen.

Veelgestelde vragen:

Hoe weet ik wanneer mijn tandenborstel volledig is opgeladen?

De indicatielampjes geven de oplaadstatus aan. Wanneer de tandenborstel volledig is opgeladen, zal het indicatielampje stoppen met knipperen of uitgaan, afhankelijk van uw model.

Kan ik mijn tandenborstel in de douche gebruiken?

Ja, de Fairywill 507 is IPX7 waterdicht en kan veilig worden gebruikt in bad en onder de douche.

Wat moet ik doen als mijn tandenborstel niet werkt?

Controleer of de tandenborstel volledig is opgeladen. Als het probleem aanhoudt, raadpleeg dan de gebruikershandleiding of neem contact op met de klantenservice voor hulp.

Contactinformatie:

Voor verdere assistentie of vragen over uw Fairywill 507 Elektrische Tandeborstel, neem contact op met onze klantenservice via de contactgegevens vermeld op onze Bol.com winkelpagina.

Bedankt voor het kiezen van Fairywill en wij wensen u veel plezier van uw nieuwe elektrische tandenborstel!