

MANUAL IPL DEPILATOR



Read the instructions carefully before use



1. Over het product

Om een juist en veilig gebruik van het product te garanderen, vragen wij u om de handleiding zorgvuldig te lezen. Volg altijd de instructies op om schade of letsel te voorkomen.

Ons product voldoet aan de wettelijke nationale, internationale en Europese eisen:

- CE Certificaat: De CE-markering (een acroniem voor het Franse "Conformite Europeenne") bevestigt dat een product voldoet aan EU-eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, die de veiligheid van de consument garanderen.

2. Voor wie is het apparaat niet geschikt?

- Voor personen met huidtype V en VI is het IPL-ontharingsapparaat niet geschikt. U loopt een groot risico op brandwonden of hyperpigmentatie.
- Gebruik het apparaat niet indien u borstvoeding geeft of zwanger bent.
- Gebruik het apparaat niet indien u minimaal één van onderstaande aandoeningen heeft:
 - Actinische keratose of meerdere atypische moedervlekken in het te behandelen gebied;
 - Een huidaandoening zoals huidkanker of een ander soort kanker in het te behandelen gebied. Eveneens is het apparaat niet geschikt als u in het verleden kanker heeft gehad in het te behandelen gebied.
 - In het verleden bent behandeld aan een collageenaandoening (bijv. slecht genezende wonden, keloïdlittekens etc.) in het te behandelen gebied.
 - In het verleden bent behandeld aan een vasculaire aandoening in het te behandelen gebied.
 - Gevoeligheid voor licht en u snel uitslag of een allergische reactie krijgt.
 - Infecties, eczeem, brandwonden, ontstoken haarzakjes, snijwonden, schaafwonden, herpes simplex, wonden of laesies en hematomen in het te behandelen gebied.
 - De afgelopen drie weken een operatie gehad in de te behandelen gebieden.
 - Epilepsie met overgevoeligheid voor lichtflitsen.

- Diabetes, lupus erythematodes, porphyria of een congestieve hartaandoening.
- Een bloedingsstoornis.
- In het verleden behandeld voor immuniteitsaandoeningen (waaronder HIV-infectie of aids).
- In de voorbije 3 maanden behandeld met stralingstherapie of chemotherapie
- Het apparaat is niet geschikt voor de volgende lichaamsdelen:
 - Op of dichtbij kunstmatige delen (bijvoorbeeld pacemakers, insulinepomp, piercings, siliconen implantaten etc.);
 - Rond de ogen en wenkbrauwen;
 - Op de binnenkant van de neusgaten, oren, vagina, anus, tepels, schaamlippen etc.
 - Op grote aderen, gebieden met donkerder pigment, moedervlekken, sproeten, littekens, huidaandoeningen etc.;
 - Op tatoeages, permanente make-up, wratten;
 - Op gebieden waar u langwerkende deodorant gebruikt;
 - Op zonverbrande huid en op onlangs (kunstmatig) gebruikte huid;
 - Bij mannen: niet geschikt voor het gezicht en het scrotum.

Opmerking: Deze lijst is niet uitputtend. Als u niet zeker weet of u het apparaat kunt gebruiken, raden wij u aan een arts te raadplegen.

3. Specificaties

Materiaal van de lamp	Xenon
Lichtbron	IPL (Intense Pulsed Light)
Energiefrequentie	1,5-3,9J/cm ²
Focusgrootte	4,2cm ²
Golflengte	470nm-1100nm
Levensduur lamp	900000 flitsen
Adapter	AC100-240V 12V DC 3A
Gewicht	210 gram
Grootte	168x112x78mm
Behandeltemperatuur	5-30 °C
Vochtigheidsgraad	Relatieve vochtigheid van 30-60%



Gevaar

- Het is gevaarlijk om voorwerpen in het apparaat te steken.
- Het apparaat moet drooggehouden worden. Het apparaat is niet afwasbaar, spoel het niet af onder de kraan en dompel het niet onderwater.
- Raak geen interne delen aan als het apparaat kapot is.

Waarschuwingen

- Voorkom dat kinderen met het apparaat gaan spelen, houd toezicht. Het apparaat is niet geschikt voor kinderen <15 jaar. Jongeren tussen 15-18 jaar kunnen het apparaat met toestemming van hun ouders of verzorgers gebruiken.
- Het apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen met verminderde zintuigelijke, geestelijke of lichamelijke vermogens (o.a. kinderen). Enkel met het toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid kan het apparaat door de persoon gebruikt worden. Uitleg over het gebruik van het apparaat is hierbij noodzakelijk.
- Knip de adapter niet af.
- Indien het UV-filter van het lichtvenster gebroken is, is het apparaat niet meer te gebruiken.
- Controleer het apparaat altijd voordat u het gebruikt. Gebruik het apparaat niet bij beschadigingen. Beschadigde onderdelen mogen enkel door de verkoper vervangen worden door een onderdeel van het oorspronkelijke type. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren, zo worden gevaarlijke situaties voorkomen.

- Het apparaat is geschikt voor één persoon vanwege hygiënische redenen.
- Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen, agressieve vloeistoffen (benzine, aceton etc.) of perslucht om het apparaat te reinigen.
- Het apparaat is enkel te gebruiken voor het doeleinde zoals staat beschreven in de gebruiksaanwijzing.
- Gebruik enkel de standen die geschikt zijn voor uw huidtype.
- Het apparaat is niet geschikt voor vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.
- Blonde, grijze en rode haren kunnen niet worden verwijderd met het IPL-apparaat.
- Het apparaat en de adapter kunnen tijdens gebruik warm aanvoelen.
- Het apparaat kan een vreemde geur afgeven. Dit kan komen door vuil op het lichtvenster of door nog aanwezige haren op het te behandelen gebied. Reinig het lichtvenster voorafgaand aan de behandeling en verwijder de haren op het te behandelen gebied.
- Aanwezigheid van haren op het te behandelen gebied kunnen gevoeligheid veroorzaken. Onthaar het gebied voorafgaand aan de behandeling.
- Richt het apparaat niet op de ogen en draag de meegeleverde beschermingsbril tijdens de behandeling.
- Bewaar het apparaat niet in de buurt van sterke magneten.
- Na veelvuldig gebruik van het apparaat kan het lichtvenster verkleuren, dit heeft geen gevolgen voor de effectiviteit van het resultaat of gebruik van het apparaat.
- Houd de ventilatiegaten vrij, deze hebben een functie bij het koelen van het apparaat.

Bruiningsadvies

- Wacht na elke behandeling minstens 48 uur voordat u uw huid bruint met natuurlijk of kunstmatig zonlicht. Zelfs na 48 uur moet u controleren of de behandelde huid geen roodheid meer vertoont door de behandeling.
- Gebruik in de 48 uur na de behandeling een zonnebrandcrème met beschermingsfactor 50+ op de behandelde gebieden. Na deze periode kunt u twee weken een zonnebrandcrème met beschermingsfactor 30+ gebruiken.

- Wacht na het bruinen minstens 2 weken voordat u het IPL-apparaat gebruikt. Voer een huidtest uit om de juiste stand voor de lichtintensiteit te bepalen.
- Gebruik het apparaat niet op zonverbrande huid.
- Als u een zelfbruiner hebt gebruikt, wacht u tot de kunstmatige bruining volledig is verdwenen voordat u het apparaat gebruikt.

Huidreacties

- Na gebruik kan uw huid roodheid vertonen en/of tintelen of warm aanvoelen en gevoelig zijn. Dit verdwijnt snel en is onschadelijk.
- De combinatie van scheren en lichtbehandeling kan een droge huid en jeuk veroorzaken. U kunt een ijskompres of een nat washandje op de geïrriteerde huid leggen. Als de huid droog blijft, kunt u 24 uur na de behandeling een geurloze vocht inbrengende crème aanbrengen op het behandelde gebied.

Voorbehandeling van de huid

De haren op het te behandelen gebied dienen verwijderd te worden alvorens gebruik van het apparaat. Dit kunt u doen door de huid te scheren, trimmen, epilieren of harsen. Gebruik geen ontharingscrème. Laat de huid 24 uur rusten indien u heeft geharst. Neem een douche voorafgaand aan de behandeling (de huid moet haarvrij, droog en vrij van vette substanties zijn).

Lichtintensiteit selecteren

Huidtype	Huidtint	Lichtintensiteit
I	Wit: u wordt nooit bruin en verbrandt altijd	6-8
II	Beige: u wordt nauwelijks bruin en verbrandt snel	6-8
III	Lichtbruin: u wordt langzaam bruin en verbrandt snel	5-7
IV	Middenbruin: u wordt snel bruin en verbrandt zelden	1-4
V	Donkerbruin: u wordt zeer snel bruin en verbrandt zelden	Het apparaat is niet geschikt voor gebruik.
VI	Zeer donkerbruin en donkerder: zeer donkere bruining, u verbrandt zelden tot nooit	Het apparaat is niet geschikt voor gebruik.

Huidtest

Voer een huidtest uit op elk te behandelen gebied wanneer u het apparaat voor de eerste keer of vlak na het bruinen gebruikt. Hiermee wordt de reactie van de huid op de behandeling gecontroleerd en wordt de juiste lichtintensiteit voor elk lichaamsdeel bepaald.

1. Schakel het apparaat in en selecteer stand 1.
2. Plaats het apparaat op het te behandelen gebied en druk de knop in om een flits af te geven.
3. Schuif het apparaat naar een ander gebied en geef een flits af in stand 2. Herhaal deze stappen met de opvolgende standen die geschikt zijn voor uw huidtype.
4. Wacht 24 uur en controleer de huid op eventuele reacties. Gebruik voor de behandeling de hoogste stand die geen huidreactie heeft veroorzaakt.

Het apparaat gebruiken

1. Maak het apparaat en het lichtvenster voor gebruik schoon.
2. Steek de adapter in het stopcontact steek de kleine stekker in het apparaat (onderzijde). Druk 3 seconden op de aanknop. Een witte indicatorlamp gaat branden.
3. Kies de meest geschikte lichtintensiteit (1-8) voor uw huidtint. Gebruik hiervoor de aanknop.
4. Plaats het apparaat loodrecht op de huid en druk het stevig tegen de huid aan. De witte indicatorlamp gaat nu knipperen. Als de lamp niet knippert, is het lichtvenster niet goed op de huid geplaatst en kan er geen flits worden afgegeven.
5. Druk op de flitsknop om een flits af te geven. De flits voelt warm aan. Na iedere flits kleurt de indicatorlamp rood, dit geeft de oplaadtijd aan. Het apparaat heeft 1-3 seconden nodig om op te laden voor het afgeven van een volgende flits.
6. Plaats het apparaat op het volgende te behandelen gebied. Zorg ervoor dat u een gebied slechts eenmalig flitst per behandeling, dit zorgt voor een optimaal resultaat en voorkomt huidreacties.
7. Zet het apparaat na gebruik uit door 3 seconden de aanknop in te drukken.
8. Reinig het apparaat na gebruik en bewaar het in de meegeleverde doos.

Automatische stand

Houd de **flitsknop (dit is niet de aanknop)** ingedrukt totdat er een A op het display verschijnt. De automatische modus is nu ingeschakeld. Lichtflitsen worden automatisch na elkaar afgegeven en dit versnelt de behandeling. Beweeg het lichtvenster naar een nieuw gebied na iedere flits. Houd het lichtvenster stevig tegen de huid aan en wacht op de flits alvorens het apparaat verder over de huid te bewegen.



Behandelfrequentie

- Behandel de huid zes maanden lang met een frequentie van één behandeling per twee weken.
- Als er na een half jaar nog nieuwe, dunne haren groeien op de behandelde gebieden, herhaal de behandeling dan eens per 2-3 maanden.
- Gebieden met dikkere haren dienen vaker behandeld te worden.

Nazorg

Na gebruik kunt u geurloze lotion, crème, deodorant, huidolie of make-up op de behandelde gebieden aanbrengen. Breng geen producten aan op uw huid als de huid na behandeling rood of geïrriteerd is. Dit kan u pas doen op het moment dat de roodheid of irritatie is verdwenen.

Schoonmaken en opbergen

1. Schakel het apparaat na gebruik uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
2. Maak een zachte doek vochtig met wat water en gebruik deze voor het schoonmaken van het lichtvenster.
3. Bewaar het apparaat op een stofvrije en droge plaats bij een temperatuur tussen 0 °C en 60 °C.

Recyclen

- Dit product mag niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden weggegooid.
- Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Als u

oude producten correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.