



Blackhead vacuüm Remover machine – Face Pore cleaner

TIP

Lees voor het gebruik de handleiding eerst en bewaar deze zorgvuldig.

Het is elke avond vaste prik: na het verwijderen van je make-up éven checken of er al nieuwe zwarte of witte puntjes zijn opgedoken op je neus.

Wat zijn mee-eters?

Mee-eters, oftewel comedonen, zijn gedeeltelijke of volledige verstoppingen van je poriën. Je kent poriën als die kleine gaatjes in je huid. Het zijn eigenlijk de uitgangen van je zweetklieren en van de talgklieren die bij je haarzakjes horen. Wanneer je poriën verstopt raken door talg en dode huidcellen, vormt zich een zwart of wit puntje tussen de 1 en 3 millimeter in omvang dat we een mee-eter noemen. Mee-eters ontstaan meestal in je T-zone, oftewel je voorhoofd, neus en kin. Ze komen veel voor bij pubers maar ook onder volwassenen. Er zijn twee soorten mee-eters: blackheads en whiteheads.

Blackheads

Blackheads, oftewel open comedonen, zijn het meest herkenbaar aan hun zwarte puntjes. Deze mee-eters hebben een grotere opening aan het uiteinde van je porie, die gevuld is met een propje van talg en oude huidcellen. Wanneer de talg in deze ophoping oxideert, oftewel reageert met zuurstof in de lucht, krijgt de blackhead zijn kenmerkende zwarte kleur.

Whiteheads

Whiteheads, oftewel gesloten comedonen, zien eruit als witte puntjes of bultjes die lijken op gerstekorrels. Deze mee-eters hebben een nauwere opening aan het uiteinde van je porie. Hierdoor kan de verstopping van talg minder reageren met de lucht waardoor het niet zwart verkleurt. Gesloten comedonen blijven daarom duidelijk zichtbaar als witte ophopingen

HET PRINCIPE VAN EEN BLACKHEAD REMOVER.

Bij deze behandeling worden dode huidcellen verwijderd, poriën gereinigd, de doorbloeding en aanmaak van nieuwe huidcellen worden gestimuleerd en rimpels en pigmentvlekken vervagen.

Met behulp van vacuüm zuigtechnologie, het zacht inmasseren en het optillen van de huid, zuigt men de mee-eters, vet en vuil van de poriën, om hierbij de huid gladder en helderder te maken.

FUNCTIE

Gladde en zachte huid: de fijne kristallen kop verwijdert voorzichtig de verouderende huid van de huid, waardoor de huid glad en glad wordt.

Strak V-gezicht: men gaat de huid optillen om strakker te worden, de dubbele kin te verbeteren en een V-vormig gezicht te bereiken.

Mee-eter: het kan de mee-eters, olie en vuil op de huid absorberen en de huid reinigen.

Fijne lijntjes verlichten: tilt de huid op en masseert de huid om de vitaliteit te verhogen.

Grote display : uitgerust met een groot scherm, zodat uw huidige gebruiksmodus duidelijker wordt weergegeven, of om aan te geven of het toestel moet worden opgeladen .

GEBRUIKSAANWIJZING

Reinig het gezicht met lauwwarm water voor gebruik. Open de poriën met een gezichtsstomer, hete doek, warm bad of warme douche.

1. Houd de aan / uit-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt om het toestel in te schakelen. Wanneer de stroom wordt ingeschakeld staat het toestel op de standaardmodus ; dit is de verwarmingsmodus op een lage zuigstand.

2. Na het inschakelen drukt u op de aan / uit-knop om de te selecteren positieve te selecteren overeenkomstig de aard van uw huid. Druk op de MODE-knop om de zuigkracht aan te passen.

3. Na gebruik drukt u nog 3 seconden op de aan / uit-knop om het apparaat uit te schakelen.

4. Wanneer de batterij bijna leeg is, knipperen het rode lampje en het batterijpictogram. Laad het apparaat op.

5. Tijdens het opladen blijven het batterijpictogram en het rode lampje knipperen en wanneer het groene lampje brandt, is het opladen voltooid.

TOEPASSINGSGEBIED

Vijf opzetstukken om aan verschillende behoeften te voldoen :

siliconen opzetstuk

groot ronde opzetstuk

kleine ronde opzetstuk

eliptische opzetstuk

gebogen opzetstuk

Het siliconen opzetstuk : Zacht , beschadigt de huid niet, het zal geen roodheid en zwelling van de huid, allergieën of andere symptomen veroorzaken; geschikt voor mensen met een gevoelige huid.

Grote ronde opzetstuk: voor verwijdering van mee-eters, vettigheid, cosmetische resten etc. Deze heeft een sterkere zuigkracht wat geschikt is voor hardnekkiger mee-eters op de neus, dieper optillen van de huid ter bevordering van de microcirculatie.

Kleine ronde opzetstuk: Reinigt de poriën, de zuigkracht is zwakker en het kan de mee-eters en acne repareren. Niet gebruiken in geval van een beschadigde huid. Geschikt voor gevoelige huid.

Eliptische opzetstuk : Voorkomt fijne lijntjes en is gespecialiseerd in speciale delen

zoals de hoeken van de ogen, neus en mond. Het tilt de huid zachtjes op en activeert deze om rimpels te voorkomen. Geschikt voor het verstevigen van de huid en verhoging van de elasticiteit.

Gebogen opzetstuk: Speciale gebogen vorm, die past bij de gezichtsstructuur, maakt het gemakkelijker om het apparaat te gebruiken.

STRUCTUUR VAN HET APPARAAT

Vervangbare werkkop

Oplaadgedeelte

Aan / uit / functieknop

Modus zuigband knop

Scherm

Verwarming hoofd

HOE DE PORIËN REINIGEN

1. Gebruik hiervoor het grote ronde kopstuk kop.
2. Er zijn 3 snelheidsniveaus instelbaar, De lage versnelling is geschikt voor de gevoelige huid, medium versnelling is geschikt voor een normale huid met mee-eters en een hoge versnelling is geschikt voor grove poriën en voor de hand liggende mee-eters huid.

Methode:

Bij het aanzuigen van mee-eters kun je langzaam in het gedeelte met mee-eters bewegen, dit meerdere keren herhalen, maar niet heen en weer bewegen, je moet bewegen volgens de richting van de huidtextuur.

Voor acne, trekt men het er onmiddellijk na het aanzuigen terug.

HOE FIJNE RIMPELTJES VERVAGEN

1. Gebruik hiervoor het eliptische opzetstuk.
- 2, Plaats het apparaat tegen de oogleden, neus, lippen of andere gedeeltes van het gelaat , je kan de snelheid aanpassen.

Methode:

Het kan snel omhoog en weg worden getrokken, meerdere keren worden herhaald, zodat het herhaaldelijk op de onderste laag van de huid kan worden aangebracht om stevigheid te bevorderen, de elasticiteit van de huid te vergroten en rimpels te voorkomen,

ONDERHOUD EN OPSLAG

ONDERHOUD

1. Verwijder bij het reinigen eerst de zuigkop en was deze direct met water;
2. Reinig het apparaat met een vochtige doek en spoel het niet rechtstreeks met water.
3. Als het toestel beschadigd, gebruik het niet

4. Het is ten strengste verboden het toestel uit elkaar te halen. Als er zich problemen voordoen of het toestel werkt niet meer naar behoren, gelieve zich te wenden tot uw verkoper.

OPSLAG

1. Bewaar het toestel op een droge en donkere plaats om vocht te voorkomen en om niet bloot te stellen aan te sterk zonlicht. in het toestel .
- 2, Zorg ervoor dat het toestel niet in een vloeistof ligt
3. Hou dit toestel buiten bereik van kinderen om ongevallen te voorkomen

TIPS

- 1.Het gebruik van dit toestel wordt niet aanbevolen voor huid met wonden en /of littekens. Gebruik dit toestel niet te lang op dezelfde plaats. Meestal is 3 tot 5 seconden voldoende.
2. Bij droge huid, één keer per week, bij andere huidtypes kan dit 2 keer per week gebruikt worden. Elke keer niet langer dan 5 minuten gebruiken, de geadviseerde tijd is afhankelijk van het huidtype.
3. Beweeg het over je huid, heen en weer.
4. Zichtbare resultaten na 2-4 weken. Lichte blauwe plekken mogelijk, let op altijd op lage stand beginnen; Duw niet te hard op de vervangbare hoofdstukken om schade aan de huid te voorkomen.
5. Na het einde van de behandeling, als gevolg van de versnelde microcirculatie van de huid, zal de huid enige lichte irritatie of roodheid hebben. Dit is een normaal verschijnsel. Na de behandeling, afhankelijk van de huid, zal de roodheid na 0,5 ~ 24 uur automatisch vervagen.
6. Behandel je huid met een vochtinbrengende zonnebrandcrème na het einde van de behandeling.
7. Gebruik geen scrubs of andere scrubproducten voor of na de behandeling.

PROBLEEM OPLOSSINGEN

Als er zich een probleem voordoet wanneer het toestel gebruikt wordt, kijk dan naar de onderstaande maatregelen die u kan nemen.

Problème	Diagnose	Oplossing
L'appareil ne s'allume pas	Onvoldoende opgeladen?	Toestel opladen
Aspiration insuffisante	Onvoldoende opgeladen?	Toestel opladen
	Toestel defect?	Als het niet werkt na opladen, schakel uit en controleer of lader wel werkt.

Waarschuwingen

1. De verstevigende functie heeft de functie van optillen van de huid, maar de behandeling van huid met wonden en littekens wordt niet aanbevolen.
2. Dit product is niet geschikt voor het gebruik op delen van plastische chirurgie, neuscorrectie en andere delen van de huid, cosmetische chirurgie, en niet geschikt voor zwangere vrouwen of patiënten met h
3. Dit product is niet geschikt voor gebruik op het lichaam, voor zintuiglijke of geestelijk minder begaafden of mensen met een tekort aan ervaring en kennis (inclusief kinderen). Het kind moet in dat geval onder toezicht staan van de voogd die verantwoordelijk is en het gebruik van het product begeleiden,

Waarschuwing

1. Dit product heeft geen brandwerende functie, blijf uit de buurt van vuur of bijtende vloeistof.
2. Als de huid beschadigd is of aan het bloeden is, gebruik dit toestel niet.
3. Om huidinfecties te voorkomen, gebruik hetzelfde toestel niet voor meerdere personen.
4. Open dit toestel niet en voer zelf geen reparaties uit.
5. Hou het toestel buiten bereik van kinderen en dieren.
6. Leg het toestel niet werkend neer, om onvrijwillige kwetsuren te voorkomen

SPECIFICATIES

Produkt Naam: Blackhead Suction Beauty Instrument

Ingangsvormogen: <=5W

Ingangsvoltage: 5V---1A

Gewicht: 150g

Afmeting : 175*49*57 mm

Invoer stroom: <800ma

Batterij capaciteit : 560mAh Zuiging: <60Kpa

Oplaadtijd: circa 2 uur

Gebruikstijd circa150 min.

Standaardtoepassing : GB4706.1-2005

Samenstelling verpakking+ handleiding

- 1.Toestel *1st
- 2.Opzetstukken *5st
- 3.Spons* 1st
- 4.Doekje*1pc
- 5.Oplaadkabel USB:1pc